



Jockey & Jockey Plus

Käyttöohje



Turvallisuus

Älä milloinkaan jätä lasta tuoliin ilman aikuisen valvontaa.

*

Tarkista lantiovyö säännöllisesti ja varmista, että se toimii moitteettomasti.
Lantiovyö estää lasta putoamasta tuolista.

*

Käytä aina tuolia fysioterapeutin tai toimintaterapeutin neuvomalla tavalla.

*

Krabat Jockey ei ole lelu. Älä milloinkaan salli lapsen leikkiä tuolilla,
sillä siitä voi seurata vahinkoa sekä lapselle että tuolille.



Jockey & Jockey Plus

01.0	Yleistä	s.	05
02.0	Pääosat	s.	06
03.0	Käyttö	s.	10
04.0	Lisävarusteet	s.	16
05.0	Kunnossapito	s.	19
06.0	Säätäminen/sovitus	s.	19
07.0	Takuu	s.	20



01

Yleistä

Tässä käyttöohjeessa esitetään yleiskatsaus Krabat Jockey –tuolista varustettuna sekä sähkötoimisella että manuaalisella istuinyksikön nostotoiminnolla. Krabat Jockey on saatavissa kahdessa eri koossa. Monenlaiset kokoonpanot ovat mahdollisia erilaisten lisävarusteiden avulla.

Krabat Jockey on aktiivituoli iältään 2 - 14-vuotiaille lapsille (2 kokoa). Tuoli on korkeussäädettävä ja säädettävissä lattiatasolta keittiön työtason korkeudelle. Istuma-asento voidaan sovittaa yksilöllisesti kullekin lapselle. Kaikkia kulmia ja asentoja voidaan säätää portaattomasti. Toiminta- tai fysioterapeutin tulee päättää tämän tuolin käytöstä.

Krabat Jockeyyn tarjoama erinomainen istuma-asento on tulosta sekä satulaistuimesta, joka tukee neutraalia asentoa lantion alueella ja loitonusta lonkille, että jalkatuista, jotka tukevat jalat optimaaliseen asentoon.

Tuoli tukee hyvin alaruumista ja auttaa selkärankaa saavuttamaan luonnolliset kaaret. Tämä tarjoaa hyvän perustan vartalon ja ylävartalon tasapainolle ja toiminnalle. Satulaistuin tehostaa aktiivista istuma-asentoa kokoon painuneen ja passiivisen asennon sijasta. Pystysuorasta ja aktiivisesta asennosta on hyötyä myös puheelle, nielemiselle ja hengitykselle.

Optimaalisen istuma-asennon varmistamiseksi on tärkeää ennen käyttöä kokeilla tuolia ja säätää se. Tuolia ei tule käyttää, jos yksilöllistä kokeilua ei ole suoritettu. Myöskään muiden lasten ei tule antaa käyttää tuolia ilman henkilökohtaista kokeilua.

Lasten kasvaessa heidän liikkeensä ja istumistapansa muuttuvat jatkuvasti. Lapsi tulee todennäköisesti tarvitsemaan toisenkokoista istuinyksikköä tai muita säätöjä. Kääntykää paikallisen fysio- tai toimintaterapeutin puoleen, mikäli tuote ei ole optimaalinen tai tarvitaan säätötoimenpiteitä.



02.0

Pääosat – Jockey manuaalisella nostotoiminnolla

Kuva 01

Manuaalisella nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey –tuolilla on seuraavat pääosat:

- 01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
- 02 Säädettävä selkänoja
- 03 Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
- 04 Alusta
- 05 Pyörät erillisjarruilla
- 06 Työntökahva yhdysrakenteisella nostovivulla
- 07 Keskipylväs



02.1

Pääosat – Jockey sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla

Kuva 02

Sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey –tuolilla on seuraavat pääosat:

- 01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
- 02 Säädettävä selkänoja
- 03 Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
- 04 Alusta
- 05 Pyörät erillisjarruilla
- 06 Kaukosäädin
- 07 Keskipylväs
- 08 Akku
- 09 Varaaja
- 10 Virtajohto



Kuva 03

02.2

Pääosat – Jockey Plus manuaalisella nostotoiminnolla

Manuaalisella nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey Plus –tuolilla on seuraavat pääosat:

- 01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
- 02 Korkea selkänoja kallistus- ja korkeussäädöllä
- 03 Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
- 04 Alusta
- 05 Pyörät erillisjarruilla
- 06 Työntökahva yhdysrakenteisella nostovivulla
- 07 Keskipylväs
- 08 Säädettävät sivutuet
- 09 Säädettävä päätuki (lisävaruste)
- 10 Liivi (lisävaruste)
- 11 4 mm:n kuusiokoloavain pää- ja sivutukien säätämistä varten on istuimen alla



Kuva 04

02.3

Pääosat – Jockey Plus sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla

Sähkökäyttöisellä nostotoiminnolla varustetulla Krabat Jockey Plus –tuolilla on seuraavat pääosat:

- 01 Satulaistuin istuinyksikön säädettävällä kallistuksella
- 02 Korkea selkänoja kallistus- ja korkeussäädöllä
- 03 Säädettävät erilliset jalkatuet tai yhtenäinen jalkatuki
- 04 Alusta
- 05 Pyörät erillisjarruilla
- 06 Työntökahva yhdysrakenteisella nostovivulla
- 07 Keskipylväs
- 08 Säädettävät sivutuet
- 09 Säädettävä päätuki (lisävaruste)
- 10 Liivi (lisävaruste)
- 11 4 mm:n kuusiokoloavain pää- ja sivutukien säätämistä varten on istuimen alla
- 12 Akku
- 13 Varaaja
- 14 Virtajohto



03.0

Käyttö

Optimaalisen istuma-asennon aikaansaaminen edellyttää istuimen, selkänojan ja jalkatuen kallistusten säätämistä. Tämä tulee jättää terapeutin, joka on saanut koulutuksen Krabat AS:lta, tai Krabatin AS:n edustajan tehtäväksi.

Kaikkia kallistuskulmia voidaan säätää portaattomasti. Erillisiä jalkatukia voidaan säätää neljän lukitusvivun avulla, jotka näkyvät kuvassa 5. Yhtenäistä jalkatukea voidaan säätää kahden lukitusvivun avulla, jotka näkyvät kuvassa 6. Istuinyksikköä voidaan säätää kiertoputken avulla, joka näkyy kuvassa 7. Selkänojan kallistus voidaan lukita eri asentoihin kuvassa 8 näkyvän lukitusvivun avulla.

Tuolin käytöstä tulee keskustella terapeutin tai jonkun henkilön kanssa, joka tuntee lapsen hyvin. On tärkeää muodostaa käsitys siitä, millaisissa tilanteissa lapsen tulisi käyttää tuolia, kuinka pitkään heidän tulisi sitä kerrallaan käyttää ja milloin edetä käytössä vaiheittain. Tätä on tarpeen arvioida jatkuvasti lapsen tutustuessa tuoliin.

03.1

Erilliset jalkatuet

Aseta jalat jalkatukien päälle ja kiristä hihnat. Nilkan ja jalan alueen ortooseja käyttävien lasten tulisi käyttää näitä yhdessä kenkien kanssa tuolissa istuessaan. Jalkatukien korkeutta säädetään niitä ylös- tai alaspäin kiskoissa siirtämällä, tai yksinkertaisesti istuimen alapuolelle kiinnitetyn hihnan pituutta säätämällä. Niikkahihnojen kiinnittäminen jalkatukiin on myös mahdollista. Nämä edellyttävät säätämistä sen varmistamiseksi, että lapsen jalka on oikeassa asennossa.

Kuva 05

Erillisten jalkatukien säätäminen



03.2

Yhtenäinen jalkatuki

Jalkatukien korkeutta säädetään niitä ylös- tai alaspäin kiskoissa siirtämällä, tai yksinkertaisesti istuimen alapuolelle kiinnitetyn hihnan pituutta säätämällä. Niikkahihnojen kiinnittäminen jalkatukiin on myös mahdollista. Nämä edellyttävät säätämistä lapsen jalan oikean asennon varmistamiseksi.

Kuva 06

Yhtenäisen jalkatuen säätäminen



03.3

Istuinyksikön kallistussäätö

Aseta lapsi satulaistuimelle ja kiristä vyö. Varmista, että lapsi on sijoitettu hyvin istuimeen ja istuu oikein ja alavartalon osalta symmetrisesti. Kiinnitä lantiovyö sekä asennon säilyttämiseksi satulaistuimessa että tuolista putoamisen riskin vähentämiseksi. Vyötä tulisi aina käyttää. Istuinyksikön kallistuskulmaa voidaan säätää istuimen alla olevan kiertoputken avulla. Kallistus on itselukkiutuva eikä vaadi kiinnittämistä.



Kuva 07

Istuimen kallistuksen säätäminen

03.4

Selkänojan kallistus- ja korkeussäätö

Selkänojan kallistusta voidaan säätää ja se voidaan lukita lukitusvivun avulla. Mikäli lukitusvipu ei kiinnitä selkänojaa kunnolla, sitä voidaan kiristää vivun alla olevasta muovirenkaasta. Selkänojan korkeutta voidaan säätää avaamalla lukitusvipua ja siirtämällä selkänojaa ylös- tai alaspäin viiteen eri asemaan 1 cm:n välein. Muista kiristää lukitusvipu, kun oikea korkeus on löytynyt.



Kuva 08

Selkänojan kallistuksen ja korkeuden säätäminen

03.5

Sivutukien säätäminen - Jockey Plus

Sivutukia voidaan säätää ylös- tai alaspäin kuvassa 09 esitettyjä ruuveja avaamalla. Ruuvien avaaminen riittää, niitä ei tarvitse irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvit säätämisen jälkeen.



Kuva 09

Sivutukien säätäminen

03.6

Päätuen säätäminen -Jockey Plus

Päätukea voidaan säätää ylös- tai alaspäin kuvassa 10 esitettyä ruuvia avaamalla. Käytä mukana toimitettua, kuvassa 03 ja 04 esitettyä 4 mm:n kuusiokoloavainta. Ruuvien avaaminen riittää, sitä ei tarvitse irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvi säätämisen jälkeen.



Kuva 10 Päätuen säätäminen ylös- tai alaspäin

Päätukea voidaan säätää sisään- tai ulospäin kuvassa 11 esitettyä ruuvia avaamalla. Päätukea voidaan tällöin myös kääntää. Ruuvien avaaminen riittää, sitä ei tarvitse irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvi säätämisen jälkeen.



Kuva 11 Päätuen säätäminen sisään- tai ulospäin

Päätukea voidaan säätää kuvassa 12 esitettyä kiskoa pitkin pään tukemiseksi tarvittaessa sivulta. Kuviossa 13 esitettyjä ruuveja yksinkertaisesti avataan ennen siirtämistä kiskoa pitkin. Ruuvien avaaminen riittää, niitä ei tarvitse irrottaa kokonaan. Kiristä ruuvit säätämisen jälkeen.



Kuva 12 Päätuen kallistussäätö



Kuva 13 Päätuen sivuttaissäätö

03.7

Korkeuden säätäminen - Manuaalinen nostotoiminto

Istuinyksikön korkeutta voidaan säätää työntökahvassa olevaa yhdysrakenteista käyttövipua alas painamalla. Katso kuva 14. Lasta nostettaessa on käyttövipua painettava yhdellä kädellä alas samalla nostoa toisella kädellä avustaen. Apua tarvitaan myös istuinyksikön laskemista alas. Kuvassa 15 esitetty pallomainen kahva on suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Nostomekanismi liikkuu hitaasti. Kaikki yritykset nopeuttaa tai nostoa tai laskua aiheuttavat vastusta. Istuinyksikköä säädettäessä sekä istuin että kahva liikkuvat samanaikaisesti. Korkeutta säädettäessä tulee aina käyttää molempia käsiä. Toinen käsi työntökahvalla ja toinen käsi pallomaisella kahvalla (kuva 15).

Kuva 14
Korkeuden säätäminen



Kuva 15
Korkeussäädön kahva



03.8

Korkeuden säätäminen - Sähkökäyttöinen nostotoiminto

Korkeussäätöä hallitaan kaukosäätimellä. Kaukosäätimessä, joka näkyy kuvassa 16, on oma painike nostolle ja toinen laskulle. Liike pysähtyy välittömästi, kun painikkeen painaminen lopetetaan. Kun istuinyksikkö on korkeimmassa tai alimmassa asennossaan, kuuluu piippausääni, joka ilmoittaa istuinyksikön saavuttaneen ääriasennon. Mikäli piippausääni kuuluu istuinyksikön liikkeessä ylös tai alas, akku on ladattava.

Kuva 16
Sähkötoiminen korkeussäätö



03.9

Akku ja varaaja

Akku on sijoitettu alustan alla olevaan kannattimeen kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Akussa on magneetit oikean asennon varmistamiseksi sekä kannattimessa että varaajassa. Kun täysin ladattu akku pannaan kannattimeen, se asettuu itse oikeaan asentoon. Kuuluva piippaus ilmoittaa, että liitäntä on hyvä ja järjestelmä valmis käytettäväksi.

Mikäli piippausääni kuuluu tuolin ollessa käyttämättömänä, on akku tarpeen ladata. Sama pätee myös, mikäli piippausääni kuuluu istuinyksikön liikkeessä ylös tai alas.

Akkua ladattaessa se otetaan pois kannattimestaan. Kun varaaja liitetään virtapistokkeeseen virtajohdolla, keltainen valo ilmoittaa virran olevan kytketty. Aseta akku varaajaan, ja se asettuu oikeaan asentoon. Katso kuva 17. Vilkuva vihreä valo osoittaa akun latautuvan. Kun akku on täysin latautunut, vihreä valo jää palamaan jatkuvana. Tyhjän akun lataaminen vaatii noin 5-8 tuntia. Tämäntyyppinen akku (NiMH) sietää lataamista, vaikka se ei olisi kokonaan purkautunut.

Kuva 17
Akun lataaminen



04.0

Lisävarusteet

Krabat Jockeyhin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita, kuten pöytä, erilaisia liivejä, nilkkalenkkejä, pussi jne. Päivitetty luettelo lisävarusteista löytyy sivuilta www.krabat.com. Lisävarustekohtainen käyttöohje toimitetaan tuotteen mukana.

04.1

Pussi

Krabat Jockey on kokoonlaitettava erikoisesti kuljetusta varten suunnitellussa pussissa kuljettamisen helpottamiseksi. Taita selkänoja ja säädä istuinyksikkö alimpaan asentoonsa. Käännä alustan takaosa eteen. Tuoli neuvotaan nostamaan pussin tarttumalla alustan siitä osasta, joka on lähinnä lattiaa. Varmista, että työntökahva mahtuu sille tarkoitettuun pussin osaan. Pussissa on säädettävä olkahihna kuljettamisen helpottamiseksi.

Kuva 18

Kokoon taittaminen kuljetuspussiin



04.2

Kannattimen asennus pöytää ja tukikahvaa varten (ellei asennettu ennalta)

Ruuvaa auki ja poista kolme kuppipidikkeessä olevaa ruuvia ja (kuva 19). Kiinnitä kannatin kuppipidikkeeseen kuvassa 20 esitetyllä tavalla kolmen mukana toimitun ruuvin avulla. Kiristä nämä kolme ruuvia 3 mm:n kuusiokoloavaimella (ei sisälly toimitukseen). Varmista, että pöydän lukitusvedin osoittaa vasemmalle, tuolissa olevaan lapseen päin (kuva 21).



Kuva 19



Kuva 20



Kuva 21

04.3

Pöytä

Vedä kuvassa 22 esitettyä vedintä ulos ja pidä sitä ulosvedettynä. Aseta pöytä kannattimeen ja päästä irti vetimestä, kun pöytä on halutulla korkeudella. Kuvassa 23 näkyy, että pöydän korkeudelle on kolme eri vaihtoehtoa. Varmista pöydän lukkiutumisen (kuva 24).

Avaa kuvassa 25 esitettyä ruuvia mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Käännä pöytä haluttuun asentoon (kulmaan) ja kiristä ruuvi.

Pöydän etäisyyttä voidaan säätää kolmeen eri asemaan neljän yläpinnalla olevan ruuvien avaamisen jälkeen (kuva 26). Käytä mukana toimitettua 4 mm:n kuusiokoloavainta. Säädä pöytä halutulle etäisyydelle ja kiristä ruuvit.



Kuva 22



Kuva 23



Kuva 24



Kuva 25



Kuva 26

04.4

Tukikahva

Vedä kuvassa 27 esitettyä vedintä ulos ja pidä sitä ulosvedettynä. Aseta tukikahva kannattimeen ja päästä irti vetimestä, kun kahva on halutulla korkeudella. Kuvassa 28 näkyy, että kahvan korkeudelle on kolme eri vaihtoehtoa. Varmista tukikahvan lukkiutumisen (kuva 29).



Kuva 27



Kuva 28



Kuva 29

05.0

Kunnossapito

Kaikki metalli- ja muoviosat voidaan puhdistaa miedolla saippuavedellä. Istuin ja selkänoja on päällystetty verhoilulla, joka voidaan puhdistaa joko liinaa ja saippuavettä käyttäen tai pesemällä koneellisesti 40 °C:ssa. Tekstiili on kiinnitetty tuoliin velcro-tarralla. Ohjeita tahrannoistosta annetaan sivuilla www.krabat.com. Laakerit ja muut liikkuvat osat ovat huoltovapaita eikä niitä tule voidella.

06.0

Yksilölliset säädöt ja sovitukset

Mikäli istuinyksikkö jostakin syystä kaipaa säätämistä, kääntykää fysio- tai toimintaterapeutin puoleen. Istuinyksikön sovitukset tulee jättää valtuutetun henkilöstön tai Krabat AS:n tehtäväksi.

Mitään muutoksia ei missään tapauksessa tule tehdä omin päin.

Takuu

Krabat-tuotteiden valmistaja Krabat AS – jäljempänä viitataan nimellä KRABAT – jonka toimipaikka on osoitteessa Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad, Asker, Norja – myöntää KRABAT-tuotteen ostajalle seuraavan tuotetakuun, jota jäljempänä kutsutaan "TAKUUKSI":

1. Tämä TAKUU myönnetään sillä ehdolla, että ostaja ja jokainen henkilö, jolle ostaja sallii pääsyn KRABAT-tuotteelle, huomioi ja noudattaa seuraavia TURVALLISUUSVAROTOIMENPITEITÄ:

I Varmistakaa aina, että ennen KRABAT-tuotteen käyttöönottoa sen asiaankuuluva käyttöohje on luettu ja ymmärretty.

II KRABAT-tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan käyttötarkoitukseensa kyseisen KRABAT-tuotteen KRABAT-käyttöohjeen mukaisesti.

III Älkää milloinkaan jättäkö KRABAT-tuotetta käyttävää lasta tai mitään muuta käyttäjää ilman asianmukaista aikuisvalvontaa.

IV Varmistakaa aina, että turvavyöt on kunnolla sovitettu ja kiinnitetty ja toimivat moitteettomasti ja tarkistakaa edellä mainitut seikat säännöllisin välein KRABAT-tuotteen ollessa käytössä.

V Käyttäkää KRABAT-tuotetta aina fysioterapeutinne tai toimintaterapeutinne neuvoja noudattaen.

VI Muistakaa aina, että KRABAT-tuote EI ole lelu, älkääkää milloinkaan antako lapsen tai kenenkään muun leikkiä KRABAT-tuotteella, sillä se voi sekä vahingoittaa henkilöitä ja tuotetta että aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.

VII Säilyttäkää KRABAT-tuote aina – sen ollessa käyttämättä – turvallisella tavalla siten, ettei kukaan pääse käyttämään sitä väärin, ja lisäksi siten, että KRABAT tuote ei pääse altistumaan olosuhteille, jotka voivat haitata sitä ja/tai sen toimintoja.

2. TAKUUN ehtojen mukaisesti KRABAT takaa KRABAT-tuotteen toimivan kyseisen KRABAT-tuotteen mukana seuraavassa KRABAT-käyttöohjeessa esitetyn käyttötarkoituksensa mukaisesti yhden (1) vuoden ajan ("Takuuaika") KRABAT-tuotteen oston jälkeen.
3. KRABAT tarjoaa omalla kustannuksellaan tai itse tai kolmannen osapuolen avustuksella kohtuullisen ajan kuluessa apua KRABAT-tuotteen mahdollisen olennaisen vian korjaamiseksi, joka ilmenee mainitun Takuuajan kuluessa, joko ottamalla kyseinen yksikkö korjattavaksi tai toimittamalla korvaavia varaosia, edellyttäen kuitenkin, että KRABAT-tuotteen ostaja on tulluaan tietoiseksi vian (vikojen) ilmenemisestä ilman tarpeetonta viivytystä toimittanut KRABATille tai KRABATin valtuuttamalle edustajalle ilmoituksen havaitusta viasta (vioista). KRABAT pidättää kuitenkin oikeuden oman harkintansa mukaisesti korjaustyön suorittamisen sijasta toimittaa uuden yksikön sellaisen yksikön tilalle, jossa on vikoja tai joka on viallinen. Mitä tulee vara- tai korvaavien osien tai uuden yksikön toimittamiseen, KRABATin tai sen valtuutetun edustajan tulee katsoa täyttyneen velvoitteensa sikäli kuin kyseinen (kyseiset) osa(t) tai yksikkö (yksiköt) on järjestetty noudettavaksi toimipaikoista, joista alkuperäinen KRABAT-tuote myytiin.

4. Siinä tapauksessa, että vika ei ole onnistuneesti tullut korjatuksi,

I ostaja on oikeutettu ostohinnan alennukseen suhteessa KRABAT-tuotteen arvonalennamaan edellyttäen, että tällainen alennus ei missään olosuhteissa voi ylittää viittätoista prosenttia (15 %) mainitun KRABAT-tuotteen ostohinnasta, tai

II siinä tapauksessa, että vika on niin merkittävä, että se merkittävästi heikentää ostajan tuotteen hankinnan tarkoituksesta saamaa hyötyä, ostaja voi irtisanoa oston viallisen KRABAT-tuotteen osalta. Ostaja on silloin oikeutettu korvaukseen todellisen kärsityn menetyksen osalta, kuitenkin rajoitettuna korkeintaan viiteentoista prosenttiin (15 %) mainitun KRABAT-tuotteen ostohinnasta.

5. Tämä TAKUU ei sisällä mitään muita takuita kuin ne, jotka on erikseen myönnetty tämän TAKUUN alla.
6. Epäselvyyksien välttämiseksi tämä TAKUU ei kata mitään KRABATin tai sen valtuutettujen edustajien vastuuvollisuutta ostajan tai minkä tahansa henkilön, jolle ostaja joko tietoisesti tai tahattomasti sallii pääsyn KRABAT-tuotteelle, kärsimien mahdollisten epäsuorien tai välillisten menetysten tai vaurioiden osalta.
7. Tämä takuu ei ole voimassa, mikäli KRABAT-tuotteeseen lisätään tai siinä on vaihdettuja osia, jotka eivät ole KRABATin valmistamia tai ovat muiden valmistamia tai toimittamia ilman niiden käyttöä koskevaa KRABATin kirjallista valtuutusta.
8. KRABAT on vastuussa ainoastaan vioista, jotka ilmenevät KRABAT-tuotteen mukana seuraavassa asiaankuuluvassa käyttöohjeessa esitetyissä käyttöolosuhteissa.
9. KRABAT ei ole vastuussa vioista, jotka aiheutuvat vääränlaisesta kunnossapidosta, vääristä säädöistä tai vääränlaisesta korjauksesta, jonka on tehnyt joku muu kuin KRABAT tai KRABATin valtuuttama edustaja, tai mahdollisista KRABAT-tuotteeseen tehdyistä muutoksista, jotka on toteutettu ilman edeltävää kirjallista suostumusta KRABATilta.
10. Tämä TAKUU ei kata normaalia kulumista.
11. KRABAT ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään KRABAT-tuotteen osissa esiintyvistä vioista pidempään kuin kaksi (2) vuotta toimituksesta.
12. Tämän TAKUUN ulkopuolella KRABAT ja sen valtuutetut edustajat eivät ole vastuussa mistään KRABAT-tuotteen vioista. Tämä pätee mahdollisiin vian aiheuttamiin menetyksiin, mukaan lukien tuotantotappioihin, liikevoitotappioihin ja muihin epäsuoriin menetyksiin.



Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6
FIN-02610 Espoo
Tel. +358 (0)9 509 91
Fax. +358 (0)9 595 006
<http://www.algoltrehab.fi>



krabat™

KRABAT AS

Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad, Norway

Telefon: +47 66 77 73 00

Fax: +47 66 77 73 01

www.krabat.com

© Krabat, september 2012