

KÄYTTÖOHJE

Somna Torkkupeitto™

Somna Torkkupeitto™-painoviltti rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Viltin pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tuntemuksen.

Somna Torkkupeitto™-painoviltin ominaisuudet ovat samat kuin Somna Painopeitto™-peitossa, mutta se on tarkoitettu päiväkäyttöön. Viltin toiminta perustuu tieteellisiin tutkimuksiin painon rauhoittavasta vaikutuksesta.

Somna Torkkupeitto™-painoviltti on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta.

Somna Torkkupeitto™-painoviltti on valmistettu kestävästä ja käytännöllisestä tummanharmaasta kankaasta.

Somna Torkkupeitto™-painoviltti on apuvälinetietokannassa.

KÄYTTÖAIHEET

- Levottomuus ja ahdistus
- Neuropsykiatriset häiriöt (ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, Autismi ja Touretten oireyhtymä)
- Psyykkiset ongelmat
- Dementia
- Aivovamma
- Unihäiriöt
- Spastisuus
- Neurologiset sairaudet
- Anoreksia ja Bulimia
- Ikääntyminen
- Motorinen levottomuus

PAINOT JA KOOT

- 4 kg Mitat noin 125 x 70 cm
- 5 kg Mitat noin 205 x 70 cm
- 7 kg Mitat noin 205 x 70 cm

Käyttö

Vilttiä voi käyttää eri tilanteissa.



Töissä



Matkalla



Ulkona



Päivälevolla

Vilttiä voi käyttää useilla eri tavoilla.



Somna Torkkupeitto™-painoviltti voidaan laskostaa, jotta se sopii paremmin käytettäväksi esimerkiksi pyörätuolissa tai nojatuolissa.



Painon tunne kehoa vasten riippuu viltin laskostustavasta.



1



2

1 Levitä viltti päälle laskostamattomana, niin saat kevyen ja miellyttävän painon tunteen.

2 Tai laskosta viltti pieneksi kasaan, niin saat intensiivisemmän painon.

PESUOHJE



Somna Torkkupeitto™-painoviltti tulee aina pestä mukana tulevassa pesupussissa.



Valkaisu kielletty.



Hienopesuohjelma, lämpötila enintään 60 astetta.



Silitys kielletty.



Uudelleen käsittely voidaan tehdä 70 asteessa.



Kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä.



Rumpukuivaus kielletty.

TUOTETIEDOT



Somna Torkkupeitto™-painoviltti on valmistettu syttymättömästä materiaalista, ja se täyttää SS-EN ISO 12952-1:2010 -standardin vaatimukset.



Patentoitu.



Somna Torkkupeitto™-painoviltti on ruotsalainen tuote.

Valmistettu Stenkullenissa, Ruotsi.



Somna Torkkupeitto™-painoviltti on CE-merkitty.

VAROITUS

Painava viltti ja keuhkojen heikentynyt toiminta voivat yhdessä johtaa siihen, että käyttäjän hengityskyky heikkenee liikaa. Jos käyttäjällä on tällainen riski, viltin käyttöä tulee valvoa. Lattialla oleva viltti voi aiheuttaa kompastumisriskin.

Viltti sisältää teräsketjuja. Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.

Jos viltti joutuu pyörätuolin ohjaimen päälle tai estää renkaiden liikkumisen, tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen.



MYYNTI JA MAAHANTUONTI:
www.algoltrehab.fi
algol-trehab@algol.fi



20160427