

## KÄYTTÖOHJE

### Somna Painopeitto™

Somna Painopeitto™-painopeitto rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Peiton pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tuntemuksen.

#### KÄYTTÖAIHEET

- Neuropsykiatriset häiriöt (ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, Autismi ja Touretten oireyhtymä)
- Psykkiset ongelmat
- Dementia
- Aivovamma
- Unihäiriöt
- Spastisuus
- Neurologiset sairaudet
- Levottomuus ja ahdistus
- Anoreksia ja Bulimia
- Ikääntyminen

#### VAIHTOEHDOT

##### Aikuisten peitto noin

- 4 kg • 6 kg • 8 kg
- 10 kg • 12 kg • 14 kg

Mitat noin 205 x 150 cm

##### Lasten peitto noin

- 3.4 kg • 5 kg

Mitat noin 125 x 105 cm

##### Vauvojen peitto noin

- 1.5 kg

Mitat noin 105 x 70 cm

#### LISÄVARUSTEET

- Hygieniapäällinen
- Pussilakana



*Somna Painopeitto™ muotoutuu kehon linjojen mukaan.*

## Käyttö

Somna Painopeitto™-painopeitto on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaisille. Peiton tuntuvammalla kosketuksella voi olla joissakin tapauksissa rauhoittavampi vaikutus. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta.

Kun peiton nostaa hartioille ja antaa sen myötäillä kehon linjoja, vaikutus on rauhoittava. Peiton voi myös taittaa kaksinkerroin, jos toivoo lisäpainoa johonkin kehon osaan.

Somna Painopeitto™-painopeitto on kehitetty mahdollisimman viileäksi. Jos käyttäjä kaipaa lisää lämpöä, hän voi käyttää vilttiä tai tavallista peittoa yhdessä painopeiton kanssa.



*Pehmustettu puoli*



*Ketjupuoli*



*Päivälevolla*

Somna Painopeitto™-painopeittoa voi käyttää joko viltin/peiton alla tai päällä. Kun Somna Painopeitto™-painopeitto laitetaan tavallisen peiton päälle, käyttäjä saa pehmeän ja sisään sulkevan tuntemuksen. Kokeilemalla selviää, mikä tapa tuntuu mukavimmalta.

Somna Painopeitto™-painopeittoa käytetään tavallisen peiton tapaan pussilakanan tai hygieeniapäällisen sisällä.

Somna Painopeitto™-painopeitto on apuvälinetietokannassa.

## PESUOHJE



Peitto tulee aina pestä mukana tulevassa pesupussissa.



Hienopesuohjelma, lämpötila enintään 60 astetta.



Voidaan jakaa kahteen osaan avaamalla vetoketju.



Uudelleen käsittely voidaan tehdä 70 asteessa.



Valkaisu kielletty.



Silitys kielletty.



Kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä.



Rumpukuivaus kielletty.

## TUOTETIEDOT



Somna Painopeitto™-painopeitto on valmistettu syttymättömästä materiaalista  
Päällyskangas: Trevira CS  
Somna Painopeitto™-painopeitto täyttää NT Fire 037-standardin vaatimukset.



Patentoitu.



Somna Painopeitto™-painopeitto on CE-merkitty.



Somna Painopeitto™-painopeitto on ruotsalainen tuote.

Valmistettu Stenkullenissa, Ruotsi.

## VAROITUS

Jos käyttäjän sydämen tai keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny lääkärin puoleen ennen Somna Painopeitto™-painopeiton käyttöä.

Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.

Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.



MYYNТИ JA MAAHANTUONTI:  
[www.algoltrehab.fi](http://www.algoltrehab.fi)  
[algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi)



20160427

