



# ROHO® Sensor Ready™ -tyyny Smart Check -toiminnolla

| 2022



## TEKNISET TIEDOT

### SISÄLTÄÄ:

HIGH PROFILE™- tai MID PROFILE™ -tyynyn, käsikäyttöisen pumpun, korjaussarjan, käyttöohjekirjan ja tuoterekisteröintikortin.

### HIGH PROFILE koot:

(laaja valikoima tuolin leveyden mukaan)  
29 cm – 68 cm

### MID PROFILE koot:

(laaja valikoima tuolin leveyden mukaan)  
33,5 cm – 50,5 cm

**Paino:** vaihtelee koon mukaan, noin 1,5 kg (HIGH PROFILE) ja 1,4 kg (MID PROFILE) (perustuen 16x16 -tyynyyn)

**Takuu:** 24 kuukauden rajoitettu takuu

**Painorajoitus:** rajoittamaton (Tyynyn on oltava kooltaan henkilölle sopiva)

**U.S. Medicare -koodi:** E2622 / E2623

# 1-venttiilinen Sensor Ready™ -tyyny

## ROHO® SENSOR READY™ -TYYNY SMART CHECK -TOIMINNOLLA SOVELTUU HENKILÖIDEN KÄYTTÖÖN, JOTKA:

- haluavat välitöntä palautetta ja saavat mielenrauhaa tiedosta, että tyynyn täyttötaso on oikea,
- haluavat apua tyynyn säätämisessä,
- ovat aiemmin olleet tai ovat nyt tai tulevaisuudessa alttiita ihon/pehmytkudoksen vaurioitumiselle,
- ovat tuntokyvyltään normaaleja tai puutteellisia,
- edellyttävät mukauttamista lantion epäsymmetriaan noin 7,5cm:n verran (HIGH PROFILE) ja 5,5cm:n verran (MID PROFILE).

## ANTURIVALMIUS

ROHO® Sensor Ready™ HIGH PROFILE™- ja MID PROFILE™-tyynyt sisältävät vakiovarusteena pikaliittimen, joka mahdollistaa näiden tyynyjen liittämisen Smart Check -laitteeseen, anturivälineeseen, jota käytetään henkilökohtaisen tyynyn yksilöllisen täyttötason säätämiseen ja seuraamiseen.

## SHAPE FITTING® - MUOTOUTUVUUS

Kennorakenteensa ansiosta tyyny seuraa kehon liikkeitä ja mukautuu niihin jatkuvasti. Kennot mahdollistavat ainutlaatuisen iho/pehmytkudoksen tuentarpeen täyttämisen läpi päivän.

## IHON/PEHMYTKUDOKSEN SUOJAUS

Yli neljänkymmenen vuoden tutkimustyön, kokemuksen ja kehittelyn ansiosta ROHO® DRY FLOATATION® -teknologia tarjoaa vertaansa vailla olevan iho/pehmytkudossuojauksen.

## 7,5 CM KORKEA - 17 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
1R77MPC-SR	31-35 x 31-35 cm
1R78MPC-SR	31-35 x 35-39,5 cm
1R87MPC-SR	35-39,5 x 31-35 cm
1R88MPC-SR	35-39,5 x 35-39,5 cm
1R89MPC-SR	35-39,5 x 39,5-44 cm
1R810MPC-SR	35-39,5 x 44-48,5 cm
1R98MPC-SR	39,5-44 x 33-39,5 cm
1R99MPC-SR	39,5-44 x 39,5-44 cm
1R910MPC-SR	39,5-44 x 44-48,5 cm
1R911MPC-SR	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
1R109MPC-SR	44-48,5 x 39,5-44 cm
1R1010MPC-SR	44-48,5 x 44-48,5 cm
1R1011MPC-SR	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
1R119MPC-SR	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
1R1110MPC-SR	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
1R1111MPC-SR	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm

POISTUVA  
TUOTE

## 10 CM KORKEA - 23 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
1R66C-SR	26,5-31 x 26,5-31 cm
1R67C-SR	26,5-31 x 31-35 cm
1R77C-SR	31-35 x 31-35 cm
1R78C-SR	31-35 x 35-39,5 cm
1R79C-SR	31-35 x 39,5-44 cm
1R87C-SR	35-39,5 x 31-35 cm
1R88C-SR	35-39,5 x 35-39,5 cm
1R89C-SR	35-39,5 x 39,5-44 cm
1R810C-SR	35-39,5 x 44-48,5 cm
1R98C-SR	39,5-44 x 35-39,5 cm
1R99C-SR	39,5-44 x 39,5-44 cm
1R910C-SR	39,5-44 x 44-48,5 cm
1R911C-SR	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
1R108C-SR	44-48,5 x 35-39,5 cm
1R109C-SR	44-48,5 x 39,5-44 cm
1R1010C-SR	44-48,5 x 44-48,5 cm
1R1011C-SR	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
1R1012C-SR	44-48,5 x 53,5-57 cm
1R119C-SR	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
1R1110C-SR	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
1R1111C-SR	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm
1R1112C-SR	48,5-53,5 x 53,5-57 cm
1R1210C-SR	53,5-57 x 44-48,5 cm





# Smart Check -laitteen ominaisuudet

## LUOTETTAVUUS & RIIPPUMATTOMUUS

Smart Check poistaa arvailun siitä, kuinka paljon ROHO®-tyynyssä tulisi olla ilmaa. Tieto mahdollisuudesta tarkistaa tyynyn täyttötaso antaa turvallisuuden tunteen – aina ja kaikkialla.

## NOLLATTAVUUS

Smart Check ja Sensor Ready™ -tyyny toimivat myös henkilön fysiologian muuttuessa. Mahdollisuus nollata henkilön vaatima täyttötaso sallii maksimihyödyn saamisen ROHO®-tyynystä.

## VÄLITÖN PALAUTE

Reaaliaikainen palaute tyynyn oikean täyttöalueen varmistamiseksi on saatavissa napin painalluksella. Smart Check on erityisesti suunniteltu käytettäväksi ROHO® Sensor Ready™ HIGH PROFILE® ja MID PROFILE™ -tyynyjen kanssa.

- Toimii yhdessä yksiventtiilisten ROHO® Sensor Ready™ HIGH PROFILE™- ja MID PROFILE™ -tyynyjen kanssa.
- Täytön seuranta nappia painamalla.
- Tallentaa henkilön tyynyn täyttötason.
- Rajoittamaton tarkistusmahdollisuus milloin ja missä vain.
- Edullinen, kannettava ja kestävä.
- Kaksi säätövaihtoehtoa; Smart Setup ja Optional Setup.
- Nollattavissa – pystyy tallentamaan uuden täyttötason henkilön fysiologisiin muutoksiin mukautuen.
- Ei painorajoitusta – kunhan Sensor Ready™ -tyyny on kooltaan henkilölle sopiva.
- Helppolukuinen ja ergonomisesti muotoiltu käyttöpaneeli.
- Helppo liittää ja irrottaa – irrotettavissa säilytystä varten.
- Kevyt ja luotettava automaattisen virrankatkaisun ansiosta.
- Paristoja saatavissa kaikkialla.
- Pitkä paristojen kestoikä varaustilan ilmaisimella.
- Useita päällysvaihtoehtoja Sensor Ready™ -tyynyille.
- Helppo puhdistaa ja desinfioida.

## TEKNISET TIEDOT

**SISÄLTÄÄ:** Smart Check -laitteen, käyttöohjekirjan, säilytyskotelon ja tuoterekisteröintikortin

**Takuu:** 24 kuukauden rajoitettu takuu

**U.S. Medicare -koodi:** E2622 / E2623

# Tuotetiedot

## MATERIAALIT

Pyörätuolipehmusteet on tehty neopreenikumista, jossa on nikkelipäällysteiset messinkiventtiilit.

Vakiopäällisen (UCFR) ylä- ja alamateriaalit ovat 100-prosenttista FR-polyesteria. Pohjamateriaaliona käytetään 100-prosenttista PVC-lujitettua polyesteria, joka estää istuintyynyn liukumisen alustalla.

## TUOTTEEN PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Puhdistus ja desinfiointi ovat kaksi eri toimenpidettä. Puhdistus on suoritettava ennen desinfiointia. Tuote pitää puhdistaa, desinfioida ja sen asianmukainen toiminta pitää tarkistaa potilaiden välillä.

**Päällisen puhdistus:** Poista ensin päällinen pehmusteen ympäriltä. Konepesu lämpimässä vedessä (40 °C) miedolla pesuaineella, varovainen pesuohjelma, tai pyyhi puhtaaksi neutraalilla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.

**Päällisen desinfiointi:** Pese käsin lämpimässä vedessä käyttäen 125 ml klooripuhdistusainetta per 1 litra vettä. Huuhtelee sitten huolellisesti. **Päällinen voidaan myös desinfioida pesemällä kuumassa vedessä (60 °C).** Anna kuivua ilmassa.

**HUOMAA:** Noudata klooripuhdistusaineen mukana tulevia turvaohjeita.

**Pehmusteen puhdistus:** Poista päällinen, sulje venttiilit ja aseta se suureen pesualtaaseen. Hankaa kaikki pehmusteen pinnat varovasti pehmeällä muovijouhiharjalla, pesusienellä tai pesulapulla. ROHO, Inc. suosittelee astianpesuaineen, pyykinpesuaineen tai muun yleispuhdistusaineen käyttöä. Laitoskäytössä voidaan käyttää yleistä desinfiointipuhdistusainetta. Huuhtelee vedellä. Taputtele kuivaksi pyyhkeellä tai anna kuivua ilmassa.

**Pehmusteen desinfiointi:** Toista yllä olevat puhdistusohjeet käyttäen germisidistä desinfiointiainetta, joka täyttää infektionhallinnan tarpeet (ROHO, Inc. suosittelee tuberkuloosibakteereja tappavan desinfiointiainetta käyttöä). Liuosta, jossa on 125 ml klooripuhdistusainetta per 1 litra vettä, voidaan myös käyttää. Pidä puhdas pehmuste kasteltuna kloori-



puhdistusaineliuksella 10 minuuttia. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua puhdistusohjeiden mukaisesti.

**HUOMAA:** Useimmat germisidiset desinfiointiaineet ovat turvallisia, jos niitä käytetään valmistajan antamien laimennusohjeiden mukaan.

**Pehmusteen sterilointi:** ROHO, Inc. suosittelee voimakkaasti, ettei käytetä sterilointimenetelmiä, joissa lämpötila on yli 93 °C. Korkeat lämpötilat nopeuttavat vanhentumista ja voivat vioittaa tyynyä. Jos laitospöytäiset protokollat edellyttävät sterilointia, avaa venttiilit ja käytä alinta mahdollista lämpötilaa ja lyhintä mahdollista aikaa. Kaasusterilointi on parempi vaihtoehto kuin höyryautoklaavi, mutta kumpaakaan ei suositella. Jos käytetään höyryautoklaavia, varmista, että venttiilit ovat auki.

**HUOMAA:** Älä käytä pehmusteiden kanssa öljypohjaisia voiteita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointiaineita, sillä ne voivat heikentää neopreenia.

# Hybrid Elite SR™ -tyyny

## ANTURIVALMIUS

ROHO® Hybrid Elite SR™ 1-venttiiliset tyynyt sisältävät vakiovarusteena pikaliittimen, joka mahdollistaa näiden tyynyjen liittämisen Smart Check -laitteeseen, anturivälineeseen, jotka käytetään henkilökohtaisen tyynyn yksilöllisen täyttötason säätämiseen ja seuraamiseen.

## SHAPE FITTING® -MUOTOUTUVUUS

Kennorakenteensa ansiosta tyyny seuraa kehon liikkeitä ja mukautuu niihin jatkuvasti. Kennot mahdollistavat ainutlaatuisen iho/pehmytkudoksen tuentarpeen täyttämisen läpi päivän.

Anatomisesti muotoiltu tyynyn pohja tukee sekä alaraajojen että lantion asentoa sekä istuma-asennon hallintaa.

Siirtymiset tyynylle ja tyynyltä pois helpottuvat tyynyn napakan etureunan ansiosta.

## IHON/PEHMYTKUDOKSEN SUOJAUS

Yli neljänkymmenen vuoden tutkimustyön, kokemuksen ja kehittelyn ansiosta ROHO® DRY FLOATATION® -teknologia tarjoaa vertaansa vailla olevan iho/pehmytkudossuojauksen.

## HYBRID ELITE SR™ -TYYNY SOVELTUU HENKILÖILLE

- joilla on ollut, on riski saada tai on parhaillaan painehaava,
- jotka tarvitsevat apua tyynyn oikeassa säädössä,
- joilla on normaali tai rajoittunut tunto,
- jotka tarvitsevat tuetumman istuma-asennon,
- jotka tarvitsevat napakamman siirtymäalustan.

Tuotteen pesu ja desinfiointi aiemmin mainituilla ohjeilla.



## TEKNISET TIEDOT

### SISÄLTÄÄ:

HYBRID ELITE SR™ -tyynyn, päällisen, käsi-käyttöisen pumpun, korjaussarjan, käyttö-ohjekirjan ja tuoterekisteröintikortin

**KOOT:** (laaja valikoima tuolin leveyden mukaan) 36 cm – 61 cm

**Paino:** vaihtelee koon mukaan, noin 1,4 kg

**Takuu:** 24 kuukauden rajoitettu takuu

**Painorajoitus:** 225 kg

**U.S. Medicare -koodi:** E2622 / E2623

## 10 CM KORKEA - 22 VAKIOKOKOA

TUOTENUMERO	KOKO
1RHE1414C-SR	36 cm x 36 cm
1RHE1415C-SR	36 cm x 38 cm
1RHE1416C-SR	36 cm x 41 cm
1RHE1515C-SR	38 cm x 38 cm
1RHE1516C-SR	38 cm x 41 cm
1RHE1517C-SR	38 cm x 43 cm
1RHE1615C-SR	41 cm x 38 cm
1RHE1616C-SR	41 cm x 41 cm
1RHE1617C-SR	41 cm x 43 cm
1RHE1618C-SR	41 cm x 46 cm
1RHE1620C-SR	41 cm x 51 cm
1RHE1716C-SR	43 cm x 41 cm
1RHE1717C-SR	43 cm x 43 cm
1RHE1718C-SR	43 cm x 46 cm
1RHE1720C-SR	43 cm x 51 cm
1RHE1816C-SR	46 cm x 41 cm
1RHE1817C-SR	46 cm x 43 cm
1RHE1818C-SR	46 cm x 46 cm
1RHE1820C-SR	46 cm x 51 cm
1RHE2017C-SR	51 cm x 43 cm
1RHE2018C-SR	51 cm x 46 cm
1RHE2020C-SR	51 cm x 51 cm



