

Varmista turvallinen nostotilanne laajaa nostovarustevalikoimaamme hyödyntämällä



Liko™-nostokankaat, RepoSheet™-lakana, HandySheet™-lakana
ja muut älykkäät lisävarusteet.

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Huippuluokan nostovarusteet turvaavat nostotilanteen

Hill-Rom vie henkilönostinten, nostokankaiden ja muiden lisävarusteiden kehitystä eteenpäin monella tavalla. Yli 30 vuotta sitten, kun valmistimme ensimmäisen nostimen ja siihen kuuluvan nostokankaan kokonaan tehtaallamme, toimimme koko alan täysin uudelle tasolle.

Kokemuksemme ihmisten nostamisesta ja siirtämisestä turvallisesti ovat tarjonneet meille tietämystä, tekniikkaa ja menetelmiä. Tavoittemme on kehittää maailman helpoimmat, turvallisimmat ja tehokkaimmat apuvälineet nostoihin ja siirtoihin sekä varmistaa näin paras mahdollinen lopputulos sekä avustettavan että avustajan kannalta. Nykyisin meillä on laaja ja toimiva valikoima henkilönostimia, nostokankaita ja lisävarusteita. Samalla kun tietämys ja tarpeet kentällä lisääntyvät, myös meidän kehitystyömme jatkuu.

Ota meihin yhteyttä, jotta voimme yhdessä löytää parhaan ratkaisun juuri sinulle.

The logo consists of the text "Hill-Rom" in white, bold, sans-serif font, centered within a blue rounded rectangle.



Turvallisuuteen, toimivuuteen ja käyttömukavuuteen perustuva suunnittelu

Nostokankaamme ovat tunnettuja korkeasta laadustaan. 30 vuoden läheinen yhteistyö käyttäjien ja avustettavien kanssa on auttanut meitä kehittämään toimivia ja helppokäyttöisiä nostovarusteita, joiden perustana on aina turvallisuus, toimivuus ja käyttömukavuus.

Monipuoliset oppaat

Jokaisen nostokankaan mukana toimitetaan ***nostokankaan käyttöohje***.

Tässä olevat ohjeet auttavat sinua oikeanlaisen nostokaaren valinnassa.

Pikakäyttöopas on saatavana kaikkiin perusmalleihin. Nämä tiivistetyt ohjeet sisältävät tärkeimmät tiedot nostokankaan käyttämisestä ja hoitamisesta.

Yksilöllinen sopivuusjärjestelmä helpottaa nostoliinan kiinnittämistä siten, että avustaja voi merkitä nostoliinaan kunkin avustettavan yksilölliset säädöt.

Saatavana on määräaikaistarkastusjärjestelmä, joka helpottaa määräaikaistarkastusten tekemistä. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti, mitkä kaikki tärkeät kohteet edellyttävät tarkastusta.

Tiesitkö, että...

... oikean materiaalin valitseminen on merkittävässä osassa nostokankaan valinnassa. Likon nostokankaat on valmistettu eri materiaaleista, joilla jokaisella on omat erityisomaisuutensa ja hyötynsä. Yleisin näistä on ***vihreä polyesterikangas***, jonka kestävyys on ensiluokkainen. Kylpy- ja suihkukäyttöön suosittelemme ***muovipäälysteisestä verkosta*** valmistettua nostokangasta, joka kuivuu nopeasti. Jos nostokangas on tarkoitus jättää paikoilleen, verkkopolyesteri on paras vaihtoehto. Siitä on saatavana kaksi harmaata mallia ja yksi vihreä malli. Kertakäyttöisiin nostokankaisiin tarkoitettu Likon Solo[™]-materiaali on ainutlaatuinen, koska se on valmistettu erittäin vahvasta ***kuitumateriaalista***. Useimmat pienimmät nostokangasmallimme on erityisesti suunniteltu lapsille, ja ne on valmistettu ***nallekuvioisesta polyesterikankaasta***.

Likon nostovarusteiden suurin hyväksytty kuormitus on 200 kg, ellei toisin mainita.

Testattu ja hyväksytty

Liko[™] -nostokankaat ovat hyväksytyn testauslaitoksen testaamia ja täyttävät kaikki lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin (MDD) I-luokan vaatimukset.

Ne täyttävät myös harmonisoitujen standardien EN ISO 10535-2006 kaikki vaatimukset. Nostovarusteidemme suurin sallittu kuormitus on 200 kg, ellei toisin ole mainittu, mutta laajassa valikoimassamme on myös nostokankaita, joiden enimmäiskuormitus on 500 kg.

!

Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.



1. Tuotelappu, jossa mainitaan nostokankaan malli, koko ja tyyppi selkeästi. Lapussa mainitaan myös pesuohjeet ja nostokankaan suurin sallittu kuormitus.

2. Avustettavan nimilappu ommeltu nostokankaaseen. Lapussa on tilaa viidelle eri nimelle.

3. Määräaikaistarkastuslappu tarkastuspäivämäärien merkitsemistä varten. Sinun tarvitsee merkitä kuukausi ja vuosi tekemällä reikä vastaavan neliön kohdalle. Tämä takaa, että merkintä ei häviä edes pesussa.

4. Täysin testatut vahvistetut saumat (vahvisteompeleet) ja hihnat takaavat kestävyys ja turvallisuuden. Vahvistettujen saumojen kuormituskestävyys on testattu, ja ne on ommeltu eniten kuormittuviin kohtiin. Saumojen sijainti on määritetty huolellisilla testeillä.

5. Koot on merkitty eri väreillä. Useimmissa nostokangasmalleissa tämä värimerkintä on takana keskellä, ja se myös helpottaa nostokankaan oikeanlaista asettamista avustettavalle.

6. Nostokangasvalikoimassa on monia tarkoin **valikoituja materiaaliveitchoitoja**, jotka soveltuvat ihanteellisesti juuri tiettyihin käyttötarkoituksiin.

7. Jalkatukimalleja on tarjolla useita – vain kankainen, pehmustettu ja vahvistettu erilaisiin tarpeisiin. Leveät ja pitkät jalkatuet tukevat juuri optimaaliselta alueelta ja takaavat näin erinomaisen käyttömukavuuden ja paineen lievityksen.

8. Kanttaukset on ommeltu yhdestä kappaleesta niin, että saumojen on mahdollisimman vähän, koska ne ovat nostokankaan heikoimpia kohtia.

Nostokankaamme on **suunniteltu tarkasti niin**, että avustettava istuu siinä niin, että paine jakautuu tasaisesti jaloille ja selän alueelle, jotta kangas tukee mahdollisimman hyvin siirron aikana. Tämä mahdollistaa optimaalisen istuma-asennon niin, että avustettava päättyy juuri oikeaan paikkaan siirrettäessä.

Liko™-perusmallit: yleisimmin käytetyt

Nostokankaat avustettavien tarpeisiin

Olemme jo vuosia noudattaneet mottoa, jonka ***mukaan nostokangas on puolet nostosta.***

Nostokangas määrittää sen, miten hyvin nosto onnistuu. Se on yhdistävä tekijä nostimen ja avustettavan välillä. Kaikilla nostokangasmalleilla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa, joiden ansiosta ne soveltuvat moniin eri nostotarpeisiin. Joitakin nostokangasmalleja kutsutaan perusmalleiksi, koska niiden käyttökohdevalikoima on laajempi. Niitä käytetään yleisissä nostotilanteissa, kuten nostettaessa avustettavaa sängyltä, vaakatasonostimella, tuolilta tai pyörätuolista tai takaisin niihin. Joitakin nostokankaita voidaan myös käyttää avustettavan nostamiseen lattialta.

Tiesitkö, että...

... yksikään nosto ei ole samanlainen. Juuri tästä syystä nostovarustevalikoimamme ***on yksi laajimmista.*** Kullakin nostokangasmallilla on ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka soveltuvat juuri tietynlaisiin nostotarpeisiin. Nostokangas- ja tarvikevalikoimamme ansiosta pystymme tarjoamaan sekä ***yleisimpiä hoitolaitoksissa käytettäviä nostimia että erikoisvälineitä vaativampiin olosuhteisiin.*** Nämä seikat ovat ohjanneet ***kehitystyötämme jo yli 30 vuoden ajan.*** Uskallamme sanoa, että tiedämme kyllä, mikä toimii.



Liko™-perusmallit: yleisimmin käytetyt



LIKO™ UNIVERSAL SLING™ NOSTOKANGAS, MALLIT. 000, 002

Perusmalli, joka soveltuu suurimmalle osalle avustettavista. Yleisnostokangas käy erinomaisesti iäkkäämpien liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen. Siinä avustettava istuu selkä suorana, ja kangas tukee koko selkää. Malli 002 mahdollistaa nostamisen poikkeuksellisen korkealle. Erinomainen nostokangas, jolla on hyvä aloittaa.

- Erinomainen perusmalli, joka soveltuu useimmille avustettaville.
- Tukee koko selkää.
- Avustettavan kädet asetetaan nostokankaan sisälle.
- Avustettava istuu selkä suorana (000).
- Malli 002 mahdollistaa nostamisen poikkeuksellisen korkealle.

KOOT: S, MS, M, L, XL*

KANKAAT: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko



KORKEASELKÄINEN LIKO™ SOFT ORIGINAL HIGHBACK SLING™ NOSTOKANGAS, MALLI 26

SUOSIKKITUOTE

Korkeaselkäinen Liko™ Soft Original HighBack Sling™ nostokangas tukee istuma-asennossa myös päätä miellyttävästi. Siinä avustettava istuu taaksepäin nojaten, pää tuettuna kankaaseen. Näin ollen se soveltuu myös henkilöille, joilla on vaikeuksia kannatella päätään tai ylävartaloaan. Soft Original HighBack Sling™ nostokangas on erittäin hyvä lattialle ja lattialta nostamiseen.

- Soveltuu useimmille avustettaville.
- Paras vaihtoehto siirtämiseen vaaka- eli makuuasennossa.
- Ylivertainen istuvuus ja mukavuus.
- Tukee miellyttävästi myös päätä.
- Miellyttävä takakenoinen istuma-asento.

KOOT: XS, S, MS, M, L, XL, XXL*

KANKAAT: Polyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



KORKEASELKÄINEN LIKO™ ORIGINAL HIGHBACK SLING™ NOSTOKANGAS MALLI 20

Korkeaselkäisessä Liko™ Original HighBack Sling™ nostokankaassa avustettava istuu takakenossa ja kangas tukee myös päätä, joten se soveltuu myös henkilöille, joilla on vaikeuksia kannatella päätään tai ylävartaloaan. Se on erityisen hyvä lattialle ja lattialta nostamiseen.

- Soveltuu useimmille avustettaville.
- Erinomainen vaihtoehto makuuasennosta nostamiseen.
- Tukee hyvin sekä selkää että päätä.
- Miellyttävä takakenoinen istuma-asento.

KOOT: XS, S, MS, M, L, XL, XXL*

KANKAAT: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko, polyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



LIKO™ ORIGINAL SLING™ NOSTOKANGAS, MALLI 10/11

Liko™ Original Sling™ nostokankaassa on keskimittainen selkäosa, jonka ansiosta avustettava voi pitää joko toista kättä tai molempia käsiä nostokankaan ulkopuolella. Nostokangas soveltuu aktiiviselle käyttäjälle. Se on yksinkertainen ja joustava käyttää ja tarjoaa miellyttävän istuma-asennon. Lisäksi siitä on saatavana useita eri koko- ja mallivaihtoehtoja.

- Mahdollistaa avustettavan osallistumisen.
- Soveltuu erinomaisesti siirtämiseen istumaasennosta puolinojaan.
- Tukee hyvin selkää aina lapaluihin saakka.
- Avustettava voi pitää käsivarsia joko kankaan sisä- tai ulkopuolella.
- Helppo asettaa.

KOOT: XS, S, MS, M, L, XL*

KANKAAT: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



Liko™-nostokankaat WC-käyttöön



Apua silloin, kun tarvitset sitä eniten

WC-ympäristössä nostaminen edellyttää nostokankaalta erikoisominaisuuksia. Likon nostokankaat helpottavat avustettavan pukemista ja riisumista noston aikana.

Juuri näitä nostotilanteita avustajat pitävät yleensä erityisen hankalina. Useita erilaisia tuki- ja turvallisuusvaihtoehtoja tarjoava valikoimamme helpottaa tilannetta kaikkien kannalta.

Liko™-nostokankaat WC-käyttöön



LIKO. HYGIENE SLING. NOSTOKANGAS, MALLIT 40, 41

SUOSIKKITUOTE

Yksinkertainen ja helppokäyttöinen nostokangas, joka soveltuu useimmille avustettaville. Se helpottaa pukemista ja riisumista WC-käyntien yhteydessä. Nostokangas soveltuu avustettaville, jotka pystyvät tietyssä määrin kannattelemaan vartaloon. Hygiene Sling-nostokangasmallissa 41 on vyö, ja se istuu erityisen hyvin. Malli 41 on erinomainen nostokangasvaihtoehto aloittaa..

- Avustettaville, jotka pystyvät kannattelemaan vartaloon hyvin.
- Helppo asettaa.
- Helpottaa pukemista ja riisumista WC-käyntien yhteydessä.
- Avustettava pitää käsiään nostokankaan ulkopuolella.
- Mallissa 41 on vyö, joka lisää turvallisuutta.

KOOT: XS, S, M, L, XL*

KANKAAT: Polyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



LIKO. HYGIENE SLING. NOSTOKANGAS, MALLIT 45, 46

Hygiene Sling-nostokangasmallissa 45 on SafetyBelt-vyö, joka kiedotaan ylävartalon ympärille tuomaan lisävakautta. SafetyBelt-vyön lisäksi mallissa 46 on myös poikkeuksellisen korkea selkätuki.

- Varusteena on myös SafetyBelt-vyö eli soveltuu avustettaville, jotka eivät pysty kannattelemaan vartaloon kunnolla.
- Mahdollistaa pukemisen ja riisumisen WC-käynnin aikana.
- Voidaan käyttää niin, että avustettavan toinen käsi on nostokankaan sisäpuolella.
- Mallissa 46 on selkätuki, joka tuo lisätukea, turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

KOOT: XS, S, M, L, XL*

KANKAAT: Polyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



LIKO. HYGIENE VEST. LIIVI, MALLIT 50, 55

Hygienialiivi on ainutlaatuinen nostokangasmalli, joka on suunniteltu erityisesti lihasvoimaltaan heikkojen henkilöiden nostamiseen WC-tiloissa. Hygienialiivi mahdollistaa istumisen pystyasennossa ja tukee samalla hyvin ylävartaloa. Samalla se jättää suurimman osan alavartalosta vapaaksi pukemista ja riisumista varten. Hygienialiivimallissa 55 on päätuki.

Malli 50:

- Soveltuu potilaille, joilla on korkea/matala tonus ja spastisiteettia.
- Helpottaa pukemista ja riisumista WC-käyntien yhteydessä.
- Tukee ja nostaa ylävartalon ympäriltä.
- Erittäin tukeva WC-käyntiin liittyvissä siirroissa.
- Pystysuora istuma-asento.

KOOT: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL*

KANKAAT: Polyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)

Malli 55:

- Erinomainen avustettaville, joilla on spastisiteettia.
- Helpottaa pukemista ja riisumista WC-käyntien yhteydessä.
- Tukee hyvin sekä selkää että päätä.
- Erittäin tukeva WC-käyntiin liittyvissä siirroissa.
- Tukee ja nostaa ylävartalon ympäriltä.

KOOT: XXS, XS, S, M, L, XL

KANKAAT: Polyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



Liko™-nostokankaat erityisiin tarpeisiin

Kaikki tarpeet ovat erityisiä ja jotkin vielä enemmän kuin muut

Tuotevalikoimassamme on nostokankaita, jotka soveltuvat käytettäväksi juuri tietynlaisissa ympäristöissä. Esimerkkeinä muun muassa henkilöt, joille on tehty amputaatio, tai joilla on ylipainoa. Tarjolla on myös kertakäyttöisten nostokankaiden sarja, jonka tuotteet soveltuvat yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön ja joita ei tarvitse pestä. Monipuolisen valikoimamme ansiosta pystymme vastaamaan useimpiin tarpeisiin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia malleja ja parantamaan jo olemassa olevia, mikä tarkoittaa sitä, että voimme tarjota räätälöityjä nostokankaita myös sellaisille henkilöille, joiden tarpeet ovat hyvin poikkeukselliset.



LIKO™ AMPUTEE SLING™ AMPUTAATIONOSTOKANGAS, MALLIT 70, 75

Amputaationostokankaassa on erikoissääätöhihnat, jotka estävät jalkatukien liukumisen etäälle toisistaan. Suosittelemme amputaationostokangasta henkilöille, joiden jalka on amputoitu melko ylhäältä tai joiden molemmat jalat on amputoitu, ja henkilöille, joiden siirtämisessä tarvitaan lisäturvaa jostakin muusta syystä.

Amputaationostokankaasta on saatavana kaksi eri korkeusmallia. Malli 70 tukee hartioiden korkeudelle saakka ja malli 75 myös päätä.

- Henkilöille, joille on tehty joko toisen tai kummankin jalan reisiamputaatio.
- Soveltuu hyvin avustettaville, jotka taipuvaisia liukumaan ulos nostokankaista.
- Tukee erinomaisesti sekä selkää että päätä (malli 75).
- Lievästi taaksepäin nojaava istuma-asento.

KOOT: S, M, L, XL*

KANKAAT: Polyesteri, verkkopolyesteri



Liko™-nostokankaat erityisiin tarpeisiin



LIKO.. SOLO HIGHBACK SLING.. NOSTOKANGAS, MALLI 25

Tarjolla on myös kertakäyttöisten nostokankaiden sarja, jonka tuotteet soveltuvat yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön ja joita ei tarvitse pestä. Korkeaselkäinen Solo High Back Sling.. nostokangas soveltuu useimmille avustettaville, ja sitä voi käyttää useimmissa siirroissa.

- Soveltuu useimmille avustettaville.
- Erinomainen vaihtoehto makuuasennosta nostamiseen.
- Tukee erinomaisesti sekä selkää että päätä.
- Miellyttävä takakenoinen istuma-asento.
- Kertakäyttöinen nostokangas (ei saa pestä).

KOOT: MS, M, L, XL, XXL*

KANKAAT: Kuitumateriaali



LIKO.. COMFORT SLING PLUS.. NOSTOKANGAS, MALLIT 300, 310

Comfort Sling Plus.. nostokangas pidemmälle kehitetty versio Comfort Sling.. nostokankaasta (mallit 30, 31), jonka tarjoama käyttömukavuus ja istuvuus on entistä parempi. Comfort Sling Plus.. nostokankaassa avustettava on pystysuorassa istuma-asennossa ja kangas tukee koko selkää.

Comfort Sling Plus.. nostokangas puetaan ja riisutaan niin, että avustettava on makuuasennossa, ja jätetään tuoliin siirron jälkeen. Mallissa 310 on hygienia-aukko WC-käyntiä varten.

- Erinomainen avustettaville, joilla on niveltulehdus tai joiden jalka on amputoitu.
- Nostokangas jätetään paikoilleen avustettavan alle.
- Nostokangasmalli, joka antaa mahdollisuuden avoimeen lonkkanivelen kulmaan kun varusteena on nelipistenostokaari.

KOOT: M, L, XL*

KANKAAT: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko



LIKO.. COMFORT SLING PLUS HIGH.. NOSTOKANGAS, MALLIT 350, 360

Comfort Sling Plus High.. nostokangas on pidemmälle kehitetty versio Comfort Sling.. nostokankaasta (mallit 35, 36), jonka tarjoama käyttömukavuus ja istuvuus on entistä parempi. Comfort Sling Plus High.. nostokankaassa avustettava on hieman takakenoisessa istuma-asennossa ja kangas tukee koko selkää. Siinä on myös pehmeä päätuki. Comfort Sling Plus High.. nostokangas puetaan ja riisutaan niin, että avustettava on makuuasennossa, ja jätetään tuoliin siirron jälkeen. Mallissa 360 on hygienia-aukko WC-käyntiä varten.

- Erinomainen avustettaville, joilla on niveltulehdus tai joiden jalka on amputoitu.
- Nostokangas jätetään paikoilleen avustettavan alle.
- Nostokangasmalli, joka antaa mahdollisuuden avoimeen lonkkanivelen kulmaan kun varusteena on nelipistenostokaari.
- Tukee miellyttävästi myös päätä.

KOOT: M, L, XL*

KANKAAT: Verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko



LIKO.. SILHOUETTE SLING.. NOSTOKANGAS, MALLI 22

Silhouette Sling.. nostokankaassa avustettava istuu hieman takakenoisessa istuma-asennossa, jossa kangas tukee päätä.

Se on tarkoitettu erityisesti kapeisiin pyörätuoliin siirtämiseen, kun nostokangas jätetään tuoliin. Silhouette Sling.. nostokangas on ohut ja taiteltavissa eikä siinä ole kädensijoja tai vahvikkeita.

- Verkkopolyesteristä valmistettu taiteltava nostokangas muotoutuviin istuimiin siirtämistä varten.
- Erinomainen avustettaville, joilla on asentopöikkevyyksiä.
- Voidaan jättää avustettavan alle siirron jälkeen.
- Tukee hyvin sekä selkää että päätä.
- Avustettava voi pitää käsivarsia joko kankaan sisä- tai ulkopuolella.

KOOT: XS, S, M, L

KANKAAT: Verkkopolyesteri



Liko™ nostokankaat ylipainoisille avustettaville



Painavatkin avustettavat keventyvät oikeilla apuvälineillä

Painavien avustettavien nostaminen edellyttää erityisiä apuvälineitä ja erikoistekniikkaa. Liko™ UltraTwin™ järjestelmän suurin sallittu kuormitus on 500 kg, joten sillä voi nostaa myös erittäin raskaita kuormia. Kahden vuorovaikutteiden nostomoottorin ansiosta avustettava voidaan asettaa joko istumaan, puolinojaan tai vaaka-asentoon. Istuma-asennon mukavuutta voidaan parantaa säätämällä nostomoottoreita erikseen. Likolla on kokemusta ylipainoisten avustettavien kanssa työskentelemisestä. Olemme jo monen vuoden ajan tehneet läheistä yhteistyötä useiden erityisesti ylipainoisten potilaiden hoitamiseen erikoistuneiden suurien sairaaloiden kanssa.

Liko™ nostokankaat ylipainoisille avustettaville



LIKO™ ULTRA SLING™ NOSTOKANGAS, MALLI 06

Ultra-tuotesarja on suunniteltu ylipainoisten avustettavien nostamiseen turvallisesti ja vaivattomasti.

Ultra Sling™ nostokangas tukee koko selkää hartioihin saakka. Ainutlaatuisessa rakenteessa jalkatuet asennetaan nostokaaren yksitellen, jolloin vatsalle jää tilaa ja kangas tukee jalkoja optimaalisesti.

Ultra Sling™ nostokankaasta on saatavana kolme kokovaihtoehtoa, joista pitkä malli tukee erityisesti myös sääriä.

- Suunniteltu ylipainoisille avustettaville
- Enemmän tilaa vatsalle
- Voidaan käyttää yhdessä Liko UltraTwin™ nostojärjestelmän kanssa. Lyhyttä kokoa voidaan käyttää myös Universal TwinBar™ 670 nostokaaren kanssa.
- Enimmäiskuormitus 500 kg.

KOOT: Lyhyt, normaali, pitkä

KANKAAT: Polyesteri, verkkopolyesteri



KORKEASELKÄINEN LIKO™ SOFT ORIGINAL HIGHBACK SLING™ NOSTOKANGAS, MALLI 26

Korkeaselkäinen Soft Original HighBack Sling™ nostokangas tukee istuma-asennossa myös päätä miellyttävästi. Korkeaselkäisessä Soft Original HighBack Sling™ nostokankaassa avustettava istuu takakenossa ja kangas tukee myös päätä, joten se soveltuu myös henkilöille, joilla on vaikeuksia pään tai ylävartalon kannattelemisessa. Soft Original HighBack Sling™ nostokangas soveltuu erittäin hyvin lattialle ja lattialta nostamiseen. Suurempia Soft Original HighBack Sling™ nostokankaita voidaan käyttää painavampien avustettavien nostamiseen mieluiten yhdessä Universal TwinBar™ 670 -nostokaaren, ristikonostokaaren 670 tai sivukaarien kanssa sen mukaan, kuinka paljon tilaa avustettava tarvitsee.

- Soveltuu useimmille avustettaville.
- Ylivertainen istuvuus ja mukavuus.
- Tukee miellyttävästi myös päätä.
- Miellyttävä takakenoinen istuma-asento.
- Enimmäiskuormitus 500 kg.

KOOT: Avustettaville, jotka painavat 200–500 kg, on saatavana koot XL ja XXL.

KANKAAT: Polyesteri



ULTRA LIFTPANTS™ -NOSTOHOUSUT, MALLI 920

Painavien avustettavien saaminen jaloilleen on erittäin tärkeä askel heidän kuntoutuksessaan esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Ainutlaatuiset Ultra LiftPants™ nostohousut tukevat hyvin koko vartaloa ja tuovat avustettavalle turvaa ensimmäisten askelten ottamiseen.

- Avustettaville, jotka pystyvät varaamaan painoa jaloilleen.
- Tukea ja turvaa nousemis-, seisoimis-, kävely- ja tasapainoharjoitteluun.
- Sallii luonnollisen liikeradan seisomaan noustaessa.
- Keventää nivusten ja lonkkien kuormitusta lenkkihihnojen avulla.
- Lisävarusteet: Solo-peite, pehmusteet olkahihnoja varten.
- Enimmäiskuormitus 500 kg.

KOOT: XXL, XXXL

KANKAAT: Verkkopolyesteri

Muut lisävarusteet painavammille avustettaville

LIKO™ HANDYSHEET™ -LIUKULAKANA

Katso sivu 21.

LIKO™ REPOSHEET™ ORIGINAL ULTRA LAKANA

Katso sivu 22.

LIKO™ MULTISTRAP™ -NOSTOHIHNA

Katso sivu 23.

Lasten Liko[™]-nostokankaat

Turvalliset nostokankaat lapsille

Lapsia ei nosteta samalla tavalla kuin pienikokoisia aikuisia. Lapsilla on erityisiä tarpeita ja heidän nostamiseensa tarvitaan erityisesti suunniteltuja tuotteita. Meillä on laaja kokemus tältä alalta, ja tarjosimme ensimmäisinä erityisesti lapsille suunniteltuja nostovarusteita. Kehitämme jatkuvasti tekniikkaa ja malleja nuorempien avustettavien käyttöön, ja tällä hetkellä useimmista nostokankaistamme on saatavana myös lapsille suunniteltu malli. Useimmissa lapsille tarkoitetuissa malleissa on nallekuvioinen kangas, joka miellyttää myös kaikkein pienimpiä.

Kutsumme niitä TeddySling-nallenostokankaiksi.



TEDDYSLING ORIGINAL[™] -NOSTOKANGAS LIKO[™] ORIGINAL SLING[™] -NOSTOKANGAS, MALLI 10

Tämä nostokangas soveltuu istuma- tai puoli-istuma-asennosta tai asentoon nostamiseen sekä lattialta nostamiseen, jos lapsi ei tarvitse erityistä päätukea. Tukee koko selkää hartioihin saakka.

- Vyö, jossa turvasolki.

KOOT: XS, S

KANKAAT: Nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille), polyesteri (vain S), verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko (vain S)



TEDDYSLING SOFT ORIGINAL[™] NOSTOKANGAS, MALLI 26 KORKEASELKÄINEN LIKO[™] ORIGINAL HIGHBACK SLING[™] -NOSTOKANGAS, MALLI 20

Nämä mallit tarjoavat rennon, takakenoisen istuma-asennon. Niitä voidaan käyttää kaikissa siirroissa vaaka- ja istuma-asentoon sekä niistä pois. Ne soveltuvat täydellisesti avustettavan nostamiseen lattialle tai lattialta pois. Mallissa 26 on myös vahvistettu pääosa, joka mahdollistaa pystymmän istuma-asennon ja tukee avustettavaa erinomaisesti. Lapset, joilla on liiallista lihasjäykkyyttä, istuvat usein hyvässä asennossa mallissa 26.

- Vyö, jossa turvasolki.
- Mallissa 26 on myös vahvistettu selkäosa sekä pää- ja jalkatuet.

MALLI 20: KOOT: XS, S

KANKAAT: Polyesteri, verkkopolyesteri, muovipinnoitettu verkko

MALLI 26: KOOT: XS, S

KANKAAT: Nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



LIKO[™] SILHOUETTE SLING[™] NOSTOKANGAS, MALLI 22

Silhouette Sling[™] nostokangas on suunniteltu erityisesti lapsille, jotka istuvat muovatuissa istuimissa ja tarvitsevat siirron jälkeen istuimeen jätettävän nostokankaan. Heidän käteensä voidaan asettaa sekä nostokankaan sisä- että ulkopuolelle.

- Voidaan jättää istuimeen siirron jälkeen.
- Tukee erinomaisesti sekä selkää että päätä.

KOOT: XS, S

KANKAAT: Verkkopolyesteri

Lasten Liko[™]-nostokankaat



TEDDY HYGIENE SLING[™] - / LIKO[™] HYGIENE SLING[™]. NOSTOKANGAS, MALLI 41 TEDDY HYGIENE SAFETY SLING[™]. NOSTOKANGAS, MALLI 46

Olemme kehittäneet nämä nostokankaat WC-käynnillä tehtäviä siirtoja varten, mutta ne soveltuvat myös muihin nostotilanteisiin. Mallissa 41 on vyö. Mallissa 46 on SafetyBelt[™]-vyö ja ylimääräinen selkätuki, joka lisää mukavuutta. Kummassakin mallissa on pehmuste käsien alla ja vahvistetut jalkatuet.

MALLI 41: KOOT: XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille), polyesteri

MALLI 46: KOOT: XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille)



TEDDY HYGIENE VEST[™] - / LIKO[™] HYGIENE VEST[™]. HYGIENIALIIVI, MALLI 50 KORKEASELKÄINEN TEDDY HYGIENE VEST HIGH BACK[™] - / KORKEASELKÄINEN LIKO[™] HYGIENE VEST HIGH BACK[™]. -HYGIENIALIIVI, MALLI 55

Olemme kehittäneet nämä nostokankaat WC-käynnillä tehtäviä siirtoja varten, mutta ne soveltuvat myös muihin nostotilanteisiin, joissa tavoitellaan pystysuoraa ja vakaata istuma-asentoa. Liivi nostaa ylävartalon ympäriltä, mikä estää lapsen lysähtämisen. Lapset, joilla on spastisiteettia, istuvat usein hyvässä asennossa mallissa 55.

- Vahvistetut jalkatuet.
- Mallissa 55 on päätuki.

MALLI 50: KOOT: XXS, XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille), polyesteri (vain XS)

MALLI 55: KOOT: XXS, XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille), polyesteri



TEDDYVEST[™]-NOSTOLIIVI / LIKO[™] MASTERVEST[™]. NOSTOLIIVI, MALLI 60 TEDDYVEST[™], ETUKIINNITYS, MALLI 64

Nämä mallit mukautuvat lapsen mukaan ja nostavat ylävartalosta juuri sen verran, että lapsi pystyy seisomaan oman kykynsä mukaan.

- Mallissa 64 on edessä turvasoljet leveyden säätämistä varten.
- Haararemmi ja ohkahihnojen pehmuste (kuvassa) ovat lisävarusteita.

MALLI 60: KOOT: XXS, XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille), polyesteri (vain XS)

MALLI 64: KOOT: XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille)



TEDDYPANTS[™] -NOSTOHOUSUT, MALLI 92

Nallekuvioisesta kankaasta valmistetut TeddyPants-housut tekevät seisomisharjoituksista hauskoja ja turvallisia.

Säädettävän vyötärön ansiosta housut tukevat hyvin lapsen vartaloa.

- Synteettisestä lampaannahasta valmistettu pehmuste vatsan ja nivusten kohdalla.

KOOT: XS

KANKAAT: Nallekuviainen neulottu polyesteri (lapsille)



Liko™ seisonta-, kävely- ja liikkuvuusharjoituksiin

Seiso, kävele ja koe liikkeen vapaus

Seisonta-, kävely- ja liikkuvuusharjoituksiin tarkoitetut nostovarusteemme auttavat sinua saavuttamaan vaikeimmatkin tavoitteet, kuten avustettavan fyysisen harjoittelun toteuttaminen ilman, että avustajat ja hoitohenkilökunta altistuvat rasitusvammoilta.

Siirtojen ja harjoittelun aikana nostin kannattelee avustettavan koko painoa, jotta hän ja avustaja voivat keskittää kaiken huomionsa itse harjoitukseen ilman, että heidän täytyy olla huolissaan harha-askeleen aiheuttamista seurauksista.

Tiesitkö, että...

... että *hyppy- ja kävelyharjoituksiin* tarkoitetut

Likon jouset mahdollistavat

“pomppukävelyn”, ja niitä käytetään yhdessä Liko.

LiftPants, nostohousujen tai

Liko, MasterVest, liivin kanssa.

Jouset ovat sekä viihdyttäviä että stimuloivia avustettavan kannalta.



Liko™ seisonta-, kävely- ja liikkuvuusharjoituksiin



LIKO™ MASTERVEST™ KÄVELYTUKI, MALLIT 60, 64

Liivi helpottaa sellaisten henkilöiden nostamista istuma-asennosta seisomaan, jotka pystyvät kannattelemaan oman painonsa seisoma-asennossa. MasterVest™ kävelytuki on hyvä apuväline seisomis-, kävely- ja tasapainoharjoituksiin. Siirrettävässä avustettavaa WC-käynnin yhteydessä avustettavan alavartalo on vapaana pukemista ja riisumista varten. Liko™ MasterVest™ kävelytuki, jossa on etukiinnitys (malli 64) antaa avustettavan avata/sulkea liivin itse. Haararemmi on saatavana lisävarusteena sekä aikuisille että lapsille sopivassa koossa.

Malli 60:

- Avustettaville, jotka pystyvät varaamaan painoa jaloilleen.
- Tukea ja turvaa nousemis-, seisomis-, kävely- ja tasapainoharjoitteluun.
- Sallii luonnollisen liikeradan seisomaan noustaessa.
- Soveltuu erinomaisesti erityisesti WC-käynnin yhteydessä tehtäviin siirtoihin ja jättää alavartalon vapaaksi.
- Voidaan täydentää haararemmillä.

KOOT: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL*

KANKAAT: Polyesteri, muovipinnoitettu verkko (vain S, M, L), nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)

Malli 64:

- Samat käyttökohteet kuin mallilla 60.
- Kiinnitys edessä.
- Säädettävissä edestä rinnan ja vatsan kohdalta.
- Itsenäisesti pärjääville henkilöille.
- Voidaan täydentää haararemmillä.

KOOT: XS, S, M, L, XL, XXL

KANKAAT: Polyesteri, muovipinnoitettu verkko (vain M), nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



LIKO™ LIFTPANTS™ KÄVELYTUKI, MALLI 92

Liko™ LiftPants™ kävelytuen ansiosta avustettava pystyy harjoittelemaan kävelemistä turvallisissa olosuhteissa. Nämä nostohousut takaavat liikkeen vapauden mutta kannattelevat samalla avustettavan painoa joko osittain tai kokonaan. Se tukee turvallisesti mutta antaa samalla avustettavan liikkua itse ilman kaatumisvaaraa.

- Kannattelee vartalon painoa seisomis- ja kävelyharjoitusten aikana.
- Auttaa myös heikkojalkaisia avustettavia kävelemään.
- Mahdollistaa liikkumisen ympäri huonetta.
- Nostohousuista on saatavana useita eri kokovaihtoehtoja. Kaikki koot, XS:ää lukuun ottamatta, on valmistettu verkkopolyesteristä, ja niissä on puristusta vähentävä pehmustettu nivusosa. Painava henkilö voi tarvita suuremman koon kuin samanpituisen laiha henkilö.

KOOT: XS, S, M, L, XL*

KANKAAT: Verkkopolyesteri, nallekuvioinen neulottu polyesteri (lapsille)



* Tiettyjen kokojen ja mallien suurin sallittu kuormitus 300–500 kg.

Liko™ – istumasta seisomaan

Nostaminen istumasta seisomaan Sabina™-nostimella

Sabina™-nostin on helppokäyttöinen ja monipuolinen istumasta seisomaan nostava nostin. Se on tarkoitettu avustettaville, jotka pystyvät itse aktiivisesti osallistumaan nostotoimenpiteeseen. Seisomasta heidät voidaan siirtää pyörätuoliin tai WC:hen eli he pääsevät tekemään **seisomisharjoitusta siirron yhteydessä**.

Tukiliivi helpottaa toimenpidettä nostamalla avustettavan ylävartaloa. Tukiliivejä on saatavana useita eri malleja avustettavien erilaisiin tarpeisiin. Liivin voi esimerkiksi asettaa avustettavan käsivarsien alapuolelle tai ulkopuolelle. Sabina™-nostimiin on saatavana monipuolinen valikoima liivimalleja ja lisävarusteita.



Liko™ – istumasta seisomaan



LIKO. SUPPORTVEST. TUKILIIVI, ISTUMASTA SEISOMAAN NOSTOVÄLINE, MALLI 91

SUOSIKKITUOTE

Liko. SupportVest. tukiliivi on miellyttävä istumasta seisomaan nostava nostoväline, joka on helppokäyttöinen ja jonka käyttäminen edellyttää vain vähän säätämistä. Sitä käytetään avustettaville, jotka tarvitsevat paljon apua seisomaan nousemisessa mutta pystyvät seisomaan omilla jaloillaan tukevasti. Se nostaa selän takaa ja käsivarsien alapuolelta. Istumasta seisomaan nostavaa SupportVest. -nostovälinettä voidaan käyttää lampaannahkapehmusteiden kanssa tai ilman niitä. Liivin sisäpuoli vuorattu vakosametilla, mikä ehkäisee sen liukumista. Liivissä on irrotettavat lampaannahkapehmusteet, jotka on kiinnitetty vetoketjuilla. Lisäpehmusteita on saatavana lisävarusteena. Se kiinnitetään vartaloon säädettävällä vyötärövyöllä, jonka tarkoituksena on pitää liivi paikoillaan käytön aikana. Tämä malli soveltuu erinomaisesti ensimmäiseksi istumasta seisomaan nostamisessa käytettäväksi liiviksi.

- Kiinnitetään vyötäröltä vyöllä.
- Irrotettavat pehmusteet takaavat käyttömukavuuden.
- Säädettävä vyötärövyö.
- Käytetään yhdessä Sabina. -nostokaaren 350 kanssa.
- Soveltuu avustettaville, jotka pystyvät seisomaan vakaammin.
- Vyöjatke ja ylimääräinen pehmuste saatavana lisävarusteena.

KOOT: S, M, L, XL
KANKAAT: Polyesteri, vuorattu vakosametilla



LIKO. SAFETYVEST. TUKILIIVI, ISTUMASTA SEISOMAAN NOSTOVÄLINE, MALLI 93

LIKO. SAFETYVEST. TUKILIIVI, ISTUMASTA SEISOMAAN NOSTOVÄLINE, JOSSA ON EXTRA BACK SUPPORT. SELKÄTUKI, MALLI 94

Istumasta seisomaan SafetyVest. liivin turvallisuus, muoto ja toiminta ovat ainutlaatuisia. Se nostaa takaa ja ylävartalon ympäriltä. Vyötärövyö lisää turvallisuutta estämällä avustettavan liukumisen ulos liivistä. Liivin kiristyslaitteiden turvallisuusperiaate tarkoittaa sitä, että kiinnitämme kaksi vuorovaikuttavasti toimivaa lenkkiä yhteen koukkuun. (Samoin kuin MasterVest. kävelytuessa, Hygiene Vest. liivissä ja Therapy and Hygiene Sling. -nostokankaassa, mallit 45/46). Istumasta seisomaan SafetyVest. -turvaliivi on vuorattu muovipinnoitetulla verkolla, joka on erittäin pitävä ja ehkäisee tehokkaasti liukumista. Istumasta seisomaan SafetyVest. -tukiliivi, jossa on ylimääräinen selkätuki, malli 94, tukee selkää ylempää ja alemmaa kuin muut mallit, mikä jakaa painon tasaisemmin suuremmalle selän alueelle. Soveltuu avustettaville, joilla on vaikeuksia kannatella omaa painoaan ja seistä paikoillaan.

- Tuomaan lisäturvaa.
- Soveltuu avustettaville, joiden tasapaino seisoma-asennossa on heikko.
- Tarkoitettu pääasiassa käytettäväksi Sabina. -nostokaaren 350 kanssa.
- Yksilöllisesti säädettävissä.
- Malli 94 tukee erittäin hyvin selkää.
- Lampaannahkapehmuste saatavana lisävarusteena.

KOOT: M, L
KANKAAT: Polyesteri, pehmustettu muovipinnoitetulla verkolla



LIKO. COMFORTVEST. TUKILIIVI, ISTUMASTA SEISOMAAN NOSTON APUVÄLINE, MALLI 95

Istumasta seisomaan nostettaessa käytettävä Liko. ComfortVest. liivi poikkeaa merkittävästi tavalla muista istumasta seisomaan nostettaessa käytettävistä liiveistä. Se koostuu kahdesta osasta: ulkoliivi nostaa takaa ja käsivarsien ulkopuolelta ja sisäpuolen vyötäröliivi, joka on kiinnitetty ulkoliivin alareunaan, estää liukumisen ja lisää näin turvallisuutta. Liivin kiristyslaitteiden turvallisuusperiaate tarkoittaa sitä, että kiinnitämme kaksi keskenään vuorovaikutteista lenkkiä kuhunkin koukkuun (samoin kuin MasterVest. -kävelytuessa, istumasta seisomaan nostettaessa käytettävässä SafetyVest. -turvaliivissä, Hygiene Vest. liivissä ja Hygiene Sling. -nostokankaassa, malli 45/46). Yksikään osa ei paina kainaloihin, minkä ansiosta tämä liivi soveltuu ihanteellisesti akuutisti herkille ja halvauksesta kärsiville avustettaville.

- Soveltuu avustettaville, joilla on seisoimisvaikeuksia.
- Ei paina kainaloihin, esimerkiksi halvauksesta kärsiville tai akuutisti herkille avustettaville.
- Nostaa takaa ja käsivarsien ulkopuolelta mutta ei niiden alapuolelta.
- Vyötärövyö nostaa ylävartalon ympäriltä ja estää liukumisen.
- Yksilöllisesti säädettävissä.
- Käytetään yhdessä Sabina. Comfort -nostokaaren kanssa.

KOOT: S, M, L, XL
KANKAAT: Polyesteri, pehmustettu muovipinnoitetulla verkolla



LIKO. SOLO SUPPORTVEST. TUKILIIVI, ISTUMASTA SEISOMAAN NOSTOVÄLINE, MALLI 911

Istumasta seisomaan Solo SupportVest. tukiliiviä käytetään, kun tarvitaan nostokangasta lyhytaikaiseen käyttöön tai jos halutaan välttää liivin pesemistä. Käytetään yhdessä istumasta seisomaan nostamisessa käytettävän Liko. Sabina. -nostimen kanssa avustettavan nostamiseen istumasta seisomaan. Istumasta seisomaan Solo SupportVest. tukiliivi nostaa takaa ja käsivarsien alapuolelta.

- Tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön yksittäisten avustettavien nostamisessa istumasta seisomaan.
- Ei pesua – hävitetään likaantumisen tai käytön päättymisen jälkeen.
- Käytetään yhdessä Sabina. -nostokaaren 350 kanssa.

KOOT: M, L
KANKAAT: Kuitumateriaali



Helpottaa nostokankaan asettamista

Handy-sarjan tuotteet ovat **käsi­käyt­ttöisiä apuvälineitä, jotka helpottavat nostokankaan asettamista ja avustettavan siirtoa** vähentämällä avustettavan ja alustan välistä kitkaa. Niitä voidaan käyttää sekä normaali- että ylipainoisilla avustettavilla. Handy-sarjan liukutuotteet on valmistettu laadukkaasta, kitkattomasta materiaalista, joka on erittäin liukas. HandySheet™-liukulakanaa käytetään pääasiassa apuna nostokankaan asettamisessa istuma- tai vaaka-asennossa. Se on erinomainen apuväline nostokankaiden asettamiseen erityisesti, jos avustettava henkilö on erittäin painava, kipualtis tai jolla on lihasjäykistymiä. Ainutlaatuisia etuja ovat lyhyen HandySheet-liukulakanan taskut, jotka helpottavat esimerkiksi asettamista kapeaan pyörätuoliin, ja pitkän mallin lenkit, jotka mahdollistavat lakanan kiinnittämisen sängyn pääpätyyn. Kumpikin ratkaisu on Handy-sarjan erikoisuus, ja ne ovat rekisteröityjä Liko™-malleja.



LIKO™ HANDYSHEET™ LIUKULAKANA

Saatavana on kaksi versiota: lyhyt ja pitkä. Pitkässä mallissa on kädensijat. HandySheet™-liukulakana toimitetaan ja käytetään pareittain.

- Kangas on erittäin laadukasta, ja sen kitkerroin on pieni myös usean pesun jälkeen.
- HandySheet™-liukulakanan yläreunassa on lenkit, joilla sen voi kiinnittää sänkyyn. Tämän ansiosta avustajien ei tarvitse pitää kiinni lakanasta.
- Lyhyessä HandySheet™-liukulakanassa on pienet taskut, jotka helpottavat lakanan asettamista esimerkiksi kapeaan pyörätuoliin.
- Olemme kehittäneet ainutlaatuisia työskentelymenetelmiä, jotka helpottavat liukulakanoiden asettamista ja jotka ovat lisäksi erittäin mukavia avustettaville henkilöille. Menetelmämme ansiosta avustettavaa ei tarvitse kääntää sängyllä liukulakana asettamista varten.

Muita Handy-sarjan lisävarusteita

LIKO™ HANDYTUBE™ LIUKULIERIÖ LIKO™ HANDYBELT™ -TUKI

Voit lukea lisää näistä tuotteista osoitteessa www.liko.com.



Liko™ RepoSheet™-asentolakana

Nostaminen ja kääntäminen sängyssä

Virheellisesti sänkyyn asetetun henkilön nostaminen ja uudelleenasettaminen on **yleinen sängyssä tehtävä toimenpide**. Tutkimukset osoittavat myös, että monet työhön liittyvät loukkaantumiset tapahtuvat juuri uudelleenasettamisen yhteydessä¹. Kun henkilöä on siirrettävä ylemmäs sängyssä tai käännettävä, Liko. RepoSheet. -asentolakana on tähän erinomainen apuväline. Liko. RepoSheet. lisävaruste asetetaan avustettavan alle, ja sitä voidaan käyttää yhdessä perinteisen lakanan kanssa tai sen korvikkeena koko hoidon ajan. (Liko. Solo RepoSheet. asentolakanaa käytetään aina yhdessä perinteisen lakanan kanssa).



ALKUPERÄINEN LIKO. REPOSHEET. -ASENTOLAKANA

Liko.-yhtiö on kehittänyt nämä erityisesti helpottamaan avustettavan asettamista ylemmäs sängyllä ja kääntämistä nostimella. Kuormittaa avustajaa mahdollisimman vähän. Voidaan käyttää yhdessä lakanoiden kanssa tai niiden korvikkeena. Ei edellytä avustettavan osallistumista. Tarkoitettu käytettäväksi sellaisten henkilöiden avustamisessa, jotka eivät pysty aktiivisesti osallistumaan uudelleenasettamiseen sängyllä tai joiden ylipaino hankaloittaa asettamista.

Perusmalli jopa 200 kg:n painoisen henkilön nostamiseen

Kankaat: 50 % puuvillaa / 50 % polyesteriä, verkkopolyesteriä

Ultra-malli jopa 500 kg:n painoisen henkilön nostamiseen

Kankaat: 50 % puuvillaa / 50 % polyesteriä, verkkopolyesteriä

Muuta: Toimii parhaiten yhdessä pään yläpuolella olevan nostimen kanssa. Avustettavan asettaminen ennen tämän lakanan käyttöä on helpoin tehdä nostokankaan avulla. Tämän jälkeen RepoSheet-asentolakanan vaihtaminen onnistuu kääntämällä avustettava samalla RepoSheet-asentolakanalla.



LIKO. SOLO REPOSHEET. ASENTOLAKANA

Solo RepoSheet. asentolakana on tarkoitettu yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön. Se on hävitettävä, kun se likaantuu tai kun avustettava ei enää tarvitse sitä. Saatavana on kaksi mallia (katso tiedot jäljempää).

- Siirtäminen ylemmäksi tai kääntyminen sängyllä.
- Tarkoitettu yksittäisen henkilön lyhytaikaiseen käyttöön.
- Kankaat: 50 % puuvillaa / 50 % polyesteriä.
- Saatavana kaksi mallia: lyhyt ja tilava.
- Ei saa pestä. Lakana hävitetään, kun se likaantuu tai avustettava ei enää tarvitse sitä.

SOLO REPOSHEET. ASENTOLAKANASTA ON SAATAVANA KAKSI KOKOVAIHTOEHTOA:

Lyhyt Liko. Solo RepoSheet. -asentolakana

Suurin sallittu kuormitus: 200 kg

Käyttö: käytetään yleensä 2–3 kertaa avustettavan nostamiseen ylemmäksi sängyssä.

Liko. Solo RepoSheet. tilava malli

Suurin sallittu kuormitus: 300 kg

Peittää suuren osan sängystä.

Käyttö: käytetään yleensä 4–5 kertaa avustettavan nostamiseen ylemmäksi sängyssä.

¹ Engkvist I-L, Back injuries among nurses - A comparison of the accident process after a 10-year follow-up. Safety Sci, 2007, www.sciencedirect.com

Laaja-alaiseen käyttöön terveydenhuollossa

Likon MultiStrap™ -nostohihna täydentää Likon laajan valikoiman nostamiseen ja asetteluun tarkoitettuja apuvälineitä. MultiStrap-lvarusteet on kehitetty hoitoalan monenlaisiin vaatimuksiin, ja niillä voidaan **kannatella käsivarsia, jalkoja tai muita kehonosia esimerkiksi hoidon tai pesun aikana**. Yhdessä nostimen kanssa käytettäessä MultiStrap-varusteet helpottavat monia vaikeita nostotehtäviä, kuten haavanhoitoa (esim. palovammat), hygienian hoitamista, hoitotoimia (esim. katetrointi tai haavojen sitominen), tutkimuksia, alusastioiden asettamista sekä pukemista ja riisumista. MultiStrap-varusteita voidaan käyttää myös avustettavan kääntämiseen kyljeltä toiselle. Niitä voidaan käyttää yksittäin tai pareittain. Sängyssä kääntämiseen suosittelemme kahden leveämmän hihnan käyttämistä parina.



LIKO™ MULTISTRAP™ -NOSTOHIHNA

Liko™ MultiStrap™ -nostohihna on pestävä, ja se on valmistettu vahvasta ja kestävästä polyesterikankaasta.

Liko™ MultiStrap™ Standard nostohihna, perusmalli	Leveys 10 cm
Liko™ MultiStrap™ nostohihna, leveä	Leveys 25 cm
Liko™ MultiStrap™ Ultra nostohihna, erittäin leveä	Leveys 40 cm

Kaikissa pestävissä Liko™ MultiStrap™ -nostohihnoissa on 135 cm:n FixStrap-hihna, jolla kiinnitetään MultiStrap-hihnan toinen pää sängyn päättyyn avustettavan kääntämisen ajaksi.



LIKO™ SOLO MULTISTRAP™ NOSTOHIHNA

Solo MultiStrap™ -nostohihnat on tarkoitettu yksittäisen henkilön lyhytaikaiseen käyttöön tai hihnojen pesutarpeen välttämiseen.

Solo MultiStrap™ nostohihna, kapea	Leveys 5 cm
Solo MultiStrap™ Standard nostohihna, perusmalli	Leveys 10 cm
Solo MultiStrap™ nostohihna, leveä malli	Leveys 25 cm

Kaikkien MultiStrap™ -nostohihnojen suurin sallittu kuormitus on 200 kg.

Tiesitkö, että...

- Että MultiStrap™ -nostohihna helpottaa esimerkiksi käsivarsien ja jalkojen nostamista ja kannattelemista hoitotoimenpiteen ja pesemisen aikana.
- Että pestäviä MultiStrap™ -hihnoja on saatavilla kolme erikokoista mallia.
- Että MultiStrap™ -nostohihnoista on saatavana myös kertakäyttökankaasta valmistettu malli, joka on tarkoitettu yhden henkilön lyhytaikaiseen käyttöön.

Liko™-nostokaaret



Nostokaaret monentyyppisiin nostoihin

Nostokangas toimii aina parhaiten tarkoin valitun nostokaaren kanssa.

Nostokangas ja nostokaari muodostavat yhdessä toiminnallisen yksikön.

Turvallisuuden kannalta nostokaari on erittäin tärkeä. Nostokankaiden käyttöohjeissa on suosituksia parhaimman nostokaarivaihtoehdon valitsemiseen. Usein soveltuvia malleja on useampia. Nostokaaren rakenne ja geometria määrittävät avustettavan istuma-asennon. Yleensä nelipistekaaren käyttäminen saa aikaan takakenoisemman istuma-asennon kuin kaksipistekaari.

Leveä nostokaari tarkoittaa sitä, että avustettava pitää käsivarsiaan nostokankaan sisällä ja ylävartalolle on enemmän tilaa. Kapeampi nostokaari tekee nostokankaasta tiukemman avustettavalle, jonka kädet ovat tällöin yleensä nostokankaan ulkopuolella. Yhteistä kaikille nostokaarille on, että niissä on ***nostokaaren turvakoukut***. Useimpiin nostokaariin on saatavana tehtaalla asennettavat pikakoukut, jotka voi kiinnittää vaakoihin tai vaihtaa nostokaariin nopeasti ja helposti.

Tiesitkö, että...

... että ei ole sattumaa, että useimmat nostimemme ja nostokaaremme on valmistettu vahvasta alumiinista. Koska alumiinin voi periaatteessa kierrättää rajoittamattomia kertoja, kutsumme sitä ***vihreäksi metalliksi***.

Liko[™]-nostokaaret



LIKO[™] UNIVERSAL SLINGBAR[™] 450 NOSTOKAARI

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal 450 on useimpiin tilanteisiin ja nostokankaisiin soveltuva nostokaari. Se asennetaan useimpiin nostimiin ennen toimitusta (ei Viking XL).



LIKO[™] UNIVERSAL SLINGBAR[™] 350 NOSTOKAARI

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal 350 on 10 cm kapeampi kuin Universal[™] 450, ja sitä käytetään yleisesti lasten nostamiseen. Kun aikuisten kokoa olevaa nostokangasta käytetään yhdessä Universal 350 nostokaaren kanssa, avustettavan kädet ovat nostokankaan ulkopuolella.



LIKO[™] UNIVERSAL SLINGBAR[™] 600 NOSTOKAARI

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal 600 nostokankaassa on runsaasti tilaa ylävartalolle, ja se on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi Comfort Slings Plus[™] -nostokangasmallien 300/310 ja 350/360 kanssa tai sellaisten nostokankaiden kanssa, joiden on tarkoitus ulottua jalkatukien päälle eli, kun molemmat jalkatuet ovat vierekkäin avustettavan reisien alla, kuten Amputee Sling[™] amputaationostokangasmalleissa 70/75.



LIKO[™] UNIVERSAL TWINBAR[™] 670 NOSTOKAARI

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal TwinBar[™] 670 nostokaari soveltuu suurille aikuisille ja avustettaville, jotka haluavat keventää hartioiden alueen kuormitusta. TwinBar[™] 670 nostokaari on tarkoitettu käytettäväksi sellaisten nostokankaiden kanssa, joissa jalkatuet ovat ristikkäin, esim. Soft Original HighBack Sling[™] -nostokangasmalli 26 tai Universal Sling[™] nostokangasmalli 00. Kuormitus on jaettava kaikkien neljän koukun varaan jokaisen noston aikana.



LIKO[™] SLINGBAR MINI[™] 220 NOSTOKAARI

Suurin sallittu kuormitus 205 kg

SlingBar Mini[™] 220 on erityisen pieni nostokangas, jossa istutaan tiukan mukavasti. Yleensä syynä on, että nostokankaan pitäisi olla mahdollisimman tiukka, jotta se tuntuu turvalliselta ja varmalta.



LIKO[™]-RISTIKKONOSTOKAARI 450

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Ristikkonostokaari 450 on pienempi nelipistenostokaari, joka mahdollistaa takakenoisen istuma-asennon. Ristikkonostokaari 450 soveltuu käytettäväksi yhdessä korkeaselkäisten tai päätä tukevien nostokankaiden kanssa. Se on symmetrinen ja sitä suositellaan käytettäväksi myös pienten nostokangasmallien kanssa. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Silhouette Sling[™] nostokangasmallin 22 ja Soft Original HighBack Sling[™] nostokangasmallin 26 keskikokoisien ja pienen version kanssa. LiftPants[™]-kävelytuki 92 toimii hyvin ristikkonostokaaren 450 kanssa.



LIKO[™]-RISTIKKONOSTOKAARI 670

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Ristikkonostokaareissa 670 on nelipisteinen ripustusmekanismi. Se on leveä hartioiden kohdalta, ja siinä avustettava istuu nojaavassa istuma-asennossa. Ristikkonostokaari 670 toimii parhaiten sellaisten nostokankaiden kanssa, joissa on korkea selkä tai päätuki, esim. Universal Sling[™] nostokangas, malli 00 ja Soft Original HighBack Sling[™] nostokangasmalli 26, kummankin mallin keskikokoinen ja suuri koko, ja Comfort Sling Plus[™] nostokangasmalli 300/310 ja Comfort Sling Plus High[™] nostokangasmalli 350/360, kaikki koot. Comfort Sling Plus High[™] nostokangasmalli 350/360 ja ristikkonostokaari 670 muodostavat erinomaisen ratkaisun henkilöille, joille on tehty lonkkaleikkaus tai joiden lonkat eivät taivu normaalisti.



LIKO[™] UNIVERSAL SIDEBARS[™] 450 SIVUKAARET

Suurin sallittu kuormitus 300 kg

Universal SideBars[™] sivukaaret ovat vaihtoehto Likon ristikkonostokaarille nelipisteripustuksen muodostamiseen. Sivukaaret on helppo kiinnittää Universal SlingBar[™] nostokaareen ja irrottaa siitä. Kuormitettuna sivukaaret mukautuvat nostokankaaseen, mikä yleensä tarkoittaa, että ne roikkuvat hieman vinosti ja antavat enemmän tilaa avustettavan hartioille. Yhdessä Comfort Sling Plus High[™] nostokangasmallin 350/360 kanssa sivukaaret ovat erinomainen vaihtoehto henkilöille, joille on tehty lonkkaleikkaus tai joiden lonkat eivät taivu normaalisti. Universal-sivukaaret toimitetaan yhdessä kätevässä säilytyslaukussa, jonka voi ripustaa seinälle tai liikuteltavaan nostimeen.

Älykkäät nostovälineet mukautuvat täydellisesti tilanteen mukaan

Kuten olemme maininneet, sanomme yleensä, että nostokangas muodostaa puolet nostosta. Kolmen vuosikymmenen aikana olemme kehittäneet nostimia ja nostovälineitä sekä kohdanneet monenlaisia tarpeita. Näitä tarpeita silmällä pitäen olemme laajentaneet valikoimaamme useilla älykkäillä lisävarusteilla.

Ainutlaatuinen työkalu verkossa

Sivustossamme on älykäs verkkoperustainen nostokangasopas, joka auttaa sinua sopivan nostokankaan etsimisessä laitoksesi tai tietyn avustettavan henkilön tarpeiden mukaan. Kun täytät avustettavan henkilön tiedot ja senhetkisen nostotilanteen, suositellut nostokangasmallit tulevat näkyviin. Tämä opas ei tietenkään korvaa varsinaista sovitustilannetta, jota aina suosittelemme.

Etsi sopiva nostokangas.

Oppaamme auttaa sinua etsimään sopivan nostokankaan laitoksesi tai yksittäisen avustettavan tarpeisiin. Muista, että mitä enemmän annat tietoja, sitä paremman tuloksen saat. Kun tulokset tulevat näytön oikeaan reunaan, voit lukea lisää kyseisestä mallista napsauttamalla sitä.



Liko[™]-nostovälineet



Liko[™]-hihnat

Hihnat on tarkoitettu käytettäväksi lyhyissä siirroissa yhdessä pään yläpuolisen nostimen kanssa, kun nostotilanne voidaan suunnitella niin, että avustettavaa ei tarvitse nostaa lattian yli.

On erityisen tärkeää, että hihnaa sovitetaan avustettavalle huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että hän pystyy selviytymään nostotilanteesta ja että nosto tehdään turvallisesti.



MasterVest[™]-kävelytuen haararemmi

Haararemmiä käytetään yleisesti yhdessä Liko[™] MasterVest[™] kävelytuen kanssa, kun liiviä käytetään kävelyharjoittelussa. Haararemmi estää MasterVest[™] kävelytuen liukumisen ylös ylävartaloa pitkin.



Jalkatuen pehmuste

Puristusta lieventäviä pehmusteita on saatavana lisävarusteena, ja niitä voi ostaa kaikkiin nostokankaisiimme. Niissä on synteettinen lampaannahka toisella puolella ja nostokankaan kangas toisella puolella.



Olkahihnan pehmuste

Puristusta lieventäviä pehmusteita on saatavana lisävarusteina etuolkahihnoihin. Niissä on toisella puolella tarranauha, jolla ne on helppo kiinnittää.



Merkintäliuskat

Kiinnitysvirheiden välttämistä varten saatavana on lisävarusteena merkitäliuskoja, joilla voi merkitä juuri tietylle henkilölle sopivat lenkit. Tämä auttaa avustajia oikean nostokaareen kiinnittävän lenkin valitsemisessa.



Liko-vaaka

Liko-vaaka tarjoaa kätevän tavan punnita avustettava noston aikana. Säädön jälkeen paino näkyy näytössä joko kilogrammoina (kg) tai paunoina (lbs).



Päätuki

Päätuki on lisävaruste, jonka tarkoituksena on tukea avustettavan päätä. Sitä käytetään yhdessä Likon nostokankaiden kanssa, kun nostokangas itsessään ei tue päätä lainkaan. Päätuki on valmistettu polyesteristä.



Jatkolenkit

Likon jatkolenkit on tarkoitettu Likon lisävarusteiden säätämisen helpottamiseen. Ne kiinnitetään hihnalenkkeihin ja lenkkihihnoihin tarvittavien pituussäätöjen tekemistä varten. Jatkolenkeistä on saatavana kaksi eri pituusvaihtoehtoa: 12 cm:n ja 22 cm:n jatkokappale.



Ultra LiftPants[™] Solo-peite

Ultra LiftPants[™] kävelytuen Solo-peite on kertakäyttöinen lisävaruste. Peite vedetään LiftPants-nostohousujen päälle suojaamaan niitä likaantumislta.

Nostojen ja siirtojen asiantuntijat

Olemme erikoistuneet nostamaan ja siirtämään ihmisiä turvallisesti. Olemme hyödyntäneet ylivertaista tietämystämme, tekniikkaamme ja menetelmiämme ja luoneet kattavan valikoiman nostimia, nostokankaita ja muita nostovarusteita. Analysoimme tarpeesi ja toimitamme juuri niihin parhaiten soveltuvan ratkaisun. Lisäksi tarjoamme jatkuvasti koulutusta ja käyttötukea, jotta nosto- ja siirtoympäristö olisi turvallinen sekä henkilökunnalle että avustettaville. Muihin Hill-Romin tuotevalikoiman ratkaisuihin yhdistettynä pystymme tarjoamaan tilaratkaisuja sairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin kautta maailman.

Pystymme tarjoamaan myös muista kankaista valmistettuja nostokankaita sekä tietyn avustettavan tarpeiden mukaan räätälöityjä malleja.

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Katso yhteystietomme ja lisätietoa meistä ja tarjoamistamme tuotteista verkkosivuiltamme osoitteesta www.hill-rom.com ja www.liko.com.

Kaikki tässä esitteessä olevat tavaramerkit ovat Liko R&D:n, Hill-Rom Liko AB:n tai Hill-Rom Services, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
Deutschland _____ 0800 8 63 55 37
Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
Italia _____ + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) _____ 0800 8 63 55 37

Österreich _____ 0800 8 63 55 37
Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
Iberia _____ +34 (0)93 6856000
Nordic Countries _____ +46 (0)20 78 10 30
Export _____ Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via
website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom pidättää oikeuden muotoilua, ominaisuuksia ja malleja koskeviin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta. Ainoa Hill-Romin antama takuu on kirjallinen takuu, joka annetaan tuotteen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

© 2013 Hill-Rom SARL, KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN