

SV

Lättviktsrullstolar

Modell 2.750 / 2.845 / 2.850 /
2.865

Bruksanvisning



MEYRA®
Vi gör människor rörliga.

Innehållsförteckning

Betydelsen för använda märkningar	6
Inledning	6
Modeller	6
Indikationer	6
Mottagning	6
Specifikation	7
Användning	7
Fälla ihop/fälla ut/bära rullstolen	7
Anpassning	8
Återanvändning	8
Livslängd	8
Översikt	9
Broms	10
Tryckbroms - användare	10
Ansätta bromsen	10
Lossa bromsarna	10
Färbroms	10
Förlänga bromsspaken	11
Enhandsbroms	11
Speciellt för enhandsbromsen	11
Trumbroms - ledsagare	12
Funktionen är som hos färbromsen	12
Benstöd	13
Vadbälte	13
Ta bort vadbältet	13
Anbringa vadbältet	13
Längdinställning av vadbältet	13
Hälrem	13
Ställa in hälremmens längd	13
Benstödet underdel	14
Fotplattor	14
Fotbräda	14

Benstödetts överdel	15
Fälla undan benstöden	15
Svänga in benstöden	16
Ta bort benstöden	17
Hänga upp benstöden	17
Mekaniskt höjinställbara benstöd	18
Höja och sänka benstöden	18
Armstöd	19
Ta bort armstöden	19
Sticka in armstöden	20
Svänga upp armstödet	21
Höjjustering av armstödet	21
Ryggstöd	22
Vinkelinställbart ryggstöd	22
Stegvis inställbart ryggstöd	22
Steglös vinkelinställning av ryggstöd	22
Ryggskål	23
Ta bort ryggskålen	23
Montera ryggskålen	23
Handtagsstång	24
Skjuthandtag	25
Hjul	26
Drivhjul	26
Rangeringshjul	26
Stödrullar	27
Stödrullarnas längd	27
Instickbara stödrullar	27
Borttagning/instickning av stödrullar	27
Undansvängbara stödrullar	27
Svänga stödrullarna	27
Speciellt med enhandsdrivhjul	28
Att köra rullstolen	28
Hopfällning/uppfällning vid enhandsdrivhjul	28

Huvudstöd	29
Rullstolsbord	29
Bälte	30
Grundläggande säkerhetsanvisningar	31
Ledsagare	31
Förflytta sig från och till rullstolen	31
Gripa efter föremål	31
Nedförs- eller uppförslut, körbana med tvärlutning	31
Passage av hinder	32
Transport i fordon	32
Transportsäkring för tom rullstol	32
Persontransport i motorfordon	33
Transport i offentliga trafikmedel	33
Körning på allmän väg	33
Rengöring	34
Ytbehandling	34
Desinfektion	34
Inlämning av uttjänta produkter	35
Underhåll	35
Underhållsarbeten	35
Underhållsschema	36
Tekniska data	38
Lufttryck i däcken vid luftfyllda däck	38
Data enligt ISO för modell 2.750 Eurochair ²	39
Övriga tekniska data för modell 2.750 Eurochair ²	40
Data enligt ISO för modell 2.845 Eurochair ² Polaro	41
Övriga tekniska data för modell 2.845 Eurochair ² Polaro	42
Data enligt ISO för modell 2.850 Eurochair ² Pro	43
Övriga tekniska data för modell 2.850 Eurochair ² Pro	44
Data enligt ISO för modell 2.850 Eurochair ² XXL	45
Övriga tekniska data för modell 2.850 Eurochair ² XXL	46
Data enligt ISO för modell 2.865 Eurochair ² HD	47
Övriga tekniska data för modell 2.865 Eurochair ² HD	48

Vad symbolerna på tvättanvisningarna betyder	49
Betydelsen av dekalerna på rullstolen	50
Vad symbolerna på typskylten betyder	51
Inspektionsintyg	52
Anteckningar	53
Garanti	54
Garantiavsnitt	55
Överlämnande av inspektionsintyg	55

BETYDELSEN FÖR ANVÄNDA MÄRKNINGAR

Säkerhetsinstruktioner med färgad bakgrund måste ovillkorligen följas!

- ☞ Denna symbol anger information och rekommendationer
- [] Hänvisning till ett bildnummer
- () Hänvisning till ett funktionselement i en bild.

INLEDNING

Läs igenom och beakta detta dokument innan du använder elrullstolen första gången. Barn och ungdomar ska läsa igenom detta dokument tillsammans med sina föräldrar eller en assistent/ledsagare innan elrullstolen används första gången.

Den här bruksanvisningen hjälper dig att bli förtrogen med handhavandet av rullstolen och undvika olyckor.

För synskadade användare finns PDF-filer med ytterligare information om våra produkter på vår webbplats:

< www.meyra.com >.

- ☞ Kontakta din hjälpmedelscentral vid behov.

Information om produktsäkerhet och eventuella återkallningsaktioner hittar du i < *Infocentrum* > på vår webbplats:

< www.meyra.com >.

De moduler och komponenter vi använder uppfyller de gällande kraven i standarden SS-EN 12183 för beständighet mot antändning.

MODELLER

Den här bruksanvisningen gäller för följande modeller:

Modell 2.845

Modell 2.850

Modell 2.865 (specialtillverkning)

INDIKATIONER

Läkare ska kontaktas omedelbart vid allergiska reaktioner, huderytem och/eller tryckställen vid användning av rullstolen.

Den här mobilitetsprodukten rekommenderas vid följande indikationer:

- ☞ Vid oförmåga eller vid kraftigt begränsad förmåga att gå själv inkl. grundbehovet att kunna förflytta sig i den egna bostaden.
- ☞ För att kunna lämna bostaden, för att komma ut i friska luften på en kortare tur eller för att kunna uträtta vanliga ärenden i närområdet.

MOTTAGNING

Alla produkter kontrolleras på fabriken och förpackas i specialkartonger.

- ☞ Trots detta ber vi dig att, helst i transportörens närvaro, omedelbart kontrollera att det inte har uppstått skador på produkten under transporten.
- ☞ Spara rullstolens emballage om det eventuellt skulle bli nödvändigt att transportera rullstolen senare.

SPECIFIKATION

Rullstolen utvecklades för vuxna. Rullstolen är endast avsedd att transportera en person på sitsen och är inte avsedd att användas som kärra, dragvagn eller liknande.

ANVÄNDNING


Rör inte vid ekrarna eller på hjulets roterande däck. – Skaderisk!

Sätt inte händerna mellan broms och däck vid framdrivning av rullstolen. – Skaderisk!

Undvik ryckigt körsätt vid framdrivning av din rullstol. – Risk för att rullstolen kan tippa bakåt eller åt sidan!

Använd inte rullstolen utan monterade benstöd och armstödsenheter!

Rullstolen kan användas på jämt, stabilt underlag, t.ex.:

- inomhus (t.ex. bostad, daglig verksamhet),
 - utomhus (t.ex. asfalterade vägar i parker),
 - på resa (t.ex. på buss och tåg).
-  Din rullstol med sitsbredd över 500 mm är inte lämplig för transport i tåg.
- Utsätt aldrig rullstolen för extrema temperaturer och skadliga miljöbetingelser, t.ex. solstrålning, extrem kyla, salthaltigt vatten.
 - Sand och liknande smutspartiklar kan fastna i de rörliga delarna och göra dem funktionsodugliga.
 - Kör alltid din rullstol med drivhjulens drivringar.

Låt dig inte bäras i din rullstol, genom att rullstolen lyfts från marken. Utrustningsdelar, t.ex. sidostöd eller benstöd, som inte är fastmonterade kan lossna och orsaka en olyckshändelse.

 Rullstolen är ett fordon och inget bärredskap.

Använd rullstolen enbart enligt den i kapitel *Tekniska data* på sidan 38 angivna specifikationen och gränsvärdena.

FÄLLA IHOP/FÄLLA UT/ BÄRA RULLSTOLEN

Din rullstol kan fällas ihop utan verktyg.

1. Ta bort sitskudden, om sådan finns.
2. Ta av benstöden eller fäll upp båda fotplattorna.
3. Dra sitsbandet uppåt framtill och i mitten baktill.
4. Ta vid behov bort förbindningsstången för dubbelhandtagen, eller handtagsstången.

Rullstolen går att bära när den är hopfäld.

För in en underarm framifrån under sitsbandet när det är vikt uppåt. Håll fast det bakre sitsbandsvecket underifrån med den andra handen.

Lyft upp rullstolen i vågrätt position.

Luta rullstolen lite åt ena sidan. På den sidan som rullstolen står på marken trycks sittramsroren ned tills de ligger på plats.

 Eventuellt måste sittramsroren pressas ned litet med händerna.

 Se till att sittramsroret ligger ordentligt i stödet.

ANPASSNING

Låt alltid hjälpmedelscentralen utföra anpassnings- eller inställningsarbeten.

Rullstolen erbjuder möjligheter till anpassning till individuella kroppsått. Före den första användningen ska rullstolen anpassas av hjälpmedelscentralen. Det innebär att rullstolen anpassas efter användarens körfarenhet och fysiska begränsning och den huvudsakliga användningsplatsen.

- ☞ Vi rekommenderar att anpassningen av rullstolen kontrolleras regelbundet för att den ska kunna användas på bästa sätt även om användarens sjukdomsbild eller funktionsnedsättning förändras.

ÅTERANVÄNDNING

Rullstolen lämpar sig för återinsättning. Tack vare modulsystelet kan rullstolen anpassas till olika funktionshinder och kroppsått. Före varje återinsättning ska rullstolen gås igenom komplett.

- ☞ De för återanvändningen nödvändiga hygienåtgärderna ska genomföras enligt en validerad hygienplan och måste inkludera en desinfektion.


LIVSLÄNGD

Vi utgår från en förväntad genomsnittlig livslängd på 4 år, under förutsättning att produkten används för det den är avsedd och att samtliga underhålls- och servicearbeten utförs. Produktens livslängd är beroende av hur ofta den används, i vilken miljö den används och hur den sköts. Produktens livslängd kan utökas genom användning av reservdelar. Reservdelar finns i regel att tillgå upp till 5 år efter att man har slutat tillverka produkten.

- ☞ Den angivna livslängden utgör ingen ytterligare garanti.

ÖVERSIKT

Översikten visar de viktigaste komponenterna på rullstolar av alla modeller.



Pos. Benämning

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) Skjuthandtag | (8) Styrhjul |
| (2) Ryggstöd | (9) Typskylt |
| (3) Armstöd | (10) Drivhjul |
| (4) Klädesskydd | (11) Bromsspak – tryckbroms |
| (5) Sitsband/sitskudde | (12) Drivring |
| (6) Låsspak – benstöd | (13) Låsknopp – kardanaxel |
| (7) Fotbräda/delade fotplattor | |

BROMS

Om bromseffekten minskar ska du direkt be din hjälpmedelscentral att reparera den.

Rullstolar med PU-däck ska vid längre tids uppställning ställas undan på ett säkert sätt utan åtdragna tryckbromsar.

Genom att dra åt bromsen med hjälp av bromsspaken (1) är rullstolen säkrad mot oönskad ivägrullning (parkeringsbroms).

Beroende på utförande kan rullstolen vara utrustad med tryckbromsar [2] eller med trumbromsar [3].

☞ Beakta också *Underhållsschema* på sidan 36.

Tryckbroms - användare

Ansätta bromsen

För att säkra rullstolen mot oönskad ivägrullning ska du svänga båda bromsspakarna framåt fram till anslaget [4].

☞ Det ska inte gå att skjuta på rullstolen när man har låst fast bromsen.

Lossa bromsarna

Sväng bak båda bromsspakarna till anslaget [2].

Färdbroms

Rullstolen bromsas med hjälp av drivringen.

☞ Använd ev. lämpliga handskar för att bromsa rullstolen.




Förlänga bromsspaken

Stötta dig inte på bromsspakarnas handtag.

Ta inte av bromsspakförlängarna under körningen. Olycksrisk vid för långt avdragna bromsspakförlängare.

De påsatta bromsspakarna fungerar som bromsförstärkare och minskar den nödvändiga kraften för att dra åt bromsarna (1).

- ☞ För att kliva i eller ur rullstolen, ta bort bromsspakförlängaren från bromsspaken.
- ☞ Använd rullstolen enbart med påsatta bromsspakförlängare.



Enhandsbroms

Enhandsbromsen [2] möjliggör ansättning av bromsen med enbart en bromsspak.

Speciellt för enhandsbromsen

Enhandsbromsens bromsspak kan fällas bakåt efter att den har dragits uppåt [3].



Trumbroms - ledsagare

Ledsagaren manövrerar trumbromsen med hjälp av bromsspaken [1].

Funktionen är som hos färdbronsen

Manövrera samtidigt båda bromsspakarna något för att bromsa rullstolen stegvis.

Koppla in trumbromsarna

Dra åt båda bromsspakarna [1] och tryck spärrhaken (2) framåt.



Släpp bromsspaken. – Beroende på inställning hakar spärrhaken i den första (A) eller andra (B) positionen och aktiverar bromsen.

☞ Om man måste använda den tredje positionen (C) för att aktivera bromsen, måste bromsen ställas in på nytt av hjälpmedelscentralen.

Lossa trumbromsar

Dra åt båda bromsspakarna [1] tills spärrhaken (2) automatiskt hoppar ur spärrarna.

Släpp båda bromsspakarna. – Parkeringsbromsen är lossad och rullstolen är körklar på nytt.



BENSTÖD

Säkra rullstolen mot oavsiktlig ivägrullning innan benstöden flyttas.

- Beakta också kapitlet *Broms* på sidan 10.

Vadbälte

Kör aldrig utan vadbälte. – Olycksrisk.

Det avtagbara vadbältet (1) hindrar fötterna från att glida ned från fotbrädan.

- Vadbältet måste tas bort för att benstöden ska kunna svängas undan.
- Vadbältet behövs inte när höjdställbara benstöd används utan ersätts då av vaddstöd.

Ta bort vadbältet

Vid borttagningen dras vadbältet bort från fästplattorna (2).

Anbringa vadbältet

Vid anbringande dras vadbältets öglor på båda sidorna över fästplattan [2].

Längdinställning av vadbältet

Vid längdinställning förs vadbältet runt fästplattan (2) och anpassas till önskad längd med hjälp av kardborreband.

Hälrem

Hälremmen (3) förhindrar att fötterna halkar av bakåt från fotplattorna.

Ställa in hälremmens längd

Vid längdjusteringen förs hälremmen runt fästplattan (2) och anpassas till önskad längd med kardborreband.



Benstödet underdel

Fäll upp fotplattorna resp. fotbrädan vid i- och urstigning [1].

- ☞ Se upp för klämpunkter!
 - Flytta båda fötterna från fotplattorna.
 - Ta i förekommande fall bort vadbältet.
 - ☞ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 13.
- ☞ Fäll ned fotplattorna resp. fotbrädan [3] och sätt på vadbältet innan rullstolen körs.



Fotplattor

Fotplattorna kan fällas upp utåt [1] resp. fällas ned inåt [3].

Fotbräda



Fäll upp fotbrädan [4] innan benstödens överdel svängs ut och tas av.

Fälla upp fotbrädan

Fäll den lösa sidan av fotbrädan uppåt till anslaget för att fälla upp fotbrädan [5].

Fälla ned fotbrädan

Fäll den lösa sidan av fotbrädan nedåt mot fotbrädeshållaren ända till anslaget för att fälla ned fotbrädan (4).



Benstödets överdel

Benstödets överdel med instucken underdel kallas för benstöd.

Fälla undan benstöden

Undansvängda benstöd är automatiskt olåsta och kan därför lätt falla av. Var försiktig vid vidare hantering av benstöden (t.ex. vid transport).

För att det ska gå lätt att stiga i/ur rullstolen, samt för att den ska kunna köras tätt intill t.ex. skåp, säng, badkar o.s.v. kan benstöden svängas in/ut [1].



☞ Ta av vadbältet, om monterade, innan benstöden svängs undan.

☞ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 13.

Fäll upp fotplattorna resp. fotbrädan för att svänga undan benstöden.

☞ Beakta också kapitlet *Benstödets underdel* på sidan 14.

Dra eller tryck sedan låsspaken (2) bakåt och sväng undan benstödet.



Svänga in benstöden

Sväng benstöden framåt tills de hakar fast [1] hörbart.

- ☞ Kontrollera respektive låsmekanism efter att benstöden har hakat fast hörbart.
- ☞ Läs sedan kapitel *Benstödens underdel* på sidan 14.



Ta bort benstöden

För att lättare kunna sätta sig i/resa sig ur rullstolen samt för att minska rullstolens längd (viktigt vid transport) är benstöden avtagbara [1].

- ☞ Ta bort vadbältet innan benstöden svängs undan.
 - ☞ Beakta också kapitlet *Vadbälte* på sidan 13.

Vid avtagning ska benstöden först svängas undan [2] och sedan tas av uppåt [1].

- ☞ Beakta också kapitlet *Fälla undan benstöden* på sidan 15.
- ☞ Ge akt på möjliga klämrisker!

Hänga upp benstöden

För att hänga fast benstöden ska de tryckas åt sidan, tryckas fast parallellt med det främre ramröret och hängas nedåt. – Låstappen måste glida in i ramröret.

- ☞ Sväng in benstöden efter att de har hängts upp [3].
 - ☞ Beakta också kapitlet *Svänga in benstöden* på sidan 16.



Mekaniskt höjdinställbara benstöd


Grip aldrig tag i inställningsmekanismen med den fria handen. Låt en ledsagare säkra benstöden så att de inte faller. Låt inte benstöden falla ned av sin egen tyngd. – Skaderisk!

Höja och sänka benstöden

Låt en ledsagare lyfta benstöden kort innan de höjs/sänks.

Lossa därefter klämspaken (1) och låt en ledsagare långsamt höja/sänka benstöden till önskad höjd.

Dra åt klämspaken (1) på nytt efter inställningen.



ARMSTÖD

Armstöden får inte användas för att lyfta eller bära rullstolen.

Kör inte utan armstöd.

Fatta inte tag mellan ram och armstöd. – Risk för klämskador!

När en ledsagare skjuter på rullstolen ska användaren lägga händerna på armstöden eller i knät, men inte åt sidan mellan kropp och armstöd. – Risk att fingrarna kläms!



Armstöden [1] kan tas av (beroende på modell och utförande), justeras på höjden och fungerar som stöd för armar samt klädeskydd och vindskydd.

Ta bort armstöden

(gäller endast modell 2.850)

För att ta av armstödet ska du först dra låsspaken (3) uppåt.


Ta sedan av armstödet uppåt [2].



Ta bort armstöden

(gäller endast modell 2.865)

För borttagning, lossa först klämskruven (2) och dra sedan bort armstödet uppåt [1].



Sticka in armstöden

(gäller endast modell 2.850)

Stick först in armstödet uppifrån i gejderna bredvid sittytan [3].

Tryck sedan armstödet nedåt och för låsspaken nedåt (4) eller (5).



☞ Armstödet baksida rör måste ligga i styrspåret på ryggen (6).



Sticka in armstöden

(gäller endast modell 2.865)

Stick först in armstödet till anslaget i hållaren (7) och dra sedan åt klämskruven (2).



Svänga upp armstödet


(inte vid modell 2.865)

För att sätta sig i/kliva upp ur rullstolen går det att svänga upp armstödet samt fälla det bakom ryggstödet [5].

För att svänga upp armstödet ska du först dra låsspaken (2) uppåt.

Sväng sedan ut armstödet ca 90° [6] och fäll upp det bakom ryggstödet [5].

☞ Vid varianterna med trumbroms och vid modell 2.845 kan armstöden inte fällas bakom ryggstödet.




Höjjustering av armstödet

(inte vid modell 2.865)

De polstrade armstöden kan ställas in i 5 steg [1].

För att höja eller sänka ska du dra eller trycka spaken (3) uppåt med fingrarna och samtidigt skjuta armstödet till den önskade höjden. Skjut sedan vidare armstödet tills det hörbart snäpper fast.

☞ Kontrollera att det sitter fast genom att kort lyfta eller trycka ned armstödet.



RYGGSTÖD

Vinkelinställbart ryggstöd

Vinkelinställning ökar tippningsrisken och får enbart ske med rullstolen monterad.

Stegvis inställbart ryggstöd


Dra samtidigt båda utlösningsspakarna (1) uppåt för att ställa in vinkeln.

- ☞ Se till efter inställning att ryggstödet åter är korrekt spärrat.



Steglös vinkelinställning av ryggstöd

Ryggstöd som vinklas med hjälp av gasfjäder får enbart fällas bakåt när rullstolen står på jämnt fast underlag. Vid körning måste det fällas upp i upprätt position igen. Vid vinkelinställningen ska båda skjuthandtagen tryckas ned jämnt, eftersom det annars finns risk att rullstolen välter.



Ryggstödet vinkel är steglöst inställbar via gastyckfjädern.


1. Dra åt parkeringsbromsarna.
 - ☞ Beakta också kapitlet *Broms* på sidan 10.
2. För vinkelinställningen ska du manövrera båda utlösningsspakarna (2) och ställa in ryggstödet så att det får den önskade lutningen.
3. Efter inställning, släpp båda spakarna och kontrollera att ryggstödet är stadigt inställt.
 - ☞ Bakåtlutning av ryggstödet bör ske enbart när användaren belastar det.

Ryggskål

Ryggskålen [1] måste tas bort för att rullstolen ska kunna fällas ihop.

Ta bort ryggskålen

1. Dra åt parkeringsbromsarna.
 - ☞ Beakta också kapitlet *Broms* på sidan 10.
2. Skruva bort ryggskålens räfflade skruvar (2).
3. Tryck ryggskålen ur ryggrören med ett ryck framåt och ta bort uppåt.
4. Skruva in de räfflade skruvarna på nytt i rörklämmornas gänghylsor.
 - ☞ Då kan inte de räfflade skruvarna tappas bort.



Montera ryggskålen

1. Skruva ut de räfflade skruvarna ur rörklämmornas gänghylsor.
2. Sätt ryggskålen på bultarna (3).
3. Tryck rörklämmorna på ryggrören.
4. Skruva in de räfflade skruvarna (2) på nytt.


HANDTAGSSTÅNG

Säkra rullstolen mot oavsiktlig rullning före arbeten på handtagsstången. – Se kapitlet *Broms* på sidan 10.

Den borttagbara handtagsstången förbinder de båda ryggrören vid skjuthandtagen [1], används för att skjuta rullstolen och samtidigt som fäste för huvudstödet.

Dra ut en eller båda fästskruvarna (2) helt för att ta bort handtagsstången eller fälla ihop rullstolen.

- ☞ Säkra handtagsstången mot fall vid lossvridning.
- ☞ Skruva in de/den utskruvade skruven/skruvarna i röret. – Det gör att inga skruvar försvinner.



SKJUTHANDTAG

De höjdställbara skjuthandtagen kan ställas in steglöst ca 20 mm på höjden och säkras mot utdragning [1].

Höjdställbara skjuthandtag med klämanordning

- Använd ena handen för att hålla fast det skjuthandtag som ska justeras.
- Efter varje justering ska klämspaken dras åt på nytt så att skjuthandtaget inte kan vrida sig.

Höjdställning:

Lossa klämskruven så mycket med klämspaken (2), att det aktuella skjuthandtaget kan justeras till önskad position.

Vinkelinställning:

För vridning av skjuthandtagen, lossa klämskruven med klämspaken (2) och vrid till önskad position.

Utdragning/inskjutning:



1. Tryck in respektive fjäderknopp (3) för att dra ut resp. skjuta in skjuthandtagen.
2. Dra sedan åt klämskruven på nytt med klämspaken (2).

Speciellt med klämspaken

Klämspaken (2) kan vridas till mest gynnsamma manövreringsposition.

För att göra detta, dra klämspaken (2) utåt (i pilens riktning), tills kuggningen går ur ingrepp.

Låt kuggningen gå i ingrepp på nytt efter vridning av klämspaken (2).



HJUL

Drivhjul


När drivhjulet är påsatt ska spärrknappen (2) sticka ut några millimeter ur hjulmuttern.

Drivhjulen är lagrade på en stickaxel [1] och kan demonteras resp. monteras utan verktyg.

Tryck först in stickaxelns spärrknapp (2) i mitten av hjulnavet.

Demontera eller montera drivhjulet sedan.

- ☞ Det för rullstolens däck lämpliga tryckluftsvärdet kan avläsas på däcksidan eller i *Tekniska data* på sidan 38.
- ☞ Om drivhjulet har för stort sidospel eller inte spärras på stickaxeln, ska man omedelbart uppsöka hjälpmedelscentralen för reparation.
- ☞ Ingen får sitta i rullstolen medan ett hjul demonteras eller monteras. Rullstolen ska stå på ett jämnt och fast underlag. Stötta upp underredet tipsäkert och säkra rullstolen mot tippning och ivägrullning före demontering.



RANGERINGSHJUL

Vid aktiva rangeringshjul kan rullstolen inte bromsas resp. låsas fast med bromsspaken.

Rangeringshjulen [3] möjliggör rangering av rullstolen på litet utrymme.

- ☞ Rangeringshjulen saknar funktion vid påsatta drivhjul.
- ☞ Vid parkering av rullstolen ska rangeringshjulens (4) bromsar ansättas.

STÖDRULLAR

I vissa situationer erbjuder stödrullar inget tillräckligt skydd mot vältnig.

För ökning av tippstabiliteten finns det på vardera sidan ett nedåtböjt rör med integrerad utgångshylsa [1].

Stödrullarnas längd

(inte vid modell 2.865)

För inställning av stödrullarnas längd ska fjäderknoppen (2) tryckas in och stödrullarna teleskoperas till den nödvändiga längden.

Instickbara stödrullar

De instickbara stödrullarna kan stickas in bakifrån i det nedre ramröret [1].

Borttagning/instickning av stödrullar

För borttagning/instickning av en stödrulle ska fjäderknoppen (3) tryckas in först.



Undansvägbara stödrullar

Stödrullarna [4] kan svängas undan inåt under sitsen [6].

☞ En ledsagare eller medhjälpare kan svänga undan stödrullarna.

Svänga stödrullarna

Tryck stödrullarna nedåt ur låsningen med foten, sväng sedan undan dem inåt under sitsen [6] eller bakåt [4], tills respektive låsning har snäppt in automatiskt.



Speciellt med enhandsdrivhjul

Innan färd påbörjas ska man säkerställa att förbindningsstången (2) sitter fast ordentligt.

Med enhandsdrivhjulet [1] kan rullstolen drivas fram med användning av enbart en hand.

Att köra rullstolen

För körning rakt fram ska båda drivringarna manövreras samtidigt.


Körning i kurva genomförs genom manövrering av enbart en drivring.

Hopfällning/uppställning **vid** enhandsdrivhjul

Den teleskoperingsbara förbindningsstången (2) ska tas bort före hopfällning.

För borttagning av förbindningsstången (2) lossar man klämskruven med hjälp av handratten (3).

Efter uppställning av rullstolen ska den teleskoperingsbara förbindningsstången (2) sättas på plats och dras fast med klämskruven med hjälp av handratten (3).



HUVUDSTÖD

Ett huvudstöd på rullstolen tjänar enbart som stöd så att huvudet hålls i läge, inte som låsning vid transport.

Det inställbara huvudstödet [1] överkant ska alltid vara placerad nära bakhuvudet, ungefär i ögonhöjd. För höjdställning och borttagning av huvudstödet ska klämskruven (2) lossas.



RULLSTOLSBORD

Vassa föremål (t.ex. klockor, ringar, knivar eller bältspännen) och grovkornigt damm kan förorsaka spår eller repor på rullstolsbordet.

Ställ inga varma eller heta föremål på rullstolsbordet.

Kör inte rullstolen när det finns kvar lösa föremål eller vätskefyllda behållare på rullstolsbordet.

Använd inga aggressiva eller korniga rengöringsmedel för rengöring.

Använd inte rullstolsbordet för att bära rullstolen.

Rullstolsbordet fästs på rullstolen genom att skjuta upp det på armstödsdynorna [3].

- ☞ Säkerställ att rullstolsbordet sitter stadigt på armstödet stoppning.



BÄLTE

Kontrollera att inga föremål är inklämda under bältesbandet!

Bältet ingår inte i säkerhetssystemet för rullstolen och/eller passagerarna vid transport i motorfordon.

Bältet [3] skruvas fast bakifrån på respektive ryggstödsrör.

Bältet har till uppgift att stabilisera sittpositionen och förhindrar att man tippas framåt ur rullstolen.

För att sätta på bältet, dra båda remändarna framåt och låt låsningen snäppa in hörbart i låset. För att öppna bältet, tryck in bältets båda klämmor och dra bältesändarna ur varandra.

☞ Bältet kan justeras på längden och ska inte vara för hårt åtdraget.



GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Ledsagare

Instruera alltid ledsagaren i förväg om möjliga farosituationer som kan uppträda. Undersök alltid att tillbehör eller byggdelar av din rullstol, som ledsagaren håller i, sitter fast ordentligt.

Förflytta sig från och till rullstolen

Kör rullstolen så nära som möjligt den plats där du vill förflytta dig ur rullstolen.

- ☞ Beakta också kapitlen *Broms* på sidan 10, och *Svänga upp armstödet* på sidan 21.
- ☞ Vi rekommenderar att en förflyttning ur rullstolen genomförs tillsammans med en medhjälpare.

Gripa efter föremål

Undvik extrem lutning av överkroppen framåt, åt sidan eller bakåt, särskilt vid upplyftning resp. nedläggning av tunga föremål. – Risk för att rullstolen välter bakåt eller åt sidan, särskilt vid smala sittbredder och höga sitthöjder (sitskudde)!

Nedförs- eller uppförslut, körbanor med tvärlutning

Över en viss körbanelutning är tipssäkerheten samt broms- och styregenskaperna betydligt begränsade på grund av reducerat markgrepp.

- ☞ Beakta kapitlet *Tekniska data* på sidan 38.

För din egen säkerhet rekommenderar vi att du vid färder i lutningar över 1 % tar hjälp av en ledsagare.

- ☞ Detta låga värde gäller speciellt för personer som inte kan förändra tyngdpunkten genom att t.ex. förskjuta överkroppens och därmed rullstolens tyngdpunkt.

Ledsagaren ska tänka på att framförande av en rullstol i nedförsbackar/uppförsbackar kräver mer kraft än på jämn mark och risken för att kana ur blir högre.

Luta dig aldrig nedåt i uppförs- och nedförslut samt på körbanor med tvärlutning.

Undvik ryckig körning (särskilt om kritiska körparametrar, t.ex. aktiv hjulposition, ställs in).

Kör aldrig fortare än gånghastighet.

Vid bakåtfärd föreligger en förhöjd risk att slå runt.

Tippningsrisk föreligger vid körning i kurvor och vid vändning i backar.

Den bromskraft som kan överföras till körbanan är väsentligt lägre i nerförsbackar än på plan mark och försämras ytterligare genom dåligt väglag (t.ex. fukt, snö, grus, smuts). För att förhindra att de bromsade hjulen kanar och rullstolen okontrollerat viker av från sin tilltänkta kurs måste rullstolen alltid bromsas in försiktigt och anpassat till väglaget.

Se till att rullstolens fotplattor inte vidrör marken och att rullstolen därigenom kan

bromsas in vid övergång från nerförsbacke till plan mark.

Körbanor med tvärlutning (t.ex. gångväg som lutar i sidled) orsakar en vridning av din rullstol i dalriktningen. Denna avdrift från kursen måste du eller ledsagaren kompensera genom att styra emot.

Passage av hinder

Efter passage av trappor ska ev. demonterade stödrullar återmonteras.

Varje passage av hinder utgör en risk! Tipp-risk finns även vid flata hinder (t.ex. tröskel, mattkanter, avsatser el. dyl.).

Passage av hinder utgör en speciell risksituation, vid vilken bl.a. hänsyn ska tas till en kombination av säkerhetsanvisningarna för nedförsbackar, uppförsbackar och körbanor med tvärlutning.

För din egen säkerhet ska alla typer av hinder passeras enbart tillsammans med en ledsagare.

Först när rullstolen behärskas tillräckligt säkert är det möjligt att självständigt och utan risk passera mindre hinder (< 4 cm).

Vid mindre hinder, t.ex. avsatser, kanter el. dyl. ska man alltid köra långsamt i rät vinkel (90°) mot hindret tills styrhjulen vidrör hindret. Stoppa kort rullstolen och kör sedan över hindret.

Kör alltid över ett hinder med bägge fram- eller bakhjulen samtidigt för att undvika att rullstolen tippar åt sidan.

Håll ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd till stup, trappor, lutningar och strandkanter så att det finns tillräckligt mycket plats och sträcka för att reagera, bromsa och vända.

Det är bättre att låta sig lyftas ut ur rullstolen och bäras till målet av en eller flera medhjälpare.

Passage av trappor ska genomföras enbart tillsammans med två medhjälpare, som är förtroagna med risksituationen och leder rullstolen stadigt.

☞ Hjälpare får enbart ta tag i körhandtagen och rullstolens sidoram, utan att lyfta rullstolen.

Defekta stödrullar ska avlägsnas eftersom dessa i vissa fall kan utgöra en risksituation för medhjälparen.

Transport i fordon

Följande åtgärder krävs ev. av platsskäl för transport i fordon:

- Demontera benstöden.
- Demontera armstöd.
- Fäll ned ryggstödet eller ta av det.
- Ta av drivhjul

Delarna som har tagits av för transport ska förvaras säkert och sättas på innan du kör igen!

Transportsäkring för tom rullstol

Inga förändringar får göras på rullstolen, särskilt inte vid förankringspunkterna.

Föreskrifter och anvisningar från respektive transportföretag ska följas.

☞ Fråga efter sådana före transport.

Fäst endast spännbanden i de avsedda delarna i transportfordonet och på rullstolen.

☞ Se kapitel *Betydelsen av dekalerna på rullstolen* på sidan 50.

Persontransport i motorfordon

Din rullstol är godkänd för persontransport i motorfordon.

☞ Riktlinjerna < *Säkerhet med Meyra rullstolar* > ska följas även vid persontransport i motorfordon! – Detta dokument och annan information kan hämtas från < *Infocentrum* > på vår webbplats < *www.meyra.com* >.

Transport i offentliga trafikmedel

Din rullstol är inte avsedd för persontransport i offentliga trafikmedel. I detta avseende kan det finnas begränsningar. Vi rekommenderar användning av ett i trafikmedlet fastmonterad säte.

Skulle en transport sittande i rullstolen ändå vara oundviklig, beakta då följande:

- Parkera rullstolen på den av trafikföretaget anvisade platsen.
- Beakta föreskrifterna från transportföretaget innan du parkerar rullstolen.
- Parkera rullstolen på den avsedda platsen mot färdriktningen.
- Placera rullstolen så att ryggstödet kan stöttas upp av avställningsplatsens avgränsning.
- Den ena sidan av rullstolen måste dessutom ligga mot ytterligare en avställningsplatsbegränsning så att rullstolen inte kan förskjutas vid en olycka eller en plötslig bromsmanöver.
- Ansätt också parkeringsbromsarna.

Körning på allmän väg

I Tyskland måste rullstolspassagerare följa trafikreglerna (StVO) för fotgängare.

Din rullstol är från fabriken utrustad med baklyktor på ryggstödet och på drivhjulen.

Vid dålig sikt, särskilt i mörker, rekommenderas att ett aktivt belysningsystem monteras och tillkopplas för att du ska kunna se och synas bättre.

- ☞ Som trafikant är fordonsföraren ansvarig för rullstolens kondition gällande funktioner och säkerhet.
- ☞ Undvik att köra på vägar och cykelvägar när det är mörkt.
- ☞ Se till att strålkastarna, körriktningssvisarna och bakljusen samt reflektorerna inte täcks av klädesplagg eller andra föremål som är fästa på rullstolen.

Rengöring

Plastklädsel kan angripas av nonjontensider, samt lösningsmedel och särskilt alkohol.

Dynor och överdrag är i regel försedda med skötselansvisningar (skötselmärkning). I övrigt gäller följande anvisningar:

- ☞ Rengör dynan med varmt vatten och handdiskmedel.
- ☞ Ta bort fläckar med svamp eller mjuk borste.
- ☞ Tvätta av ingrodd smuts med vanligt tvättmedel.
- ☞ Vättvätt är förbjuden! Maskintvätt är förbjuden!

Skölj efteråt med rent vatten och låt torka.

Underredet, reflektorer och hjul kan rengöras fuktigt med ett mildt rengöringsmedel. Därefter ska de torkas av väl.

- ☞ Kontrollera att underredet inte har rostat eller uppvisar andra skador.
- ☞ Plastdetaljer ska rengöras med varmt vatten och ett neutralt, smörjande tvålmedel.

Annan information inom temat rengöring och skötsel kan hämtas från < *Infozentrum* > på vår webbsida:

< www.meyra.com >.

Ytbehandling

Ytan har en högklassig ytbehandling som ger optimalt rostskydd.

- ☞ För lack- och kromvård rekommenderas sedvanliga produkter.
- ☞ Om ytan har skadats genom repning eller liknande kan skadan bättras med ett lackstift som beställs från oss via din hjälpmedelscentral.

Smörj in rörliga delar då och då för att de ska fungera längre.

Desinfektion

Om produkten används av flera personer (t.ex. på ålderdomshem) ska ett vanligt desinfektionsmedel användas.


- ☞ Rengör handtag och polstring före desinfektion.
- ☞ En sprut - eller torkdesinfektion är tillåten med kontrollerat och godkänt desinfektionsmedel.

En lista med kontrollerade och godkända desinfektionsmedel samt tillvägagångssätt från Robert Koch Institut hittar du under:

< <http://www.rki.de> >.

- ☞ Vid användningen av desinfektionsmedel kan det förekomma att bl.a. ytorna påverkas av användningen, vilket kan påverka funktionen hos en del komponenter.
- ☞ Följ tillverkarens rekommendationer vid användning av medlet.

INLÄMNING AV UTTJÄNTA PRODUKTER



Källsortering och inlämning av uttjänta produkter eller produktdelar ska göras enligt nationella lagar och föreskrifter.

Fråga din kommun angående lokala bortskaffningsföretag.

UNDERHÅLL

Misskötsel eller bristfällig skötsel och bristfälligt underhåll av rullstolen leder till begränsat producentansvar.

Underhållsarbeten

Följande underhållsschema är tänkt att fungera som riktlinjer för hur underhållsarbetena ska utföras.

- ✎ Den ger ingen information om den faktiskt nödvändiga arbetsomfattningen som är fastställd för rullstolen.

Underhållsschema

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Före användning	Allmänt Kontrollera att allt fungerar korrekt.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
Före användning	Kontrollera att bromssystemet fungerar korrekt. Manövrera bromsspaken ända till anslaget.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. De bromsade hjulen ska under bruksförhållanden inte längre kunna rotera. Om de gör det, låt hjälpmedelscentralen göra i ordning bromsarna.
Före användning	Kontrollera tryckbromsen med avseende på slitage För bromsspaken åt sidan	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Uppsök hjälpmedelscentralen omgående för reparation om bromsspakens spel ökar. – Olycksrisk!
Före användning	Kontrollera ryggröror och ramrör med avseende på skador	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Uppsök hjälpmedelscentralen omgående för reparation vid deformation eller sprickbildning i områden för svetsfogar. – Olycksrisk!
Speciellt vid körning i mörker (om aktuellt)	Kontrollera belysningen Kontrollera att ljus- och blinksystem fungerar oklanderligt.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.

NÄR	VAD	ANMÄRKNING
Varannan vecka (beroende på körsträcka)	Kontrollera däckens lufttryck Lufttryck i däcken:  Se <i>Lufttryck i däcken vid luftfyllda däck</i> på sidan 38.	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Använd en lufttrycksmätare.
Var 8:e vecka (beroende på körsträcka)	Kontrollera däckprofilen Minsta profildjup = 1 mm	Utför den visuella kontrollen själv. Om däckprofilen är sliten eller om däcken är skadade ska hjälpmedelscentralen uppsökas.
Var 8:e vecka (beroende på hur ofta rullstolen används)	Förse komponenterna nedan med några droppar olja <ul style="list-style-type: none"> – Rörliga delar i låsningen. – Bromsspakens lager. 	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det. Före inoljning ska komponenterna befrias från rester av gammal olja. Se till att överflödiga olja inte smutsar ner omgivningen (t.ex. dina kläder).
Var 8:e vecka (beroende på hur ofta rullstolen används)	Kontrollera alla skruvförband med avseende på fastsättning	Utför kontrollen själv eller be en medhjälpare göra det.
Var 6:e månad (beroende på hur ofta rullstolen används)	Kontrollera: <ul style="list-style-type: none"> – Renhet. – Allmänt skick. 	Se skötsel. Se reparation.
Tillverkarens rekommendation: Var 12:e månad (beroende på hur ofta rullstolen används)	Säkerhetsinspektion <ul style="list-style-type: none"> – Fordon 	Ska utföras av hjälpmedelscentralen.

TEKNISKA DATA

All information under < Tekniska data > avser standardutförandet.

Total längden är beroende av drivhjulens position och storlek.

Om inget annat anges är måtten fastställda med drivhjul med \varnothing 610 mm (24").

Bredderna är fastställda med ett drivringsavstånd av 15 mm.

Måttolerans \pm 15 mm, \pm 2°.

Förkortning av rullstolsmått:

SH = Sitthöjd

SB = Sitsbredd

SD = Sittdjupet

RH = Rygghöjd

Beräkning av max. användarvikt:

Observera:

- ! Den tillåtna totalvikten utgörs av rullstolens tomvikt och användarens (personens) maximala vikt.

Extra vikt orsakad av påbyggnader i efterhand eller bagage minskar den maximala användarvikten.

Exempel:

En förare vill ta med 5 kg bagage. Då minskar den maximala användarvikten med 5 kg.

Lufttryck i däcken vid luftfyllda däck

Maximalt lufttryck i däcken finns angivet på båda sidorna av däcken.

Lufttryck i däcken – styrhjul

Standard:

2,5–3,5 bar = 36–50 psi

Lufttryck i däcken – drivhjul

Standard:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Ultralätt gång:

6 bar = 87 psi

Högtryck:

8 bar = 116 psi

Data enligt ISO för modell 2.750 Eurochair²

	min	max
Totallängd med benstöd	1 050 mm	1 050 mm
Totalbredd	580 mm	730 mm
Totalvikt	147,5 kg	147,5 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	130 kg	130 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	9,4 kg
Faktiskt sitsdjup	400 mm	430 mm
Faktisk sitsbredd	380 mm	530 mm
Viklängd	700 mm	760 mm
Vikbredd	290 mm	290 mm
Vikhöjd	930 mm	930 mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	390 mm	520 mm
Sittvinkel	0°	4°
Ryggstödslutning	90°	100°
Ryggbandshöjd	400 mm	440 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	320 mm	480 mm
Statisk stabilitet nedför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet i sidled	4,5°	4,5°
Dynamisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Vinkel mellan benstöd och sittyta	111°	111°
Armstödhöjd från sittytan	210 mm	260 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	315 mm	385 mm
Diameter drivring	540 mm	540 mm
Horisontalposition axel	-35 mm	35 mm
Passage av hinder	0 mm	100 mm
Minsta vändradie	1 250 mm	–

Övriga tekniska data för modell 2.750 Eurochair²

	min	max
Längd utan benstöd	700 mm	760 mm
Totalhöjd	930 mm	930 mm
Sitsdynans tjocklek	50 mm	50 mm
Längd utan benstöd, drivhjul (Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)	700 mm	760 mm
Nyttolast:	– kg	10 kg
Transportvikt (utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)	9,4 kg	10,2 kg
<u>Styrhjul:</u>		
ø 175 mm (7")		PU
<u>Drivhjul:</u>		
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Klimattekniska data</u>		
Omgivningstemperatur		-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur		-40 °C till +65 °C

Data enligt ISO för modell 2.845 Eurochair² Polaro

	min	max
Totallängd med benstöd	1 050 mm	1 090 mm
Totalbredd	650 mm	700 mm
Totalvikt	150 kg	150 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	130 kg	130 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	13,5 kg
Faktiskt sitsdjup	430 mm	460 mm
Faktisk sitsbredd	430 mm	480 mm
Viklängd	700 mm	820 mm
Vikbredd	320 mm	320 mm
Vikhöjd	830 mm	830 mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	440 mm	520 mm
Sittvinkel	0°	4°
Ryggstödslutning	90°	120°
Ryggbandshöjd	500 mm	500 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	320 mm	480 mm
Statisk stabilitet nedför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet i sidled	4,5°	4,5°
Dynamisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Vinkel mellan benstöd och sittyta	111°	207°
Armstödhöjd från sittytan	210 mm	260 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	315 mm	385 mm
Diameter drivring	540 mm	540 mm
Horisontalposition axel	-73 mm	-73 mm
Passage av hinder	0 mm	100 mm
Minsta vändradie	1 250 mm	–

Övriga tekniska data för modell 2.845 Eurochair² Polaro

	min	max
Längd utan benstöd	880 mm	1 050 mm
Totalhöjd	1 050 mm	1 475 mm
Sitsdynans tjocklek	30 mm	60 mm
Längd utan benstöd, drivhjul (Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)	700 mm	820 mm
Nyttolast:	– kg	10 kg
Transportvikt (utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)	12 kg	13,5 kg
<u>Styrhjul:</u>		
ø 142 mm (5½")		PU
ø 180 mm (7")		PU
<u>Drivhjul:</u>		
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Skjuthandtagets höjd</u>		
Code 502 (steglöst inställbar)	855 mm	1 095 mm
<u>Klimattekniska data</u>		
Omgivningstemperatur		-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur		-40 °C till +65 °C

Data enligt ISO för modell 2.850 Eurochair² Pro

	min	max
Totallängd med benstöd	1 050 mm	1 090 mm
Totalbredd	580 mm	730 mm
Totalvikt	147,5 kg	147,5 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	130 kg	130 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	10,2 kg
Faktiskt sitsdjup	400 mm	490 mm
Faktisk sitsbredd	380 mm	530 mm
Viklängd	700 mm	830 mm
Vikbredd	290 mm	310 mm
Vikhöjd	930 mm	930 mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	390 mm	520 mm
Sittvinkel	0°	4°
Ryggstödslutning	90°	100°
Ryggbandshöjd	400 mm	500 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	320 mm	480 mm
Statisk stabilitet nedför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet i sidled	4,5°	4,5°
Dynamisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Vinkel mellan benstöd och sittyta	111°	111°
Armstödhöjd från sittytan	210 mm	260 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	315 mm	385 mm
Diameter drivring	490 mm	540 mm
Horisontalposition axel	-35 mm	35 mm
Passage av hinder	0 mm	100 mm
Minsta vändradie	1 250 mm	–

Övriga tekniska data för modell 2.850 Eurochair² Pro

	min	max
Längd utan benstöd	830 mm	890 mm
Totalhöjd	910 mm	990 mm
Sitsdynans tjocklek	30 mm	60 mm
Längd utan benstöd, drivhjul (Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)	700 mm	830 mm
Nyttolast:	– kg	10 kg
Transportvikt (utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)	9,4 kg	10,2 kg
<u>Styrhjul:</u>		
ø 125 mm (5")		Helgummi
ø 142 mm (5½")		Helgummi
ø 175 mm (7")		PU
ø 200 mm (8")		PU
<u>Drivhjul:</u>		
ø 559 mm (22 x 1 3/8")		PU
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Skjuthandtagets höjd</u>		
Code 502 (steglöst inställbar)		200 mm
<u>Klimattekniska data</u>		
Omgivningstemperatur		-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur		-40 °C till +65 °C

Data enligt ISO för modell 2.850 Eurochair² XXL

	min	max
Totallängd med benstöd	1 050 mm	1 090 mm
Totalbredd	680 mm	850 mm
Totalvikt	– kg	179 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	– kg	160 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	10,8 kg
Faktiskt sitsdjup	400 mm	490 mm
Faktisk sitsbredd	480 mm	650 mm
Viklängd	700 mm	820 mm
Vikbredd	290 mm	310 mm
Vikhöjd	930 mm	930 mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	460 mm	540 mm
Sittvinkel	0°	4°
Ryggstödslutning	90°	100°
Ryggbandshöjd	400 mm	500 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	320 mm	480 mm
Statisk stabilitet nedför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet i sidled	4,5°	4,5°
Dynamisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Vinkel mellan benstöd och sittyta	111°	111°
Armstödhöjd från sittytan	210 mm	260 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	315 mm	385 mm
Diameter drivring	540 mm	540 mm
Horisontalposition axel	-35 mm	35 mm
Passage av hinder	0 mm	100 mm
Minsta vändradie	1 250 mm	–

Övriga tekniska data för modell 2.850 Eurochair² XXL

	min	max
Längd utan benstöd	700 mm	820 mm
Totalhöjd	910 mm	990 mm
Sitsdynans tjocklek	30 mm	60 mm
Längd utan benstöd, drivhjul (Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)	700 mm	830 mm
Nyttolast:	– kg	10 kg
Transportvikt (utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)	9,8 kg	10,8 kg
<u>Styrhjul:</u>		
ø 142 mm (5½")		Helgummi
ø 175 mm (7")		PU
ø 200 mm (8")		PU
<u>Drivhjul:</u>		
ø 559 mm (22 x 1 3/8")		PU
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Skjuthandtagets höjd</u>		
Code 502 (steglöst inställbar)		200 mm
<u>Klimattekniska data</u>		
Omgivningstemperatur		-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur		-40 °C till +65 °C

Data enligt ISO för modell 2.865 Eurochair² HD

	min	max
Totallängd med benstöd	1 090 mm	1 140 mm
Totalbredd	920 mm	1 020 mm
Totalvikt	– kg	336,5 kg
Brukarvikt (inkl. nyttolast)	– kg	300 kg
Vikt för tyngsta delen	– kg	30,5 kg
Faktiskt sitsdjup	460 mm	500 mm
Faktisk sitsbredd	700 mm	800 mm
Viklängd	– mm	1 090 mm
Vikbredd	– mm	335 mm
Vikhöjd	– mm	960 mm
Sittytans höjd vid framkanten (utan sitskudde)	475 mm	500 mm
Sittvinkel	4°	4°
Ryggstödslutning	100°	100°
Ryggbandshöjd	430 mm	430 mm
Fotstöd till sits (underbenslängd)	400 mm	480 mm
Statisk stabilitet nedför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Statisk stabilitet i sidled	4,5°	4,5°
Dynamisk stabilitet uppför	4,5°	4,5°
Vinkel mellan benstöd och sittyta	111°	111°
Armstödhöjd från sittytan	180 mm	280 mm
Ryggstöd till armstödet framkant	– mm	480 mm
Diameter drivring	– mm	530 mm
Horisontalposition axel	-35 mm	35 mm
Passage av hinder	0 mm	100 mm
Minsta vändradie	1 250 mm	–

Övriga tekniska data för modell 2.865 Eurochair² HD

	min	max
Längd utan benstöd	900 mm	900 mm
Totalhöjd	960 mm	960 mm
Sitsdynans tjocklek	60 mm	60 mm
Längd utan benstöd, drivhjul (Stödrullarna är borttagna eller insvängda under sitsen)	900 mm	900 mm
Nyttolast:	– kg	10 kg
Transportvikt (utan benstöd, sidodelar, kuddar, drivhjul)	30,5 kg	– kg
<u>Styrhjul:</u>		
ø 142 mm (5½")		Helgummi
ø 200 mm (8")		Flexel
<u>Drivhjul:</u>		
ø 610 mm (24 x 1 3/8")		Flexel
<u>Klimattekniska data</u>		
Omgivningstemperatur		-25 °C till +50 °C
Förvaringstemperatur		-40 °C till +65 °C

Vad symbolerna på tvättanvisningarna betyder



Fintvättprogram vid den angivna maximala tvättemperaturen i °C



Normaltvättprogram vid den angivna maximala tvättemperaturen i °C



Ej blekning



Ej lämplig för torktumling




Ej strykning




Ej kemtvätt

Betydelsen av dekalerna på rullstolen



Observera!

Läs igenom bruksanvisningen och de bifogade dokumenten.



Lyft inte rullstolen i armstöden eller benstöden.
Det är inte lämpligt att lyfta i borttagbara delar.

Achtung

Bremse nachstellen.

Ident.-Nr. 8390658

Observera

Efterjustera bromsen.


Achtung

Erhöhte Kippgefahr auf Steigung / Gefälle
besonders in Verbindung mit kurzem Rad-
stand.

Ident.-Nr. 205674400

Observera

Förhöjd tippningsrisk i uppförsbackar/nedförsbackar i kombi-
nation med kort hjulavstånd



Ident.-Nr. 8 460 338

Infästningsmöjlighet för transportsäkring.



Produkten är **inte** godkänd som säte i motorfordon.

Vad symbolerna på typskylten betyder



Tillverkare



Beställningsnummer



Serienummer




Tillverkningsdatum (år – vecka)



Tillåten brukarvikt



Tillåten totalvikt



Tillåten axellast



Tillåten stigning



Tillåten lutning

max. ... km/h Tillåten högsta hastighet



Produkten är godkänd som säte i motorfordon



Produkten är **inte** godkänd som säte i motorfordon.

INSPEKTIONSINTYG

Fordonsuppgifter:

Modell:

Följesedelsnr:

Serienr (SN):

Rekommenderad säkerhetsinspektion 1:a året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelcentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 2:a året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelcentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 3:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelcentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 4:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelcentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

Rekommenderad säkerhetsinspektion 5:e året (minst var 12:e månad)

Hjälpmedelcentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

GARANTI

För den här produkten lämnar vi, inom ramen för våra allmänna affärsvillkor, den lagstadgade garantin och eventuellt även uttalade resp. överenskomna garantier. För garantianspråk vänder du dig till din hjälpmedelscentral med efterföljande GARANTIAVSNITT och de nödvändiga uppgifterna som finns i det avseende modellbeteckning, leveranssedelns nummer, med leveransdatum och serienummer (SN).

Serienumret (SN) hittar du på typskylten.

En förutsättning för att garantianspråk ska godkännas är att produkten har använts på avsett sätt, att originalreservdelar från hjälpmedelscentralen har använts samt att underhåll och inspektioner har genomförts regelbundet.

Garantin omfattar inte ytliga skador, däck, skador orsakade av lösa skruvar eller muttrar, samt utslitna fästhål orsakade av upprepade monteringsarbeten.

Dessutom gäller garantin inte heller skador på drivsystem och elektronik som kan härledas till felaktig rengöring med ångstrålagregat eller om komponenter avsiktligt eller oavsiktligt har utsatts för vatten.

För störningar från strålningskällor som mobiltelefoner med hög sändningseffekt, HiFi-system och annan, starkt störande strålning som inte överensstämmer med normspecifikationen kan inga garantianspråk göras gällande.

Observera:

- ! Underlåtenhet att beakta bruksanvisningen och utföra underhållsarbeten och i synnerhet tekniska ändringar och utökningar (påbyggnader) utan vårt godkännande leder till att både garantianspråk och allmänt produktansvar upphör att gälla.

Information:

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas till användaren samt överlämnas till den nye ägaren vid ägarbyte.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar i vidareutvecklingssyfte.



Denna produkt överensstämmer med EG-direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter.

Garantiavsnitt

Var god fyll i uppgifterna! Kopiera vid behov och sänd kopian till din hjälpmedelscentral.

Garanti

Modellbeteckning:

Följesedelsnr:

SN (se typskylt):

Leveransdatum:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Överlämnande av inspektionsintyg

Fordonsuppgifter:

Serienr (SN):

Modell:

Följesedelsnr:

Hjälpmedelscentralens stämpel:

Namnteckning: _____

Plats, datum: _____

Nästa säkerhetsinspektion inom 12 månader

Datum: _____

MEYRA GmbH



Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf



Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
