

Korkeaselkäinen Solo-nostokangas nostaa avustettavan mukavasti ja turvallisesti. Korkeaselkäisen Solo-nostokankaan innovatiivinen kietaisumalli on erittäin helppo asettaa ja irrottaa. Korkeaselkäisen Solo-nostokankaan käyttämisessä ei tarvita yksilöllisiä säätöjä. Oikein ja huolellisesti asetettu korkeaselkäinen Solo-nostokangas takaa avustettavan käyttömukavuuden ja turvallisuuden tunteen.

Korkeaselkäinen Solo-nostokangas tukee koko vartaloa. Sen hieman taaksepäin kallistuva istuma-asento soveltuu erityisesti henkilöille, joiden ylävartalon stabiliteetti on heikentynyt. Suurempien nostokankaiden kanssa käytettäväksi soveltuu puolestaan Likon Twinbar 670 -vakionostokaari.

Korkeaselkäistä Solo-nostokangasta suositellaan käytettäväksi sängylle, pyörätuoliin tai WC-istuimelle tai niiltä pois nostettaessa.

Optimaalisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää valita juuri oikeankokoinen nostokangas. Avustettava voi liukua ulos liian suuren nostokankaan sisältä, ja liian pieni kangas taas voi olla liian tiukka ja epämukava nivusista.


△ Korkeaselkäinen Solo-nostokangas on kertakäyttöinen, ja se on tarkoitettu vain yhden henkilön nostamiseen.

Kun tietylle henkilölle on löydetty sopivan kokoinen nostokangas, kirjoita henkilön nimi kankaan takaosassa olevaan tuotelappuun.

Korkeaselkäistä Solo-nostokangasta ei saa enää käyttää,

- jos se on likaantunut tai sen epäillään kontaminoituneen
- jos se on vaurioitunut
- kun avustettava ei enää tarvitse sitä.

Nostokangas on hävitettävä sairaalan tai hoitolaitoksen määräysten mukaisesti.



△ Huomioi ennen nostoa seuraavat asiat:

- Päätä tapauskohtaisesti, tarvitaanko yksi avustaja vai useampia avustajia.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Vaikka Likon nostokaarissa on turvakoukut, on noudatettava erityistä huolellisuutta. Ennen kuin avustettava nostetaan alustaltaan ja ennen nostokankaan hihnojen kunnollista kiristymistä on tärkeää tarkistaa hihnojen oikea kiinnitys nostokaareen.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Varmista, että mikään terävä esine ei pääse koskemaan tuotteeseen.
- Älä vedä tai nyi nostokangasta asetettaessa avustettavaa pyörätuoliin tai sängylle.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, hoitotason jne. pyörät ovat lukossa nosto- ja siirtohetkellä.


Tässä käyttöohjeessa nostettavaa potilasta kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä avustajaksi.

△ Varoituskolmiot varoittavat sellaisista tilanteista, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

📖 Ennen nostimien ja lisävarusteiden käyttämistä on luettava sekä käytettävien lisävarusteiden että nostimen käyttöohjeet. Käyttöohjeita voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.liko.com.

Nostaminen istuma-asennosta

Suosittelemme, että kaksi avustajaa auttaa nostokankaan asettamisessa ergonomiaohjeiden mukaisesti. Normaalisti avustettavan on nojattava hieman eteenpäin asettamisen aikana ja toinen avustaja seisoo hänen edessään, jotta hän ei kaadu eteenpäin.




Aseta nostokangas avustettavan selän taakse niin, että tuotelappu osoittaa ulospäin.

Taita alareuna sormenpäiden ympäri, jotta nostokangas on helpompi ohjata oikeaan asentoon.

Paina kädellä nostokankaan alareunaa avustettavan häntäluun tasolle. **Tämä on hyvin tärkeää.** Asettelua helpottaa, jos avustettava kumartuu hieman eteenpäin.

Vedä jalkatuet ulos reisien viereen.

Hyödyllinen vinkki: Asettamalla kämmen vartalon ja jalkatuen väliin pystyt ohjaamaan jalkatuen alasaumanauhan alas istuinta kohti. Venytä samalla jalkatukea vetämällä sitä toisella kädellä eteenpäin.



Hyödyllinen vinkki: Painamalla kevyesti polvitaiteesta saat vedettyä jalkatuet tiukasti pakaroihin vasten ja suoristettua mahdolliset selän alueen rypyt. Varmista, että jalkatuet ulottuvat yhtä kauas eteen.

Ohjaa nostokankaan jalkatuet kyseisen puolen reiden alle. Varmista, että reisien alla oleva kangas on sileä ja että se ulottuu kunnolla jalkojen ympärille.


HUOMAUTUS!

Katso *-merkillä merkitty kuva sivulla 3.

Normaalisti toinen jalkatuki pujotetaan toisen läpi, ennen kuin ne kiinnitetään nostokaareen. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit ja sitten jalkatukien silmukat nostokaareen. Nosta.

Nostaminen vaaka-asennosta

Huomioi oma työskentelyasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja mahdollisuuksien mukaan.



1. Käänä avustettava itseäsi kohti, jotta hän ei putoa sängyltä. Aseta nostokankaan alareuna mahdollisimman pitkälle avustettavan alle niin, että se on **tasoissa avustettavan häntäluun kanssa.** Kerää nostokangasta kasaan parilla taitoksella ja aseta se niin, että sen takaosan keskikohta on avustettavan selkärangan kohdalla, kun häntä

käännetään varoen takaisin selälleen. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta. Nosta sängyn selkätki, jos mahdollista.


2. Siirrä jalkatuet paikoilleen reisien alle. Tämä käy helpoiten, kun polvet ovat koukussa. Varmista, että reisien alla oleva

kangas on sileä ja että se ulottuu kunnolla jalkojen ympäri. Jalkatuet voi kiinnittää nostokaareen usealla eri tavalla.

3. Aseta tarvittaessa pieni tyyny avustettavan pään alle. Ripusta ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja sitten jalkatukien silmukat. Nosta.

Nostaminen tuoliin

Pyörätuoliin asettamisessa on tärkeää, että avustettava saadaan istumaan mahdollisimman taakse. Tähän on monta eri keinoa.




Voit helpottaa tuoliin asettamista kallistamalla tuolia hiukan taaksepäin tuoliin laskemisen aikana. Anna potilaan takapuolen liukua alas tuolin takaosaan laskemisen viimeisessä vaiheessa. Säädä pyörätuolin asentoa asettamalla jalkasi kallistusvivulle.

Vaihtoehto: Paina kevyesti avustettavan polvien alapuolelta laskemisen aikana niin, että avustettavan takapuoli liukuu kohti tuolin takaosaa.
Irrota varovasti jalkatuet. Hellävaraisin tapa on pujottaa hihna jalkatuen alta ja vetää se ulos kankaan *alapuolelta*. Irrota nostokangas vetämällä sitä varovasti ylöspäin.

Nostaminen vaaka-asentoon

Huomioi oma työskentelyasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja mahdollisuuksien mukaan.




Ohjaa avustettava sängyn yläpuolelle ja nosta sängyn selkätuki, jotta avustettavalla on mahdollisimman mukava olla. Laske avustettava sängylle. Laske selkätuki.

Irrota jalkatuet vetämällä hihnalenkit ulos kankaan alapuolelta.

Käännä avustettava kyljelleen ja rullaa nostokangas hänen alleen. Käännä avustettava hellävaraisesti takaisin selälleen ja poista nostokangas varovasti.

Avustettava ei ole oikeassa asennossa nostokankaassa – Mikä voisi olla syynä?




A. Takapuoli roikkuu ulos nostokankaasta. **Avustettava voi pudota nostokankaasta.** Nostokangas saattaa olla liian iso. Voi myös olla, että nostokangasta ei ole vedetty tarpeeksi alas takapuolelta asettamisen yhteydessä. Varmista ennen nostamista, että nostokangas on kiristetty pakaroiden ympärille (vetämällä jalkatukia).

B. **Jos nostokangas on liian pieni,** nostokaari saattaa tulla liian lähelle avustettavan kasvoja, jolloin kangas on liian tiukka ja epämukava nivusista eikä välttämättä tue riittävästi selkää/päätä.

Nostokankaan alareuna on häntäluun tasolla. Jalkatuet on asetettu oikein jalkojen alle.

Hyödyllinen vinkki: Varmista, että kaikki hihnalenkit ovat samanmittaiset eli yltävät samalle korkeudelle suoristettaessa ennen nostamista. Jos näin ei ole, säädä nostokankaan asentoa.

Korkeaselkäisen Solo-nostokankaan mallin 25 yleiskuvaus



Tuote	Tuotenro	Koko	Avustettavan paino*	Enimmäiskuormitus
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas	3525911	MS	30–50 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas	3525915	M	40–80 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas	3525916	L	70–120 kg	200 kg
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas	3525917	XL	110–250 kg	500 kg

*HUOMAUTUS! Ilmoitetut henkilöiden painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

**Jos nostokangas on liian suuri, avustettava voi pudota siitä.
Liian pieni nostokangas voi olla tiukka ja epämukava nivusista.**

Materiaali: Koot MS, M ja L on valmistettu non-woven-polypropeenista.
Koko XL on valmistettu non-woven-polyesteristä.

Lisävarusteet: Säle, tuotenro 31590007



EI SAA PESTÄ. Varoitusmerkissä, joka on nostokankaan takaosassa, on PESUN KIELTÄVÄ symboli.
Jos nostokangas pestään, tämä merkki muuttuu KÄYTÖN KIELTÄVÄKSI symboliksi. Tällöin nostokangas on hävitettävä.

Suosittelut korkeaselkäisten Solo-nostokankaiden ja Liko-nostokaarien käyttöyhdistelmät:

	Mini 220	Kapea 350	Universal 350	Standard 450	Universal 450	Universal 600*	Leveä 670	Univ. Twin 670 -nostokaari	Ristikkokaari	Ristikkokaari 450	Ristikkokaari 670	Sivukaaret + Kapea 350	Univ. sivukaaret + Universal 350	Sivukaaret + Standard 450	Univ. sivukaaret + Universal 450	Koodi:	
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas, MS	3	2	2	1	1	2	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1 Suositeltava
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas, M	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2 Mahdollinen
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas, L	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	3 Ei suositeltava
Korkeaselkäinen Solo-nostokangas, XL	4	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1	4 Sopimaton

* Sovellettavissa vain, jos jalkatuet ovat päällekkäin kummankin jalan alla.

CE Lääketieteellinen luokan I laite

Korkeaselkäinen Solo-nostokangas on hyväksytyn testauslaitoksen testaama, ja se täyttää kaikki lääketieteellisiä laitteita koskevan direktiivin MDD luokan I laitevaatimukset sekä harmonisoidun standardin EN ISO 10535 vaatimukset.

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman erillistä ilmoitusta. Päivitettyjä tietoja ja ohjeita saa Likon edustajalta.

△ Tärkeää!

Henkilön nostaminen ja siirtäminen sisältää aina mahdollisen vaaratilanteen. Tutustu sen vuoksi huolellisesti sekä nostimen että nostovarusteiden käyttöohjeisiin. On tärkeää ymmärtää täysin ohjeiden sisältö. Vain laitteen käyttöön perehtynyt avustaja saa käyttää laitteistoa. Varmista, että nostovarusteet sopivat käytettävään nostimeen ja käyttötilanteeseen. Nostimen ja varusteiden käytössä on noudatettava varovaisuutta.

Avustajana olet aina vastuussa käyttäjän turvallisuudesta. Sinun on tiedostettava käyttäjän kunto ja edellytykset selviytyä nostotilanteesta.

Tarkasta nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista huolellisesti saumat, materiaalit/kankaat, hihnat ja hihnalenkit kulumisen ja vaurioiden varalta. Älä koskaan käytä vaurioituneita nostovarusteita! Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Valmistaja:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Maahantuonti ja myynti Suomessa:

ALGOL-TREHAB OY
Karapellontie 6 (PL 13)
FI-02610 Espoo
Puh.(09)-5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi

