

R82[®] 



cougar 



Pyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille

Liikkumisen vapautta



cougar

TM

R82



Muutamia tärkeitä ominaisuuksia:

- * törmäystestattu ja hyväksytty ISO 7176-19 standardin mukaan, käyttäjän maksimipaino 75 kg
- * 4 kokoa ja 3 väriä
- * sopii lapsille, nuorille ja aikuisille
- * laaja valikoima lisävarusteita
- * patentoitu istuimen korkeussäätö
- * valmius kiinnittää muita selkänoja
- * istuimen leveyden ja syvyyden säädöt
- * painopiste hakeutuu aina oikeaan kohtaan
- * selkänojan ja istuimen kallistukset on patentoitu niin, että ne eivät aiheuta hankauskitkaa ja noudattelevat nivelkulmia

Selkänojan kallistus 35°



Istuimen kallistus 45°



cougar by R82

Selkänojavaihtoehtoja



Rungon väri vaihtoehtot



Mitat	Koko 1 cm	Koko 2 cm	Koko 3 cm	Koko 4 cm
Leveys, 22" renkailla ja rumpujarruilla	57	62	67	72
Korkeus selkänojan yläreunaan asti	96	99	108	110
Pituus, ilman jalkatukia	78	78	83	83
Istuinleveys	35	40	45	50
Istuinsyvyys	35-45	37-47	43-53	49-59
Istuinkorkeus lattiasta	46-53	46-53	46-53	46-53
Selkänojan korkeus	45	50	60	60
Jalkatuen pituuden säätö	36-52	36-52	36-52	36-52
Kokoontaitettuna ilman jalkatukia:				
Leveys, 22" renkailla ja rumpujarruilla	57	62	67	72
Korkeus selkänojan yläreunaan asti	66	66	66	66
Pituus, ilman jalkatukia	78	78	83	83
Kääntösäde	88	94	97	100
Paino ilman jalkatukia	25 kg	26 kg	27 kg	28 kg
Maksimikuormitus	75 kg	75 kg	100 kg	120 kg
Kallistukset	Istuimen kallistus: 45°	Selkänojan kallistus: 35°	Jalkatuen kallistus: 90°	

R82 A/S
 parallelvej 3
 8751 gedved
 denmark
 Tel +45 79 68 58 88
 fax +45 75 66 51 92
 e-mail: r82@r82.com
 Web: www.r82.com

R82 UK Ltd.
 unit d4A
 coombswood Business park east
 coombswood Way, halesowen
 West Midlands B62 8B h
 great Britain
 Tel 0121 561 2222
 fax 0121 559 5437
 e-mail: info@r82.com
 Web: www.r82.com

Maahantuonti ja markkinointi:
 Algol Trehab Oy
 Karapellontie 6
 02610 Espoo
 Puhelin: (09) 5099 331
 Faksi: (09) 595 006
 Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
 Internet: www.algoltrehab.fi

Member of the R82 group - www.r82.com