



HandySheet-liukulakana ja HandyTube-liukurulla



HandySheet-liukulakana ja HandyTube-liukurulla ovat manuaalisia siirron pienapuvälineitä, jotka keventävät potilaan siirtämistä kitkaa vähentämällä. Ne soveltuvat käytettäväksi sekä normaalipainoisille että painaville potilaille. Handy-sarjan liukulakanat on tehty korkealaatuisesta, hankaamattomasta materiaalista, joka liukuu helposti vielä pitkänkin käyttöajan jälkeen.

HandySheet-liukulakanaa käytetään pääasiassa avustamaan nostokankaan pukemista istuma- tai makuuasennossa. HandyTube-liukurulla käytetään potilaan kääntämiseen ja asennon korjaamiseen ylöspäin sängyssä tai siirtoihin sängystä sänkyyn.

HandySheet-liukulakanan ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluvat taskut, jotka helpottavat asennon korjaamista vartalonmukaisessa pyörätuolissa sekä pidemmässä liukulakanassa olevat kahvat, joilla lakana voidaan kiinnittää sängyn pääpuoleen.

LIFTS WITH CARE



HandySheet-liukulakana



Liko HandySheet-liukulakana on erinomainen apu nostokankaan pukemiseen erityisesti kun kyseessä ovat painavat, kipuherkät, tai jäykät potilaat.

HandySheet-liukulakanaa on eri pituisina ja eri levyisinä, pidempää mallia ympäröi kahvat.

HandySheet-liukulakanat toimitetaan kahden kappaleen settinä ja niitä käytetään pareina.

Tuotetiedot

| Tuotenimi | Tuotenro | Koko | Mitat (cm) |
|---------------------------------|----------|------|------------|
| HandySheet lyhyt, ilman kahvoja | 3715015 | M | 70x70 |
| HandySheet lyhyt, ilman kahvoja | 3715017 | XL | 120x85 |
| HandySheet pitkä, sis. kahvat | 3716015 | M | 90x185 |
| HandySheet pitkä, sis. kahvat | 3716017 | XL | 140x215 |

Saatavilla myös jumbopakkaus (10 kpl/pak).

HandyTube-liukurulla



Liko HandyTube-liukurulla on Imunnelma liukulakanasta, jota käytetään pääasiassa potilaan kääntämiseen ja asennon korjaamiseen ylöspäin sängyssä tai siirtoihin sängystä sänkyyn. HandyTube-liukurulla on saatavilla kolmea eri, omalle käyttöalueelleen tarkoitettua, mallia: lyhyt, pitkä ja leveä.

Tuotetiedot

| Tuotenimi | Tuotenro | Koko | Mitat (cm) |
|--------------------------------|----------|------|------------|
| HandyTube lyhyt, ilman kahvoja | 3710015 | M | 70x90 |
| HandyTube pitkä, ilman kahvoja | 3711015 | M | 90x185 |
| HandyTube leveä, sis. kahvat | 3712015 | M | 140x140 |

Saatavilla myös jumbopakkaus (10 kpl/pak).

Käyttöohjeessa lisätietoja tuotteen eri käyttökohteista ja käytöstä yleensä. Tuotetiedustelut: Algol-Trehab Oy, Karapellontie 6, 02610 Espoo, puh. (09) 5099 331, faksi (09) 595 006, sähköp. algol-trehab@algol.fi, internet www.algoltrehab.fi.

Muistathan aina toimia ergonomisesti oikealla tavalla. Mikäli tehtävä tuntuu avustajasta raskaalta, suosittelemme käyttämään Likon tuotevalikoimasta löytyviä muita noston ja siirron apuvälineitä.



Valmistaja Liko, Ruotsi

HandySheet ja HandyTube täyttävät lääkitäeknisen direktiivin 1-luokan tuotteille asetetut vaatimukset.

Likolla on ISO 9001 laatusertifikaatti ja sitä vastaava lääkitäeknisiä laitteita valmistavien yritysten ISO 13485 laatuvaatimus.

Likolla on myös ympäristösertifikaatti ISO 14001.



www.liko.com

Valmistaja:
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Liko jälleenmyyjä Suomessa:
Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 595 006
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi

LIFTS WITH CARE

