

## LASAL-säkkituolit

Säkkituoleja on kolmea eri kokoa ja niitä voidaan käyttää sekä istuma- että makuuasennossa. Säkkituolissa istuessa huomaa nopeasti käsityksen sen kestävydestä, kuten myös sen pehmeystä ja muotoiltavuudesta. Käyttäjä voi hyvin hieman liikkua, ilman että säkkituoli muuttaisi merkittävästi muotoaan

Täyte vaikuttaa olennaisesti tähän ominaisuuteen. Kaikissa Lasal-asentohoitotyynyissä on sama täyte. Täyte koostuu pienistä polystyreenikuulista, jotka ovat päällystetty helposti suoristuvalla ja nesteitä läpäisemättömällä päällisellä. Tyyny voidaan puhdistaa kostealla rievulla pyyhkimällä, lisäksi voidaan käyttää spritiä. Tyynyihin kuuluvat irtopäälliset voidaan pestä 60 asteessa ja rumpukuivata miedolla lämmöllä. Päällinen on puuvillaa, mikä estää käyttäjää liukumasta pois säkkituolista.

Säkkituoli, aikuiset  
Suositellaan pitkille/painaville aikuisille



Säkkituoli, junior  
Suositellaan 6-7 vuotiaille ja sitä vanhemmille



Säkkituoli, lapset  
Suositellaan 2-6 vuotiaille



Korkea istuintyyny sopii hyvin säkkituoliksi kaikkein pienemmille lapsille, jotka tarvitsevat lisätukea. Lapset voidaan asettaa tyynylle selin- ja päinmakuulle sekä kyljelleen. Tyyny sopii myös rauhattomille lapsille, sillä se ympäröi vartalon ja antaa näin turvallisuuden tunteen. Myös "lasilapset" hyötyvät tyynyn käytöstä. He makaavat hyvin suojattuna ja vanhemmat voivat kaivautua täytteeseen, kun lapsi nostetaan pois tyynyltä.



### Valmistaja:

Lasal ApS  
Industrievvej 15  
DK- 8881 Thorsø  
[www.lasal.dk](http://www.lasal.dk)

### Maahantuonti ja myynti:

Algol Trehab Oy  
Karapellontie 6  
02610 Espoo  
Puh. (09) 5099 331  
Faksi (09) 595 006  
Sähköposti: [algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi)  
Internet: [www.algotrehab.fi](http://www.algotrehab.fi)