

# Liikuteltava Golvo™ 9000/LowBase™ -potilasnostin

Suunniteltu monikäyttöiseksi



Golvo 9000



Golvo 9000 LowBase

Golvo 9000 -nostimessa yhdistyvät katonnostimen käyttöedut ja liikuteltavan potilasnostimen joustavuus. Yhdessä Likon laajan lisävarustevalikoiman kanssa Golvo hoitaa erinomaisesti yleiset nostotilanteet monenlaisissa hoitoympäristöissä.

## Ominaisuudet ja edut

**Pystysuuntainen nostoliike** ja taipuisa nostohihna soveltuvat hyvin nostamiseen vaaka-asennossa ja lattialta sekä liikkumiseen.

**Jalasten yhdensuuntainen leveysäättö** helpottaa potilaiden nostamista tuoleilta, vuoteilta tai lattialta tai laskemista näille.

**Matalajalaksinen LowBase-malli** mahtuu vielä perusmalliakin paremmin matalien sänkyjen tai paarien alle.

Käsituet **tukevat potilasta kävelyharjoittelussa** ja auttavat hoitajia nostimen käsittelyssä.

**Käyttäjän näyttö** osoittaa selkeästi laitteen käytön, kuten nostokertojen määrän, huoltotarpeen ja ylikuormitukset.

Lisävarusteena saatavan **pikaliitinjärjestelmän** avulla hoitajat vaihtavat nostokaaren tai asentavat vaa'an helposti ja nopeasti.

Nostoja ohjataan **ergonomisella käsiohjaimella**, jonka ilmaisimet näyttävät ylikuormituksen ja akun käytön.

**Laaja lisävarustevalikoima** sisältää esimerkiksi nostoliinoja, nostokaaria ja vaa'an.

**Kaksi eri nostonopeutta** mahdollistavat käytön useissa erilaisissa nostotilanteissa.

# Liikuteltava Golvo 9000/LowBase -potilasnostin



Nostovarsi



LowBase: jalasten korkeus



Käsiohjain



Ohjausyksikkö

## Tekniset tiedot

<b>Enimmäiskuormitus</b>	200 kg
<b>Paino (9000)</b>	
lyijyakun kanssa	41,6 kg
litiumioniakun kanssa	40,2 kg
<b>Paino (9000 LowBase)</b>	
lyijyakun kanssa	45 kg
litiumioniakun kanssa	43,6 kg
<b>Korkeus</b>	
9000	2 090 mm
LowBase	2 090 mm
<b>Suojausluokka</b>	IPX4
<b>Kaukosäätimen suojausluokka</b>	IPX4
<b>Nostokaarivaihtoehdot</b>	
vakio	Universal 450 -nostokaari (450 mm)
lisävarusteet	Mini 220 -nostokaari, Universal 350 -nostokaari, Universal TwinBar 670 -kaksoiskaari, ristikkokaaret
<b>Jalakset (9000)</b>	
korkeus	105 mm
pituus	1 185 mm
leveys	735–1 020 mm

<b>Jalakset (9000 LowBase)</b>	
korkeus	60/105 mm
pituus	1 185 mm
leveys	745–1 028 mm
<b>Jalasten levittäminen</b>	sähköisesti
<b>Pyörät</b>	
edessä (9000)	kaksoispyörät, 75 mm
edessä (LowBase)	kaksoispyörät, 46 mm
takana	kaksoispyörät, 75 mm
<b>Valmistusaine</b>	alumiini
<b>Hätänosto</b>	sähköisesti
<b>Hätälasku</b>	manuaalisesti tai sähköisesti
<b>Nostonopeus (ilman kuormaa)</b>	27 mm/s tai 37 mm/s
<b>Nostoväli</b>	1 245 mm
<b>Suurin nostokorkeus</b>	1 816 mm
<b>Äänenvoimakkuus</b>	52,8 dB(A)
<b>Akkuvaihtoehdot</b>	lyijyhyytelöakku tai litiumioniakku
<b>Laturi</b>	kiinteästi asennettu
<b>Käsiohjaimet</b>	johdolliset
<b>Tuotenumero</b>	
9000	2000045
LowBase	2000049

Hill-Rom on maailman johtava lääketieteelliseen tekniikkaan erikoistunut yritys, joka työllistää noin 10 000 henkilöä eri puolilla maailmaa. Teemme yhteistyötä terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien kanssa yli 100 maassa. Kehitämme hoitoratkaisuja, jotka parantavat tuloksia edullisin kustannuksin viidellä ydinalueella: liikuntakyvyn edistäminen, haavojen hoito ja ennaltaehkäisy, potilaiden monitorointi ja diagnosointi, kirurgisten toimenpiteiden turvallisuus ja tehokkuus sekä hengityselinten terveys. Hill-Romin kaikkien työntekijöiden, ohjelmien ja tuotteiden päämääränä on parantaa potilaiden ja heidän hoitajiensa hoitotuloksia.

Kaikki tuotteet ja mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat paikalliselta Hill-Rom-edustajalta tai tutustumalla sivustoomme osoitteessa

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Liikuteltava Golvo 9000 -lattia nostin on tarkoitettu potilaiden nostamiseen ja siirtämiseen erilaisissa hoitotilanteissa.

Luokka I

Valmistaja: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luulaja, Ruotsi

Tämä lääkinällinen laite on säädösten alainen terveydenhoitotuote, jossa on säädösten mukaisuuden osoituksena CE-merkintä. Hill-Rom kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti lääkinällisten laitteiden mukana toimitetut ohjeet, joissa on neuvottu turvallinen ja asianmukainen käyttö. Terveydenhuoltolaitosten henkilöstöt ovat vastuussa näiden laitteiden asianmukaisesta käytöstä ja ylläpidosta.

Hill-Rom pidättää oikeuden muuttaa muotoilua, teknisiä ominaisuuksia ja malleja ilman erillistä ilmoitusta. Ainoa Hill-Romin myöntämä takuu on sen tuotteiden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myönnetty nimenomainen kirjallinen takuu.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Asiakirjan nro: 5F1183304-01, 19 maaliskuuta 2019

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**