



# Mustang<sup>™</sup>



**Mustang soveltuu erittäin hyvin kävelyn apuvälineeksi lapsille ja nuorille. Mustang voi olla joko käyttäjän edessä tai takana näin erilaiset kävelyä tukevat tarpeet voidaan täyttää. Mustangia on saatavissa 4 eri kokoa.**

RUNKO



140 - 600 cm



370 - 1250 mm



max. 1300 mm



max. 80 kg

### Motivoi lasta kävelemään

Käyttäjä sijoittuu keskelle Mustangia rintatuen avulla, joka antaa hyvän tuen vartalolle ja mahdollistaa keskittymisen kävelyn.



### Helppo käyttää

Mustang on suunniteltu esteettömyys silmällä pitäen. U:n muotoinen runko ja avattava rintatuki helpottavat telineeseen siirtymistä.









### Luonnollinen kävelymalli

Mustangin keskusputken korkeutta ja kulmaa on helppo säätää. Hieman eteenpäin kallistuva asento stimuloi luonnollista kävelymallia.

**Lisävarusteita on helppo lisätä tai poistaa tarpeen mukaan.**



## LISÄVARUSTEET



1 Rintatuki  
8698x0

2 Päällinen rintatukeen  
8698x0-x60

3 Jatkokappale rintatukeen  
869225

4 Käsihahva  
86936x

5 Vatsatuki  
869260

6 Kyynärtuki yhtenäinen,  
eteen  
86935x

7 Kyynärtuet erilliset  
8693xx

8 Hihnat kyynärtukiin  
869370

9 Sacrumtuki  
86925x

10 Lantiotuki, S  
869220 tai 869221

11 Lantiotuki kaarevalla  
kiinnitysraudalla  
869222 tai 869232

12 Päätuen kiinnitysrauta  
869226



## Vakiomalli

Sinulla on vapaus valita, koska Mustang toimitetaan vakiona ilman rintatukea ja lisävarusteita.



13




14



15



16



17




18



19



20



**13 Istuin**  
8691x0

**14 Kangasistuin**  
86957x

**15 Pehmeuste runkoon**  
869470

**16 Avustajan työntökahva**  
869510

**17 Säilytyspussi**  
869560

**18 Laukku**  
869565

**19 Abduktiotuki**  
8694x0

**20 Nilkan ohjurit**  
8694xx

Myynti ja huolto:  
Algol Trehab Oy, Karapellontie 6  
02610 Espoo  
Puh. (09) - 5099 331  
Sähköposti: [algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi)  
Huolto: [apuvahinehuolto@algol.fi](mailto:apuvahinehuolto@algol.fi), puh. 040 1448 426  
[www.algoltrehab.fi](http://www.algoltrehab.fi)