

Flamingo high-low



MUUTA AJATTELUTAPAASI

ERGONOMINEN ASENTO



Uuden korkeussäädön ja helppokäyttöisen kallistustoiminnon ansiosta suihku- ja WC-käynnit ovat miellyttävämpiä ja mahdollistavat myös turvallisen työskentelyasennon.

 Danish design | Innovation | Quality

R82® 
nothing compares to a smile!



Flamingo High-low

Flamingo High-low on tyylikäs ja mukava WC/kylpytuoli, joka sopii jokaiseen kylpyhuoneeseen. Siinä on moneen tarkoitukseen soveltuvat perustoiminnot ja se on suunniteltu käytettävästä vapaasti seisovana tai suoraan WC-istuimen päälle sijoitettuna. Käytä Flamingo High-low –tuolia suihkussa ja hyödynnä sisäänrakennettua istuimen ja selkänojan kallistustoimintoja.

Hyvä istuma-asento on helppo saada aikaan miellyttäväksi muotoilussa Flamingo-tuolissa. Hyvin tuettu lantio mahdollistaa vakaan asennon. Käytä lantiovyötä tiukasti lantion ympärillä ja pehmeitä nilkkahihnoja oikean asennon aikaansaamiseksi käyttäjän jaloille. Pään, käsivarsien ja käsien vapaa liikkuvuus ylläpitää kehon toimintoja ja maksimoi riippumattomuuden päivittäisissä toiminnoissa.

High-low –alusta on suunniteltu estämään avustajan huonoa asentoa ja mahdollistamaan kylpemis- ja hygieniatoimenpiteiden suorittamisen hoitajille miellyttävässä ja hyvässä työskentelyasennossa.

Mikään ei voita arjen mukavuutta!



Ergonominen työskentelyasento

Hyvän työergonomian tavoitteena on työntekijän tarpeiden huomioiminen säädettävien työvälineiden avulla.

Nostaminen, kantaminen ja kurkottaminen ovat tavallisia toimintoja, jotka edellyttävät huomattavan suuria voimia. Monet ihmiset uskovat, että ergonomiassa on kyse vain työntekijän kunnon kohottamisesta kuntoharjoittelun, venyttelyn ja voimaharjoittelun avulla.

Vaikka nämä toiminnot ovat tärkeitä terveyden säilyttämisen ja vammojen ehkäisemisen kannalta, tutkimus on osoittanut pelkän kehon mekaniikan ja kunnan olevan tehottomia toimintatapoja vammojen ehkäisemiseksi.

R82:ssa uskomme, että hyvä ergonominen työasento on hyödyllinen jokaiselle hoiva-alalla toimivalle henkilölle, minkä johdosta sovellamme aina innovatiivisia ratkaisuja kaikkiin tuotteisiimme.





Portaaton korkeussäätö

Flamingo High-low –tuolissa on helppokäyttöinen ja portaaton korkeussäätö istuinkorkeusvälillä 53-74 cm. Korkeuden- säätöominaisuus eliminoi huonon asennon ja mahdollistaa kylpemis- ja hygieniatoimenpiteiden suorittamisen hoitajille miellyttävässä ja hyvässä työskentelyasennossa.

Flamingo High-low:ssa on helppokäyttöinen ja portaaton korkeussäätö, joka mahdollistaa helpon siirtämisen erikorkokuisille tasoille.

Flamingo High-low soveltuu käyttäjille, joiden paino on korkeintaan 70 kg.



Koot

Lapsellenne on helppoa valita oikea koko neljästä saatavilla olevasta koosta. Tuolia on lisäksi mahdollista kasvattaa lapsen kasvun myötä. Kasvata kokoa suoraan koosta 1 kokoon 2 ja koosta 3 kokoon 4..







Tyylikäs suihkutuoli

Flamingo High-low:ta voidaan käyttää suihkutuolina monissa erilaisissa asennoissa ja paikoissa. Käyttäkää sitä suihkutuolina suihkussa kotona tai yleisellä uima-allasalueella.


Flamingo High-low on valmistettu 100-prosenttisesti värjäntymättömistä materiaaleista.



Kylpyistuimena ammeessa

Flamingo-istuinosa voidaan varustaa imukupeilla ja käyttää kylpyistuimena ammeessa. Tuoli voidaan sijoittaa kodin kylpyammeeseen tai R82:lta saatavissa olevaan Orca-kylpyammeeseen.

Flamingo-tuolin selkänoja kallistuu 20° ja pystyy siten tukemaan lapsia, joilla on erityistarpeita istuma-asentonsa suhteen.



Kallistustoiminnot

Flamingo High-low:ssa on yksinkertaiset istuimen ja selkänojan kallistustoiminnot. WC-käynti sekä kylpytilanteet on hyvin helppo toteuttaa.





Hygienen WC-tuoli

Flamingo High-low -tuolia voidaan käyttää suoraan WC-istuimen päällä esim. istuimen alapuolisella roiskesuojalla varustettuna roiskeiden estämiseksi.

Sileän materiaalin ja roiskesuojan ansiosta WC-tuolin puhdistaminen on helppoa.



Sopii suoraan WC-istuimen päälle

Flamingo High-low mahtuu suoraan WC-istuimen päälle. Rungossa on pieni suojapehmike WC-istuimen suojaamiseksi naarmuuntumiselta.

Korkeuden säätämiseen ei tarvita mitään työkaluja, mikä tekee käsittelystä hyvin helppoa ja miellyttävää hoitajalle.



High-low -kylpykehikko

Alumiinisessa alustassa on vahva vedenkestävä pinta, ja kaikki pyörät on varustettu jarruilla turvallisen ja tukevan siirtymisen valmistamiseksi. Alustaa on saatavissa neljässä koossa – yksi kutakin istuinkokoa varten.






Värit ja lisävarusteet

Oikeat lisävarusteet ovat tärkeitä oikean asennon aikaansaamisessa. Täydennä ja varusta Flamingo High-low lukuisten lisävarusteiden valikoimalla.

Flamingo High-low on saatavissa harmaalla tai sinisellä PU-pehmusteella.



Tukeva istuvuus lantion ympärillä

Hyvin tuettu lantio mahdollistaa vakaan asennon. Optimaalinen istuma-asento on helppo saavuttaa miellyttävästi muotoillussa Flamingo-istuimessa. Käytä lantiovyötä tiukasti lantion ympärillä ja

pehmeitä nilkkahihnoja oikean asennon aikaansaamiseksi käyttäjän jaloille. Pään, käsivarsien ja käsien vapaa liikkuvuus ylläpitää kehon toimintoja ja lisää riippumattomuutta päivittäisissä toiminnoissa.





Tulevaisuuden tasalla

R82 on markkinoiden johtava liikuntarajoitteisten lasten apuvälineiden toimittaja pitkälle kehitetyllä tuotevalikoimallaan, johon sisältyy istumisen, seisomisen, peseytymisen ja kuljetuksen apuvälineitä. Lasten tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joiden avulla heille tarjoutuu suurin mahdollinen vapaus ja uusia tilaisuuksia liikkumiseen.

nothing compares to a smile 

R82 A/S

Denmark
+45 79 68 58 88
R82@R82.com
R82.org

R82 UK Ltd.

Great Britain
0121 561 2222
R82uk@R82.com
R82.co.uk
facebook.com/R82UK

R82 Inc.

USA
+1 800 336 7684
information@R82.com
R82.com
facebook.com/R82Inc

R82 au Pty Limited

Australia
+61 (02) 8213 6666
au.sales@R82.com
R82.com.au
facebook.com/R82Australia



*Jaa R82 Flamingo
-hetkesi*



#R82flamingo #nothingcomparestoasmile



Maahantuonti ja myynti:

Algol Trehab Oy

Karapellontie 6 (PL13), 02610 Espoo

Puhelin: (09) 5099 331

Email: algol-trehab@algol.fi

www.algoltrehab.fi