



Lisävarusteet

Cirrus G5 -vakiokokoonpanossa on rajattomat säätömahdollisuudet. Cirrus G5 -pyörätuoliin on saatavilla kuusi istuinleveyttä. Laajan Sunrise Medical -lisävarustevalikoiman ansiosta Cirrus G5 täyttää käyttäjien kaikki tarpeet mukavuuden suhteen.



SISÄLLYS

Jalkatuet	4	Käsinojat	13
Jalkatuen ripustin, kulmasäätö	4	Käsinoja	13
Jalkatuen ripustin, säädettävä	4	Käsinoja, kiinteä	13
Pohjetuki	4	Pehmuste vaatesuojaan 1/1	13
Jalkatuki, täydellinen	4	Pehmuste vaatesuojaan 1/2	13
Jalkatuen putki	4	Hemiplegiakäsinoja	13
Jalkatuen putken säätömutteri	4	Pehmuste käsinojaan, joka seuraa selkänojan kulmaa	13
Kulmasäädettävä jalkalauta	5	Pehmuste kiinteään käsinojaan, irrotettava	13
Kulma- ja syvyysäädettävä jalkalauta	5		
Kulmasäädettävä jalkalauta, kantatuki	5	Jarrut ja pyörät	14
Kulma- ja syvyysäädettävä jalkalauta, kantatuki	5	Yhden käden jarru	14
Jalkalaudan jatkopala	6	Jarrukahvan jatke	14
Pohjetuen pehmuste, yhtenäinen	6	Pinnasuoja	14
Jalkalaudan pehmuste, yhtenäinen	6	Kelausvanteen suoja	14
Pehmustettu jalkatuki	7	Kelauspyörä	14
Kokoonlaitettava jalkalauta, yhtenäinen	7	Silikonipäällysteinen kelausvanteen suoja	15
Amputaatiotuki	7	Kelausvanteen suoja MaxGrep	15
Kipsituki	7	Kelausvanteen suoja Ergo Para	15
Jalkatuen ripustimen pehmuste	7	Avustajajarru	15
Yleispehmuste	7	Tukipyörä	15
		Tukipyörän haarukka	15
Tukevuus	8		
Haarakiila	8	Työntötangot ja -kahvat	16
Kiilatyyny	8	Työntötanko	16
Vartalotuki	8	Työntökahvat	16
Selkänoja	8	Kulmasäädettävä työntötanko	16
Selkänoja, korkeus 55 cm	8		
Dacor-selkätyyny	9	Istuimet	17
Unistabil-selkätyyny	9	Trevira-istuintyyny	17
Jay-selkänojat parantavat asentoa ja tukevuutta	9	Päällisen voi pestä koneessa 60 asteessa. Vakiomalli	17
Selkänojan runko	9	Dacor-istuintyyny	17
Sähköinen ohjaus selkänojan/istuimen kallistukseen	10	Inkontinenssipäällinen	17
Lukitus kauko-ohjaimen	10	Istuinlevy ilman syvennystä	17
Lukitus selkänojan/istuimen kallistukseen	10	Istuinlevy syvennyksellä	17
Vartalovöiden kiinnike	10	Jay-tyynyt jakavat painon tasaisemmin ja parantavat asentoa	17
Lantiovyöt	10		
Vartalovyöt	10	Muut varusteet	18
Nilkkahihnat	10	Kaatumaeste, kääntyvä	18
Liivit	10	Basic-kaatumaeste	18
		Kaatumaeste, kulmasäädettävä	18
Päätuet	11	Pöytä	18
Basic-päätuki	11	Pöydän pehmuste	18
Basic-kiinnike, Advanced-päätuki	11	Puolipöytä	18
Päällinen päätukeen	11	Keppiteline	19
Lisäsyvyyttä antava päätuen kiinnike	11	Happipulloteline	19
Päätuen kiinnike	11	Tippapulloteline	19
Advanced-kiinnike, Basic-päätuki	11	Säilytuspussi	19
Advanced-päätuki	11	Pyörätuoli-reppu	19
Komfort-päätuki	11	Sähköpumppu	19
Advanced-kiinnike, Komfort-päätuki	11		
Lisäsyvyyttä antava päätuen kiinnike	12		
Relax-päätuki, 3-siipinen	12		

JALKATUET

Jalkatuen kannatin, kulmasäätö

Jalkatuen kannatin ilman jalkalautaa. Kannatin on irrotettava sekä sisään- ja ulospäin kääntyvä. Kulmasäätö 15–70°. Vakiomalli.



	Tuotenumero
Oikea	3013501
Vasen	3013511

Jalkatuki kokonainen

Kulmasäädettävä jalkatuki, sisältää säärituen ja jalkalaudan. Vakiomalli.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39, Oikea	3513562
istuinleveys: 39, Vasen	3513563
istuinleveys: 42, Oikea	3013564
istuinleveys: 42, Vasen	3013565
istuinleveys: 45, Oikea	3013566
istuinleveys: 45, Vasen	3013567
istuinleveys: 48, Oikea	3013568
istuinleveys: 48, Vasen	3013569
istuinleveys: 51, Oikea	3013570
istuinleveys: 51, Vasen	3013571
istuinleveys: 54, Oikea	3013572
istuinleveys: 54, Vasen	3013573

Jalkatuen ripustin, säädettävä

Jalkatuen ripustin ilman jalkalautaa. Ripustin on irrotettava sekä sisään- ja ulospäin kääntyvä. Kulmasäätö 70°, 80°, 90°.



	Tuotenumero
Oikea = Vasen	3013200

Jalkatuen putki

Pyörätuolin säätämiseen pitkäsäarisille käyttäjille. Vakioputki 250 mm.



	Tuotenumero
Pitkä, 290 mm Oikea = Vasen	3003796-1
Syvyysäädettäville jalkalautoille, 290 mm, Oikea	3003802
Syvyysäädettäville jalkalautoille, 290 mm, Vasen	3003803

Pohjetuki

Pohjetuki on korkeus-, leveys- ja syvyysäädettävä. Vakiomalli.



	Tuotenumero
Pieni Oikea = Vasen	3013550
Istuinleveys: 39–54 Oikea = Vasen	3013551

Jalkatuen putken säätömutteri

Pituuden säätämiseen ilman työkaluja.



	Tuotenumero
Setti	3503001

JALKATUET

Kulmasäädettävä jalkalauta

Vakiomalli.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39, Oikea	3003404
istuinleveys: 39, Vasen	3003405
istuinleveys: 42, Oikea	3003406
istuinleveys: 42, Vasen	3003407
istuinleveys: 45, Oikea	3003408
istuinleveys: 45, Vasen	3003409
istuinleveys: 48, Oikea	3003410
istuinleveys: 48, Vasen	3003411
istuinleveys: 51, Oikea	3003412
istuinleveys: 51, Vasen	3003413
istuinleveys: 54, Oikea	3503400
istuinleveys: 54, Vasen	3503401

Kulmasäädettävä jalkalauta, kantapäätuki



	Tuotenumero
istuinleveys: 39, Oikea	3003416
istuinleveys: 39, Vasen	3003417
istuinleveys: 42, Oikea	3003418
istuinleveys: 42, Vasen	3003419
istuinleveys: 45, Oikea	3003420
istuinleveys: 45, Vasen	3003421
istuinleveys: 48, Oikea	3003422
istuinleveys: 48, Vasen	3003423
istuinleveys: 51, Oikea	3003424
istuinleveys: 51, Vasen	3003425
istuinleveys: 54, Oikea	3503402
istuinleveys: 54, Vasen	3503403

Kulma- ja syvyys-säädettävä jalkalauta



	Tuotenumero
istuinleveys: 39, Oikea	3003454
istuinleveys: 39, Vasen	3003455
istuinleveys: 42, Oikea	3003456
istuinleveys: 42, Vasen	3003457
istuinleveys: 45, Oikea	3003458
istuinleveys: 45, Vasen	3003459
istuinleveys: 48, Oikea	3003460
istuinleveys: 48, Vasen	3003461
istuinleveys: 51, Oikea	3003462
istuinleveys: 51, Vasen	3003463
istuinleveys: 54, Oikea	3503404
istuinleveys: 54, Vasen	3503405

Kulma- ja syvyys-säädettävä jalkalauta, kantatuki



	Tuotenumero
istuinleveys: 39, Oikea	3003466
istuinleveys: 39, Vasen	3003467
istuinleveys: 42, Oikea	3003468
istuinleveys: 42, Vasen	3003469
istuinleveys: 45, Oikea	3003470
istuinleveys: 45, Vasen	3003471
istuinleveys: 48, Oikea	3003472
istuinleveys: 48, Vasen	3003473
istuinleveys: 51, Oikea	3003474
istuinleveys: 51, Vasen	3003475
istuinleveys: 54, Oikea	3503406
istuinleveys: 54, Vasen	3503407

JALKATUET

Jalkalaudan jatkopala

Parempi tuki isoille jaloille ja vaihtelua jalkojen asentoon. Asennetaan käytössä oleviin jalkalautoihin. Oikea = Vasen



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3503410
istuinleveys: 42	3503411
istuinleveys: 45	3503412
istuinleveys: 48	3503413
istuinleveys: 51	3503414
istuinleveys: 54	3503415

Pohjetuen pehmuste, yhtenäinen

Säädettävä syvyys ja korkeus. Irrotettava. Asennetaan pyörätuolissa oleviin kiinnikkeisiin. k: 16 cm.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39–42	3509007
istuinleveys: 45–48	3509030
istuinleveys: 51–54	3509008

Jalkalaudan pehmuste, yhtenäinen

Parempaa mukavuutta ja vaihtelua jalkojen asentoon. Irrotettava. Asennetaan käytössä oleviin jalkalautoihin. h: 15 cm.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39–42	3509031
istuinleveys: 45–48	3509023
istuinleveys: 51–54	5509024



 Breezy®

JALKATUET

Pehmustettu yhtenäinen jalkatuki

Yhtenäinen pehmustettu jalkatuki. Antaa tukea ja vaihtelua jalkojen asentoon. Asennetaan käytössä oleviin jalkalautoihin ja pohjetukikiinnikkeisiin.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39–42	3509057
istuinleveys: 45–48	3509058
istuinleveys: 51–54	5309059

Kipsituki

Vakaata tukea koko jalalle. Kulmasäädettävä, irrotettava ja ulospäin kääntyvä.



	Tuotenumero
Oikea	3013920
Vasen	3013921

Kokoontaitettava jalkalauta, yhtenäinen


Vaihtelua jalkojen asentoon. Kääntyy oikealle/vasemmalle.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3509032
istuinleveys: 42	3509033
istuinleveys: 45	3509034
istuinleveys: 48	3509035
istuinleveys: 51	3509036
istuinleveys: 54	3509037

Jalkatuen ripustimen pehmuste

Sisäpuolen pehmuste kulmasäädettävään ripustimeen.



	Tuotenumero
Pari	270001

Amputaatiotuki

Vakaata tukea. Kulma-, syvyys- ja leveysäädettävä.



	Tuotenumero
Oikea	3003640
Vasen	3003641

Yleispehmuste

Pohjetuen, amputaatiotuen, jalkalaudan jne. pehmuste.



	Tuotenumero
Pehmuste	U1295

TUKEVUUS

Haarakiila

Ohjaa jalkojen asentoa.
Irrotettava ja helposti siirrettävä.



Tuotenumero

Pieni l: 9 p: 12 k: 10 cm 3409400

Iso l: 10 p: 18 k: 15 cm 3409402

Kiilatyynt

Parantavat sivutukea.
Tarkoitettu selkänojan
vaahtomuovipehmusteen
sisään.



Tuotenumero

Setti 3505003

Selkänoja

Selkälevy ja -tyyny, korkeus
65 cm. Päällisen voi pestä
koneessa 60 asteessa.
Vakiomalli.



Tuotenumero

Selkänojan runko istuin-
leveys: 39 k: 65 cm 3515039

Selkänojan runko istuin-
leveys: 42 k: 65 cm 3515042

Selkänojan runko istuin-
leveys: 45 k: 65 cm 3515045

Selkänojan runko istuin-
leveys: 48 k: 65 cm 3515048

Selkänojan runko istuin-
leveys: 51 k: 65 cm 3515051

Selkänojan runko istuin-
leveys: 54 k: 65 cm 3515054

Selkänojan runko istuin-
leveys: 39 k: 65 cm 3515839

Selkätyyny istuinleveys:
42 k: 65 cm 3515842

Selkätyyny istuinleveys:
45 k: 65 cm 3515845

Selkätyyny istuinleveys:
48 k: 65 cm 3515848

Selkätyyny istuinleveys:
51 k: 65 cm 3515851

Selkätyyny istuinleveys:
54 k: 65 cm 3515854

Vartalotuki

Tukee vartaloa sivuilta.
Ulospäin kääntyvä, korkeus- ja
syvyysäädettävä.
Syvyysäättö 6 cm. Vartalotuella
suositellaan päällistä.



Tuotenumero

Oikea 3015250

Vasen 3015251

Sivutuen päällinen CX310010

Selkänoja, korkeus 55 cm

Selkälevy ja -tyyny, korkeus
55 cm. Päällisen voi pestä
koneessa 60 asteessa.



Tuotenumero

Selkänojan runko istuin-
leveys: 39 k: 55 cm 3525039

Selkänojan runko istuin-
leveys: 42 k: 55 cm 3525042

Selkänojan runko istuin-
leveys: 45 k: 55 cm 3525045

Selkänojan runko istuin-
leveys: 48 k: 55 cm 3525048

Selkänojan runko istuin-
leveys: 51 k: 55 cm 3525051

Selkänojan runko istuin-
leveys: 54 k: 55 cm 3525054

Selkänojan runko istuin-
leveys: 39 k: 55 cm 3525839

Selkätyyny istuinleveys:
42 k: 55 cm 3525842

Selkätyyny istuinleveys:
45 k: 55 cm 3525845

Selkätyyny istuinleveys:
48 k: 65 cm 3525848

Selkätyyny istuinleveys:
51 k: 55 cm 3525851

Selkätyyny istuinleveys:
54 k: 55 cm 3525854

Dacor-selkätyyny

Dacor-selkätyyny on helppo puhdistaa. Päällisen voi pestä koneessa 90 asteessa, joten se sopii hyvin sairaalakäyttöön. (Vakiokorkeus 65 cm.)



Jay-selkänojat parantavat asentoa ja tukevuutta


Ota yhteyttä ja pyydä Jay-tuotekuvasto tai tutustu siihen täältä: www.SunriseMedical.no



	Tuotenumero
Selkätyyny istuinleveys: 39 k: 65 cm	3515939
Selkätyyny istuinleveys: 42 k: 65 cm	3515942
Selkätyyny istuinleveys: 45 k: 65 cm	3515945
Selkätyyny istuinleveys: 48 k: 65 cm	3515948
Selkätyyny istuinleveys: 51 k: 65 cm	3515951
Selkätyyny istuinleveys: 54 k: 55 cm	3515954
Selkätyyny istuinleveys: 39 k: 55 cm	3525939
Selkätyyny istuinleveys: 42 k: 55 cm	3525942
Selkätyyny istuinleveys: 45 k: 55 cm	3525945
Selkätyyny istuinleveys: 48 k: 65 cm	3525948
Selkätyyny istuinleveys: 51 k: 55 cm	3525951
Selkätyyny istuinleveys: 54 k: 55 cm	3525954
Dacor-istuintyyppi, katso sivu 17.	
Dacor-päätuki, katso sivu 11.	

Xstabil-selkätyyny

Selkätyyny, jonka isot ja kiinteät sivutuet antavat lisätukea vartalolle. Asennetaan selkänojaan tavallisen selkätyynyn sijaan.



Unistabil-selkätyyny

Selkätyyny, joka tukee vartaloa sivuilta. Asennetaan selkänojaan tavallisen selkätyynyn sijaan.



	Tuotenumero
I: 40 k: 55 cm	XSH4055
I: 43 k: 55 cm	XSH4355
I: 45 k: 55 cm	XSH4555
I: 48 k: 55 cm	XSH4855
I: 53 k: 55 cm	XSH5355
I: 58 k: 55 cm	XSH5855
I: 40 k: 45 cm	XSL4045
I: 43 k: 45 cm	XSL4345
I: 45 k: 45 cm	XSL4545
I: 48 k: 45 cm	XSL4845
I: 53 k: 45 cm	XSL5345
Valitse vakiorunkoon korkeus 55 ja matalaan runkoon korkeus 45. Valitse hieman istuinta leveämpi selkätyyny, jotta tuki on mahdollisimman hyvä.	

	Tuotenumero
I: 40 k: 55 cm	US4055
I: 43 k: 55 cm	US4355
I: 48 k: 55 cm	US4855
I: 53 k: 55 cm	US5355

TUKEVUUS

Selkänojan runko

Selkänojan runko, joka sopii kaiken tyyppisille kiinteille tai pehmustetuille selkänojille, kuten Jay-selkänojille. Ei sovi yhteen selkänojassa kiinni olevien käsinojien kanssa.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3505039
istuinleveys: 42	3505042
istuinleveys: 45	3505045
istuinleveys: 48	3505048
istuinleveys: 51	3505051
istuinleveys: 54	3505054

Lukitus selkänojan/istuimen kallistukseen

Selkänojan/istuimen kallistuksen väliaikaiseen lukitukseen istuma-asentoa säädettäessä.



	Tuotenumero
Lukko työntökahvaan	3505010

Sähköinen ohjaus selkänojan/istuimen kallistukseen

Kauko-ohjain helpottaa istuimen kallistusta ja selkänojan kulman säätöä.



	Tuotenumero
Selkänojan kulman säätö	3519500
Istuimen kallistus	3519501
Istuimen kallistus ja selkänojan kulman säätö	3519505

Vartalovyöiden kiinnike

Pitää vartalovyöt napakasti paikoillaan. Korkeus- ja kulmasäädettävä.



	Tuotenumero
Kiinnike	5005247

Lukitus käsi-ohjaimen

Selkänojan/istuimen kallistuksen väliaikaiseen lukitukseen istuma-asentoa säädettäessä. Lukitsee yhden toiminnon.



	Tuotenumero
Lukko kauko-ohjaimen	3019510

Lantiovyöt Vartalovyöt Nilkkahihnat Liivit

Ota yhteyttä ja pyydä Kinetic Balance -asettovöiden tuotekuvasto tai tutustu siihen täällä:
www.SunriseMedical.no



PÄÄTUET

Basic-päätuki

Basic-kiinnike ja -päätukityyny.



Tuotenumero

Basic 3009200

Advanced-kiinnike, Basic-päätuki

Advanced-kiinnike, Basic-päätuki. Paremmat syvyys-säätömahdollisuudet, päätuki-tyynyssä pallonivel.



Tuotenumero

Advanced, Basic-tyyny 3009215

Basic-kiinnike, Advanced-päätuki



Tuotenumero

Basic, Advanced-tyyny

3009205

Advanced-päätuki

Advanced-kiinnike ja -päätuki. Paremmat syvyys-säätömahdollisuudet, päätuki-tyynyssä pallonivel.



Tuotenumero

Advanced

3009210

Päällinen päätukeen



Tuotenumero

Päällinen Advanced-tyynyyn

3009221

Päällinen Basic-tyynyyn

3009220

Komfort-päätuki

Basic-kiinnike, Komfort-päätuki. Päätuki, jossa on hihnat kaarevuuden säätöä varten tuen muotoilemiseksi. Vakiomalli.



Tuotenumero

Basic, Komfort-tyyny, Trevira

3509010

Basic, Komfort-tyyny, Dacor

3509011

Päätuen kiinnike

Yleismallinen kiinnike kaiken tyyppisille päätuille.



Tuotenumero

Päätuen kiinnike, yleismalli

3509060

Advanced-päätuki, Komfort-tyyny

Hihnat kaarevuuden säätöä varten tuen mukauttamiseksi. Paremmat syvyys-säätömahdollisuudet, päätukityynyssä pallonivel.



Tuotenumero

Advanced, Komfort-tyyny, Trevira

3509012

Advanced, Komfort-tyyny, Dacor

3509013

Rajattomat säätömahdollisuudet ja monipuolinen lisävarustevalikoima takaavat helpon säätämisen, hyvän mukavuuden ja tukevan istuma-asennon.

PÄÄTUET

Lisäsyvyyttä antava päätuen kiinnike

Mahdollistaa päätuen siirtämisen pidemmälle.



	Tuotenumero
Pätuen kiinnike	3009225

Relax-pätuki, 3-siipinen

Kulmasäädettävät siivet pään tukemiseksi. Kiinnitetään yleismallisella päätuen kiinnikkeellä.



	Tuotenumero
Relax-pätuki, 3-siipinen	069458

KÄSINOJAT

Käsinoja

Seuraa selkänojan kulmaa ihanteellisen tuen antamiseksi. Käsinojan voi nostaa ylös ja poistaa siirtämisen ja kuljetuksen ajaksi. Korkeus-, kulma- ja syvyyssäädettävä. Vakiomalli.



	Tuotenumero
Oikea	3516300
Vasen	3516400

Hemiplegiakäsinoja

Seuraa selkänojan kulmaa ihanteellisen tuen antamiseksi kaikissa asennoissa. Voidaan kääntää vaakasuoraan antamaan parempaa tukea ja vähentämään kuormitusta. Korkeus-, kulma- ja syvyyssäädettävä.



	Tuotenumero
Oikea	3516600
Vasen	3516700

Käsinoja, kiinteä

Irrotettava. Korkeus- ja syvyyssäädettävä. Käytetään yhdessä selkänojan rungon kanssa.



	Tuotenumero
Päätuen kiinnike	3009225

Pehmuste käsinojaan, joka seuraa selkänojan kulmaa

Pehmustaa käsinojan pintaa.



	Tuotenumero
Tekstiili, oikea	3006125
Tekstiili, vasen	3006126
Tekonahka, pari	270002

Pehmuste vaatesuojaan 1/1

Pehmustaa vartaloa vasten tulevaa puolta. Vie noin 2,5 cm tilaa molemmilta puolilta.



	Tuotenumero
Pari	270004

Pehmuste kiinteään käsinojaan, irrotettava

Pehmustaa käsinojan pintaa.



	Tuotenumero
Tekstiili, oikea	3006155
Tekstiili, vasen	3006156

Pehmuste vaatesuojaan 1/2

Pehmustaa vartaloa vasten tulevaa puolta. Vie noin 2,5 cm tilaa molemmilta puolilta. Lantion kohdalla enemmän tilaa esimerkiksi Unistabil-selkätyynyä varten.



	Tuotenumero
Pari	270003

JARRUT JA PYÖRÄT

Pinnasuoja

Läpinäkyvä pinnasuoja, joka estää sormien, vaatteiden ja irtoesineiden joutumisen pintojen väliin.



	Tuotenumero
20"	53272
22"	53273
24"	51686

Kelausvanteen suoja

Kelausvanteen suoja, joka parantaa otetta. Irrotettava.



	Tuotenumero
20" silikonisuoja	84536
22" silikonisuoja	84537
24" silikonisuoja	84538

Yhden käden jarru

Yhdellä kädellä käytettävä jarru, joka lukitsee molemmat pyörät.



	Tuotenumero
Oikea	3508201
Vasen	3508202

Jarrukahvan jatke

Helpottaa jarrun käyttämistä, jos käsivoimat ovat heikot. Jarrukahvan jatke korvaa jarrun alkuperäisen kahvan. Kokoontaitettava.



	Tuotenumero
Oikea	3508250
Vasen	3508251

Kelauspyörä

Saatavilla erikokoisia pyöriä ja erilaisia renkaita haluttujen rullausominaisuuksien mukaan.



	Tuotenumero
20" korkeapaine 25 mm alumiinivanne	84400
20" umpi 25 mm alumiinivanne	84401
20" ilma 37 mm alumiinivanne	84410
20" umpi 37 mm alumiinivanne	84415
22" korkeapaine 25 mm alumiinivanne	84420
22" umpi 25 mm alumiinivanne	84421
22" ilma 37 mm alumiinivanne	84430
22" umpi 37 mm alumiinivanne	84435
24" korkeapaine 25 mm alumiinivanne	84440
24" umpi 25 mm alumiinivanne	84441
24" ilma 37 mm alumiinivanne	84450
24" umpi 37 mm alumiinivanne	84455



JARRUT JA PYÖRÄT

Silikonipäällysteinen kelausvanteen suoja

Kelausvanteen suoja, joka parantaa otetta.



	Tuotenumero
20" silikonipäällysteinen	84544
22" silikonipäällysteinen	84545
24" silikonipäällysteinen	84546

Avustajajarru

Työntötankoon tai -kahvaan asennettava jarru antaa avustajalle varmuutta käsittelyyn. Vakiomalli.



	Tuotenumero
20" umpi, kokonainen	3507517
22" umpi, kokonainen	3507537
24" umpi, kokonainen	3507557

Kelausvanteen suoja MaxGrep

Pehmentää kelausvannetta, 25 mm, parantaa otetta.



	Tuotenumero
20" MaxGrep 25 mm	20S450Q4425
22" MaxGrep 25 mm	22S490Q6465
24" MaxGrep 25 mm	24S540Q6515

Tukipyörä

Saatavilla erikokoisia erilaisista materiaaleista valmistettuja pyöriä haluttujen rullausominaisuuksien mukaan.



	Tuotenumero
5" umpi, l: 27 mm	84552
6" umpi, l: 27 mm	84555
6" umpi, l: 33 mm	84554
6" ilma, l: 30 mm	84556
8" umpi, l: 27 mm	84557
8" umpi, l: 33 mm	84565
8" ilma, l: 30 mm	84558

Kelausvanteen suoja Ergo Para


Ergonomisesti muotoiltu suoja, joka parantaa otetta. Kitkasuoja yltää kelausvanteesta pyörän vanteeseen asti. Kelausvanteen sivussa ei kitkamateriaalia.



	Tuotenumero
20" Ergo Para CP	20EPCPQ4425
20" Ergo Para	20EPQ4425
22" Ergo Para CP	22EPCQ6465
22" Ergo Para	22EPCQ6465
24" Ergo Para CP	24EPCPQ6515
24" Ergo Para	24EPQ6515

Tukipyörän haarukka

Mahdollistaa istuimen korkeuden säätämisen edestä.



	Tuotenumero
130 mm	3517030
120 mm	3517032
130 mm sis. holkki (155 mm)	3517031

TYÖNTÖTANGOT JA -KAHVAT

Työntötanko

Mahdollistaa oikean työasennon avustajalle.
Vakiomalli.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3505139
istuinleveys: 42	3505142
istuinleveys: 45	3505145
istuinleveys: 48	3505148
istuinleveys: 51	3505151
istuinleveys: 54	3505154

Työntökahvat

Korkeussäädettävät, irrotettavat
Käytössä tukevat.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3405501
istuinleveys: 42	3405502
istuinleveys: 45	3405503
istuinleveys: 48	3405504
istuinleveys: 51	3405505
istuinleveys: 54	3505130

Kulmasäädettävä työntötanko

Mahdollistaa oikean työasennon avustajalle. Työntötanko voidaan kääntää alas, kun se ei ole käytössä.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3535039
istuinleveys: 42	3535042
istuinleveys: 45	3535045
istuinleveys: 48	3535048
istuinleveys: 51	3535051
istuinleveys: 54	3535054

Jarrukahva ja säätövivut on sijoitettu avustajan kannalta ergonomisesti niin vakiomallisessa työntötangossa, kulmasäädettävässä työntötangossa kuin työntökahvoissakin.

ISTUIMET

Trevira-istuintyyppi

Päällisen voi pestä koneessa 60 asteessa.
Vakiomalli.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3514639
istuinleveys: 42	3514642
istuinleveys: 45	3514645
istuinleveys: 48	3514648
istuinleveys: 51	3514651
istuinleveys: 54	3514654

Istuinlevy ilman syvennyksiä

Istuinlevy on tasainen päinvastoin kuin vakioistuinlevy, jossa on syvennys istuinkyhyjä varten.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3504339
istuinleveys: 42	3504342
istuinleveys: 45	3504345
istuinleveys: 48	3504348
istuinleveys: 51	3504351
istuinleveys: 54	3504354

Dacor-istuintyyppi

Dacor-istuintyyppi on helppo puhdistaa. Päällisen voi pestä koneessa 90 asteessa, joten se sopii hyvin esimerkiksi sairaalakäyttöön.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3514739
istuinleveys: 42	3514742
istuinleveys: 45	3514745
istuinleveys: 48	3514748
istuinleveys: 51	3514751
istuinleveys: 54	3514754

Istuinlevy syvennyksellä

Lantiosyvennys jakaa painon tasaisemmin ja antaa tukea.
Vakiomalli.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3504539
istuinleveys: 42	3504542
istuinleveys: 45	3504545
istuinleveys: 48	3504548
istuinleveys: 51	3504551
istuinleveys: 54	3504554

Inkontinenssi-päällinen

Suojaa tyyntyä likaantumiselta. Irrotettava. Päällisen voi pestä koneessa 60 asteessa.



	Tuotenumero
istuinleveys: 39	3509017
istuinleveys: 42	3509018
istuinleveys: 45	3509019
istuinleveys: 48	3509020
istuinleveys: 51	3509021
istuinleveys: 54	3509022

Jay-tyynyt jakavat painon tasaisemmin ja parantavat asentoa

Ota yhteyttä ja pyydä Jay-tuotekuvasto tai tutustu siihen täältä: www.SunriseMedical.no



MUUT VARUSTEET

Kaatumaeste, kääntävä

Helppo kääntää jalalla pois tieltä esimerkiksi reunakiviä ylitettäessä. Vakiomalli.



Tuotenumero

Kääntävä

3509001

Pöytä

Läpinäkyvä pöytä. Leveyssäädettävät kiinnikkeet, sopii kaikkiin istuinleveyksiin. Syvyyssäädettävä.




Tuotenumero

Pöytä

3019100

Basic-kaatumaeste

Vähän tilaa vievä. Voidaan vetää ulos ja kääntää ylös esimerkiksi reunakiviä ylitettäessä. Voidaan käyttää avustajan käyttämän sähköisen ajolaitteen kanssa.



Tuotenumero

Vakiopituus
Oikea = Vasen

3009330

Pitkä (istuinkorkeus:
46–55) Oikea = Vasen

3009335

Pöydän pehmuste

Pehmustaa pöydän pintaa. Suositellaan käsivarsien tueksi.



Tuotenumero

Pöydän pehmuste

3019107

Kaatumaeste, kulmasäädettävä

Varustettu kallistustangolla. Voidaan vetää ulos ja kääntää ylös esimerkiksi reunakiviä ylitettäessä. Voidaan käyttää avustajan käyttämän sähköisen ajolaitteen kanssa.



Tuotenumero

Oikea = Vasen

3009370

Puolikas pöytä

Kahvikupille, pikkutavaroille tai käsivarren tueksi.



Tuotenumero

Oikea

3019101

Vasen

3019102

MUUT VARUSTEET

Keppiteline

Pyörätuolin käyttäjän tai avustajan kepillä.



Tuotenumero

Keppiteline

3509002

Säilytyspussi

Vetoketjullinen, istuimen etuosaan kiinnitettävä säilytyspussi.



Tuotenumero

Säilytyspussi

58308

Happipullon teline

Mukana kiinnityskoukut ja kassi.



Tuotenumero

Happipullon teline

3019140

Pyörätuolireppu

Tilava reppu, jossa on useita taskuja. Sijoitetaan pyörätuolin selkänojaan.



Tuotenumero

Pyörätuolireppu

000670001

Tippapullon teline

Suurin sallittu kuormitus
2 x 500 ml.



Tuotenumero

Teline (ilman kiinnikettä)

7109100

Kiinnike

3509115

Sähköpumppu

Pumppu tarvikkeineen
kätevässä laukussa.



Tuotenumero

Sähköpumppu

3007900



SUNRISE MEDICAL YHTEYSTIEDOT



Østfold, Buskerud

Stine Bukholm Tel. 93470066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

Tom Arild Johnsen Tel. 97628818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo, Akershus

Paul Ullerlien Tel. 90958355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 99104450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Per Rune Molteberg Tel. 99095204
per.molteberg@sunrisemedical.no

Hedmark, Oppland

Arnfinn Hellerud Tel. 91889260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 90136817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold, Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 90918570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Aust-Agder, Vest-Agder

Karl Rasmussen Tel. 97578003
karl.rasmussen@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 91775110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Hordaland

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Sogn og Fjordane

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 48209891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 99229766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Sør-Trøndelag

Bjørn Tore Grande Tel. 91707330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Nord-Trøndelag

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 48217313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Troms/Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 91880332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Pidätämme oikeuden muutokseen ilman ennakkoilmoitusta.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Sunrise Medicaliin.



Myynti ja markkinointi:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331 | algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi

