



R82 Rabbit Up

Seiso suorana ja kela
seuraavaan seikkailuun!

R82[®] 



R82 Rabbit Up

Rabbit Up on aidosti mukautuva seisomateline. Se on turvallinen, luotettava ja helposti säädettävä kaikkiin seisomatarpeisiin ja kelauspyörällinen malli vapauttaa lapsen liikkumaan itsenäisesti. Rabbit Up mahdollistaa lapsen aktiivisen osallistumisen samalla aisteja stimuloiden ja enemmän itsenäisyyttä tarjoten.

Osallistumista katseen tasalla!

Rabbit Up soveltuu käytettäväksi kotona, laitoksissa tai koulussa. Osallistuminen on tärkeää kehitykselle, ja Rabbit Up seisomatelineen avulla lapsi voi olla katsekontaktissa ystäviensä kanssa, mikä edelleen rohkaisee osallistumaan.

Riippumattomuus rulettaa!

Rabbit Up ei ole pelkkä seisomateline. Pikalukituksella varustettu kelauspyörällinen Rabbit Up mahdollistaa käyttäjän osallistua entistä enemmän. Se tarjoaa käyttäjälle myös liikuntavälineen ja edistää motoristen taitojen ja yläraajojen lihasten toiminnan kehittymistä.



Mitä siis odotat, annetaan mennä!



Ominaisuudet

Rabbit Up on saatavana neljässä koossa, jotka ovat helposti tunnistettavissa väriensä perusteella, keltainen koko 1, sininen koko 2, antrasiitinharmaa koko 3 ja hopea koko 4. Rabbit Up seisomatalineessa on monia hienoja ominaisuuksia lapsille, jotka ovat iältään noin 1 vuodesta aina 18 ikävuoteen saakka. Keskustangossa on paikat lisävarusteiden kiinnitykselle lapsen tarpeiden mukaisesti.



Seisomataline ja kelattava seisomataline

Kaikkien seisomatarpeidenne lisäksi Rabbit Up tarjoaa käyttäjille myös vapauden ja tilaisuuden liikkua ympäristössä itsenäisemmin kahden kelauspyörän avulla.



Kallistussäädettävä keskustanko

Rabbit Up seisomatalineessa on kaksi yksinkertaista ja helppokäyttöistä kallistussäätövaihtoehtoa: kiinteät asennot ja portaaton säätöveivi. Siirtyminen ja parhaan mahdollisen seisoma ja kelaamis asennon saavuttaminen on näin helpompaa.



Pikalukituksella varustetut pyörät

Kelauspyörät on varustettu pikalukituksella, niinpä irrottaminen ja paikoilleen asentaminen on vaivatonta. Pyöriä on saatavissa eri kokoisina välillä 22-36".



Pyörien kallistus

Mikäli Rabbit Up seisomatalinettä päätetään käyttää kelauspyörien kanssa, on mahdollista muuttaa pyörien kallistuskulmaa (camber). Kelauspyörät saadaan näin optimaaliseen asentoon, jolloin kelaaminen on helpompaa.



Tapaa Gustav

Meillä oli ilo tavata 7-vuotias Gustav eräässä maailman esteettömimmistä toimistorakennuksista: Liikuntarajoitteisten organisaation rakennus Tanskan Taastrupissa.

Kyvykkyys ja riippumattomuus

Vietämme aamupäivän Gustavin, hänen pikkusiskonsa Nannan ja äitinsä Mian kanssa, jotka muistuttivat liikkumismahdollisuuden ja itsenäisyyden tärkeydestä.

Gustavilla on molemminpuolinen spastinen CP-oireyhtymä (GMFCS IV), ja hän tarvitsee fyysistä apua liikkumiseen ja siirtymiseen useimmissa tilanteissa. R82 Rabbit Up –telineessä hän kuitenkin näytti meille, miten se auttaa häntä käyttämään aistejaan, tyydyttämään uteliaisuuttaan ja tutkimaan ympärillään mielenkiintoisina pitämiään asioita ja paikkoja.

Gustav kommunikoi kanssamme ääni- ja käsimerkkien avulla. Väritystöitä pöydän ääressä sisarensa kanssa tehdessään Gustav ilmaisi olevansa kyllästynyt seisomaan pöydän ääressä. Kun emme reagoineet tarpeeksi nopeasti, Gustav yksinkertaisesti otti kelauspyörien jarrut pois päältä ja ajoi pois pöydän luota.

Leikki ja ilonpito

Nanna nautti saippuakuplien tekemisestä ja heitteli palloja Gustaville tämän seistessä Rabbit Up seisomatelineessä. Oli helppo nähdä, että yhdessä he kokevat jotain erityistä, ja hän onnistui haastamaan Gustavin liikkumaan ja kurkottelemaan. Gustav selvästikin tunsu täysin luottavansa R82 Rabbit Up seisomatelineen tarjoamaan tukeen ja vakauteen.

Kelauspyörillä varustettu Rabbit Up tarjoaa Gustaville mahdollisuuden liikkua ympäristössään ja tutkiskella sitä.

Ehkäpä vielä tärkeämpää on, että se antaa hänelle mahdollisuuden poistua tilanteista, joihin ei halua osallistua.

Se on todellista riippumattomuutta!





Seisomiskyvyn ja itsenäisen liikkumisen kehittyminen

Maailman terveysjärjestön mukaan useimmat lapset kykenevät seisomaan tuettuna 6-8 kuukauden ikäisestä lähtien ja liikkuvat käsiensä ja polviensa varassa kontaten ympäriinsä suunnilleen 7-9 kuukauden ikäisenä. Näiden suurten liikkumisen virstanpylväiden myötä lapsi kykenee saamaan uusia näkökulmia ympäristöönsä ja käyttämään itsenäisen liikkumisen suoma mahdollisuutta siirtyä kiinnostaviksi kokemiaan esineitä kohti. Lisäksi lapsi kuormittaa luustoaan, niveliään ja lihaksiaan vaihtelevasti, jolloin uusien taitojen kehittyminen mahdollistuu.

Kehitystyömme täyttää tarpeen!

Lapset, joiden kehitys on viivästynyt ja joilla on muita erityistarpeita, tarvitsevat tukea kyetäkseen nousemaan seisomaan ja pääsemään itsenäisesti liikkumaan. Rabbit Up on apuväline, jonka tarkoituksena on korvata näiden tärkeiden liikkumisen virstanpylväiden

saavuttamisen puute mahdollistamalla lapsen seisominen avustettuna ja itsenäinen liikkuminen kelauspyörien avulla. Toimintakykyä ja riippumattomuutta parantamalla R82 Rabbit Up helpottaa osallistumista ja lisää kokonaisuhyvinvointia.



Mitä tiedetään seisomisesta ja seisomatelineiden käytöstä?

- Tuettujen pediatrien seisomisohjelmien soveltamisen systemaattinen arviointi on tuottanut näyttöön perustuvia seisomisohjelmien käyttöä koskevia klinisiä suosituksia 30-90 minuutin päivässä, viitenä päivänä viikossa luun mineraalitiheyttä, spastisuutta ja lonkka-, polvi- ja nilkkanivelten liikerajoja koskevien vaikutuksen aikaansaamiseksi (Paleg et al., 2013).
- Ainoa lapsille tarkoitettuja kelattavia seisomatelineitä koskeva tieteellinen julkaisu, jonka olemme kenneet löytämään, on Motlochin ja Brealeyn tekninen artikkeli vuodelta 1983, jossa kuvataan mahdollisesti ensimmäinen potilaan itse liikuttama kallistussäädöllä varustettu seisomateline.

Itsenäinen liikkuminen on oikeus!

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus vammaisten oikeuksista on kansainvälinen sopimus vammaisten ihmisoikeuksien suojelemisesta ja edistämisestä kaikkialla maailmassa. Artikla 20 käsittelee henkilökohtaista liikkumista, selitetään Unicefiltä. ”Vammaisilla lapsilla on oikeus liikkua ja olla itsenäisiä. Hallitusten on autettava heitä siinä”.

Riippumattomuus rulettia!

Olemme luottavaisia sen suhteen, että Rabbit Up takaa itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen liikuntavammaisille lapsille.

Itsenäisen liikkumisen varmistamisen lisäksi kelauspyörillä varustettu Rabbit Up rohkaisee lasta siirtymään ja olemaan aktiivinen.

Kelauspyörillä varustetun seisomatelineen käyttäminen voi olla rajoitetut liikkumismahdollisuudet omaavalle lapselle valtava parannus fyysisesti aktiivisena vietettyyn aikaan, minkä avulla fyysiseen inaktiivisuuteen liittyvä esim. sydän- ja verisuonitauti- ja diabetesriski alenee.



Soveltuuko R82 Rabbit Up minulle?

Monipuoliset lisävarustemahdollisuudet tekee Rabbit Up seisomatelineestä sopivan useimmille lapsille, joiden kehitys on viivästynyt ja joilla on liikuntavammaa ja siksi tarvitsevat tukea seisoma-asennossa pysyäkseen. Rabbit Up soveltuu GMFCS-tason II-IV CP-vammaisille lapsille.

Mahdollisuudet

Rabbit Up seisomatelinettä voidaan käyttää kotona, laitoksissa tai kouluissa sekä sisä- että ulkotiloissa. Se on ihanteellinen lapselle, joka kykenee seisomaan avustajan tai apuvälineen tukemana.

Kelauspyörällisessä mallissa lapsen on oltava kykenevä kelamaan Rabbit Up seisomatelineen liikuttamiseksi.

Suunniteltu lapsille, jotka ovat MACS-luokituksen tasolla 1-4 (Manual Ability Classification System). Lapsi on useissa tapauksissa riippuvainen istumisen ja kävelyn apuvälineistä. Lapsi saattaa jo olla erityistuolin käyttäjä, esim. R82 X-Panda tai R82 Wombat Living, ja käyttää R82 Mustangia tai R82 Crocodilea itsenäiseen kävelyyn.

Näkökohtia

Kelauspyörillä varustettua Rabbit Up seisomatelinettä käytettäessä on tärkeitä, että aikuinen ohjaaja varmistaa ympäristön olevan turvallinen ajamiselle, esim. sulkemalla porraskäytävät.

Mikäli valitsette Rabbit Up seisomatelineen ilman kelauspyöriä, teidän on valittava jarruin varustetut pyörät turvallisen ja tukevan alustan varmistamiseksi.





Mittataulukko

3 ohjetta on ladattavissa R82.com-sivustolta

- Rabbit Up käyttäjän mittataulukko
- Rabbit Up kelauspyörien ja kallistuskulman (camber) mittataulukko
- Rabbit Up camber säätöohje

Rabbit Up käyttäjän mittausohje					
	Standardituote (Seisomateline ja kelattava seisomateline)	Koko 1	Koko 2	Koko 3	Koko 4
A	Kokonaispituus noin	870 - 1000 mm	1000 - 1390 mm	1110 - 1490 mm	1230 - 1800 mm
B	Maks. kainalokorkeus	740 mm	1080 mm	1190 mm	1420 mm
	Maksimipaino	40 kg (88 lb)	50 kg (110 lb)	60 kg (132 lb)	70 kg (154 lb)
	käyttäjän ikä (noin)	1 - 3	4 - 10	5 - 12	7 - 18

* Kelauspyörien osalta suosittelemme suurimman mahdollisen pyöräkoon valintaa.
Katso yksityiskohdat kelauspyörien mittataulukosta.



Rabbit Up seisomatelineen lisävarusteet

VALITSE KOKO



Koko 1: keltainen



Koko 2: sininen



Koko 3: antrasiittiharmaa




Koko 4: hopea

Seisomateline



Ei kelauspyöriä, 4 jarrullista pyörää
Valmius kelauspyörille, 4 jarrullista pyörää

VALITSE KALLISTUSSÄÄTÖ



Kiinteä säätö



Veivisäätö



Kelattava seisomateline



2 kelauspyörää
4 pyörää jarruilla tai ilman.

VALITSE KALLISTUSSÄÄTÖ




Kiinteä säätö



Veivisäätö

VALITSE PYÖRÄT



Ilman jarruja
(edellyttää kelauspyörää)



Jarrujen kanssa

VALITSE KELAUSPYÖRÄT



Saatavana koossa 22", 24", 26", 29", 32", 36"

VALITSE CAMBER-KULMA



Standardi camberkulma:
Koko 1: 8°, Koko 2: 6°, Koko 3: 6°, Koko 4: 4°. Valinnaisesti
standard plus: +3°, +6°, -3°, -6°

VALITSE KELAUSVANTEET



Suojatut kelausvanteet



Avoimet kelausvanteet





”Jokaisen tulisi voida kyetä elämään vapaata ja itsenäistä
elämää ja toteuttamaan unelmiaan fyysisistä rajoitteista
huolimatta

Uusimmat uutiset ja jatkuvasti päivittyvää tuotetietoa –
katso: www.R82.org

R82 A/S
Denmark
Tel +45 79 68 58 88
R82@R82.com
facebook.com/R82global
R82.org

Maahantuonti ja myynti Suomessa:
ALGOL TREHAB OY
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi

R82® 
a part of Etac