


permobil



Permobil-sähköpyörätuolit

 **ALGOL**
TREHAB



Sisällys

M3 Corpus®	3
M5 Corpus®	5
F3 Corpus®	7
F5 Corpus®	9
F5 Corpus® VS	11
K300 PS Junior	13
M400 Corpus HD	15
Corpus ergo air	17
AGILITY® Series	18
Käsituet & pehmusteet	20
BodyPoint-lisävarusteet	21
Permobil Connect	25
ActiveHeight & ActiveReach packages	26



M3 Corpus®

-luotettavaa ajoa

permobil

VAIKUTTAVA ALUSTAN JA ISTUIMEN YHDISTELMÄ

M3 Corpus myötäilee kehon luonnollisia liikkeitä ja aikaansaa vakaan, mukavamman ajokokemuksen, mikä mahdollistaa pidemmän istumisajan, paremman ulottuvuuden ja tehokkaamman toiminnan.

Corpus-istuinjärjestelmä on täysin mukautettava ja sen on osoitettu vähentävän painehaavojen kehittymistä käyttäjille. Peräti viisi sähkötoimista istuintoimintoa yhdessä kolmen ohjelmoitavan istuinmuistin kanssa varmistavat mukavuuden ja hyvinvoinnin.

Uusin joystickimme sisältää sisäänrakennetun BLUETOOTH®- ja infrapunatekniikan.

OMINAISUUDET

SMOOTH-JOUSITUS

Smooth-jousitus tarjoaa erinomaisen mukavuuden, vakauden ja pyörätuolin tukevan hallinnan kaltevilla pinnoilla ja esteillä sekä sisä- että ulkotiloissa.

ACTIVE HEIGHT

Ajaminen on mahdollista ylimmällä korkeussäädöllä 5 km/h nopeuteen saakka täydellä jousituskapasiteetilla. Tämä on keskipyöräveitoisten pyörätuolin paras tähänhetkinen arvo.

ACTIVE REACH

Jopa 20°:n kallistus eteenpäin on käytettävissä silloinkin, kun istuin on korkeimmassa säädössään, erinomaisen ulottuvuuden tarjoten.

*Yli 10° edellyttää lisätukea.



Etukallistus

Takakallistus

Istuinhissi

Jalkatuki

Selkänöja

LISÄVARUSTEET

Istumisen ja asentotuki ROHO®-istuintyyppien	Quadro Select®, Contour Select®, Hybrid Elite®, Ergo Air®
Alkuperäiset Permobil-tuet	päätuot, sivutuot, reisuot, pohjetuot, lantiotuki, amputaatiotuki
Vaihtoehtoiset ohjauksilaitteet & Joystick-yhteydet	Bluetooth-hiiri - hallinta kahdelle laitteelle (esim. PC ja tabletti), infrapunayhteys mahdollistaa yhteydet ympäristöön ja ympäristön hallinnan, valikoima erityishallintalaitteita: mini-joystick, leukaohjaus, avustajanhallinta jne.
Pidikkeet ja ripustimet	puhelimien & tabletin pidikkeet, itsestään tasapainottuva kupinpidike, käsinojan tasku, lääkintävälinelaukku, kepinpidike, happipullon pidike, tarvikkekori



TEE TUOLISTA NÄKÖISESI

suosikkivärisi avulla.

HUIPPUNOPEUS

on 10 km/h.

VERTAANSA VAILLA OLEVA TUKEVUUS

Yksinkertainen ja vankka rakenne herättää voimakkaan luottamuksen.

ACTIVE HEIGHT

istuinkorkeuden säätö. Ei enää keskustelujen ulkopuolelle jäämistä. Ajaminen korkeimmalla säädöllä on mahdollista 5 km/h nopeuteen saakka täydellä jousitustoiminnolla. Tämä on korkein tällä hetkellä mahdollinen säätö keskipyörävetoisessa pyörätuolissa.

HIERTÄMÄTÖN SELKÄNOJA

Corpus-istuimen huomattavana etuna on sen erinomainen biomekaaninen liikkuvuus, joka saa aikaan tehokkaan hiertymisenestön ja asennon oikeanlaisen muuttamisen vartaloa hyvin rentouttaen.

CORPUS®-ISTUINJÄRJESTELMÄ

Tarjoaa useita sähkötoimisia istuintoimintoja ja lukuisia klinisiä hyötyjä.

YHDISTETTÄVYYS

Joystick-ohjaimiin rakennettu Bluetooth- ja infrapuna-tekniologia mahdollistaa jopa kahden PC:n tai taulutietokoneen hallinnan ja yhteyden kotipuhelimeen ja televisioon – jopa kodin valaistuksen kytkemisen päälle ja sammuttamisen. Ole yhteydessä ympäristöosi!

MUISTITOIMINTOJEN

avulla saavutetaan helposti toistettavia painetta lievittäviä asentoja ja riippumaton asennonvaihtotoiminto (independent re-positioning mode, IRM).

VÄRINÄTÖN RAKENNE

takaa kitkattoman ohjauksen ja vakaan, suoraviivaisen ajon.

SMOOTH-JOUSITUS

tarjoaa miellyttävän kulun kuuden alustaa koskettavan pyörän tuottaessa tasaisen Värinätön rakenne takaa kitkattoman ohjauksen ja vakaan, suoraviivaisen ajon.

TEKNISET TIEDOT

Pituus sis. istuimen	1080 mm
Alustan leveys	615 mm
Leveys sis. istuimen	615–790 mm
Korkeus	960–1170 mm
Pienin kuljetuspituus	795–855 mm
Pienin kuljetuskorkeus	823 mm
Istuinkoreus	450 mm
Istuinkorkeus sähkötoimisella nostimella	450–750 mm
Paino sis. akut 60/73 Ah	175 kg/183 kg
Akkujen paino 60/73 Ah	2x19 kg/2x23 kg
Käyttäjän maksimipaino	150 kg
Istuinleveys	420–570 mm (50 mm välein)
Istuimen syvyys	370–570 mm (25 mm välein)
Selkänöjan leveys	360/410/460/510 mm
Selkänöjan korkeus	470, 545– 670 mm (25 mm välein)
Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Käsinojan korkeus	185–320 mm
Toimintamatka 60/73 Ah	25 km/30 km*
Suurin nopeus	10 km/h
Kääntösäde (ISO 7176-5)	560 mm
Kääntyminen käytävässä	1110 mm
Esteenylityskyky	50/75 mm
Jousitus	Kyllä
Elektroniikan R-net	120 A
Sähkötoiminen istuimen nostolaite	0–300 mm
Sähkötoiminen kallistussäätö taakse	50°
Sähkötoiminen kallistussäätö eteen	0–10° (standardijalkatuki) 0–20° (VS-jalkatuki)
Sähkötoiminen jalkatuen säätö	90–180° (standardijalkalaudat)
Sähkötoiminen selkänöjan säätö	85–150°, 85–180°
Manuaalinen selkänöjan säätö	90–135°
Törmäystestattu ISO 7176-19, lukituksella	Kyllä, 136 kg:aan saakka Dahl-telakointijärjestelmä
Törmäystestattu ISO 10542-3, hihnat	Kyllä, 150 kg:aan saakka

EN12182/EN12184 CE

*Toimintamatka voi olla pienempi, jos pyörätuolia käytetään usein kaltevilla tai epätasaisilla alustoilla tai esteitä ylitetään usein.

M5 Corpus®

- aja missä vaan

permobil

VERTAANSA VAILLA OLEVA MUKAVUUS MYÖS MAASTOSSA

M5 Corpus myötäilee kehon luonnollisia liikkeitä ja aikaansaa luokkansa parhaan ajokokemuksen, mikä mahdollistaa pidemmän istumisajan, paremman ulottuvuuden ja pidempien matkojen ajamisen - etenkin ulkosalla ajettaessa.

Corpus-istuinjärjestelmä on täysin mukautettava ja sen on osoitettu vähentävän painehaavojen kehittymistä käyttäjille. Peräti viisi sähkötoimista istuintoimintoa yhdessä kolmen ohjelmoitavan istuinmuistin kanssa varmistavat mukavuuden ja hyvinvoinnin.

Uusin joystickimme sisältää sisäänrakennetun BLUETOOTH®- ja infrapunatekniikan.

OMINAISUUDET

AGILE-JOUSITUS

Agile-jousituksessa kaikki 6 pyörää ovat täysin jousitetut, mikä tarjoaa erinomaisen mukavuuden, vakauden ja pidon kaltevilla pinnoilla ja esteillä, etenkin ulkosalla epätasaisella alustalla. Se myös lisää turvallisuutta aktiivisessa ajossa. Valinnaisten paineilmarenkaiden kanssa mukavuus on aivan omaa luokkaansa.

ACTIVE HEIGHT

Koko päivän pituinen osallistuminen. Ajaminen on mahdollista ylimmällä korkeussäädöllä (350 mm) 5 km/h nopeuteen saakka täydellä jousituskapasi-teetilla. Tämä on keskipyörävetoisten pyörätuolien paras tämänhetkinen arvo.



LISÄVARUSTEET

Istumisen ja asentotuki ROHO®-istuinyynyt	Quadro Select®, Contour Select®, Hybrid Elite®, Ergo Air®
Alkuperäiset Permobil-tuet	päätuet, sivutuot, reisuot, pohjetuet, lantiotuki, amputaatiotuki
Vaihtoehtoiset ohjauk-laitteet & Joystick-yhteydet	Bluetooth-hiiri - hallinta kahdelle laitteelle (esim. PC ja tabletti), infrapunayhteys mahdollistaa yhteydet ympäristöön ja ympäristön hallinnan,
Pidikkeet ja ripustimet	puhelimien & tabletin pidikkeet, itsestään tasapainottuva kupinpidike, käsinojan tasku, lääkintävälinelaukku, kepinpidike, happipullon pidike, tarvikkekori

TEE TUOLISTA NÄKÖISESI

suosikkiväräsi avulla.

HUIPPUNOPEUS

on 12 km/h.

ACTIVE REACH

Jopa 20°:n kallistus eteenpäin* on käytettävissä silloinkin, kun istuin on korkeimmassa säädössään, erinomaisen ulottuvuuden tarjoten.

*Yli 10° edellyttää lisätukea.

HIERTÄMÄTÖN SELKÄNOJA

Corpus-istuimessa on valinnaisvarusteena tehokas biomekaaninen selkänoja, joka saa aikaan tehokkaan hiertymiseneston ja asennon oikeanlaisen muuttamisen vartaloa hyvin rentouttaen.

CORPUS®-ISTUINJÄRJESTELMÄ

Tarjoaa useita sähkötoimisia istuintoimintoja ja lukuisia kliinisiä hyötyjä.

YHDISTETTÄVYYS

Uusimmassa joystick-modulissa on sisäänrakennettu BLUETOOTH®- ja infrapuna-yhteys. Ole yhteydessä ympäristösi!

MUISTITOIMINTOJEN

avulla saavutetaan helposti toistettavia painetta lievittäviä asentoja.

CASTER GLIDE

mahdollistaa vaivattoman ohjauksen ja suoraviivaisen ajon.

AGILE-JOUSITUS

kaikissa pyörissä, myös vetopyörissä aikaansaa poikkeukselliset ajo-ominaisuudet ulkosalla. Mukavuus, pito ja vakaus kaikenlaisissa maastoissa. Valinnaiset paineilmarengas kaikissa 6 pyörässä tarjoavat lisämukavuutta.

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus	1170 mm
Alustan leveys	630 mm
Leveys sis. istuimen	630–790 mm
Korkeus	960–1170 mm
Pienin kuljetuspituus	855–905 mm
Pienin kuljetuskorkeus	800 mm
Istuinkoreus	450 mm
Istuinkorkeus sähkötoimisella nostimella	450–800 mm
Paino sis. akut 73 Ah	195 kg
Akkujen paino 73 Ah	2x23 kg
Käyttäjän maksimipaino	150 kg
Istuinleveys	420–570 mm (50 mm välein)
Istuimen syvyys	370–570 mm (25 mm välein)
Selkänojan leveys	360/410/460/510 mm
Selkänojan korkeus	470, 545–670 mm (25 mm välein)
Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Käsinojan korkeus	185–320 mm
Toimintamatka 60/73 Ah	30 km*
Suurin nopeus	12 km/h
Kääntösäde (ISO 7176-5)	1120 mm
Kääntyminen käytävässä	1130 mm
Esteenylityskyky	75–90 mm
Jousitus	Kyllä, kaikissa pyörissä
Elektroniikan R-net	120 A
Sähkötoiminen istuimen nostolaite	0–350mm
Sähkötoiminen kallistussäätö taakse	50°
Sähkötoiminen kallistussäätö eteen	0–10° (standardijalkatuki) 0–20° (VS-jalkatuki)
Sähkötoiminen jalkatuen säätö	90–180° (standardijalkalaudat)
Sähkötoiminen selkänojan säätö	85–150°, 85–180°
Manuaalinen selkänojan säätö	90–135°
Törmäystestattu ISO 7176-19:2008 (DAHL-telakointijärjestelmä)	Kyllä (136 kg:n käyttäjäpainolla)
Törmäystestattu ISO 7176-19:2008 (4-pisteinen kiinnityshihna-järjestelmä)	Kyllä (150 kg:n käyttäjäpainolla)

*Toimintamatka voi olla pienempi, jos pyörätuolia käytetään usein kaltevilla tai epätasaisilla alustoilla tai esteitä ylitetään usein.

F3 Corpus®

permobil

KOMPAKTI URBAANI APUVÄLINE

F3 on optimaalinen sähköpyörätuoli käyttäjille, jotka viettävät suuren osan ajastaan sisätiloissa ja ulkoillessaan satunnaisesti poistuvat jalkakäytäviltä ja asfaltilta. Se toimii erinomaisesti ahtaissa tiloissa pienen kokonsa ja kääntösäteensä ansiosta. F3-pyörätuolin Smooth-jousitus takaa aina miellyttävän kulun urbaaneilla alueilla.

CORPUS: AINUTLAATUINEN ISTUINJÄRJESTELMÄ

Parannettu mukavuus, lantiotuki, sivuttaisvakaus ja immersio ovat kaikki uuden Corpus-istuimenavaintavoitteita.

Uusissa Corpus-tyynyissä on pehmeämpi kaksikerroksinen solumuovi selkänojassa, uudelleen suunniteltu lantio-osa ja Stretch-AirTM-päälliskangas.

BodyNatural-järjestelmän kanssa uusi Permobil Corpus-istuin on huippuluokan istuinjärjestelmä korkeintaan 150 kg:n painoisille käyttäjille riippumatta siitä, tarvitsevatko he sähkökäyttöisiä toimintoja vai eivät.

BODYNATURAL

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta, suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen istuimen liikkeit kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.



TEE TUOLISTA NÄKÖISESI.

Valitse lukuisten UV-valoa kestävien runkovärien joukosta. Helppo puhdistaa ja asentaa.

STRETCH-AIR™ -TYYNYNSUOJUKSET

Pehmeä kaikkiin suuntiin joustava kangas.

PEHMEÄMPI SELKÄNOJATYNNY

kaksikerroksisella solumuovilla on suunniteltu tukevammaksi ja miellyttävämmäksi.

VAHVEMPI SELKÄNOJA

toimilaitte takaa sujuvan ja turvallisen kallistuksen kaikille alle 150 kg:n painoisille käyttäjille.

ACTIVE REACH

Kallistaa istuinta eteenpäin 45° saakka ja kohottaa sitä kurottautumista helpottaen. Helpompi siirtyminen käyttäjän ja avustajan kannalta.

CORPUS® ISTUINTYNNY

Uudelleen suunniteltu lantio-osa helpottaa upottautumista istuimeen mukavuutta ja vakautta parantaen.

PYSYY PUHTAANA

Valinnaiset takapyörien lokasuojat suojaavat käyttäjää ja moottoreita roiskeilta ja lialta.

TURVALLISEMPAA AJOA PIMEÄLLÄ

Valinnaiset LED-valot edessä ja takana parantavat näkyvyyttä.

CASTER GLIDE -PYÖRÄT

tarjoavat sujuvan ohjattavuuden alhaisella nopeudella ja vakautta korkealla nopeudella.

TEKNISET TIEDOT

Suurin nopeus	10 km/h
Toimintamatka (60/73 Ah:n akku)	25 km–30 km*
Käyttäjän maksimipaino	150 kg
Esteenylityskyky	60 / 75 mm
Pienin kääntösäde	1350 mm
Kääntyminen käytävässä	1040 mm
Jousitus	Erillisjousitus kaikissa pyörissä
Elektroniikan R-net	120 A
Törmäystestattu ISO 7176-19 - kiinnitysjärj.	Kyllä – käyttäjä max 136 kg
Törmäystestattu ISO 7176-19 - hihnat	Kyllä – käyttäjä max 150 kg
Testattu direktiivin EN12182/ EN12184 CE muk.	Kyllä
Pituus kaatumaesteiden kanssa/ilman	1015/915 mm
Alustan leveys	610 mm
Leveys sis. istuimen	610–790 mm
Korkeus	970–1170 mm
Min. pituus kaatumaesteiden kanssa/ilman	790/890 mm
Min. kuljetuskorkeus (selkänöja taitettuna)	825 mm
Paino sis. akut 60/73 Ah	175/184 kg
Akkujen paino 60/73 Ah	2x19/2x23 kg
Korkeus istuimesta lattiaan	450 mm
Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin)	450–750 mm
Istuimen syvyys	370–570 mm (25 mm:n välein)
Istuimen leveys	420–570 mm (50 mm:n välein)
Selkänöjan leveys	360/410/460/510 mm
Selkänöjan korkeus	470, 545–670 mm (25 mm:n välein)
Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Käsinojan korkeus	185–320 mm
Sähkötoiminen istuinhiisi	0–300 mm
Sähkötoiminen kallistussäätö, taka	50°
Sähkötoiminen kallistussäätö, etu	5°/10°/20°/30° (20°/30° edellyttää VS-jalkatuen)
Sähkötoiminen jalkatuen säätö	90–180°
Manuaalinen jalkatuen säätö	90°–180°
Sähkötoiminen selkänöjan säätö	85–180°
Manuaalinen selkänöjan säätö	120°

F5 Corpus®

permobil

KETTERYYTTÄ KAIKKIALLE

Agile-jousituksella varustettu F5 Corpus on ihanteellinen tuoli käyttäjille, jotka tarvitsevat liikkuvuutta aktiivisempaan ulkoiluun ja yleensä ajavat vaihtelevilla pinnoilla tai pidempiä matkoja säännöllisesti. Sen pieni kääntösäde tekee siitä hienon hybridin sekä sisä- että ulkokäyttöön.

LAATU JA SUORITUSKYKY

Suorituskyvyn ja rakenteen jatkuva parantaminen takaa käyttäjillemme luotettavuuden, jota he käytössä edellyttävät, aina vakaus ja turvallisuus edellä.

Agile-jousitus ja kitkattomat 4-napaiset moottorit tekevät F5:stä parhaan vaihtoehdon spastikoille tai käyttäjille, jotka tarvitsevat vaihtoehtoisia hallintalaitteita tai joilla on muita tärinälle herkkiä sairaustiloja.

BODYNATURAL

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta, suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen istuimen liikkeet kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.



TEE TUOLISTA NÄKÖISESI

Valitse lukuisten UV-valoa kestävien runkovärien joukosta. Helppo puhdistaa ja asentaa.

STRETCH-AIR™ -TYYNYSUOJUKSET

Pehmeä kaikkiin suuntiin joustava kangas.

PEHMEÄMPI SELKÄNOJATYNNY

kaksikerroksisella solumuovilla on suunniteltu tukevammaksi ja miellyttävämmäksi.

VAHVEMPI SELKÄNOJA

toimilaite takaa sujuvan ja turvallisen kallistuksen kaikille alle 150 kg:n painoisille käyttäjille.

ACTIVE REACH

Kallistaa istuinta eteenpäin 45° saakka ja kohottaa sitä kurottautumista helpottaen. Helpompi siirtyminen käyttäjän ja avustajan kannalta.

CORPUS® ISTUINTYNNY

Uudelleen suunniteltu lantio-osa helpottaa upotautumista istuimeen mukavuutta ja vakautta parantaen.

PYSYY PUHTAANA

Valinnaiset takapyörien lokasuojat suojaavat käyttäjää ja moottoreita roiskeilta ja lialta.

AGILE-JOUSITUS

Täydellinen kaikkien pyörien erillisjousitus on erityisen hyödyllinen aktiivisessa ulkokäytössä sekä vaihtoehtoisia hallintalaitteita, kuten leukaohjausta tarvitseville käyttäjille.

TURVALLISEMPAA AJOA PIMEÄLLÄ

Valinnaiset LED-valot edessä ja takana parantavat näkyvyyttä.

CASTER GLIDE -PYÖRÄT

tarjoavat sujuvan ohjattavuuden alhaisella nopeudella ja vakautta korkealla nopeudella.

TEKNISET TIEDOT

Suurin nopeus	12 km/h
Toimintamatka	25 km–35 km*
Käyttäjän maksimipaino	150 kg
Esteenylityskyky	70 / 80 mm
Pienin kääntösäde	1470 mm
Kääntyminen käytävässä	1200 mm
Jousitus	Erillisjousitus kaikissa pyöriässä
Elektroniikan R-net	120 A
Törmäystestattu ISO 7176-19 - kiinnitysjärj.	Kyllä – käyttäjä max 136 kg
Törmäystestattu ISO 7176-19 - hihnat	Kyllä – käyttäjä max 150 kg
Testattu direktiivin EN12182/ EN12184 CE muk.	Kyllä
Pituus kaatumaesteiden kanssa/ ilman	1440/1040 mm
Alustan leveys	650 mm
Leveys sis. istuimen	650–790 mm
Korkeus	970–1170 mm
Min. pituus kaatumaesteiden kanssa/ilman	825 / 930 mm
Min. kuljetuskorkeus (selkänöja taitettuna)	825 mm
Paino sis. akut 73 Ah	186 kg
Akkujen paino 73 Ah	2x23 kg
Korkeus istuimesta lattiaan	450 mm
Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin)	450–800 mm
Istuimen syvyys	370–570 mm (by 25 mm)
Istuimen leveys	420–570 mm (by 50 mm)
Selkänöjan leveys	360/410/460/510 mm
Selkänöjan korkeus	470, 545–670 mm (by 25 mm)
Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Käsinojan korkeus	185–320 mm
Sähkötoiminen istuin hissi	0–350 mm
Sähkötoiminen kallistussäätö, taka	50°
Sähkötoiminen kallistussäätö, etu	5°/10°/20°/45° (20°/45° require VS le-grest)
Sähkötoiminen jalkatuen säätö	90–180°
Manuaalinen jalkatuen säätö	90°–180°
Sähkötoiminen selkänöjan säätö	85–180°
Manuaalinen selkänöjan säätö	120°

F5 Corpus® VS

permobil

SEISOMISKYKYÄ KAIKKIALLA

Seisominen on tehokas tapa lisätä itsenäisyyttä ja vähentää pyörätuolien pitkäaikaiseen istumiseen liittyvien sekundaaristen komplikaatioiden riskiä. F5 Corpus VS sisältää kaikki F5 Corpus -pyörätuolin sähköiset istuintoiminnot seisomisen ja seisoen tapahtuvan ajamisen lisäksi. Se soveltuu käyttäjille, jotka haluavat hyötyä seisomisesta, mutta eivät pysty seisomaan itsenäisesti.

SEISO MUKAVASTI JA VARMASTI

Seisominen tarjoaa parhaan helpotuksen istuinluiden kuormittumiselle ja siten auttaa vähentämään painevammojen riskiä.

Pyörätuoleissa seisomiseen liittyy monia toiminnallisia, terveydellisiä ja psykososiaalisia etuja.*

*RESNA position on the Application of Wheelchair Standing Devices, (Arva et al. 2009)

BODYNATURAL

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta, suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen istuimen liikkeitä kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.



Seisonta

Takakallistus

Istuinhissi

Jalkatuki

Selkänöja



TEE TUOLISTA NÄKÖISESI

Valitse lukuisten UV-valoa kestävien runkovärien joukosta. Helppo puhdistaa ja asentaa.

ÄLYKÄS HALLINTAJÄRJESTELMÄ (ICS)

Soft start/soft stop -toiminto varmistaa istuimen pehmeän liikkeen. Kolme suosikkiasentoa säilyvät muistitoiminnon muistissa.

SÄÄDETTÄVÄ JA ERGONOMINEN

rintakehätkä on miellyttävä ja antaa turvaa.

SÄÄDETTÄVÄ SELKÄNOJAN KULMA

mahdollistaa räätälöidyn säädön seisoma-asennossa. Sisältää BodyNatural-liukutoiminnon.

KÄSINOJAT

seuraavat asentoa automaattisesti ja säilyttävät saman miellyttävän kallistuksen kaikissa istuma- ja seisoma-asennoissa.

JALKATUKI

myötäilee nousua kehon luontaisia liikkeitä seuraten.

PYSYY PUHTAANA

Valinnaiset takapyörien lokasuojat suojaavat käyttäjää ja moottoreita roiskeilta ja lialta.

AGILE-JOUSITUS

Erinomainen ajettavuus kaikkien neljän pyörän erillisjousituksen ansiosta, joka vaimentaa töyssyt ja minimoi tärinän.

TURVALLISEMPAA AJOA PIMEÄLLÄ

Valinnaiset LED-valot edessä ja takana parantavat näkyvyyttä.

OHJELMOITAVA JALKALAUDAN KORKEUSSÄÄTÖ

tekee ihanteellisen seisoma-asennon hakemisesta helppoa.

AUTOMAATTISESTI SÄÄTYVÄT TUKIPYÖRÄT

antavat tukea seisoma-asennossa ja vetäytyvät istumista varten, jolloin esteiden, kuten kynnysten ylittäminen on helpompaa.

TEKNISET TIEDOT

Suurin nopeus	12 km/h
Toimintamatka	25 km–35 km*
Max. seisontakulma 80° (istumasta seisomaan tai makuulta seisomaan)	Käyttäjä korkeintaan 100 kg
Max. seisontakulma 70° (istumasta seisomaan tai makuulta seisomaan)	Käyttäjä yli 100 kg
Pienin kääntösäde	1490 mm
Kääntyminen käytävässä	1200 mm
Esteenylityskyky	60/75 mm
Jousitus	Independent on all wheels
Electronics R-net	120 A
Törmäystestattu ISO 7176-19 – kiinnitysjärj.	Kyllä – käyttäjä max 136 kg
Törmäystestattu ISO 7176-19 – hihnat	Kyllä – käyttäjä max 136 kg
Testattu direktiivin EN12182/EN12184 CE muk.	Kyllä
Pituus kaatumaesteiden kanssa	1145 mm
Alustan leveys	650 mm
Leveys sis. istuimen	650–790 mm
Korkeus	1095–1170 mm
Min. pituus kaatumaesteiden kanssa	980 mm
Min. kuljetuskorkeus (selkänoja taitettuna)	825 mm
Paino sis. akut 73 Ah	196 kg
Akkujen paino 73 Ah	2x23 kg
Korkeus istuimesta lattiaan	450 mm
Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin)	450–800 mm
Istuimen syvyys	370–570 mm (by 25 mm)
Istuimen leveys	420–570 mm (by 50 mm)
Selkänojan leveys	360/410/460/510 mm
Selkänojan korkeus	470, 545-670 mm (by 25 mm)
Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Käsinojan korkeus	215–330 mm
Sähkötoiminen istuinhiisi	0–350 mm
Sähkötoiminen kallistussäätö, taka	50°
Sähkötoiminen kallistussäätö, etu	5°/10°/20°/45°
Sähkötoiminen jalkatuen säätö	90–180°
Sähkötoiminen selkänojan säätö	85–180°

K300 PS Junior

permobil

Permobilin K300 PS Junior sähköpyörätuolilla kaikenkokoiset lapset pääsevät mukaan toimintaan. K300:ssa on standardi aikuisten sähköinen alusta sekä laajennettava istuinlusta, nämä mahdollistavat yksilölliset muutostyöt lapsen kasvaessa. Eri toiminnot, kuten EZ-säädettävät käsinojat, sähköinen istuinhiisi ja sähköinen istuimen kallistus, R-Net-elektronikka ja Uni-track -järjestelmä lisäävät käyttömukavuutta sekä säätö- ja lisävarustemahdollisuuksia. Lisäksi iloiset alustan ja vanteiden värit tekevät pyörätuolin, jota lapsen on kiva käyttää.



TEKNISET TIEDOT

Maksiminopeus	7 km/h
Maksimi käyttöpaino	76 k g
Maavara	70 mm
Akkukapasiteetti	2 x 60 Ah
Minimileveys	62 cm
Alustan pituus	88 cm
Jousitus etupyörissä	Kyllä/8"
Laturi	8A
Paino sisältäen akut	120 kg
Ylämäen kaltevuus	maks. 10°
Alamäen kaltevuus	maks. 6°
Sivuttaiskaltevuus	maks. 10°
Istuinhissi	Kyllä
Istuinleveys (säädettävä: 2,54 cm/lisäys)	28-41 cm
Istuinsyvyys (säädettävä)	25-46 cm
Selkänojan korkeus	41-56 cm
Selkänojan kallistus	85°-120°
Istuinkorkeus kallistettuna	42 cm
Kallistuskulma sähkö/manuaali	45°
Elektronikka (standardi)	R-Net
Vaihtoehto elektronikat	Kyllä/R-Net:llä
Maks. nopeus/kallistus	1/2 nopeus/kallistus 20°
Väri vaihtoehdot	Crystal Blue, Titan Blue, Black Onyx, Platinum Silver, Popstar Pink, Chili Pepper Red



VARUSTEET

permobil



R-Net elektroniikka ICS:n kanssa.



Säädettävä istuinalusta sopii kaikenkokoisille lapsille.



Työntökahvat



Uni-track järjestelmä mahdollistaa laajan muuntautumisen.



Helposti irroitettava käsituki.



EZ:llä säädät helposti käsituen kulmaa ja rotaatiota.



Kevyet, helposti sivulle kääntyvät ja säädettävät jalkatuet.



Lisävarusteena kahva manuaalista kallistusta varten, korkeuden säätö helposti ilman työkaluja.



Kahva voidaan taittaa alas kuljetuksen ajaksi

SÄHKÖISET TOIMINNOT:
Istuinhissi ja kallistus

M400 Corpus HD

permobil

Uusi M400 Corpus HD on todellinen pyörätuoli käyttäjille 205 kg:aan saakka. HD:llä on tunnetun Corpus-istuimen mukavuus ja toiminnallisuus, se on vain hieman suurempi ja vankempi. Istuimessa on äärimmäisen vahvat käsi- ja jalkatuet sekä suuremmat jalkalaudat. M400:n alusta on levennetty, pidennetty ja sen jousitusta on vahvistettu tukevuuden säilyttämiseksi. Tästä huolimatta alusta on kevyesti kulkeva ja ketterä. Luonnollisestikaan emme ole jättäneet huomiotta ultravahvojen säätömekanismeihin toteutettuja tärkeitä toimintoja jotka mahdollistavat neljä sähkö- säätöä istuimen osalta.

M400 Corpus HD on rakennettu tuhdimpaa elämäntyyliä varten.



TEKNISET TIEDOT

Käyttäjän suurin paino	205 kg
Suurin nopeus	8 km/h
Ajomatka	28 km
Kokonaisleveys	660 mm
Kokonaispituus	1190 mm
Kääntösäde	555 mm
Esteenylityskyky	60 mm
Istuimen nosto	200 mm
Akkukapasiteetti	2 x 73 Ah
Elektroniikka	R-net
Istuimen korkeus	520 mm
Istuimen kallistus sähkötoiminen	0°-45°
manuaalinen	Ei
Selkänojan kallistus sähkötoiminen	85°-150°
manuaalinen	85°-120°
Jalkatuki sähkötoiminen	85°-175°
manuaalinen	85°-175°
Käsinoja	335, 410, 460 mm
Istuimen leveys	470, 520, 570, 620 mm
Istuimen syvyys	495-645 mm
Selkänojan korkeus	540, 620-745 mm



Sähkötoiminnot





SÄHKÖSÄÄTÖISET JALKATUET

Äärimmäisen vahvat jalkatuet.



JALKALAUDAT

Suuret jalkalaudat erillisin säädöin.



VAHVAT SÄÄTÖ- MEKANISMIT

Erityisvahvat säätömekanismit istuimen toiminnoille.



JOUSITUS

Vahvat ja säädettävät jouset pehmeää ja tasaista ajoa varten.

Corpus ergo air

permobil | ROHO SEATING + POSITIONING

ROHO TEKNOLOGIALLA

ROHO ja Permobil ovat yhdessä kehittäneet Permobilin Corpus 3G -asetotukityynyn, joka sisältää valinnaisen ROHO-insertin lisämukavuuden ja -tuen aikaansaamiseksi ja ihon suojaamiseksi. Tyynyssä yhdistyvät ROHO Dry Floatation® -tekniikan muotoutumiskyky Permobilin ergonomiseen muotoiluun. Parannettu tyynymuotoilu tehostaa jo vallankumouksellista Corpus 3G -istuinjärjestelmää tarjoamalla ylivertaisen ihonsuojauksen, josta ROHO tunnetaan. Tämä uusi tyyny mahdollistaa paremman lantion suuntautumisen ja vakauden samalla optimaalisen tuen.



ASENTOTUKI JA TURVALLISUUS

Ergonominen asentotukityynymme on muotoiltu tarjoamaan vakautta lantion alueelle ja parantamaan alaraajojen ojennusta. Tyynyn sivureunoissa on irrotettavat istuinkiilat, jotka auttavat asennon hallintaa istuma-asennossa. Kaiken kaikkiaan järjestelmä on suunniteltu parantamaan mukavuutta ja lisäämään tukea kudosten muodonmuutoksia minimoiden.

IHON SUOJAUS

Eryteisesti suunniteltu ROHO-insertti tukee istuinkyhmyjä ja trochantereita asiakkaille, joilla on suuri ihon rikkoutumisvaara. Se tarjoaa säädettävän alustan, jolla on pienempi kitka- ja hiertymisvaikutus ja joka voi auttaa suojaamaan asiakasta istumisesta johtuvilta painehaavoilta.

ADAPTIIVISTA MUKAVUUTTA

Poikkeuksellisen ihonsuojauksen lisäksi ROHO-insertti tarjoaa yksilöllistä mukavuutta. Ilman määrää säätämällä tyyny voidaan säätää vastaamaan yksilön muotoja. Puhdistus vaatii vain saippuaa ja vettä, ja erityisesti suunniteltu tyynynpäällinen on myös konepestävä lisämukavuutta tarjoten.

OMINAISUUDET




Yksilöllinen rakenne



Ihon suojaus



Tuki



Abduktori



Venyvä päällinen



Ilmaventtiili

AGILITY® Series

permobil

Minne menetkin, AGILITY-selkänöjasi pysyy paikallaan. Kevyt ja kestävä, selkänöjalevyn lentokonelaatuinen alumiini ja AIR FLOATATION -sisäosa tarjoavat vakautta, suojaa ja mukavuutta yhdessä paketissa.

ROHO AIR FLOATATION™ -TEKNOLOGIA

ROHO AGILITY -selkänöjat ovat kevyitä ja suunniteltu muovautumaan käyttäjän vartalon mukaan. AGILITY-selkänöjiin sisältyy ROHOn AIR FLOATATION -tekniikka. Ilmaisertti on täysin säädettävissä ja se voidaan räätälöidä mukavuustaso- ja asentotuktarpeidesi mukaiseksi.



AGILITY MAX CONTOUR -SELKÄNOJAJÄRJESTELMÄ

AGILITY Max tarjoaa merkittävän taka- ja sivuvartalotuen optimaalisen asennon ja vakauden saavuttamiseksi.

Se on ainoa muotoiltu selkänöja, jossa on itsenäiset, säädettävät, sivuilmatyynyt paremman asentotuen ja mukavuuden saavuttamiseksi.

VAIHTOEHDOT

- Solumuovi ilmaisertillä.
- Solumuovi ilmaisertillä ja lannetuella.

RAJOITETTU TAKUU

Selkänöja & metalliosat: 5 vuotta
Ilmaisertti: 18 kk
Päällinen & solumuovi: 18 kk
Custom-ilmaisertti: 36 kk

MEDICARE-KOODIT

E2615, E2620



TEKNISET TIEDOT

Leveys	33-51 cm
Syvyys ilmaisertin kanssa	18 cm
Korkeus	40,5-51 cm
Paino	2-3kg

AGILITY CUSTOM -SELKÄNOJAJÄRJESTELMÄ

permobil

Olet ainutlaatuinen - ja sitä voi olla myös ROHO AGILITY -selkänoja. Kustomointiprosessissamme valitaan juuri oikeat koot ja komponentit, jotka sopivat kehosi muotoon ja asentotukitarpeisiin.

AGILITY Custom -selkänojat sopivat kaikkiin kaukalotyyppeihin ja ovat saatavissa erilaisina DRY FLOATATION®-teknologian ilmakennojen yhdistelminä spesifisten mukavuus-, tuki-, ja asentotarpeisiin. Monen tai yhden venttiilin vaihtoehdot tarjoavat lisää asentotukea.

- Venttiilien ja osastojen räätälöity lukumäärä.
- Kennojen korkeuden räätälöinti:
 - 1.25 in. / 3 cm
 - 2.25 in. / 5.5 cm
 - 3.25 in. / 8.5 cm
 - 4.25 in. / 10.5 cm
- Kennoja ja alueita voidaan poistaa.




RAJOITETTU TAKUU

Selkänojakaukalo & metalliosat: 5 vuotta
Ilmainsertti: 36 kk
Päällinen & solumuovi: 18 kk

MEDICARE-KOODIT

E2615, E2620



Käsituet & pehmusteet

permobil

Nämä muovattavat, ergonomiset pehmusteet ovat kosteutta kestäviä ja tarjoavat laajasti säädettävän yläraajatuen, joka on helppo puhdistaa ja mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin.

OMINAISUUDET JA EDUT

- Muovautuvat sivu- ja kyynärtuet yksilöllisiin tarpeisiin.
- Valinnaiset käsipehmusteet, kaksi kokoa.
- Suuressa käsipehmusteessa on tila peukalolle.
- Ainutlaatuinen adapterilevy kytkeytyy UniTrack-kiskoon.
- Säädettävä "ennen ja jälkeen" (127 mm), kierrettävissä 15° mediaalisesti (lisävaruste).
- Helposti konfiguroitavissa ja yhteensopiva monien muiden käsinojaan asennettävien lisävarusteiden kanssa.



Adjustable forearm support.



Angle adjustable elbow support.

KOOT

Käsituen kokonaispituus:

Permobil käsinoja (Reference) 410 mm

1Permobil käsivarsituki 288 mm

Permobil käsivarsituki + keskikok. käsipehmuste 450 mm

Permobil käsivarsituki + suuri käsipehmuste 484 mm

TEKNISET TIEDOT

Jokainen pehmuste koostuu muovautuvasta polyuretaani-solumuovista alumiinin päällä.

SAATAVILLA SEURAAVILLE TUOTTEILLE

Corpus, Corpus 3G and Corpus HD.

KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Käsivarsituki – Vasen	1836029
Käsivarsituki – Oikea	1836030
Käsipehmuste, keskikoko – Vasen	1836031
Käsipehmuste, keskikoko - Oikea	1836032
Käsipehmuste, suuri – Vasen	1836033
Käsipehmuste, suuri – Oikea	1836034
Käsivarsituen adapterilevy*	1836039

BodyPoint-lisävarusteet

permobil

Olemme lisänneet uusia BodyPoint-lisävarusteita sähköpyörätuolivalikoimaamme. Asentotukivyöt, rintakehätuot ja olkavyöt tarjoavat monipuolista asentotukea.

Ne voidaan toimittaa asennettuina uusiin sähköpyörätuoliin tai ostaa jälkimarkkinoiden tuotteina nykyisten pyörätuolien täydentämiseksi.

Valmiiksi asennettuja lisävarusteita tilaamalla säästät aikaa, vältät turhaa asennustyötä ja voit tarjota asiakkaillesi täydellisemmän tuotteen.



OMINAISUUDET

- Oikea asentotuki ja mukavuus ovat olennaisen tärkeitä käyttäjän liikkuvuudelle, turvallisudelle ja riippumattomuudelle.
- Helppo kiinnittää ja säätää.
- MD-sarjan võissä on monisuuntaiset kiristyshihnat, jotka voidaan asentaa edestä tai takaa vedettäväksi.

HUOMAUTUKSIA

- Jokainen uusi varuste on huolella sovitettava käyttäjää varten.
- Joissakin tapauksissa, kuten rintakehätuissa ja olkavöissä, sovittaminen saattaa edellyttää reikien poraamista selkänojaan.
- Mukana toimitetaan asennusohjeet, joista ilmenee turvalliset kiinnityskohdat/alueet.
- Huolto: Permobil ei pidä varastossa eikä suoraan tarjoa Bodypoint-komponentteja tai niiden lisäosia.
- Asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä Bodypointiin tai jälleenmyyjään tarvittavien osien saamiseksi.

SAATAVISSA SEURAAVILLE TUOTTEILLE

Corpus, Corpus VS, Corpus HD, Corpus 3G.

REHAB LATCH™ PEHMUSTETTU LANTIOVYÖ

permobil

- Patentoitu helposti avattava "lentokonetyyppinen" lukitus.
- Ihanteellinen käyttäjille, joilla on heikko käsien toiminta.
- Saatavana pehmustettuna keskikokoisena ja suurena.



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Lantiovyö, 2-pt, lentokonelukolla, solki, M x 46cm pehmusteet, C-Mt	1834723
Lantiovyö, 2-pt, lentokonelukolla, solki, Lx 62cm pehmusteet, C-Mt	1834722
Lantiovyö, 2-pt, pehmusteeton, painike, keskikoko, Cinch-Mt	1824796
Lantiovyö, 2-pt, pehmusteeton, painike, suuri, C-Mt	1824797
Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, pieni, C-Mt	1828141
Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, keskikoko, C-Mt	1824798
Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, suuri, C-Mt	1824799
Lantiovyö, 2-pt, pehmustettu, painike, X-suuri, C-Mt	1829246

PEHMUSTETTU 4-PISTELANTIOVYÖ

- Kiinnittyy pyörätuoliin neljässä kohdassa varmistaen, että lantio pysyy vakaasti suunnassaan ja tukevasti istuinta ja selkänjojaa vasten.
- Ensiohjat säätävät vyön. Toisiohjat kiinnittävät vyön paikalleen.
- Saatavana pehmustettuna keskikoossa



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Lantiovyö, 4-piste, takakiristys, painike, M x 46cm pehm. C-Mt	1834721

MONOFLEX™ -RINTAKEHÄTUKI

- Erikoisvahva elastinen pehmustus sallii miellyttävän jouston samalla vartalon hallinnan säilyttäen.
- Molemmilta puolin kapeneva muoto jakaa paineen yli keskivartalon ja sallii käsivarsien liikkeen.
- Saatavana kainaloavauksella, johon sisältyy lisäjouston mahdollistava yksittäinen pehmuste.



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Monoflex-vyö, keskikoko	1832775
Monoflex-vyö, suuri	1832774
Monoflex-vyö, X-suuri	1832776

STAYFLEX™ -RINTAKEHÄTUKI (MD SERIES)

permobil

- Tajoaa tukevan tuen käyttäjille, jotka tarvitsevat vartalotukea.
- Ei haittaa olkapäiden liikettä.
- Patentoitu kaksivyöhykkeinen elastinen rakenne auttaa estämään tuen kohoamista ylöspäin kaulan alueella.
- Vahva nailonkudus ja solukumipehmustus aikaansaavat vahvan joustavan tuen.
- Riisuminen on helppoa alahihnoissa olevien pikalukitusolkien ansiosta.



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Stayflex rintakehätki, MD, X-pieni, sarja	1834725
Stayflex rintakehätki, MD pieni, sarja	1834726
Stayflex rintakehätki, MD keskikoko, sarja	1834727
Stayflex rintakehätki, MD suuri, sarja	1834728
Stayflex rintakehätki, MD, X-suuri, sarja	1834729

PIVOTFIT™-OLKAVYÖT (MD Series)

- Kehon muotoja noudatteleva muoto jakaa paineen 25% suuremmalle alueelle kuin perinteiset Htyyliset valjaat paremman tuen ja mukavuuden tarjoten.
- Erikoisvahva kääntösolki tasaa jännitystä ja mahdollistaa pehmusteen tarkan sijoittamisen.
- Alemman Drenkaan puuttuminen ehkäisee rintakehään kohdistuvia painepisteitä.
- Helposti kiristettävä sternumhihna helpottaa vaatteiden vaihtoa ja varmistaa sopivan tukevan kireyden.



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
PivotFit Shoulder Harness MD, Small Kit	1834736
PivotFit Shoulder Harness MD, Medium Kit	1834737
PivotFit Shoulder Harness MD, Large Kit	1834738
PivotFit Shoulder Harness MD, X-Large Kit	1834739

ANKLE HUGGERS™ -NILKKAHIHNAT

permobil

- Patentoitu rakenne tarjoaa tukevan, mukavan ja dynaamisen vaihtoehdon kenkäuille tai jalkahihnoille.
- Ainutlaatuiset laminaaripehmusteet™ tasaavat paineen tehokkaasti nilkan ympäri.
- Takakappaleessa oleva akillesjousto-osuus tarjoaa lisäjoustoa ja miellyttävän sopivuuden.
- Matalaprofiilinen ErgoLatch™ -solki on varma mutta helposti avattava
- Ankle Huggers -nilkkahihnat toimitetaan tuolin mukana, mutta ne on toimituksen yhteydessä sovitettava käyttäjää varten.



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Ankle Huggers, keskikoko, asennussarjalla (pari)	1834973
Ankle Huggers, suuri, asennussarjalla (pari)	1834974

JOUSTAVA YLEISHIHNA

- Tilapäinen asentotuki työskentelyyn, leikkiin, urheiluun.
- Erittäin venyvä, vahvaa neopreeniä erityisen hienojakoisella tarrapinnalla, joka ei riko vaatekangasta eikä kerää likaa ja nukkaa.
- Hyvän otteen tarjoava pääkappale, jossa miellyttävä peukaloreikä käyttäjille, joiden käden toiminta on rajallinen.
- Voidaan käyttää rintakehällä, vatsalla, sylissä tai alaraajoilla.
- Pituus 142 cm, mutta voidaan leikata haluttuun kokoon ilman rispaantumista.



KUVAUS/OSANUMERO	TUOTENUMERO
Joustava yleishihna, pieni (leveys 8 cm)	1828132
Joustava yleishihna, suuri (leveys 11 cm)	1828128

Permobil Connect

permobil

YHDISTÄÄ KÄYTTÄJÄT JA PERMOBILIN YHDEN AINOAN KÄTEVÄN SOVELLUSALUSTAN VÄLITYKSELLÄ.

Koostuu My Permobil apista pyörätuolin käyttäjille ja Permobilin Proactive Maintenance Center -keskuksesta, joka auttaa käyttäjää, mikäli jotain menee vikaan. Molemmat osapuolet hyötyvät siten tietojen jakamisesta.



AKTIVOI TUOLISI

Tuolissa on sisäänrakennetun SIM-kortin sisältävä liitäntäyksikkö, joka hoitaa kaiken tiedonsiirron pyörätuoliin ja sieltä pois. Päätät itse milloin ja missä.

- Terveellinen istuminen
- Akkujen varaustaso
- Vikavalvonta
- Välimatkamittari



KAIKKI MAHDOLLINEN HYÖTY PERMOBILISTASI.

My Permobil appi antaa tietoa pyörätuolin suorituskyvystä ja luo turvallisuutta Permobil Connectin käyttäjälle. Voit helposti nähdä tietoja akun varaustasosta, kuljetuista matkoista ja pyörätuolin toiminnoista, ja näin saada mahdollisimman suuren hyödyn Permobil-pyörätuolista aktiivisen elämän mahdollistamiseksi.

MITEN SAAN PERMOBIL CONNECTIN?

Permobil Connect löytyy pyörätuoleista, jotka ovat sarjaa M3/M5 ja F3/F5 ja toimitettu 1. lokakuuta 2019 jälkeen. Lataa My Permobil appi **App Storesta tai Google Playstä** ja kirjaudu tuolin aktivoimiseksi, tai tee se online palveluntarjoajasi avulla connect.permobil.com/activate

ConnectMe

1. huhtikuuta 2020 alkaen kaikkil M & F-sarjan sähköpyörätuolit on valmistettu "ConnectMe" -yksikkö perusvarustukseen sisältyvänä.

ConnectMe on kytketty pois päältä valmistusprosessin aikana. Sen hyödyntämiseksi kunkin käyttäjän on aktivoitava (kytkettävä päälle) ConnectMe:n yhteystoiminto mobiilisovelluksen MyPermobil kautta.

ActiveHeight & ActiveReach

permobil



	M3	M5	F3	F5	F5VS
↑ ActiveHeight	30,5 cm	35,6 cm	30,5 cm	35,6 cm	35,6 cm
↶ ActiveReach	5°, 10° & 20°	5°, 10° & 20°	5°, 10°, 20° & 30°	5°, 10°, 20° & 45°	45°

permobil



	F3 Corpus	F5 Corpus	F5 Corpus Vs	M3 Corpus	M5 Corpus	M300 HD
Käyttäjän maksimipaino	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	204 kg
Suurin nopeus	12 km/h	12 km/h	12 km/h	10 km/h	12 km/h	8 km/h
Toimintamatka	30 km	35 km	35 km	30 km	35 km	30 km
Alustan leveys	61 cm	65 cm	65 cm	61 cm	63,5 cm	66 cm
Alustan pituus	102 cm kaatumasteiden kanssa 91,4 cm ilman	107 cm kaatumasteiden kanssa 96,5 cm ilman	109 cm	90 cm	95,3 cm	96,5 cm
Pienin kääntösäde	67,3 cm	76,2 cm	76,2 cm	52 cm	54,6 cm	55,9 cm
Maavara	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm	7,6 cm
Paino sis. akut	175 kg (Gr 34) 184 kg (Gr 24)	186 kg (Gr 24)	191 kg (Gr 24)	175 kg (Gr 34) 184 kg (Gr 24)	191 kg (Gr 24)	193 kg (Gr 34) 202 kg (Gr 24)
Korkeus istuimesta lattiaan	44,5, 47, 49,5 cm	44,5, 47, 49,5 cm	44,5, 47, 49,5 cm	44,5, 47, 49,5 cm	44,5, 47, 49,5 cm	45,7, 48,3, 50,8 cm (nostin) 45,7, 48,3, 50,8 cm (kiinteä)
Istuimen nostin	Valinnainen 30,5 cm	Valinnainen 35,6 cm	35,6 cm	Valinnainen 30,5 cm	Valinnainen 35,6 cm	Valinnainen 8"
Sähkötoiminen kallistussäätö	0°-50° taka 5°, 10°, 20° & 30° etu	0°-50° taka 5°, 10°, 20° & 45° etu	0°-50° taka 45° etu	0°-50° taka 5°, 10° & 20° etu	0°-50° taka 5°, 10° & 20° etu	0°-45° taka
Selkänöjan kallistussäätö	85°-120° (manuaalinen) 85° - 180° (power)	85°-120° (manuaalinen) 85° - 180° (power)	85°-180° (sähkötoiminen)	85°-120° (manuaalinen) 85° - 180° (power)	85°-120° (manuaalinen) 85° - 180° (power)	85°-120° (manuaalinen) 85° - 150° (power)
Jalkatuen säätö	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	85° - 175°
Istuimen syvyys	37-57 cm	37-57 cm	37-57 cm	37-57 cm	37-57 cm	48,2 - 63,5 cm
Istuimen leveys	42-57 cm	42-57 cm	42-57 cm	42-57 cm	42-57 cm	48,2; 53,3; 58,4; 63,5 cm
Selkänöjan korkeus	47-67 cm	47-67 cm	47-67 cm	47-67 cm	47-67 cm	53,3, 61-73,6 cm (2,54 cm välein)

Sujuvamman arjen puolesta

