

# SmartDrive

ja  
SwitchControl

permobil







## SwitchControl

SmartDrive voidaan kytkeä toimimaan hetkellisesti tai lukita päälle jatkuvaa apuvoimaa tuottamaan pidemmille matkoille. Tämä auttaa laajempaa käyttäjien joukkoa käyttämään SmartDrive-apulaitetta entistä varmemmin. Se toimii myös sammutuskytkimenä moottorin ollessa käynnissä. Koskettaessa moottori kytkeytyy pois päältä ja käyttäjä pysäyttää pyörätuolin kelauspyöristä tarttumalla.

## SmartDrive – Tekniset tiedot

<b>Mitat</b>	Pituus: 389 mm Leveys: 141 mm Korkeus: 242 mm
<b>Paino</b>	5,7 kg, apulaiteyksikkö
<b>Käyttäjän paino</b>	14 - 150 kg
<b>Toimintamatka*</b>	19,8 km tasainen/vastukseton alusta
<b>Moottoriteho</b>	250 W, harjaton DC
<b>Suurin nopeus</b>	6 km/h
<b>Toimintalämpötila</b>	-25 °C – 50 °C
<b>Tuolityypin yht. sopivuus</b>	Jäykkä, taittuva, kallistettava, yhden käden ohjaus ja muut
<b>Kelauspyörän halkaisija</b>	501, 540, 559, 590 mm
<b>Takuu</b>	2 vuoden rajoitettu takuu

<b>Bluetooth® LE</b>	FCC	QQBT113
	ID	5123A-BGTBLE113
	IC ID	

<b>Korvattavuus</b>	Koodi
---------------------	-------

\* Suorituskykymittaukset vaihtelevat riippuen käyttäjästä ja tuolin ominaisuuksista, ajo-olosuhteista ja akun tilasta riippuen.

SmartDrive on testattu ja täyttää kaikki pyörätuolien ANSI/RESNA – Osa 1 ja Osa 2, sekä EN 12184 -standardit.

HUOM: Pyörätuolin valmistajan ilmoittamat tekniset tiedot voivat hieman muuttua SmartDrive-apulaitteen liittämisen johdosta.

Yksityiskohtaisemmat käyttö- ja hoito-ohjeet löytyvät omistajalle luovutetusta käyttöohjeesta.