

Master Glide Junior & Senior



Master Glide Junior ja **Senior** -siirtolevyt. Istuma-asennossa kahden istuimen välillä tapahtuvia siirtoja varten. Joustavan materiaalin ansiosta helppo asettaa/ottaa pois. Voidaan käyttää tasojen väliin jäävän maks. 20 cm tilan yli. Saatavana eri kokoisina.

Master Glide **Junior** ja **Senior** soveltuvat henkilöille, joiden alaraajojen toimintakyky on puutteellinen ja hallitsevat omatoimisen siirtymisen. Erittäin sileä vähäkitkainen pinta on valmistettu ympäristöystävällisestä muovimateriaalista. Näissä Master Glide -siirtolevyissä on kaksi otekehvää ja alapuolella on liukumaton pinta, joka pitää siirtolevyn hyvin paikoillaan.


Master Glide **Junior** on erityisen kapea ja Master Glide **Senior** -mallissa on erityinen muotoiltu reuna pyörätuolin pyörää varten. Suurin käyttäjän paino on 160 kg.



Max. 20 cm



TUOTENRO	HMI-NRO	TUOTEKUVAUS	KOKO
MC 001-6000	36390	Master Glide Junior, 2 kahvaa	p. 40 x l. 20 x 0,5 cm
MC 001-6010	36391	Master Glide Senior S, 2 kahvaa	p. 45 x l. 35 x 0,5 cm
MC 001-6020	36392	Master Glide Senior M, 2 kahvaa	p. 60 x l. 35 x 0,5 cm



ISO 9999:2016 93/42/EEC CL 1

