

M1

Yksinkertaistaminen on taidetta.



permobil

M1

Valmis, innokas ja kykenevä.

Kaikki eivät tarvitse monimutkaista sähköpyörätuolia saadakseen arjestaan kaiken irti. Useat käyttäjät tarvitsevat vain laadukkaan, luotettavan ja hyvin suunnitellun sähköpyörätuolin. Sähköpyörätuolin, jossa on toimiva ja joustava istuinratkaisu, ja jolla voi liikkua turvallisesti ja mukavasti kaikkialla - niin sisä- kuin ulkotiloissakin.

M1 on keskipyörävetoinen sähköpyörätuoli luotettavine Permobil-ominaisuuksineen. Siinä on tyylikäs toiminnallinen muotoilu ja skandinaavinen laatu.

Laatu

on sana, joka liitetään vahvasti Permobiliiin. Uskomme, että rakenteen yksinkertaistaminen ja osien määrän vähentäminen on toimiva tapa lisätä luotettavuutta ja kestävyyttä. Tukevuutta ja turvallisuutta unohtamatta.



M1-istuinjärjestelmä

Tukevaan putkirunkoon voidaan liittää erilaisia istuinkomponentteja. Lisäksi mittavan säätövalikoiman ansiosta M1-istuin tarjoaa nykyaikaisen version perinteisestä kuntoutusistuimesta, varmistaen samalla täydellisen sopivuuden.

Turvallinen ja helppo siirtyminen tuoliin ja siitä pois on etusijalla. M1:ssä on irrotettavat, säädettävät ja sivuun kääntyvät jalkatuet sekä lukittuvat, ylös taittuvat käsinojat.



Smooth-jousitus

Intuiitiivinen keskivetoinen ajo tarjoaa hyvän hallittavuuden sisä- ja ulkotiloissa. Tuolissa on älykäs jousitus, mikä parantaa mukavuutta ja ajettavuutta. Tämä ratkaisu saa aikaan hienostuneen ja tasapainoisen tunteen.



Jäykkä selkänojan putkirunko
25 mm:n läpimitta tekee lisävarusteiden
asentamisesta helppoa.

Ylöstaittavat käsinojat
Lukittavuus tarjoaa lisäturvaa.

Ohjainyksikössä siirtonivel
mahdollistaa paremman pääsyn
pöydän ääreen.

Käännettävät
jalkatuet
Irrotettavat ja
kulmasäädettävät.
Dorsi-/plantaari-
fleksion mukaisesti
säätävät jalkalaudat.

Curve®-istuintyyny
Korkeatiheksinen, kaikkiin
suuntiin venyvällä kankaalla
verhoiltu sekä muotoiltu
solumuovityyny käyttäjille,
jotka tarvitsevat
asentotukityynyä.

Smooth-jousitus

tarjoaa erinomaisen mukavuuden,
tukevuuden ja tuntuman kaltevilla
pinnoilla ja esteiden kohdalla sekä sisä-
että ulkotiloissa.

Caster glide-tukipyörät

tarjoavat sujuvan hallinnan
alhaisilla nopeuksilla sekä
vakauden suuremmilla
nopeuksilla.





Tekniset tiedot

Suurin nopeus	8 km/h
Toimintamatka (60 Ah:n akut)	25 km*
Suurin käyttäjän paino	136 kg
Esteen ylityskyky	60 mm
Pienin kääntösäde	1120 mm
Jousitus	Smooth
Elektroniikka VR2	90 A
Törmäystesti ISO 7176-19 – hihnakiinnitys	Kyllä – max 136 kg:n käyttäjälle
Testattu EN12182/EN12184 CE	Kyllä
Pituus	990 mm
Alustan leveys	615 mm
Leveys sis. istuimen	610–790 mm
Korkeus	970–1170 mm
Pienin kuljetuspituus	820 mm

Pienin kuljetuskorkeus	670 mm
Paino sis. akut 60 Ah	144 kg
Akkujen paino 2 x 60 Ah	38 kg
Korkeus lattiasta istuimeen	410 mm
Istuinkorkeus (kiintein askelin)	410; 435; 460 mm
Istuimen syvyys	360–560 mm (25 mm:n välein)
Istuimen leveys	360–560 mm (50 mm:n välein)
Selkänöjan leveys	360–560 mm (50 mm:n välein)
Selkänöjan korkeus (360 mm:n leveys)	405 mm
Selkänöjan korkeus (410–560 mm:n leveys)	505 mm
Selkänöjan korkeussäätö	175 mm (by 25 mm)
Käsinojan korkeus	180–360 mm
Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Selkänöjan kallistussäätö	85°–110°
Sivuun kääntyvä jalkatuki (kulmasäädöllä)	100°–115°
Keskelle asennettu jalkatuki (kulmasäädöllä)	80°–130°

*Toimintamatka voi olla lyhyempi, jos pyörätuolia käytetään usein kaltevilla tai epätasaisilla alustoilla tai ylitetään runsaasti esteitä.