

Master Glide Flexi



Master Glide Flexi -liukulevy, istuma-asennossa kahden tason välillä tapahtuvia siirtoja varten. Joustavan materiaalin ansiosta helppo asettaa/ottaa pois. Takareunan taittaminen stabiloi levyn ja suojaa käyttäjää pyörätuolin pyörältä. Takareuna suorana levy on joustavampi esim. epätasaisilla pinnoilla. Voidaan käyttää vaikka tasojen väliin jäävä tila olisi jopa 20 cm. Käyttäjän maksimipaino 160 kg.

Master Glide Flexi soveltuu henkilöille, joiden alaraajojen toimintakyky on puutteellinen. Erittäin sileä vähäkitkainen pinta on valmistettu ympäristöystävällisestä muovimateriaalista. Master Glide Flexi -liukulevyssä on kolme kätevää kahvaa, ja alapuolella on liukumaton pinta, joka tekee levystä tukevan. Master Glide Flexi -liukulevyä voidaan käyttää nailonin tai Master Caren pehmustetun liukumateriaalin kanssa.



Voidaan puhdistaa kostealla liinalla saippuaa käyttäen. EI SAA silittää eikä pestä kemiallisesti.

TUOTENRO	HMI-NRO	TUOTEKUVAUS	KOKO
MC 001-7000	34160	Master Glide Flexi – S, 3 kahvaa	p. 40 x l. 35 x 0,5 cm
MC 001-7010	33246	Master Glide Flexi –M, 3 kahvaa	p. 60 x l. 35 x 0,5 cm
MC 001-7020	33247	Master Glide Flexi - L, 3 kahvaa	p. 75 x l. 35 x 0,5 cm