

## Mini Master



**Mini Master** on pehmustettu ja muovilevyllä tuettu joustava siirtonauha, jota käytetään erilaisissa potilassiirroissa esim. asennon korjaamiseen vuoteessa ylöspäin tai pyörätuolista vuoteeseen siirroissa. Siirtonauhassa on kahdet eripituiset nostolenkit, jotta avustajan työskentelyasennot olisivat mahdollisimman ergonomiset. Saatavana 3 eri kokoa.

**Mini Master** on ainutlaatuinen apuväline potilaan avustamiseen siirroissa. Mini Masteria potilassiirroissa käytettäessä ei ole tarvetta ottaa kiinni avustettavan housun kauluksesta tai kainaloista. Siirtonauhan pehmuste on miellyttävä ja sisäpinta on saatavilla kahdella eri materiaalilla: Non-Slip nihkeä kumimainen sisäpinta tai Velour, joka on nukkainen pehmeä velour-kankainen pinta. Molempien pintamateriaali estää siirtonauhan ylös liukumista.



VELOUR: Pesu max. 40 astetta. Ei SAA silittää eikä pestä kemiallisesti.



NON-SLIP: Pesu max. 40 astetta, hellävarainen rumpukuivaus max. 40 astetta. Ei SAA silittää eikä pestä kemiallisesti. Voidaan puhdistaa kostealla liinalla saippuaa tai desinfiointiainetta käyttäen.

TUOTENRO	HMI-NRO	TUOTEKUVAUS	KOKO
MC 003-3020	36417	Mini Master Velour - S, 4 otekahvaa	l. 50 x p. 22 cm
MC 003-3021	37426	Mini Master Velour - M, 4 otekahvaa	l. 60 x p. 22 cm
MC 003-3022	37427	Mini-Master Velour - L, 4 otekahvaa	l. 70 x p. 22 cm
MC 003-2020	36416	Mini Master Non-Slip - S, 4 otekahvaa	l. 50 x p. 22 cm
MC 003-2022	37425	Mini Master Non-Slip - L, 4 otekahvaa	l. 70 x p. 22 cm