

Roll Board Vision

mastercare
HUMAN HANDLING SYSTEM

Roll Board Vision -liukualustaa käytetään vaakatasosiirroissa. Toimii vain alustan päällä käytettävän Nylon Cover -päällisen kanssa (sisältyy toimitukseen) tai uuden Super Glide ECO-kertakäyttöpäällisen kanssa. Päällinen pyörii liukualustan ympärillä potilasta liu'utettaessa, poistaen kitkaa potilaan kehon alta. Myös korkeisiin hygieniavaatimuksiin suosittelemme Super Glide ECO -päällisen käyttöä.

Roll Board Vision on ultrakevyt alusta ja työskentely sen kanssa on siten helppoa. Muotoilunsa ansiosta se on hyvin helppo puhdistaa. Tasojen välinen tila voi olla enimmillään 15 cm. Roll Board Vision **Large** (koko L) ylittää koko kehon pituudelle. Roll Board Vision **Medium** (koko M) on suositeltava siirrettäessä henkilöä, jolla on hyvä alaraajojen hallinta, ja se ylittää kehon päästä reisien tasolle. Alusta voidaan pyyhiä kostealla liinalla ja saippualla tai desinfiointiaineella. Maksimi kantavuus on 200 kg.



Pesu 40-85 astetta, hellävarainen rumpukuivaus max. 40 astetta. EI SAA silittää eikä pestä kemiallisesti. Voidaan puhdistaa kostealla liinalla saippuaa tai desinfiointiainetta käyttäen.

TUOTENRO	HMI-NRO	TUOTEKUVAUS	KOKO
PMF 9095	61937	Roll Board Vision - M, sis. päällisen.	p. 95 x l. 50 x k. 1,8 cm
PMF 9076	80960	Nailonpäällinen tuotteelle PMF 9075 Ambulance	p. 85 x l. 45 cm
MC 001-1270	122052	Super Glide ECO Tube - M koko. Kertakäyttöpäällinen. Yhden potilaan käytettäväksi. 1 rulla x 100 kpl.	p. 110 x l. 55 cm
PMF 9170	81030	Roll Board Vision - L koko 180, sis. päällisen.	p. 180 x l. 50 x k. 1,8 cm
PMF 9180	61939	Roll Board Vision - L koko 195, sis. päällisen.	p. 195 x l. 50 x k. 1,8 cm
PMF 9171	63500	Nailonpäällinen tuotteelle PMF 9170 - 180 cm	p. 170 x l. 50 cm
PMF 9181	61941	Nailonpäällinen tuotteelle PMF 9180 - 195 cm	p. 180 x l. 50 cm
MC 002-1268	117516	Super Glide ECO Tube - Koko L Kertakäyttöpäällinen. Yhden potilaan käytettäväksi. 2 rullaa x 50 kpl.	p. 210 x l. 55 cm

