



R82 High-low:xo

Käyttäjäystävällinen korkeussäätö
lattiatasolta pöytätasolle.

 **etac**[®]



Kokonaisleveys
560–620 mm



Maksimi kuormitus
70–100 kg



Sisä- ja
ulkokäyttöön*

High-low:xo[®] -alusta

High-low:xo on erilaisten istuinten kanssa käytettävä, sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitettu alusta, jossa on käyttäjäystävällinen korkeussäätö lattiatasolta pöydän korkeuteen. High-low:xo alusta on saatavana sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuvalla pyörästöllä.

High-low:xo-alustan kohokohtia



Korkeussäätö

High-low:xo nostaa käyttäjän lattiasta pöydän korkeuteen joko kaasujousiavusteisena, sähkötoimisena tai hydraulisesti. Mahdollisimman vähäinen edestakainen liike mahdollistaa käyttäjän osallistumisen hänelle tärkeisiin toimintoihin.



Kiinteä asennus tai adapteri

Adapteri mahdollistaa istuimen kiinnityksen runkoon vaivattomasti ja turvallisesti tehden myös istuinten vaihtamisen helpoksi. Suuremmat istuimet voidaan asentaa suoraan High-low:xo-alustaan.



Istuinkulma

High-low:xo-alustan istuinkulma säätyy välillä -10° - $+30^{\circ}$. Istuimen kallistus helpottaa istumaan asettautumista ja auttaa istujaa ylläpitämään pään ja vartalon pystyasentoa. Lisäksi säädettävyyden mahdollistaa avustajan ergonomisen työskentelyn.



Turvallinen kuljettaminen moottoriajoneuvossa

High-low:xo-kuljetusalusta täyttää kansainvälisen pyörätuolistandardin ISO 7176-19 vaatimukset. High-low:xo-kuljetusalustaa voidaan käyttää ISO 16840-4 standardin täyttävien istuinten kanssa.

Ominaisuudet

Sisäalusta: Adapteri, yksittäin lukittavat pyörät, korkeussäätö, istuimen kallistus.

Kuljetusalusta: Adapteri, jalkajarru, korkeussäätö, istuimen kallistus, kulmasäädettävä työntökaari.

Vaihtoehdot

Koot

- koko 1
- koko 2
- koko 3

Pyörät ja jarrut sisäalusta

- 75 mm
- 100 mm
- 125 mm
- keskusjarru, käsi (100 mm)
- keskusjarru, jalka (100 mm)

Pyörät ja jarrut kuljetusalusta

- 7" kiinteä
- 7" ilma
- 12" kiinteä
- 12" ilma
- jalkajarru
- käsijarrut hidastavalla toiminnolla

Korkeussäätö sisä- ja kuljetusalusta

- kaasujousi
- sähkötoiminen
- hydraulinen

Istuimen kallistus

- ohjain istuimen alla
- ohjain työntökaarissa

Frame colour



musta



valkoinen
vain kaasujousi ja sähkö



antrasiitti
vain koossa 1



High-low:xo-alusta koko 1 kaasujousella.



High-low:xo-alusta - x:panda-istuin kiinnitettyinä.

Mitat

High-low:xo-sisäalusta		1 Kaasu	2 Kaasu	1 Sähkö	2 Sähkö	3 Sähkö	2 Hydraulinen	3 Hydraulinen
	Korkeus lattiasta etureunaan*	170-590 mm**	215-590 mm**	170-580 mm**	210-580 mm**	270-530 mm**	240-600 mm***	300-540 mm***
	Maksimikuorma	70 kg	75 kg	70 kg	75 kg	95 kg	75 kg	100 kg
	Istuimen kallistus (adapter tilt)	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-5°) - 25°
	Pituus	655 mm	795 mm	660 mm	795 mm	795 mm	795 mm	795 mm
	Leveys	560 mm	620 mm	560 mm	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm
	Alustan paino	13,0 kg	13,0 kg	16,0 kg	17,0 kg	18,0 kg	19 kg	19 kg

*Mitattuna adapteriin. Lisämittoja: etac.com. **Mitattuna 75 mm pyörillä. ***Mitattuna 100 mm pyörillä.

High-low:xo-kuljetusalusta		1 Kaasu	2 Kaasu	1 Sähkö	2 Sähkö
	Korkeus lattiasta etureunaan*	300-720 mm	345-720 mm	300-720 mm	345-720 mm
	Maksimikuorma	70 kg	75 kg	70 kg	75 kg
	Maksimi käyttäjän paino kuljetettaessa autossa	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg
	Istuimen kallistus (adapter tilt)	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°
	Pituus	795 mm	800 mm	795 mm	800 mm
	Leveys	660 mm	700 mm	600 mm	700 mm
	Alustan paino	22,0 kg	22,0 kg	25,0 kg	26,0 kg

*Mitattuna adapteriin. Lisämittoja: etac.com.

Hyvä tietää

Suosituksien alustan valintaan.

x:panda koko 1-2:	Alusta koko 1
x:panda koko 3:	Alusta koko 2
x:panda koko 4:	Alusta koko 3
Panda Futura 1-4:	Alusta koko 1
Panda Futura 5:	Alusta koko 3
Stingray-istuin koko 1:	Alusta koko 1
Stingray-istuin koko 2:	Alusta koko 2
Trekker koko 12-14:	Alusta koko 1

Näin lasket alustan kuormituksen:
käyttäjä (lapsen paino) + istuin + lisävarusteet
= kuormitus

Esimerkki:

Lapsi	25,0 kg
x:panda koko 2	8,5 kg
Lisävarusteet	5,0 kg
Yhteensä:	38,5 kg

Lisävarusteet



Kippieste sisäalustaan
890007



Kippieste kuljetusalustaan
890008




**Käsiikäyttöisen keskusjarrun
asennuskitti**
890011-x



**Asennuskitti jalallakäyttävään
keskusjarruun**
890012-x




Lisä kaasujouset
890001



**Kulmasäädettävä työntökaari
sisä- ja kuljetusalustaan**
890009-04



Työntökaari sisäalustaan
890009-04



**Kulmasäädettävä työntökaari
sisäalustaan**
89105655, 8910565



**Yhtenäinen jalkalevy
(Wombat)**

95145-x

Jalkalevyn pehmuste

95145-xPAD

Jalkatukilaatikko

jalkalevyyn

95145-xBOX



Yhtenäinen jalkalevy (Wombat)

95145-1, 85145-2



Monisäätöinen jalkatuki

Size 1 8910851-x

Size 2+3 8910852-x



Erilliset jalkalevyt

89146-x

Lisää lisävarusteita: etac.com



Kiinnitysosa yhtenäiselle jalkalevyille
8910820-2



Kiinnitysosa erillisille jalkalevyille
8910840-2



X-Pandan adapteri
8911610-04



Stingrayn adapteri
890015-04



Sähköäättö
890006-x



Kuljetuskiinnikkeet vain kuljetusalustaan
890005



Korkeussäädön lukitus
890024



Kynnyspoljin
890025





B3640 2/0 | Brochure, High-low-xo - Global EN | 2021 | Reserving our rights for printer's error or discontinued products.
Please find an updated edition on our website © R82 A/S All rights reserved.

Etac is a world-leading developer and provider of ergonomic assistive devices and patient handling equipment. Our heart lies in the solutions that optimise quality of life for the individual, their family and caregivers.

For the latest news and continuously updated product information – visit our website.



Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

