

Etac Cloo

etac®

Säädettävä WC-istuimen korotus

Käytännöllinen ja monipuolinen säädettävä WC-istuimen korotus.

SÄÄDETTÄVÄ KALLISTUSKULMA JA KORKEUS

Cloo on helposti säädettävissä ja saatavana kolmella eri istuinkorkeudella: 6, 10 tai 14 cm. Lisäksi se voidaan säätää eteenpäin kallistuvaksi, jotta polvi- tai lonkkanivelvaivoja potevan käyttäjän on helpompi istuutua ja nousta seiso- maan. Kansi on vakiovaruste.

KÄYTÄNNÖLLISET KÄSITUET

Cloo WC-istuimen korotuksen käsituet voi taittaa pysty- asentoon, mutta ne voidaan tarvittaessa kiinnittää pysyvästi vaakatasoon. Käsituet ovat irrotettavissa. Jos Cloo on ahtaas- sa tilassa, siihen voidaan kiinnittää ainoastaan yksi käsituki.

HELPPO PUHDISTAA JA KIINNITTÄÄ

Puhdistamisen helpottamiseksi Cloossa on pehmeästi muotoillut ja tasaiset pinnat, ja istuin voidaan asettaa pystyasentoon. Istuin on myös tarvittaessa helppo irrottaa. Kiinnittäminen on nopeaa eikä siihen tarvita työkaluja.



| TUOTETIEDOT | |
|---------------------------------------|--|
| Istuimen leveys | 40 cm |
| Aukon syvyys ja leveys | 29 x 22 cm |
| Käsituen korkeus istuimen yläreunasta | 21 cm |
| Kokonaisleveys käsitukien kanssa | 60 cm |
| Käsitukien välinen leveys | 49 cm |
| Käyttäjän maksimipaino: | 150 kg |
| Materiaali | istuim: polypropeeni kiinnitin: alumiini korotuskappaleet: polyamidi |
| Paino | käsitukien kanssa: 4,8 kg Ilman käsitukia: 3,3 kg |
| Väri | valkoinen käsituet: harmaa |

| TUOTE | TUOTENUMERO |
|----------------------------|-------------|
| Cloo WC-korotus | 80301204 |
| Cloo WC-korotus käsituilla | 80301214 |
| Korotuspalat, 14 cm* | 80301221 |



*Korkeuden vakiosäädettävyys 6/10 cm, jos halutaan säätää 14 cm:iin, tarvitaan korotuspalat.



PUHDISTUS

Puhdista tuote liuotteettomalla puhdistusaineella (pH 6-9) tai 70-prosenttisellä desinfiointiai- neella. Voidaan tarvittaessa dekontaminoida korkeintaan 85 °C:n lämpötilassa.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.