



Molift Mover 300

Kun tarvitaan suurta turvallista nosto- kapasiteettia

Molift Mover 300:n suuri 300 kg:n nostokyky tekee siitä ihanteellisen ratkaisun sairaaloihin ja hoitolaitoksiin, joissa on bariatrisia asiakkaita ja joissa liikku-
misen ja siirtämisen tarpeet ovat toistuvia ja päivittäisiä. Kokonaispainoltaan
vain 36 kg painava Molift Mover 300 on kevein nostin omassa luokassaan. Sen
ainutlaatuinen rakenne ja pyörien sijoittelu tarjoavat erinomaisen ohjattavuus-
den.

Molift Mover 300 mahdollistaa helpon noston myös lattialta – alin nosto-
korkeus on vain 30 cm. Erinomainen maksimikorkeus, 171 cm, tarjoaa hyvän
vapauden nostamiseen ja mahdollisuuden kävelyharjoitteluun. Nostimen akku
on helposti vaihdettavissa yhdellä kädellä ja se on pestävä (IPX6-luokitus).



Käsiohjaus

Vankka ja pestävä. Ilmaiset akun
varaukselle, ylikuormitukselle ja
huoltotarpeelle.



Akku

Litiumioniakku, paino on vain
0,9 kg ja sen voi vaihtaa yhdellä
kädellä.



Pikakiinnitystoiminto

Pikakiinnityksen avulla nosto-
kaaren vaihto käy helposti.



Nostokaarivaihtoehdot

Saatavilla on sekä 2-piste- että
4-piste-nostokaaria useissa eri
kokovaihtoehdoissa.

OMINAISUUDET

ERGONOMINEN KÄSITTELY

Molift Mover 300 on varustettu Moliftin ainutlaatuisella työntökahvalla, joka tarjoaa useita ja joustavia otemahdollisuuksia, parantaen hoitajan ergonomiaa.

KÄYTTÖIKÄ

Nostimen odotettu käyttöikä on 30 000 nostokertaa tai 15 vuotta – sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin.

AKKU

Akussa käytetään kehittynyttä litiumioni (Li-Ion) -teknologiaa, ja sen turvallinen, suljettu rakenne tekee siitä pestävän (IPX6). Akku painaa vain 0,9 kg ja sen voi vaihtaa yhdellä kädellä.

Akkua voi ladata suoraan nostimessa, ja saatavilla on myös ulkoinen laturi. Latausaika on vain 3,5 tuntia. Täyteen ladattuna akku mahdollistaa 110 nostoa 75 kg:n kuormalla latausta kohden, ja se on yhteensopiva kaikkien Molift Mover -nostinten kanssa.

Akulla on odotettu käyttöikä 1 700 latauskertaa ja 5 vuoden takuu – se on suunniteltu kestäväksi.

NOPEUSLISÄYS

Nostimessa on nopeuden lisäysoiminto, joka mahdollistaa suuremman nostonopeuden, kun toimilaite ei ole kuormitettu.

KÄSIOHJAUS

Käsiohjain on vankka ja hyvin testattu. Siinä on ilmaisimet akun varaustasolle, ylikuormitukselle ja huoltotarpeelle, mikä takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Kestävyys ajatellen kaapeli on helposti vaihdettavissa vahingoittumisen sattuessa, ja käsiohjain on pestävä (IPX6).

MOLIFT-HUOLTOTYÖKALU

Molift Mover 300 on, kuten kaikki Molift-nostimet, varustettu ainutlaatuisella huoltomuistutustoiminnolla, joka ilmoittaa, kun huolto on ajankohtainen. Integroitu huolto-ohjelmisto voi myös hakea tietoa nostimen käytöstä ja auttaa huolto-tekniikoita vikojen selvittämisessä.

Lisäksi nostimessa on Bluetooth-yhteys, joka mahdollistaa langattoman yhdistämisen Molift Service Tool -ohjelmistoon.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	Molift Mover 300 ilman nostokaaria M1501
	Molift Mover 300 ilman nostokaaria, matala runko M1502
	Molift Mover 300 ilman nostokaaria, tukivarret mukana M1503
	Molift Mover 300 ilman nostokaaria, tukivarret mukana, matala runko M1504
Materiaali	4-piste nostokaari 550 mm koko L 1530102
	4-piste nostokaari 650 mm koko XL 1530103
	Alumiini, teräs, muovi
	Turvallinen kuormitus (SWL) 300 kg
Paino	Laitteen paino (ilman akkua) M1501 & M1502 36 kg
	Laitteen paino (ilman akkua) M1503 & M1504 42,3 kg
Korkeus	2025 mm
Pituus	1285 mm
Jalan korkeus	115 mm
Pyörän koko	100 mm
Nostoväli	1390 mm
Nostokorkeus min-max 2-piste nostokaareissa	400–1815 mm
Nostokorkeus min-max 4-piste nostokaareissa	300–1715 mm
Ulkoleveys jalat suljettuna	690 mm
Ulkoleveys jalat avattuna	1205 mm
Sisäleveys jalat suljettuna	550 mm
Sisäleveys jalat avattuna	1065 mm
Akku	Li-Ion 25,2 V, 2,85 Ah
Akun latausaika	3,5 tuntia
Nostonopeus	32,6 mm/s
Nostosuurituskyky	110 nostoa / 75 kg

PUHDISTUS

Puhdista / desinfioi tuote käyttämällä tavallista, ei-hankaa-vaava puhdistusainetta, jonka pH on 5–9, tai 70 % desinfiointiainetta.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.