

Nostoliinat

AKTIVOINTI

Active Micro	6
Active Micro Plus	7
Active Trainer	8
Gait Trainer	9

PERUSMALLIT

Basic Basic	11
Basic Low	12
Basic High	13
Basic Shell	14
Basic Hammock	15
Basic Comfort High	16

MALLIT ERITYISTARPEISIIN

Sit-On	18
Sit-On High	19
Sit-On II	20
Sit-On High II	21
Custom Amputee	22
Sit-On Comfort	23
Sit-On Comfort High	24
Sit-On Comfort High Hygiene	25

LAPSET

Active Vest – Kids	27
Basic Basic – Kids	28
Basic High – Kids	29
Sit-On – Kids	30
Sit-On High – Kids	31
Sit-On II – Kids	32
Sit-On High II – Kids	33
Sit-On Comfort – Kids	34
Sit-On Comfort High – Kids	35

BARIATRIA

Basic High Bariatric	37
Kävelyliina – bariatrinen	38
Pannus Support -vatsatuki	39
Asennonvaihtoliina – bariatrinen	40
Twin Turner – bariatrinen	41

KÄÄNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Raajan kannatteluliina	43
Hoivatyön monikäyttöliina	44
OR-nostoliina – ylävartalo	45
Kääntöliina	46
Asennonvaihtoliina	47
Asennonvaihtoliina, TENCEL®	48
Turner	49
Twin Turner	50



Guldmann-nostoliinat – vaihtoehtojen runsaudensarvi

Oikeantyyppinen nostoliina takaa, että hoitotoimenpiteestä tulee tehokas ja turvallinen paitsi siirrettävälle, myös hoitohenkilökunnalle, siirrettävän omanarvontuntoa unohtamatta.

Toimme markkinoille ensimmäisen katonnostimen vuonna 1981, ja siitä lähtien olemme kehittäneet tuotteitamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Jatkuvan tuotekehityksemme tuloksena on syntynyt uusia sovelluksia, innovatiivisia hankkeita, uudenlaisia nostoliinoja ja niihin sopivia lisävarusteita.

Siirtämiseen – hoitoon – harjoituksiin

Kaikenlaisiin nostoihin, siirtoihin, hoitotoimenpiteisiin ja harjoitteisiin.

Nostamiseen, kääntämiseen ja käsittelyyn tarkoitetut liinat ovat tärkeä osa Guldmann-tuotevalikoiman nosto- ja siirtovälineitä. Guldmannin liinoja käytetään monenlaisissa hoitotehtävissä; niitä kaikkia yhdistää mukavuus ja toimenpiteiden sujuvuus. Käyttäjät hyötyvät näistä liinoista, oli sitten kyse nostamisesta, kääntämisestä, harjoittelusta tai liikkuvuuden parantamisesta. Hoitohenkilöille nämä liinat ovat jatkuvan työturvallisuuden tae.

Ihmiset ovat erilaisia

Samoin Guldmann-nostoliinat

Guldmann-nostoliinoiden suunnittelussa on keskitytty mukavuuteen, ihmisarvon huomioimiseen ja helppokäyttöisyyteen. Liinoja voidaan käyttää sekä nosto- että siirtolaitteiden kanssa.

Oikeantyyppisen ja -kokoisen liinan valitseminen vaikuttaa ratkaisevasti siirtotapahtuman onnistumiseen.

Guldmannilla on kattava valikoima malleja, kokoja ja materiaaleja lapsille, aikuisille, bariatrisille henkilöille ja monenlaisiin erityistarpeisiin. Laajasta nostoliinoiden ja apuvälineiden valikoimastamme löytyy lähes rajattomasti ratkaisuja kaikenlaisiin hoivatyön tilanteisiin.

Valitse oikea väri...

Helppo käyttää ja ymmärtää.

Guldmann ABC -liinat ovat helppokäyttöisiä ja niiden käyttötarkoitus on helppo ymmärtää. Käyttötarkoitus osoitetaan värikoodeilla: aktivoivat liinamallit ovat punaisia (**A**, Active), perusmallit vihreitä (**B**, Basic) ja erityistarpeisiin suunnitellut mallit sinisiä (**C**, Custom). Vihreä väri edustaa yleiskäyttöistä nostoliinaa, jota useimmat potilaat käyttävät. Punainen väri tarkoittaa, että hoitajan on kiinnitettävä erityishuomiota potilaan toimintakykyyn ennen käyttöä. Sininen väri osoittaa, että nostoliina on tarkoitettu erityiskäyttöön.

Guldmann-liinoin on tehty värilliset lenkit, jotka helpottavat työskentelyä entisestään. Värien tarkoituksena on helpottaa tiedonvaihtoa, kun hoitajat jakavat nosto-, siirto- ja mobilisointitehtäviä keskenään. Lenkin värin valinta riittää; tämä säästää aikaa ja auttaa varmistamaan, että nostoliina kiinnitetään kunnolla ja vakaasti potilaalle.

Tarvitsetko apua oikean nostoliinan valinnassa?

Sivustollamme www.guldmann.com on Guldmann-nostoliinoiden ohjekirja. Voit myös soittaa kokeneelle ja osaavalle henkilökunnallemme, joka jakaa mielellään neuvoja ja ideoita.




BASIC basic
max 255 kg / 560 lbs
Guldmann



Aktivointi



	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
XS	284031
S	284041
M	284051
L	284061
XL	284071
2XL	284081
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Active Micro -nostoliina on tarkoitettu istuma-asennossa olevan henkilön siirtämiseen. Sitä käytetään etenkin wc- ja hygienia-tehtävissä.

Liina tukee ylävartaloa (lantiosta lapaluihin asti), ja se kiinnitetään rinnan ja yläreisien ympärille. Tukihihnat kiristyvät automaattisesti varsinaisen noston aikana.


Nostoliina on muotoilultaan avoin, mikä helpottaa esimerkiksi pukemista liinaa käytettäessä. Tämä malli on suunniteltu tilanteisiin, joissa on tärkeää, että liina on helppo ottaa käyttöön ja irrottaa.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylävartalon, lantioiden ja reisien toimintakyky on rajoittunut. Sopii myös potilaille, joilla on lihasspasmeja.

Hoitotehtävät

- Wc-käynnit ja hygienia
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Suolen tyhjennys
- Siirto vuoteesta tuoliin





Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
L2	55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	

Mittayksikkö on cm



	 Polyesteri	 Polyesteri Käyttäjäkohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro
Kids 4-6	281001	
Kids 6-10	281011	
Kids 10-14	281021	
XS	281531	281535
S	281541	281545
M	281551	281555
L	281561	281565
XL	281571	281575
2XL	281581	281585
Nosto- kapasiteetti	255 kg	205 kg

Tuotteen kuvaus

Active Micro Plus -nostoliina on tarkoitettu istuma-asennossa olevan henkilön siirtämiseen. Sitä käytetään etenkin wc- ja hygieniatehtävissä.

Liina tukee ylävartaloa (lantiosta lapaluihin asti), ja se kiinnitetään rinnan ja yläreisien ympärille. Joustava tukihihna voidaan säätää käyttäjän mukaan.


Nostoliina on muotoilultaan avoin, mikä helpottaa esimerkiksi pukeutumisesta liinaa käytettäessä. Se on suunniteltu tilanteisiin, joissa on erityisen tärkeää, että liina on helppo ottaa käyttöön ja irrottaa.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylävartalon, lantioiden ja reisien toimintakyky on rajoittunut.

Hoitotehtävät

- Wc-käynnit ja hygienia
- Siirto vuoteesta wc-istumelle
- Suolen tyhjennys
- Siirto vuoteesta tuoliin





Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
L2	55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	

Mittayksikkö on cm



	 Polyester	 Polyester Käyttäjakohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro
Kids 4-6	283001	
Kids 6-10	283011	
Kids 10-14	283021	
XS	283031	
S	283041	
M	283051	283555
L	283061	283565
XL	283071	
2XL	283081	
Nosto- kapasiteetti	255 kg	205 kg

Tuotteen kuvaus

Active Trainer -kävelyliina on tarkoitettu henkilöille, joiden jalat kantavat, mutta tasapaino tuottaa ongelmia.

Active Trainer -liina auttaa pysymään pystyasennossa ja antaa tukea henkilön kävellessä.

Liina tukee rintakehää ja yläselkää. Hihnat tukevat lantiota ja estävät käyttäjää luiskahtamasta ulos liinasta.

Tätä kävelyliinaa käytetään varhaiseen mobilisointiin. Se antaa käyttäjälle ja hoitajalle tukea ja varmuutta tasapainoharjoitteluun: vuoteen reunalla istumiseen, seisomaan nousemiseen ja kävelemiseen.

Gait Trainer Disposable on tämän liinan käyttäjakohtainen versio, jonka rakenne on hiukan erilainen, mutta käyttötarkoitus täsmälleen sama.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joiden jalat kantavat, mutta tasapaino on heikentynyt. Kävelyharjoitteluun. Tuettuun seisomiseen ja pystyasentoihin. Varhaiseen mobilisointiin.

Hoitotehtävät

- Siirtymisasennot
- Tasapaino seisossa
- Seisominen: reaktiot, refleksit
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Suojaheijasteet
- Painon siirtäminen
- Kävelyharjoittelu
- Harjoitteet portailla, askelmilla, reunakiveyksillä
- Osittainen painonkestävyys
- Kevennetty kävelyharjoitus juoksumatolla
- Arkiaskareiden tukeminen



Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm


Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	



L2

L2



	
	Spacer Comfort
Koko	Tuotenro
S	283241
M	283251
L	283261
XL	283271
2XL	283281
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Gait Trainer on kävelyliina henkilöille, joiden jalat kantavat, mutta tasapainon ylläpidossa on vaikeuksia. Gait Trainer tukee ja antaa turvallisuudentunnetta.

Gait Trainer antaa tarvittavaa tukea kävelyyn ja auttaa käyttäjää pysymään pystyasennossa.

Liina tukee ylävartaloa, ja jalkatuet lisäävät harjoitusten turvallisuutta. Gait Trainer-liinaa käytetään varhaiseen mobilisointiin, tasapainoharjoitteluun, erilaisiin seisomis- ja istumis-harjoituksiin sekä kävelyharjoituksiin. Se antaa varmuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä käyttäjälle että hoitajalle.

Tämä liina on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Guldmann Trainer Module -harjoitusmoduulin kanssa, joka on saatavana GH3+ -nostolaitteen lisävarusteena. Harjoitusmoduulin avulla voidaan käyttää nostolaitetta keventämään painoa potilaan kuntoutus- ja harjoitteluohjelman aikana.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joiden tasapaino on heikentynyt, mutta jalat kantavat. Kävelyharjoitteluun, seisomiseen ja pystyasennon tukemiseen sekä liikkuvuuden parantamiseen.

Hoitotehtävät

- Siirtymisasennot
- Tasapaino seisnessä.
- Seisominen: reaktiot, refleksit
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Suojaheijasteet
- Painon siirtäminen
- Kävelyharjoittelu
- Harjoitteet portailla, askelmilla, reunakiveyksillä
- Osittainen painon kannattelu
- Kevennetty kävelyharjoitus juoksumatolla
- Arkiaskareiden tukeminen



L2

L2

Nostoliinon kokotaulukko



Mittayksikkö on cm

Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4 - 6	6 - 10	10 - 14							
55 - 90	60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	

Perusmallit





	 Polyesteri	 Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro	Tuotenro
XS	270031	270133
S	270041	270143
M	270051	270153
L	270061	270163
XL	270071	270173
2XL	270081	270183
3XL	270091 ^{*)}	
Nosto-kapasiteetti	255 kg 500 kg ^{*)}	255 kg

Tuotteen kuvaus

Basic Basic on yleiskäyttöinen nostoliina, joka soveltuu monentyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee koko kehoa, paitsi päätä.

Tämä liina sopii henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut. Sitä voidaan käyttää sekä istuma- että makuuasennosta – esimerkiksi vuoteelta tai pyörätuolilta. Basic Basic -liina on suunniteltu yleiskäyttöiseksi liinaksi, joka soveltuu useimpiin nostotehtäviin.


Basic Basic -nostoliinoille on useita materiaalivaihtoehtoja. Verkkomalli sopii kylvetykseen. Molemmat materiaalityypit ovat kestäviä ja helppoja käsitellä. Mukava kangas päästää ilman kiertämään kehon ympäri ja antaa erinomaisen tuen.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta tarvitsevat apua istuma-asennossa siirtymiseen. Nostoihin ja siirtoihin kaikilta kalusteilta ja tasoilta.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Siirrot autoon ja autosta
- Alapesumahdollisuus





Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm



	 Polyesteri	 Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro	Tuotenro
XS	271031	271133
S	271041	271143
M	271051	271153
L	271061	271163
XL	271071	271173
2XL	271081	271183
Nosto-kapasiteetti	255 kg	255 kg

Tuotteen kuvaus


Basic Low on yleiskäyttöinen alavartaloa tukeva nostoliina, joka soveltuu monentyypisille käyttäjille moniin erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee alaselkää ja lantionseutua. Käyttäjän kädet ovat liinan ulkopuolella niin, että hän pystyy itse osallistumaan siirtoon.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä ja ylävartaloa, mutta tarvitsevat apua istuma-asennossa siirtymiseen. Nostoihin ja siirtoihin kaikilta kalusteilta ja tasoilta.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Siirrot autoon ja autosta
- Vesiterapia
- Siirtymisen harjoittelu liukulevyjen avulla
- Alapesumahdollisuus







Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm





			
	Polyesteri	Polyesteri Verkkö	Polypropeeni Käyttäjakohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
XS	272031	272133	283631
S	272041	272143	283641
M	272051	272153	283651
L	272061	272163	283661
XL	272071	272173	283671
2XL	272081	272183	283681
Nosto-kapasiteetti	255 kg	255 kg	205 kg

Tuotteen kuvaus

Basic High on koko kehoa tukeva nostoliina, joka soveltuu monen-tyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee koko kehoa, myös päätä.

Tämä liina sopii henkilöille, jotka eivät pysty kannattelemaan päätä ja joiden ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut. Sitä voidaan käyttää istuma- tai makuuasennosta, esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta. Basic High -liina on suunniteltu yleiskäyttöiseksi liinaksi, joka soveltuu useimpiin nostotehtäviin.


Basic High -nostoliinoille on useita materiaalivaihtoehtoja. Verkkomalli sopii kylvetykseen. Molemmat materiaalityypit ovat kestäviä ja helppoja käsitellä. Mukava kangas päästää ilman kiertämään kehon ympäri ja antaa erinomaisen tuen.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joiden on vaikea kannatella vartaloa ja jotka tarvitsevat tukea istuma-asennossa siirtämiseen. Nostoihin ja siirtoihin kaikilta kalusteilta ja tasoilta.

Hoitotehtävät




- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Siirrot autoon ja autosta
- Vesiterapia
- Alapesumahdollisuus



Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm



	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
XS	275032
S	275042
M	275052
L	275062
XL	275072
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Basic Shell -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja liikuttamaan ihmisiä, joiden kyky kannatella päätä ja ylävartaloa on heikentynyt. Se tukee koko vartaloa ja päätä niin, että kädet ovat liinan ulkopuolella.

Liinaa voidaan käyttää istuma- tai makuuasennosta, esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta. Liinan voi jättää käyttäjän alle pyörätuoliin. Basic Shell -liina on valmistettu verkkomateriaalista, jota voidaan käyttää uinti- ja pesutilanteissa (esim. altaassa, ammeessa, suihkussa).


Materiaali on kestävä ja helppoa käsitellä. Mukava kangas päästää ilman kiertämään kehon ympäri ja antaa erinomaisen tuen.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka eivät pysty kannattelemaan päätä ja joiden ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut. Nostamiseen istuma- tai makuuasentoon tai siitä pois. Liinan voi jättää pyörätuoliin tai anatomiseen istuimeen.

Hoitotehtävät


- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Kylvytys, ammeet, altaat
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit




Nostoliinojen kokotaulukko

		Mittayksikkö on cm									
		Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
		4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K		45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L		25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
XS	274031
S	274041
M	274051
L	274061
XL	274071
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Basic Hammock -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja liikuttamaan ihmisiä, joiden motoriset toiminnot ovat heikentyneet. Se tukee koko vartaloa, paitsi päätä, ja antaa lisätukea lantiolle ja reisille. Jos tarvitaan niska- tai päätukea, liinaan on tähän tarkoitukseen saatavana tyyny, joka tukee päätä. Basic Hammock -malli sopii erityisesti henkilöille, joiden reisien täytyy olla neutraalissa asennossa.


Tätä liinaa käytetään nostamaan henkilö makuuasentoon tai siitä pois (vuoteella, lattialla jne.), sekä istuma-asentoon tai siitä pois. Tämä liina sopii useimmille käyttäjille, ja lisäksi se soveltuu tilanteisiin, joissa jalkahihnat kiinnitetään lomittain kummankin jalan alle – kun nostetaan esimerkiksi henkilöä, jonka toinen tai molemmat jalat on amputoitu, sekä silloin, kun tarvitaan erillistä jalkatukea potilaalle, jonka raajat ovat erityisen herkkiä paineelle.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joiden vartalon hallinta on heikentynyt. Nostoihin makuu- tai istuma-asentoon tai siitä pois, sekä yleiseen siirtämiseen, kun tarvitaan lisätukea reisien alueelle.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle



Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm



			
	Polyesteri	Polyesteri Verkko	Polyesteri Käyttäjä- kohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
XS	277031	277032	277035
S	277041	277042	277045
M	277051	277052	277055
L	277041	277062	277065
XL	277051	277072	277075
2XL		277082	277085
Nosto- kapasiteetti	255 kg	255 kg	255 kg

Tuotteen kuvaus

Basic Comfort High -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja liikuttamaan ihmisiä, joiden kyky kannatella päätä ja ylävartaloa on heikentynyt. Liina tukee koko vartaloa ja päätä; säädettävä päätuki voidaan kääntää pois tieltä, jos sitä ei tarvita. Liinan alaosassa on pehmustettu vuoraus, joka antaa lisätukea lantionseudulle. Jalkahihnoihin on lisätty kaksi punaista lenkkiä, joiden avulla käyttäjän reidet pysyvät neutraalissa asennossa. Näitä hihnoja voidaan käyttää myös hygieniatoimien aikana tekemään tilaa hoidettavan henkilön jalkojen väliin.

Tätä mallia käytetään nostamaan henkilö makuuasentoon tai siitä pois (vuoteella, lattialla jne), sekä istuma-asentoon tai siitä pois.

Tämä liina sopii useimmille käyttäjille, ja lisäksi se soveltuu tilanteisiin, joissa jalkahihnat kiinnitetään lomittain kummankin jalan alle – kun nostetaan esimerkiksi henkilöä, jonka toinen tai molemmat jalat on amputoitu, sekä silloin, kun tarvitaan erillistä jalkatukea henkilölle, jonka raajat ovat erityisen herkkiä paineelle.


Basic Comfort High -liinan verkko-materiaali sopii kylvettämiseen.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joiden pään ja vartalon hallinta on heikentynyt (ja siihen liittyy vartaloa ja päätä kannattavien lihasten heikkoutta). Nostoihin makuu- tai istuma-asentoon tai siitä pois, sekä yleiseen siirtämiseen, kun tarvitaan lisätukea reisien alueelle.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Vesiterapia



Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm





Mallit erityistarpeisiin



	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
XS	295031
S	295041
M	295051
L	295061
XL	295071
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Yleiskäyttöinen Sit-On-nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja selkää, mutta kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu yhdestä kappaleesta niin, että potilas voi istua liinan päällä siirron jälkeen.

Liina on tarkoitettu henkilön nostamiseen vuoteelta tai pyörätuolilta istuma-asentoon tai siitä pois. Se sovitetaan paikalleen henkilön ollessa makuuasennossa ja voidaan jättää istuimeen tämän istuessa.


Sit-On-liinojen valikoimassa on useita kokoja. Liina on valmistettu hengittävästä materiaalista, joka päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joita kuljetetaan istuma-asennossa ja joiden alle liina jätetään pyörätuoliin. Henkilöille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli, mutta joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet jäävät liinan ulkopuolelle. Mukautettuun pyörätuoliin tai henkilöille, joita on nostettava usein.

Hoitotehtävät


- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle



Nostoliinojen kokotaulukko

										Mittayksikkö on cm
	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
XS	296031
S	296041
M	296051
L	296061
XL	296071
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On High -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä, selkää ja päätä, mutta kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu yhdestä kappaleesta niin, että potilas voi istua liinan päällä siirron jälkeen.

Liina on tarkoitettu henkilön nostamiseen vuoteelta tai pyörätuolilta istuma-asentoon tai siitä pois. Se sovitetaan paikalleen henkilön ollessa makuuasennossa ja voidaan jättää istuimeen tämän istuessa.


Sit-On High -liinojen valikoimassa on useita kokoja. Liina on valmistettu hengittävästä materiaalista, joka päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joita kuljetetaan istuma-asennossa ja joiden alle liina jätetään pyörätuoliin. Henkilöille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli, mutta joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet jäävät liinan ulkopuolelle. Mukautettuun pyörätuoliin tai henkilöille, joita on nostettava usein.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm





	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
XS	297031
S	297041
M	297051
L	297061
XL	297071
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On II -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja selkää, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Liinaa käytetään nostamaan henkilö vuoteelta tai pyörätuolilta istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina voidaan jättää tuoliin käyttäjän alle.


Sit-On II -liinujen valikoimassa on useita kokoja. Liina on valmistettu hengittävästä materiaalista, joka päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi, että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli pidempiaikaiseen istumiseen.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle



Nostoliinujen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm





	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
XS	298031
S	298041
M	298051
L	298061
XL	298071
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On High II -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Päätukea voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan, ja tarvittaessa sen voi kääntää pois tieltä käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Liina tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Käyttötarkoitus


Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle

Liinaa käytetään nostamaan henkilö istuma-asentoon vuoteesta sekä siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuuasennossa. Liina voidaan jättää tuoliin käyttäjän alle.

Sit-On High II -liinojen valikoimassa on useita kokoja. Liina on valmistettu hengittävästä materiaalista, joka päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.




Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm



	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
XS	290031
S	290041
M	290051
L	290061
XL	290071
Nostokapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Custom Amputee -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään henkilöitä, joilta on amputoitu toinen tai molemmat jalat polvinivelen yläpuolelta, sekä nostamaan henkilöitä, joiden molemmat jalat on poistettu kokonaan. Amputee-malli tukee koko vartaloa lapaluita myöten, ja siinä on vuoraus, joka antaa lisätukea lantionseudulle.


Liinaa käytetään henkilön siirtämiseen istuma- tai makuuasennosta esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta. Jos henkilö on makuulla eikä pysty kunnolla kannattelemaan päätä, nostamisen apuna on käytettävä Guldman-päätukea.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, joilta on amputoitu toinen tai molemmat jalat polvinivelen yläpuolelta. Henkilöille, joiden molemmat jalat on amputoitu kokonaan. Nostamiseen istuma- tai makuuasennosta.

Hoitotehtävät

- Siirtäminen istualtaan
- Siirtäminen vuoteelta tai paareilta tuoliin
- Siirtäminen vuoteelta tai paareilta pyörätuoliin
- Siirtäminen vuoteelta tai paareilta suihkutuoliin
- Lattialta nostamiseen, jos henkilön toinen tai molemmat jalat on amputoitu polven yläpuolelta






Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Spacer Comfort
Koko	Tuotenro
XS	293031
S	293041
M	293051
L	293061
XL	293071
Nosto-kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On Comfort -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja selkää, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Liinaa käytetään nostamaan henkilö vuoteelta tai pyörätuolilta istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi noston aikana, ja sen voi jättää käyttäjän alle tuoliin.


Sit-On Comfort -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu Spacer-materiaalista. Materiaali on kestävä, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä materiaali päästää ilman kiertämään siirrettävän kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen riski pienenee.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi, että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli pidempiaikaiseen istumiseen. Kangas auttaa estämään kuumuuden muodostumista ja sopii herkälle iholle.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm



	
	Spacer Comfort
Koko	Tuotenro
XS	294031
S	294041
M	294051
L	294061
XL	294071
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On Comfort High -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Päätukea voidaan säätää käyttäjän tarpeen mukaan, ja tarvittaessa sen voi kääntää pois tieltä käyttäjän istuessa pyörätuolissa. Liina tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Liinaa käytetään nostamaan henkilö istuma-asentoon vuoteesta sekä siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi noston aikana ja sen voi jättää käyttäjän alle tuoliin.


Sit-On Comfort High -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu spacer-materiaalista. Materiaali on kestävä, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä materiaali päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympärille, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen riski pienenee.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi, että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli, joka on tarkoitettu pidempi-aikaiseen istumiseen. Kangas auttaa estämään kuumenemistä ja sopii herkälle iholle.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm





	
	Spacer Comfort
Koko	Tuotenro
XS	294131
S	294141
M	294151
L	294161
XL	294171
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On Comfort High Hygiene -nostoliinan pohjassa on leveä aukko, josta on apua wc-käynneissä ja pesutoimissa.

Liina tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana. Säädettävää päätukea voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Hygienialiinaa käytetään nostamaan henkilö istuma-asentoon vuoteesta sekä siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla.


Sit-On Comfort High Hygiene -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu spacer-materiaalista. Materiaali on kestävä, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä materiaali päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen riski pienenee.

Käyttötarkoitus

Siirtoihin vuoteesta erilaisille wc-istuimille. Liinan voi jättää potilaan alle wc-käyntien aikana. Sitä EI OLE suositeltavaa jättää käyttäjän alle pyörätuoliin, koska liinassa olevan aukon ympäryks aiheuttaa painehaavojen riskin.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta wc-istuimelle



Nostoliinojen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm

Lapset





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
2-4	2831000
4-6	283101
6-10	283111
10-16	283121
Nosto- kapasiteetti	100 kg

Tuotteen kuvaus

Lapsille tarkoitettu Active Vest – Kids -kävelyliina auttaa pysymään pystyasennossa ja antaa tukea kävelyyn.

Pediatriinen nostoliina tukee lapsen ylävartaloa ja lantionseutua, auttaa seisomisessa sekä kävely-, seisomis- ja tasapainoharjoituksissa sekä leikkimisessä. Antaa varmuutta ja turvaa sekä lapselle että hoitajalle.

Käyttötarkoitus

Lapsille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta tasapainossa ja keskivartalon hallinnassa on vaikeuksia. Lapsille, joiden jalat kantavat. Tukee pystyasennossa ja tasapainossa pysymistä sekä liikkumista.

Hoitotehtävät

- Siirtymisasennot
- Tasapaino seisnessä.
- Seisominen: reaktiot, refleksit
- Suojaheijasteet
- Painon siirtäminen
- Kävelyharjoittelu
- Portaat, askelmat, reunakiveykset
- Osittainen painonkannattelu
- Kevennetty kävelyharjoitus juoksumatolla
- Leikkiminen ja aktiviteetit



L2


L2

Nostoliinujen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

Kids	Kids	Kids	Kids
2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 16
46 - 54	50 - 65	51 - 72	56 - 75



	 Polyesteri	 Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro	Tuotenro
4-6	270001	270103
6-10	270011	270113
10-14	270021	270123
Nosto- kapasiteetti	255 kg	255 kg

Tuotteen kuvaus

Basic Basic – Kids on yleiskäyttöinen nostoliina, joka soveltuu monen-tyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee koko kehoa, paitsi päätä. Liinan sisällä on vyö, joka antaa lisätukea ja -turvaa.

Tämä pediatriin nostoliina soveltuu lasten nostamiseen, siirtämiseen ja asentohoitoon. Sopii lapsille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut. Liinaa voidaan useimmiten käyttää nostoihin ja siirtoihin istumatai makuusentoon ja takaisin – esimerkiksi vuoteelta tai pyörätuolilta – kun lapsen päätä ei tarvitse tukea.


Basic Basic – Kids -liinujen valikoimassa on useita kokoja ja materiaaleja. Verkkomalli sopii myös peseytymis-tilanteisiin. Molemmat materiaalityypit ovat kestäviä ja helppoja käsitellä. Mukava kangas päästää ilman kiertämään kehon ympärillä ja antaa erinomaisen tuen.

Käyttötarkoitus

Lapsille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta tarvitsevat apua istuma-asennossa siirtymiseen. Nostoihin ja siirtoihin kaikilta kalusteilta ja tasoilta.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Siirrot autoon ja autosta
- Alapesumahdollisuus






Nostoliinujen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





			
	Polyesteri	Polyesteri Verkko	Polypropeeni Käyttäjäkohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
4-6	272001	272103	
6-10	272011	272113	283611
10-14	272021	272123	
Nosto-kapasiteetti	255 kg	255 kg	205 kg

Tuotteen kuvaus

Basic High – Kids on yleiskäyttöinen nostoliina, joka soveltuu monen-tyyppisille käyttäjille moniin erilaisiin nostotilanteisiin. Liina tukee koko kehoa, myös päätä. Liinan sisällä on vyö, joka antaa lisätukea ja -turvaa.

Tämä liina sopii lapsille, jotka eivät pysty kannattelemaan päätä ja joiden ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut. Sitä voidaan käyttää istumatai makuuasennosta, esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta.

Basic High – Kids -liinoin valikoimassa on useita kokoja ja materiaaleja.


Verkkomalli sopii myös peseytymistilanteisiin. Kaikki materiaalit ovat kestäviä ja helppoja käsitellä. Mukava kangas päästää ilman kiertämään kehon ympäri ja antaa erinomaisen tuen.

Käyttötarkoitus

Lapsille, joiden on vaikea kannatella päätä ja vartaloa ja jotka tarvitsevat tukea istuma-asennossa siirtämiseen. Basic High – Kids -malli on suunniteltu yleiskäyttöiseksi nostoliinaksi, joka sopii useimpiin nostotilanteisiin kaikilta kalusteilta ja tasoilta.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Siirrot autoon ja autosta
- Vesiterapia




Nostoliinoin kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58

Mittayksikkö on cm



	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
4-6	295001
6-10	295011
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Yleiskäyttöinen Sit-On – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja selkää, mutta kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu yhdestä kappaleesta niin, että lapsi voi istua liinan päällä siirron jälkeen.

Tämä pediatriinen liina on suunniteltu nostamaan lapsi istuma-asentoon ja takaisin vuoteelta tai pyörätuolista. Se sovitetaan paikalleen lapsen ollessa makuuasennossa ja jätetään lapsen alle tämän istuessa.


Liina on valmistettu hengittävästä polyesteriverkosta, joka päästää ilman kiertämään kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Lapsille, joita kuljetetaan istuma-asennossa ja joiden alle liina jätetään pyörätuoliin. Lapsille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli, mutta joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Soveltuu erikoisvarustettuun pyörätuoliin tai lapsille, joita on nostettava usein.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
4-6	296001
6-10	296011
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On High – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä, selkää ja päätä, mutta kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Tämä malli on valmistettu yhdestä kappaleesta niin, että lapsi voi istua liinan päällä siirron jälkeen.

Tämä pediatriinen liina on suunniteltu nostamaan lapsi istuma-asentoon ja takaisin vuoteelta tai pyörätuolista. Se sovitetaan paikalleen lapsen ollessa makuuasennossa ja jätetään lapsen alle tämän istuessa.


Sit-On High – Kids -liina on valmistettu hengittävästä verkkomateriaalista, joka päästää ilman kiertämään kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Lapsille, joita kuljetetaan istuma-asennossa ja joiden alle liina jätetään pyörätuoliin. Lapsille, joiden ensisijainen liikkumisväline on pyörätuoli, mutta joilla saattaa olla toimivat yläraajat ja mahdollisuus osallistua siirtoihin. Kädet voivat jäädä liinan ulkopuolelle. Soveltuu erikoisvarustettuun pyörätuoliin tai lapsille, joita on nostettava usein.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
4-6	297001
6-10	297011
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On II – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja selkää, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Liinaa käytetään nostamaan lapsi istuma-asentoon vuoteesta sekä siirtämään pyörätuoliin tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina voidaan jättää tuoliin lapsen alle.


Tämä pediatriinen liina on valmistettu hengittävästä verkkomateriaalista, joka päästää ilman kietämään kehon ympäri. Tämä vähentää kuumenemista ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi, että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli pidempiaikaiseen istumiseen.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle





Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Polyesteri Verkko
Koko	Tuotenro
4-6	298001
6-10	298011
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On High II – Kids -liina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään käyttäjiä, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Päätukea voidaan säätää lapsen tarpeen mukaan, ja tarvittaessa sen voi kääntää pois tieltä lapsen istuessa pyörätuolissa. Liina tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Tätä pediatria liinaa käytetään nostamaan lapsi vuoteelta tai pyörätuolista istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina voidaan jättää tuoliin lapsen alle.


Sit-On High II – Kids -liina on valmistettu hengittävästä verkkomateriaalista, joka päästää ilman kiertämään kehon ympäri. Tämä vähentää kuumuuden ja kosteuden muodostumista.

Käyttötarkoitus

Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. ylipainon vuoksi tai siksi, että käytössä on erikoisvarusteltu pyörätuoli pidempiaikaiseen istumiseen.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



	
	Spacer Comfort
Koko	Tuotenro
4-6	293001
6-10	293011
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On Comfort – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Se tukee reisiä ja selkää, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Tätä pediatria liinaa käytetään nostamaan lapsi vuoteelta tai pyörätuolista istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi noston aikana ja sen voi jättää käyttäjän alle tuoliin.


Sit-On Comfort – Kids -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu spacer-materiaalista. Materiaali on kestävä, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä materiaali päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen riski pienenee.

Käyttötarkoitus

Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. erikoisvarustellussa pyörätuolissa. Kangas auttaa estämään kuumuuden muodostumista ja sopii herkälle iholle.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinojen kokotaulukko

Mittayksikkö on cm

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58





	
	Spacer Comfort
Koko	Tuotenro
4-6	294001
6-10	294011
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Sit-On Comfort High – Kids -nostoliina on suunniteltu nostamaan ja siirtämään lapsia, joiden on voitava jäädä istumaan liinan päälle. Liina tukee reisiä, selkää ja päätä, ja se on suunniteltu estämään reisien kiertyminen sisäänpäin nostojen aikana.

Päätukea voidaan säätää lapsen tarpeen mukaan, ja tarvittaessa sen voi kääntää pois tieltä lapsen istuessa pyörätuolissa. Tätä pediatria liinaa käytetään nostamaan lapsi vuoteelta tai pyörätuolista istuma-asentoon tai siitä pois, mutta se sovitetaan paikalleen makuulla. Liina on suunniteltu erityisen mukavaksi noston aikana ja sen voi jättää lapsen alle tuoliin.


Sit-On Comfort High – Kids -mallin valikoimassa on useita kokovaihtoehtoja ja se on valmistettu spacer-materiaalista. Materiaali on kestävä, helposti käsiteltävää ja erityisen mukavan tuntuista. Hengittävä materiaali päästää ilman kiertämään potilaan kehon ympäri, jolloin kuumuuden ja kosteuden muodostumisen riski pienenee.

Käyttötarkoitus

Lapsille, jotka ovat liinan päällä pitkiä aikoja esim. erikoisvarustellussa pyörätuolissa. Kangas auttaa estämään kuumuuden muodostumista ja sopii herkkäihoisille lapsille.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta pyörätuoliin
- Nostaminen lattialta
- Siirto matolle, hoitopöydälle




Nostoliinoinen kokotaulukko

	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
K	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
L	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58



Mittayksikkö on cm





Bariatrica



	 Polyesteri	 Polyesteri/Puuvilla Käyttäjakohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro
L/XL		283672
XL/2XL		283682
2XL/3XL		283692
3XL	2720913	
4XL	2720914	
5XL	2720916	
Nosto- kapasiteetti	500 kg	350 kg

Tuotteen kuvaus

Basic High – Bariatric -nostoliina on yleiskäyttöinen nostoliina, joka sopii erittäin ylipainoisille käyttäjille. Liina tukee koko kehoa, myös päätä.

Tämä liina on ABC-tuoteryhmään kuuluvan Basic High -mallin versio, jossa muotoilu on mukautettu bariatrisiin mittasuhteisiin. Bariatrisen nostoliinan nostokapasiteetti on muita malleja suurempi, ja lisäksi siinä on pidemmät ja leveämmät jalkahihnat sekä leveämmät ylä- ja alavartalon mittasuhteet. Nostoliinan selkäpuolella ja jalkahihnojen sisäpuolella on taskut, jotka helpottavat liinan asettelua ja pukemista.

Käyttötarkoitus

Henkilöille, jotka eivät pysty kannattelemaan päätä ja joiden ylä- tai alavartalon toimintakyky on rajoittunut. Liinaa voidaan käyttää istuma- tai makuuasennosta, esimerkiksi lattialta, vuoteesta tai pyörätuolilta. Basic High Bariatric -liina on suunniteltu yleiskäyttöiseksi liinaksi, joka soveltuu useimpiin nostotilanteisiin.

Hoitotehtävät

- Siirto vuoteesta tuoliin
- Siirto vuoteesta suihkutuoliin
- Siirto vuoteesta wc-istuimelle
- Nostaminen lattialta
- Tuettu istuminen
- Istuminen: tasapaino
- Istuminen: reaktiot, refleksit
- Siirto matolle, hoitopöydälle
- Siirrot autoon ja autosta
- Alapesumahdollisuus





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
Yksi koko	283100
Nosto- kapasiteetti	500 kg

Tuotteen kuvaus

Gait Trainer – Bariatric -kävelyliina auttaa pysymään pystyasennossa ja antaa tukea henkilön kävellessä.

Nostoliinan muoto muistuttaa lyhyt-lahkeisia housuja, ja sen tarkoituksena on tukea käyttäjän lantion- ja vatsan-seutua. Muotoilu auttaa estämään vatsan puristumista, ja samalla se estää käyttäjää luiskahtamasta ulos liinasta. Liinan tehtävänä on tukea käyttäjän seisomista, ja se on suunniteltu mahdollisimman mukavaksi.



Käyttötarkoitus

Suurikokoisten henkilöiden kävelyharjoitteisiin ja liikkuvuuden parantamiseen. Vahvistaa sekä käyttäjän että hoitajan varmuutta ja turvallisuutta istuen, seisten ja kävellen tehtyjen tasapainoharjoitusten aikana.

Hoitotehtävät

- Siirtymisasennot
- Seisominen: tasapaino
- Seisominen: reaktiot, refleksit
- Suojaheijasteet
- Painon kannattelu
- Kävelyharjoittelu
- Portaat, askelmat, reunakiveykset
- Osittainen painon kannattelu
- Kevennetty kävelyharjoitus juoksumatolla





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
Yksi koko	28660
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Pannus Support on vatsatukiliina, jota voidaan käyttää katonostimen kanssa hygienia- ja ihonhoitotoimenpiteiden aikana. Pannus Support-liina nostaa ja tukee vatsanympärystä niin, että käyttäjän iho on helpompi tarkastaa, käsitellä ja hoitaa.

Liina on suunniteltu niin, että hoitajan ei tarvitse nostaa potilaan raskasta vatsanympärystä käsivoimin. Sen avulla tarvitaan myös vähemmän henkilökuntaa hoitotoimenpiteen tekemiseen.


Käyttötarkoitus


Hygieniehtävät isokokoisille henkilöille, joilla on suuri vatsanympäryys. Nostaa ja tukee vatsanympärystä makuuasennossa.

Hoitotehtävät

- Henkilökohtainen hygienia
- Ihonhoito
- Haavanhoito





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
Yksi koko Pituus: 1900 mm Leveys: 1630 mm	284656
Nosto- kapasiteetti	500 kg

Tuotteen kuvaus

Bariatric Repositioning -asennon-vaihtoliina sopii isokokoisien henkilön kääntämiseen, siirtämiseen ja asennon vaihtamiseen. Liina tukee koko vartaloa, pää mukaan lukien, ja nostaa selinmakuulla olevan henkilön sänkyyn, paareihin tai lattialle tai sieltä pois.


Käyttötarkoitukset

Liinavaatteiden vaihtoon, käyttäjän kääntämiseen hygienia-toimia tehtäessä tai asennon vaihtamiseen vuoteessa.

Hoitotehtävät

- Asennon vaihtaminen
 - nouseminen vuoteesta
- Kääntäminen tai kierittäminen
- Röntgenkuvauksiin vuodepaikalla
- TT-kuvaukset
- MRI
- Siirtäminen sivuttain makuuasennossa
- Nostaminen lattialta
- Siirtäminen hoitopöydältä





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
Yksi koko	28760
Nosto- kapasiteetti	500 kg

Tuotteen kuvaus

Twin Turner – Bariatric -liinaa käytetään nostolaitteen kanssa kääntämään potilas ja asettamaan hänet kyljelleen kevyesti, rasittamatta hoitohenkilökuntaa tarpeettomasti.

Henkilö voidaan kääntää kyljeltä toiselle irrottamatta välillä liinaa. Tätä liinaa voidaan käyttää apuna yleismallisen liinan sovittamisessa tarvitsematta kääntää tai muulla tavoin siirtää potilasta käsivoimin. Käyttäjän ihon tarkastamisen, käsittelyn ja hoitamisen helpottamiseksi kääntöliinan pinta-ala on suhteellisen pieni.

Tämä liina on Twin Turner -mallin versio, jossa muotoilu on mukautettu bariatrisiin mittasuhteisiin.

Käyttötarkoitus


Potilaan kääntämiseen ja asettamiseen kylkiasentoon; hoitajan ei tarvitse kannatella potilasta riskialttiilla tavalla, ja hän pystyy tekemään ihon puhdistuksesta, haavanhoidosta, arvioinnista ja käsittelystä mukavaa potilaalle.


Hoitotehtävät



- Kääntäminen
- Hygieniatoimien tekeminen
- Arviointi
- Ihon tarkastaminen
- Kääntämisen aloittaminen
- Kylkiasennossa tehtävät toiminnot
- Terapeuttiset harjoitteet



Kääntäminen ja käsittely





	 Polyesteri	 Polypropeeni Käyttäjakohtainen
Koko	Tuotenumero	Tuotenumero
Yksi koko	28650	286501
Nosto- kapasiteetti	255 kg	205 kg

Tuotteen kuvaus

Kannatteluliina tukee ja nostaa raajoja kevyesti, rasittamatta hoitajaa tarpeettomasti.

Liinaa käytetään nostamaan käsiä tai jalkoja sekä tukemaan niitä hoitotoimien, kuten haavanhoidon, sidosten vaihtamisen tai henkilökohtaisten hygieniatoimien aikana. Jalan tukeminen hoitosukan pukemisen ajaksi tai tukemaan/nostamaan jalkaa, kun kiinnitetään ROM-kipsiä (kävelykipsiä) tai CPM-laitetta (polven mobilisointilaitetta).

Käyttötarkoitus



Tilanteisiin, joissa käsivarsi tai jalka on pidettävä kohoasennossa pidemmän aikaa.

Hoitotehtävät

- Raajan nosto / pito / sijoittaminen
- Diabeetikon jalkahoito
- Raajojen kohottaminen





	 Polyesteri	 Polyesteri Käyttäjakohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro
Yksi koko	28467	284223
Nosto- kapasiteetti	255 kg	255 kg

Tuotteen kuvaus

Multi Support -monikäyttöliina tukee ja nostaa raajoja kevyesti, rasittamatta hoitajaa tarpeettomasti.

Liinaa käytetään tukemaan tiettyjä kehonosia, kuten vartaloa, lantiota, jalkoja tai käsivarsia. Monikäyttöisen liinan avulla voidaan toteuttaa eri hoitotoimenpiteitä ja tehtäviä, kuten asentokiilojen tai röntgenkasettien asettaminen potilaan alle. Raajojen tukeminen esimerkiksi haavanhoidon, sidosten vaihtamisen tai hygieniatoimien aikana. Tätä liinaa voidaan käyttää myös liikkuvuuden edistämiseen.

Käyttötarkoitus

Tilanteisiin, joissa tiettyjä kehonosia on nostettava tai tuettava.

Hoitotehtävät

- Tiettyjen kehonosien nostaminen / pitäminen / sijoittaminen
- Avuksi CPM-laitteen asentamisessa
- Alapesumahdollisuus
- Asennon kohentaminen
- Nelipistemalli
- Asettaminen leikkauspöydälle
- Kuntoutus ja harjoitukset





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenumero
M-koko	284851
L-koko	284861
Nostohihnat, sis. napsautuskoukun	284801
Nostokapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

OR-nostoliinaa käytetään yhdessä Guldmann Cross Hanger -riputimen kanssa (250 kg) siirtämään potilaan ylävartalo leikkauspöydälle tai nostamaan se leikkauspöydältä vaakatasossa.

Liinan pituus ja muoto soveltuvat erityisen hyvin potilaan kehon alempien osien leikkaustoimenpiteisiin, kuten gynekologisiin toimenpiteisiin.

Leikkaussaliliinassa on kuusi napsautuskoukulla varustettua nostohihnaa. Näitä napsautuskoukulla varustettuja nostohihnoja voidaan käyttää useissa erikokoisissa leikkaussaliliinoissa. Nostohihnat on helppo irrottaa liinasta, jotta ne eivät ole tiellä silloin kun niitä ei tarvita.

Kun leikkaussaliliinaa käytetään yhdessä katonnostimen kanssa, potilaan iho säästyy hankautumiselta ja kudonvaurioilta. Samalla säästetään henkilökunnan voimavaroja ja parannetaan potilasturvallisuutta.


Käyttötarkoitus


Potilaan nostamiseen ja siirtämiseen kahden ihmisen voimin vaakatasossa leikkauspöydän ja parien/vuoteen välillä.

Hoitotehtävät

- Nostaminen vaakatasossa / siirtäminen
- Ylävartalon sijoittaminen / pitäminen paikallaan
- Leikkaustoimenpiteet





		
		Polyesteri Käyttäjakohtainen
Koko	Tuotenro	
Yksi koko	284225	<i>Pakkaus vatsa- asentoa varten</i>
Yksi koko	284226	<i>Nostoliina kylki- asentoa varten</i>
Nosto- kapasiteetti	255 kg	

Tuotteen kuvaus

Kääntöliina on nostoliinaratkaisu, joka koostuu monista erilaisista liinoista. Se on suunniteltu helpottamaan potilaan kääntämistä selinmakuulta vatsa-asentoon ja takaisin. Näitä toimia tarvitaan yleensä selkäydinkirurgiassa ja vastaavissa toimenpiteissä.

Nostoliina estää potilaan ihon hankautumista ja muita iho- ja kudosaivaurioita.

Kääntöliinajärjestelmä auttaa kontrolloimaan prosessia, ja parantaa samalla työskentelyolosuhteita ja vaatii vähemmän henkilökuntaa toimenpiteen toteuttamiseen.

Koko Prone OR -paketti sisältää seuraavat osat:
2 x kääntöliina
2 x monikäyttöliina
1 x turvavyö


Käyttötarkoitus




Tutkimuksen ja leikkauksen alkuvaiheisiin, joissa tarvitaan nukutettujen tai rauhoitettujen potilaiden kääntämistä kylkiasentoon, vatsa-asentoon tai selinmakuulle kapealla tasolla.

Hoitotehtävät

- Asettaminen kylkiasentoon
- Asettaminen vatsa-asentoon
- Vartalon nostaminen
- Raajojen nostaminen
- Lantion nostaminen
- Jalkojen nostaminen selkäydinpuudutuksen jälkeen





	 Polyesteri	 Polyesteri Verkko	 Polyesteri Käyttäjäkohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro
Vakiomalli: 1830 mm	28465	284658	284655
Lyhyt: 1350 mm	284653		
Pitkä: 2130 mm		284651	
Nosto-kapasiteetti	500 kg	500 kg	500 kg

Tuotteen kuvaus

Asennonvaihtoliina sopii kääntämään, siirtämään ja vaihtamaan vuoteessa olevan henkilön asentoa.

Liina tukee koko vartaloa, pää mukaan lukien, ja nostaa selinmakuulla olevan käyttäjän sänkyyn, paareihin tai lattialle tai sieltä pois. Sitä käytetään usein liinavaatteiden vaihtoon, käyttäjän kääntämiseen hygieniatoimia tehtäessä tai asennon vaihtamiseen vuoteessa.

Liinan voi jättää potilaan alle odottamaan hoitotoimenpiteitä.


Käyttötarkoitus

Kylkiasentoon kääntämiseen, nostamiseen ylös vuoteesta, istumaan etukumarassa, selinmakuulla olevan potilaan siirtämiseen vaakatasossa vuoteelle, paareille tms, sekä selinmakuulla olevan potilaan nostamiseen kokonaan vuoteesta vuodevaan nollaamiseksi.


Hoitotehtävät

- Asennon vaihtaminen
 - nouseminen vuoteesta
- Kääntäminen tai kierittäminen
- Kannettava röntgenkuvaus vuodepaikalla
- TT-kuvaus
- MRI
- Siirtäminen sivuttain makuuasennossa
- Nostaminen lattialta
- Siirtäminen hoitopöydältä





Älylenkit

	
	TENCEL® Antibakteerinen
Koko	Tuotenro
Vakio: 2130 mm	284657
Nosto- kapasiteetti	375 kg

Tuotteen kuvaus

TENCEL®-kuidusta valmistettu asennonvaihtoliina sopii käyttäjän kääntämiseen, siirtämiseen ja asennon vaihtamiseen vuoteessa.

Asennonvaihtoliina tukee koko vartaloa, pää mukaan lukien, ja sen avulla nostetaan selinmakuulla oleva henkilö sänkyyn, paareihin tai lattialle tai sieltä pois. Sitä käytetään usein liinavaatteiden vaihtoon, käyttäjän kääntämiseen hygieniatoimia tehtäessä tai asennon vaihtamiseen vuoteessa.

Tämä asennonvaihtoliina on valmistettu polyesterin ja TENCEL® -kuidun sekoituksesta. TENCEL® on orgaanista materiaalia, jossa on tärkeitä antibakteerisia ja lämpötilaa sääteleviä ominaisuuksia. TENCEL®-kuitu on myös erittäin pehmeää ja sopii siksi erityisen hyvin herkkäihoisille henkilöille.

Liina on tarkoitettu jätettäväksi potilaan alle odottamaan hoitotoimenpiteitä.



Käyttötarkoitus


Kylkiasentoon kääntämiseen, potilaan nostamiseen ylös vuoteesta, istumaan etukumarassa, selinmakuulla olevan siirtämiseen vaakatasossa vuoteelle, paareille tms, sekä selinmakuulla olevan potilaan nostamiseen kokonaan vuoteesta vuodevaa'an nollaamiseksi.

Hoitotehtävät

- Asennon vaihtaminen
 - nouseminen vuoteesta
- Kääntäminen tai kierittäminen
- Kannettava röntgenkuvaus vuodepaikalla
- TT-kuvaus
- MRI
- Siirtäminen sivuttain makuuasennossa
- Nostaminen lattialta
- Siirtäminen hoitopöydältä





	
	Polyesteri
Koko	Tuotenro
Yksi koko	28700
Nosto- kapasiteetti	255 kg

Tuotteen kuvaus

Turner-nostoliinaa käytetään kääntämään potilas ja asettamaan hänet kyljelleen kevyesti, rasittamatta hoitohenkilökuntaa tarpeettomasti.

Liinan avulla käyttäjä voidaan kääntää kylkiasentoon. Tällöin on helpompi asettaa yleiskäyttöinen nostoliina paikalleen tarvitsematta kääntää tai siirtää potilasta käsivoimin. Tätä liinaa käytetään myös vaihtamaan pitkäaikaisen vuodepotilaan painekohtia esim. pitämällä käyttäjää välillä kylkiasennossa.

Käyttötarkoitus



Nostoliinan sijoittamiseen potilaan alle tarvitsematta kääntää tai siirtää potilasta käsivoimin. Käyttäjän ihon tarkastamisen, käsittelyn ja hoitotoimien helpottamiseksi liinan pinta-ala on suhteellisen pieni.

Hoitotehtävät

- Kääntäminen
- Hygieniatoimien tekeminen
- Arviointi
- Ihon tarkastaminen
- Kääntämisen aloittaminen
- Kylkiasennossa tehtävät toiminnot
- Terapeuttiset harjoitteet





	 Polyesteri	 Polypropeeni Käyttäjäkohtainen
Koko	Tuotenro	Tuotenro
Vakiomalli L-koko	28750 28751	287501 287511
Nosto- kapasiteetti	255 kg	205 kg

Tuotteen kuvaus

Twin Turner -nostoliinaa käytetään kääntämään potilas ja asettamaan hänet kyljelleen kevyesti, rasittamatta hoitohenkilökuntaa tarpeettomasti.

Henkilö voidaan kääntää kyljeltä toiselle irrottamatta välillä liinaa. Tätä liinaa voidaan käyttää apuna yleismallisen nostoliinan paikalleen asettelussa tarvitsematta kääntää tai muulla tavoin siirtää potilasta käsivoimin. Käyttäjän ihon tarkastamisen, käsittelyn ja hoitamisen helpottamiseksi kääntöliinan pinta-ala on suhteellisen pieni.

Käyttötarkoitus


Potilaan kääntämiseen ja asettamiseen kylkiasentoon; hoitajan ei tarvitse kannatella potilasta riskialttiilla tavalla, ja hän pystyy tekemään ihon puhdistuksesta, haavanhoitodosta, arvioinnista ja käsittelystä mukavaa potilaalle. Avuksi vuodevaatteiden vaihtamisessa rutiiniluontoisesti tai toistuvasti.

Hoitotehtävät

- Kääntäminen
- Hygieniatoimien tekeminen
- Arviointi
- Ihon tarkastaminen
- Kääntämisen aloittaminen
- Kylkiasennossa tehtävät toiminnot
- Terapeuttiset harjoitteet



ABC-nostoliinat – ominaisuudet



1. Nostoliinan keskikohdan merkki

2. Tietotarra

Sisältää kaikki hoitajan tarvitsemat tiedot.

3. Kokomerkki

Helpottaa ja selkeyttää oikeankokoisen nostoliinan valitsemista.

4. Selkäpuolen pehmuste

Lisämukavuutta malleihin, joissa on pieni selkäosan pinta-ala.

5. Liinan pukemista helpottava tasku

Kaikissa perusmallisissa nostoliinoissa on tasku, joka helpottaa liinan oikeaa pukemista.

6. Värilliset lenkit

Värilliset lenkit auttavat varmistamaan symmetriset nostot.

7. Materiaali

Likaa hylkivää, vahvaa ja joustavaa polyesteriä.

8. Apuhihnat

Nostoliinaan voidaan lisätä apuhihnoja.

9. Reisispehmusteet

Kaikissa nostoliinoissa, joissa on erilliset jalkatuet, on vahtomuovi-pehmustus reisiä varten. Helpompi sovitaa – ihoystävällisempi.

Materiaali

						
Polyesteri	Polyesteri-verkko	Spacer Comfort	Polyesteri, käyttäjäkohtainen	Polypropeeni, käyttäjäkohtainen	Polyesteri-puuvillasekoite, käyttäjäkohtainen bariatrinen	TENCEL® antibakteerinen

Huolto-ohjeet

			
Normaali pesu ilmoitetulla lämpötilalla	Älä käytä valkaisuaineita	Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa	Ei saa silittää

Kätevä piilotettu nostohihnan lenkki

Yhdestä kappaleesta valmistettu, innovatiivisella kudontatekniikalla varustettu nostoliinan hihna. Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu koostuu vain yhdestä tasaisesta hihnasta ilman erillisiä lenkkejä. Värikoodien avulla liina on helppo kiinnittää oikein nostokehikkoon.



Vakiomalliset nostoliinan hihnat

Vakiomallisissa nostoliinoiden hihnoissa on värilliset lenkit, jotka helpottavat ja sujuvoittavat työskentelyä. Värien tarkoituksena on helpottaa tiedonvaihtoa, kun hoitajat jakavat nosto-, siirto- ja mobilisointitehtäviä keskenään. Vakiomallisia hihnoja käytetään Guldmann-nosto-liinoiden laajassa valikoimassa.



Kokomittanauha – oikean nostoliinakoon valitsemiseen


Mittanauha on kaksipuolinen ja mittaa joko leveyttä tai korkeutta.



Leveys

Mittaa käyttäjän lantion leveys – ja etsi sopivan kokoinen nostoliina.

Mittaa suorassa linjassa – **älä** mittaa lantion kaarevien muotojen mukaan.




Tuotenro

559997



Korkeus

Mittaa potilaan istuma-asennon korkeus



Käyttäjakohtaiset nostoliinat



Tehokkaisiin ja hygieenisiin nostorutiineihin

Käyttäjakohtaiset Guldmann-nostoliinat sopivat tilanteisiin, jotka vaativat erityisen tarkkaa hygieniää infektoriskin vuoksi. Liina on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön lyhytkestoisen sairaalassaolon tai lyhytkestoisen käytön ajaksi. Hävitä liina, kun henkilö on kirjattu ulos sairaalasta, tai välittömästi, jos liina kastuu tai likaantuu käytön aikana.

Kaikissa nostoliinoissa on varotoimena merkintä "EI SAA PESTÄ", ja lisäksi merkintä "EI SAA KÄYTTÄÄ" tulee näkyviin, jos tuote kastuu. Käyttäjakohtaisia nostoliinoja käytetään tilanteissa, joissa hygienia on erityisen tärkeää, sekä silloin, kun ristitartunnan riski on minimoitava.

Guldmann-tuotteiden valikoimassa on runsaasti käyttäjakohtaisia nostoliinoja aikuisten ja lasten kokoluokissa sekä bariatrisiin hoitotilanteisiin.

Lisätietoja on osoitteessa www.guldmann.com



Active Micro	Active Micro Plus	Active Trainer	Gait Trainer	Basic Basic	Basic Basic – verkko
--------------	-------------------	----------------	--------------	-------------	----------------------



Basic Low	Basic Low – verkko	Basic High	Basic High – verkko	Basic Shell	Basic Hammock
-----------	--------------------	------------	---------------------	-------------	---------------



Basic Comfort High	Basic Comfort High – verkko	Sit-On	Sit-On High	Sit-On II	Sit-On High II
--------------------	-----------------------------	--------	-------------	-----------	----------------



Custom Amputee	Sit-On Comfort	Sit-On Comfort High	Sit-On Comfort High Hygiene	Active Vest – Kids	Basic Basic – Kids
----------------	----------------	---------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



Basic High – Kids	Sit-On Comfort – Kids	Sit-On Comfort High – Kids	Sit-On – Kids	Sit-On High – Kids	Sit-On II – Kids
-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------	--------------------	------------------






Sit-On High II - Kids	Basic High -Bariatric	Gait Trainer - Bariatric	Pannus Support -vatsatukiina	Repositioning Sling - Bariatric	Twin Turner - Bariatric
					

Raajan kannatteluliina	Hoivatyön monikäyttöliina	OR-nostoliina - ylävartalo	Kääntöliina	Asennonvaihtoliina	Asennonvaihtoliina - Tencel®
					

Turner	Twin Turner	Disposable High II	Disposable High II - Bariatric	Disposable High II - Kids	Disposable Comfort High
					

Disposable Repositioning Sling	Disposable Leg Sling II	Disposable Multi Support	Disposable Twin Turner II	Disposable Gait Trainer	Päätuki
					

Lampaannahkaiset pehmusteet	Jatkohihnat	Merkki-klipsi	Harjoituspakkaus
			



Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com



© Guldmann FIN-2625/03/2020

Guldmann™

FIN