



Nästa nivå

En ny generation toaletthjälpmedel
som skapar möjligheter!



Etac My-Loo

Toalettsitsförhöjare,
med kantstopp

 **etac**[®]



Etac My-Loo

Toalettsitsförhöjare, med kantstopp

I samarbete med skickliga industridesigners har vi utvecklat den nya toalettsitsförhöjaren My-Loo med kantstopp. En produkt som ger begreppen hygienisk, säker och snygg en ny mening. Med sina mjukt svepande former och goda ergonomi erbjuder den extra bekväm användning och en formgivning som passar utmärkt i det moderna badrummet.

Optimal design för funktion och komfort

Etac My-Loo har utvecklats för att smälta in i badrumsmiljön och har en design som ger bästa komfort och åtkomlighet. De mjuka formerna och den stora öppningen gör att My-Loo passar de flesta – dessutom erbjuds förhöjaren i två höjder, med eller utan lock.

Enkel att hålla ren och fräsch

My-Loo med kantstopp består av få delar i tåliga material. De rena och släta ytorna är lätta att torka av med en mjuk rengöringsduk. Skulle en separat rengöring behövas kan förhöjaren enkelt tas bort och lika enkelt sättas tillbaka.

Säker och snabb installation

Etac My-Loo monteras på några sekunder! Den fästs med hjälp av två unika kantstopp som lätt anpassar sig efter olika former på toaletter. Kantstoppens extra stora friktionsytor och flexibla material ger ett stadigt fäste mot porslinet. Förhöjaren placeras på toaletten och kantstoppen skjuts på plats. Klick, så är monteringen klar!



Etac My-Loo toalettsitsförhöjare, med kantstopp

	Artikel nr.
6 cm	80301520
10 cm	80301521
6 cm med lock	80301522
10 cm med lock	80301523

Vikt

6 cm: 0,8 kg	10 cm: 1,1 kg
6 cm med lock: 1,2 kg	10 cm med lock: 1,4 kg

Max brukarvikt

190 kg

Material

Polypropen och TPE

Design

Myra Industriell Design AB

myra

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produkten kan även rengöras på ett säkert sätt i tvättskåp vid 85° C i 3 minuter.

Egenskaper



Enkel att hålla ren och fräsch

De rena och släta ytorna är lätta att torka av med en mjuk rengöringsduk. Skulle en separat rengöring behövas kan förhöjaren enkelt tas bort och lika enkelt sättas tillbaka.



Optimal design för funktion och komfort

Sitsens mjuka former ger tryggt stöd och hög komfort. Med extra stor öppning och generösa urtag underlättas åtkomlighet vid personlig hygien.



Säker, snabb installation

Lättmonterade kantstopp med stor ställbarhet och rejäla friktionsytor i en konstruktion helt utan skruvar. Det gör att My-Loo alltid sitter säkert och är enkel att montera oavsett toalettporslin.




Varianter

My-Loo toaletsitsförhöjare, med kantstopp, är tillgänglig i två olika höjder, 6 och 10 cm, med eller utan lock.




Mått


Yttre bredd x djup	36 cm x 40 cm
Öppning bredd x djup	23 cm x 36 cm
Sitshöjd	6 cm, 10 cm
Bredd mellan kantstopp	29 cm - 38,5 cm




36 cm x 40 cm



23 cm x 36 cm



6 cm, 10 cm



29 cm - 38,5 cm



Max 7 cm



Nästa nivå.

En ny generation toaletthjälpmedel som skapar möjligheter!

My-Loo toaletsitsförhöjare med kantstopp är den första i en helt ny generation smarta produkter från Etac. Genom att ställa extremt höga krav på allt från trygghet, bekvämlighet och flexibilitet till rengöring och enkel montering kan vi presentera ett sortiment som erbjuder helt nya och bättre lösningar.

Med den nya produktserien tar vi toaletthjälpmedel till en ny nivå. Att design driver utveckling har alltid varit vår ledstjärna och vi är övertygade om att Etac My-Loo hjälper brukare och förskrivare att skapa nya möjligheter.

För senaste nyheter och uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se.