

R82 x:panda shape - Opas vartalo tukien valintaan

Aloita tästä

Valitse
kiinnikkeen malli



Kiinteä

Kiinnike on kevyesti muotoiltu antaen yläraajoille tilaa liikkua vapaasti, jos ylempi selkätuki on säädetty käyttäjälle sopivaan leveyteen. Voidaan säätää myös leveyttä, syvyyttä ja korkeutta, käyttäjän tarpeen mukaisesti. Kiinteiden vartalotukien kanssa selkänöjan leveyttä voidaan kaventaa enimmillään 50 mm.



Swing-away

Kiinnike on kevyesti muotoiltu antaen yläraajoille tilaa liikkua vapaasti, jos ylempi selkätuki on säädetty käyttäjälle sopivaan leveyteen. Voidaan säätää myös leveyttä, syvyyttä ja korkeutta, käyttäjän tarpeen mukaisesti. Swing-away-vartalotukien kanssa selkänöjan leveyttä voidaan kaventaa tai leventää 100 mm.

Swing-away-vartalotukia käytettäessä istuimelle siirtyminen helpottuu.



Swing-away ja kulman säätö

Kiinnike on kevyesti muotoiltu antaen yläraajoille tilaa liikkua vapaasti, jos ylempi selkätuki on säädetty käyttäjälle sopivaan leveyteen. Vartalotukea voidaan säätää +/-45° epäsymmetrisen vartalon mukaan. Voidaan säätää myös leveyttä, syvyyttä ja korkeutta, käyttäjän tarpeen mukaisesti.

Swing-away-vartalotukien kanssa selkänöjan leveyttä voidaan kaventaa tai leventää 100 mm.

Swing-away-vartalotukia käytettäessä istuimelle siirtyminen helpottuu.

Valitse
tyynyn malli



Suorakaide
L: 110 x K: 80 mm



Suorakaide
L: 150 x K: 90 mm



Suorakaide
L: 190 x K: 90 mm



Nelikulmainen
L: 110 x K: 100 mm



Nelikulmainen
L: 130 x K: 130 mm



Nelikulmainen
L: 150 x K: 160 mm



Nelikulmainen
L: 170 x K: 200 mm

Valitse
päällinen & väri



Musta, pyyhittävä



Musta



Swing-away ja kulmasäädettävä kiinnike, suorakaide-tyyny ja musta päällinen.