

Liukuhanska

PP1



- Liukuhanskat tehdään Easy Slide -materiaalista.
- Liukuhanska on suunniteltu apuvälineeksi potilas-
siirtotilanteisiin.
- Liukuhanskaa käyttämällä voidaan vähentää kitkaa,
joka on potilaan lantion ja lapaluiden alla. Liuku-
hanskan avulla hoitaja voi liu'uttaa käden helposti
potilaan alle ja sieltä pois.
- Liukuhanskat ovat yhtä kokoa, joka sopii kaikille
ja niitä myydään yksittäin.
- **Materiaali:**
Yläpuoli: 100 % polyamidia.
Ala-/kämmentenpuoli: 100 % polyesteria.
Sisäpinnat: PU

- **Koko:**



PESU- JA HOITO-OHJEET:

Liukukäsine voidaan pestä 80 asteessa.
Varoitus: Voidaan kuivata kuivaajassa alhaisessa lämpö-
tilassa. Ei saa valkaista, eikä silittää. Voidaan puhdistaa
kemiallisesti käyttäen tetrakloorietaania.

