




11/2023

# Etac Relax -suihkuistuin

## Huolenpitoa ja huomaavaisuutta pienintä piirtoa myöten

Etac Relax on kätevä ja tyylikäs suihkuistuin. Seinää vasten taitettavana se soveltuu erinomaisesti myös ahtaisiin tiloihin. Mieluinen istuinmalli löytyy jokaiselle, sillä valikoimaan kuuluu kaksitoista mallia. Tämä istuin sopii vaivatta suihkuun kuin suihkuun.

### YKSITYISKOHTAISTA SUUNNITTELUA

Etac Relax -suihkuistuin on huolellisen suunnittelun tulosta. Sen käyttömukavuus on maksimoitu pienintä piirtoa myöten. Skandinaavisen niukkalinjaiseen tapaan muotoiltu istuin on paitsi erittäin mukava, myös aidosti tyylikäs. Relax-istuimelle on kaksi väri vaihtoehtoa: valkoinen ja harmaa.



### MONIPUOLISET JA HELPPOKÄYTTÖISET LISÄVARUSTEET

Lisävarusteet tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja yksilöllisiin ratkaisuihin. Saatavana on esimerkiksi selkätuki, taitettavat käsivetimet ja tukijalat. Pehmeä ja ergonomisesti muotoiltu istuin on mukava, ja lämpöä heijastavaa selkänjojaa vasten voi nojata rennosti. Pehmeät, liukumattomat käsivetimet antavat turvaa, ja halutessasi voit lisätä istuimen vakautta tukijaloilla.

Ainutlaatuinen pehmeä,  
liukumaton kädensija!



12 vaihtoehtoa!

Vain kolme kiinnityskohtaa!

TUOTETIEDOT	
Värit	valkoinen ja harmaa
Materiaali	Istuin - polypropeeni, käsinojat - polypropeeni ja TPE, tukijalat - alumiini ja ruostu- maton teräs, holkiosat - TPE
Mitat	Leveys 40 cm Leveys käsinojien kanssa 53 cm Syvyys ylä-/ala-asennossa 45 cm / 8 cm
Enimmäiskuorma	ilman tukijalkoja 125 kg tukijalkojen kanssa 150 kg

## PUHDISTUS

Käytä tuolin puhdistamiseen hankaamatonta puhdistusainetta. Huuhtele ja kuivaa. Tuote voidaan puhdistaa korkeintaan 85 °C:n lämpötilassa kolme n (3) minuutin ajan.



ETAC RELAX – VALKOINEN	TUOTENUMERO
Etac Relax -suihkuistuin	81703010
- käsituilla	81703020
- tukijaloilla	81703030
- käsituilla ja selkätuella	81703060
- käsituilla ja tukijaloilla	81703040
- käsituilla, selkätuella ja tukijaloilla	81703050

ETAC RELAX – HARMAA	TUOTENUMERO
Etac Relax -suihkuistuin	81708000
- käsituilla	81708010
- tukijaloilla	81708020
- käsituilla ja selkätuella	81708030
- käsituilla ja tukijaloilla	81708050
- käsituilla, selkätuella ja tukijaloilla	81708040

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.

## OMINAISUUKSIA



### PEHMEILLÄ KÄDENSIIJOILLA VARUSTETUT KÄSITUET

Ainutlaatuiset, ergonomiset käsitet, joissa on pehmeät, liukumattomat kädensijat. Muotoiltu antamaan pitävää tukea aina tarvittaessa.




### VAIN KOLME KIINNITYSPISTETTÄ

Siinä kaikki, mitä asentamiseen vaaditaan (kiinnitysosat eivät sisälly toimitukseen).



### KOMPAKTI JA TILAA SÄÄSTÄVÄ

Vaikka Relax-istuimen ulkomitat ovat kompaktit, istuinosa on tilava. Taitetun istuimen korkeus seinästä on vain 8 cm. Istuin on ylös nostettuna aivan yhtä tyylikäs kuin alas lasketunakin.



### HELPPO RÄÄTÄLÖIDÄ YKSILÖLLISEKSI

Relax-istuimen käytettävyyttä voidaan parantaa entisestään lisäosien avulla. Käsitet on helppo kiinnittää suoraan istuimeen. Tämä kätevä ominaisuus on käytettävissä vain Etacin Relax -istuimissa!

## ETAC RELAX -SUIHKUISTUIN ON SAATAVANA VALKOISENA JA HARMAANA



Relax-suihkuistuin.



Relax-suihkuistuin tukijaloilla.



Relax-suihkuistuin käsituilla ja selkätuella.



Relax-suihkuistuin käsituilla ja tukijaloilla.



Relax-suihkuistuin käsituilla, tukijaloilla ja selkätuella.

## LISÄVARUSTEET



### Pehmeä selkänoja

Pehmeä, lämpöä heijastava selkänoja.  
Kiinnitys seinään velcro-tarroilla.  
Tuotenro, valkoinen 81704060




### Käsituet

Ergonomisesti muotoillut käsituet, joissa on pehmeät, liuku-  
mattomat kädensijat. Helppo kiinnitys suoraan istuimeen.  
Taitettava malli.  
Valkoinen 81704040 | Harmaa 81708060






### Tukijalat

Käytetään antamaan lisävakautta ja kannattamaan enintään  
150 kg:n kuormaa. Kätevät korkeussäädettävät erikoisholkit.  
Valkoinen kiinnityskappale 81704050  
Harmaa kiinnityskappale 81708070  
Materiaali: Solupolyeteeni



min.  
69 cm (27 1/4")  
max.  
79 cm (31")



Asennus tehtävä riittävän kantavaan seinään ammattitaitoisen henkilön toimesta. Lisätietoja Etax Relax - käyttöohjeesta tai toimittajan kotisivuilta:  
[www.etac.com](http://www.etac.com)