

GH1

GH1 Q, GH1 F

Guldmann™

GH1 katonostinjärjestelmä



Kattonostimet pitkäaikaiseen käyttöön

GH1-kattohissijärjestelmä on suunniteltu täyttämään kaikki päivittäiset nostotarpeet kodeissa ja laitosympäristöissä. Se vie hyvin vähän tilaa ja on erittäin helppokäyttöinen kaikkien Guldmann-henkareiden ja muiden nostovaroiteiden kanssa. GH1-nostoyksikkö on saatavana myös GH1 Q-versiona, joka voidaan helposti napsauttaa ja napsauttaa pois kiskojärjestelmästä. GH1 ja

GH1 Q voidaan asentaa useimpiin kiskoihin.

Korkea laatu ja mukavuus

GH1 yhdistää parhaan mahdollisen mukavuuden, tehokkaat ja turvalliset työskentelytavat. Hoitajalle tämä tarkoittaa parannettua työympäristöä ilman turhia manuaalisia nostoja tai rasitteita - käyttäjälle mukava sekä turvallinen ja inhimillinen.

Helppo käyttää

GH1-järjestelmän avulla hoitohenkilökunta pystyy nostamaan ja siirtämään käyttäjiä ilman riskiä selkäjännityksestä. GH1-kattonostin nostaa nopeasti ja turvallisesti jopa 205 kg painavia käyttäjiä ergonomisesti oikean ja helppokäyttöisen käsiohjauksen avulla. Nopeampi nosto vapauttaa enemmän aikaa erittäin tärkeisiin hoitotoihin.

Nopea lataus

GH1 latautuu nopeasti asettamalla käsiohjain GH1-latausasemaan. Lataus kestää yleensä vain 2–3 tuntia, ja täysin ladattu nostoyksikkö kestää yli 55, 85 kg nostoa.

Kiinnitä - Irroita

GH1 Q-nostoyksikössä on pikavapautusjärjestelmä, jonka avulla nostoyksikön irrottaminen ja kiinnittäminen on erittäin helppoa, jos on tarpeen siirtää nostomoduli toiseen huoneeseen tai asuinpaikkaan. Nostimen moduulin siirtäminen voidaan suorittaa ilman työkalujen käyttöä.



GH1 Q
– kiinnitä - irroita



GH1 katonostinjärjestelmä

Ympäristöön istuva design

Sekä GH1-kattohissit että kiskojärjestelmä on helppo sisustaa siten, että ne sopivat tai sulautuvat helposti mihin tahansa tilan sisustussuunnitteluun, jossa niitä käytetään. GH1 toimitetaan vakiona neljällä eri kannella.

Enemmän kiskoja – enemmän mahdollisuuksia

GH1-kattohissijärjestelmää on saatavana 3 erityyppisellä kiskolla, joista kukin on erityisesti suunniteltu tietyille jänneväleille ja nostopainoille. Kiskot voidaan helposti asentaa sekä kattoon että seiniin, ja ne voidaan räätälöidä haluttuun väriin. Kansien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa - mikä tekee kiskosta näyttävän, mukava ja vasta maalatulta - aina, kun uusi asukas muuttaa huoneeseen.

Seinälle ja kattoon asennettävien kiskojen lisäksi GH1-järjestelmässä on vapaasti seisova kiskojärjestelmä. Järjestelmää on helppo säätää halutulle korkeudelle ja leveydelle, mikä tarjoaa ihanteellisen tavan käsitellä tilapäisiä nostoapua koskevia tarpeita. Järjestelmän voi asentaa 1-2 henkilöä ilman työkaluja. Kasaaminen käyttövalmiiksi vie vain 10 minuutissa.

GH1-nostoyksiköt voidaan asentaa useimpiin kiskoihin





GH1 katonostinjärjestelmä

Turvallinen ja luotettava

GH1-kattonostin täyttää kaikki asiaankuuluvat standardit ja on erittäin turvallinen ja luotettava käytössä.

GH1: llä on paljon samaa DNA: ta kuin palkitulla GH3-kattonostimella, joka on asennettu moniin maailman arvostetuimpiin sairaaloihin. GH1-kattohissijärjestelmässä hyödynnetään täysimääräisesti innovatiivista ja vankkaa GH3-tekniikkaa, suunnittelua, toimivuutta ja kustannustehokkuutta.

GH1 – kattonostin


Käyttäjäystävällinen, tehokas ja nopea nostoyksikkö pysyvään asennukseen tai asennukseen erilliseen kiskojärjestelmään.

- Suuri nostokkyky - jopa 205 kg
- Nopea - 40 mm/ s täydellä kuormalla
- Intuitiivinen ja helppokäyttöinen ohjain
- Erittäin kierrätettävä
- Erittäin helppo puhdistaa
- GH1 Q - pikavapautusjärjestelmä helpottaa nostoyksikön siirtämistä huoneesta toiseen

GH1 – kattonostin joka vastaa useimpiin vaatimuksiin

Vapaasti seisova kisko

6



GH1 F – joustava katonostin



GH1 F - on joustava nostoyksikkö, jota on helppo siirtää huoneesta toiseen siihen kuuluvan kuljetus- ja säilytysvaunun avulla. Se kiinnittyy ja vapauttaa itsensä automaattisesti kiskojärjestelmästä ja eliminoi siten hoitohenkilökunnan nostamisen, venyttämisen tai rasittamisen nostimen siirtämisen ja asentamisen yhteydessä.

GH1 F:llä voit asentaa kiskot joko useampaan tai kaikkiin huoneisiin ja aloittaa muutamalla nostomodulilla, jotka päivittäisessä hoidossa voidaan helposti siirtää huoneesta toiseen.



Trolley 255
max 255 kg
Guldmann

Guldmann

GH1 F – joustava katonostin



Erityisesti suunniteltu kuljetus- ja säilytysvaunu, jossa on tilaa nostoyksikölle, henkarille ja nostoliinalle

Joustava, tehokas ja turvallinen

Kiinnittymisen jälkeen GH1 F antaa sinulle täsmälleen samat toiminnot kuin GH1-nostoyksikkö - ja verrattuna perinteisiin kannettaviin nostolaitteisiin tämä tarkoittaa myös, että saavutat samat edut kuin kiinteällä kattolaitteella:

- Nostokorkeus ei ole rajoitettu hoitohenkilökunnan ulottumattomiin
- Käyttäjä ei roikku alhaalla ja voidaan nostaa esim. suoraan tuolista sänkyyn sekä lattiasta
- Suuri nostokyky - jopa 205 kg
- Nostoyksikkö ei häiritse nostettavaa
- Sopivin nostohenkari / lisävaruste voidaan valita laajasta valikoimasta

GH1 F - joustava, itse kiinnittyvä nostin

GH1, GH1 Q ja GH1 F ovat osa Guldmann-nostinvalikoimaa, joka sisältää kiskot, nostoyksiköt, nostoliinat ja tarvikkeet - kaikki on suunniteltu moduuleiksi, jotka toimivat täydellisesti yhteen. Moduuleja voidaan yhdistää monilla eri tavoilla ja asentaa melkein kaikkialle.





Nostomoduli kiinnittyy ja irtoaa automaattisesti
kiskojärjestelmästä
– Välttämällä hoitohenkilökunnan rasitusta.





GB



| Time to care |

V. Guldmann A/S Graham
Bells Vej 21-23A DK-8200
Aarhus N
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com