

F3 Corpus[®]

Kompakti urbaani apuväline.



permobil
POWER WHEELCHAIRS

F3 Corpus®

Kompakti urbaani apuväline.

F3 on optimaalinen sähköpyörätuoli käyttäjille, jotka viettävät suuren osan ajastaan sisätiloissa ja ulkoillessaan satunnaisesti poistuvat jalkakäytäviltä ja asfaltilta. Se toimii erinomaisesti ahtaissa tiloissa pienen kokonsa ja kääntösäteensä ansiosta. F3-pyörätuolin *Smooth*-jousitus takaa aina miellyttävän kulun urbaaneilla alueilla.

Laatu

on sana, joka vahvasti liitetään Permobilin. Suorituskyvyn ja rakenteen jatkuva parantaminen takaa käyttäjillemme luotettavuuden, jota he käytössä edellyttävät, aina vakaas ja turvallisuus edellä.



Corpus: ainutlaatuinen istuinjärjestelmä

Parannettu mukavuus, lantiotuki, sivuttaisvakaas ja immersio ovat kaikki uuden Corpus-istuimen avaintavoitteita.

Uusissa Corpus-tyynyissä on pehmeämpi kaksikerroksinen solumuovi selkänojaassa, uudelleen suunniteltu lantio-osa ja Stretch-Air™-päälliskangas.

BodyNatural-järjestelmän kanssa uusi Permobil Corpus -istuin on huippuluokan istuinjärjestelmä korkeintaan 150 kg:n painoisille käyttäjille riippumatta siitä, tarvitsevatko he sähkökäyttöisiä toimintoja vai eivät.



BodyNatural

BodyNatural on ainutlaatuinen järjestelmä Permobililta, suunniteltu harmonisoimaan ja yhdistämään sähkötoimisen istuimen liikkeitä kehon luontaisten liikkeiden tukemiseksi.

Stretch-Air™ -tyynynsuojukset

Pehmeä kaikkiin suuntiin joustava kangas.

Tee tuolista näköisesi.

Valitse lukuisten UV-valoa
kestävien runkovärien joukosta.
Helppo puhdistaa ja asentaa.

Pehmeämpi selkänojatyyyny

kaksikerroksisella solumuovilla
on suunniteltu tukevammaksi ja
miellyttävämmäksi.

Active Reach

Kallistaa istuinta eteenpäin 45° saakka ja
kohottaa sitä kurottautumista helpottaen.
Helpompi siirtyminen käyttäjän ja avustajan
kannalta.

Vahvempi selkänoja

toimilaite takaa sujuvan ja
turvallisen kallistuksen
kaikille alle 150 kg:n painoisille
käyttäjille.

Corpus® istuintyyyny

Uudelleen suunniteltu lantio-osa
helpottaa upottautumista istui-
meen mukavuutta ja vakautta
parantaen.

Pysy puhtaana

Valinnaiset takapyörien loka-
suojat suojaavat käyttäjää ja
moottoreita roiskeilta ja lialta.

Turvallisempaa ajoa pimeällä

Valinnaiset LED-valot edessä ja takana
parantavat näkyvyyttä.

Caster glide -pyörät

tarjoavat sujuvan ohjattavuuden
alhaisella nopeudella ja vakautta
korkealla nopeudella.





Tekniset tiedot

Suurin nopeus	10 km/h	Akkujen paino 60/73 Ah	2x19/2x23 kg
Toimintamatka (60/73 Ah:n akku)	25 km–30 km*	Korkeus istuimesta lattiaan	450 mm
Käyttäjän maksimipaino	150 kg	Istuinkorkeus (sähkötoim. nostin)	450–750 mm
Esteenylityskyky	60 / 75 mm	Istuimen syvyys	370–570 mm (25 mm:n välein)
Pienin kääntösäde	1350 mm	Istuimen leveys	420–570 mm (50 mm:n välein)
Kääntyminen käytävässä	1040 mm	Selkänojan leveys	360/410/460/510 mm
Jousitus	Erillisjousitus kaikissa pyörissä	Selkänojan korkeus	470, 545-670 mm (25 mm:n välein)
Elektroniikan R-net	120 A	Käsinojen välinen etäisyys	380–480/480–580 mm
Törmäystestattu ISO 7176-19 - kiinnitysjärj.	Kyllä – käyttäjä max 136 kg	Käsinojen korkeus	185–320 mm
Törmäystestattu ISO 7176-19 - hihnat	Kyllä – käyttäjä max 150 kg	Sähkötoiminen istuinhiissi	0–300 mm
Testattu direktiivin EN12182/EN12184 CE muk.	Kyllä	Sähkötoiminen kallistussäätö, taka	50°
Pituus kaatumaesteiden kanssa/ilman	1015/915 mm	Sähkötoiminen kallistussäätö, etu	5°/10°/20°/30° (20°/30° edellyttää VS-jalkatuen)
Alustan leveys	610 mm	Sähkötoiminen jalkatuen säätö	90–180°
Leveys sis. istuimen	610–790 mm	Manuaalinen jalkatuen säätö	90°–180°
Korkeus	970–1170 mm	Sähkötoiminen selkänojan säätö	85–180°
Min. pituus kaatumaesteiden kanssa/ilman	790/890 mm	Manuaalinen selkänojan säätö	120°
Min. kuljetuskorkeus (selkänoja taitettuna)	825 mm		
Paino sis. akut 60/73 Ah	175/184 kg		

*Toimintamatka voi lyhentyä, jos pyörätuolia käytetään usein kaltevilla pinnoilla, epätasaisella alustalla tai katukiveysten ylittämiseen.



Etukallistus



Takakallistus



Istuinhiissi



Jalkatuki



Selkänoja