

etac[®]
Creating Possibilities



R82[®]

Chilla

Suunniteltu tarjoamaan lapsellesi mukavuutta, vakautta ja turvallisuutta

Suunniteltu seikkailuihin

R82 Chilla -lastenrattaat tarjoavat lapsellesi turvallisen ja mukavan istuma-asennon aina, kun lähdette perheseikkailulle kaupunkiin tai retkelle luontoon. Rattaiden istuin voidaan asettaa joko kasvot tai selkä menosuuntaan, joten lapsi voi joko tarkkailla ympäristöään tai nähdä huoltajansa. Rattaat on helppo taittaa kokoon istuin ja lisävarusteet asennettuina, mikä helpottaa esimerkiksi kiireessä. Jos tilaa on vähän, runko ja istuin voidaan taittaa myös erikseen. Tämä mahdollistaa käytön erilaisissa tilanteissa.



Mukautuvuutta ja räätälöityä tukea

Chilla-rattaat on suunniteltu tarjoamaan lapsellesi mukavuutta, vakautta ja turvallisuutta. Rattaiden valmistuksessa on kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin ja niissä on useita ominaisuuksia, joilla ne voidaan räätälöidä juuri sinun lapsellesi sopiviksi.

Rattaat mukautuvat kasvavan lapsesi muuttuviin tarpeisiin vuosien vieressä. Säädettävän istuinosan pituuden ja selkänojan korkeuden sekä erilaisten lisävarusteiden ansiosta rattaita voi käyttää usean vuoden ajan.

Rattaisiin on saatavilla suuri valikoima erilaisia lisävarusteita, jotka tukevat sekä käytännöllisyyttä että mukavuutta. Rattaiden runkoon voidaan kiinnittää lisävarusteita tärkeiden tavaroiden kuljetusta varten ja istuimeen on asennettavissa lisäosia, joilla varmistetaan paras mahdollinen tuki ja mukavuus sekä suoja sääolosuhteita vastaan. Rattaat ovat joka retkellä sekä kätevät että mukavat.



Mukavuutta ja turvallisuutta

Chilla-rattaat on suunniteltu mukaviksi ja turvallisiksi. Rattaat on törmäystestattu ja ne täyttävät ISO 7176-19 -standardin vaatimukset, jotka koskevat turvallista kuljetusta moottoriajoneuvoissa. Rattaiden kuljettaminen on siis turvallista. Sinun tarvitsee vain asentaa kuljetusvarusteet Rattaiden kiinnittämiseksi moottoriajoneuvoon, ja perheseikkailu voi alkaa.

Chilla-rattaissa on pehmeät ja mukavat istuinpehmusteet, joissa on 30 mm paksu vaahtomuovisuus. Mukavien istuinpehmusteiden, lisävarusteina saatavien liivien ja vöiden sekä säädettävän jousituksen ansiosta rattaisissa matkustaminen on miellyttävää ja turvallista monenlaisessa maastossa.

Päivittäiset säädöt ilman työkaluja

Chilla-rattaat on suunniteltu myös lapsen huoltajia ajatellen, joten selkänojan kallistaminen onnistuu ilman työkaluja. Näin se on helppo säätää joko pysty- tai vaaka-asentoon. Istuimen ja selkänojan kallistus pienentävät painovoiman vaikutusta ja voivat siksi auttaa vähentämään väsymystä ja säästämään energiaa, jotta lapsi jaksaa paremmin osallistua hauskoihin aktiviteetteihin päivän mittaan.

Chilla-rattaiden istuin voidaan asettaa joko kasvot tai selkä menosuuntaan, joten lapsi voi joko tarkkailla ympäristöään tai nähdä huoltajansa. Istuimen kääntäminen onnistuu yhdellä turvalukon ja selkänojan takana olevan kallistuskytkimen painalluksella.



Valmiina luontoretkelle

Chilla-rattaiden runkoon on saatavissa säädettävä jousitus. Jousitus parantaa rattaiden vakautta maastossa liikuttaessa sekä vaimentaa tärinää ja iskuja tehden kyydissä istumisesta mukavampaa ja tasaisempaa.

Chillan jousitus tarjoaa niin sanotun "true damping" -vaimennuksen. "True damping" -vaimennuksella tarkoitetaan, että järjestelmä palautuu nopeasti tasapainoiseen asentoon ilman edestakaista liikettä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rattaiden jousitus palaa kuormituksen jälkeen alkuperäiseen asentoonsa tasaisesti ja pomppimatta. Näin lapsen on mukavampi istua rattaissa, kun ylösalaista liikettä tapahtuu epätasaisessa maastossa liikuttaessa mahdollisimman vähän.

Jousitusta voi säätää esijännittämällä jousia johonkin kolmesta valmiista asetuksesta. Näin jousitus voidaan sopeuttaa yksilöllisesti lapsen ja olosuhteiden mukaiseksi, sillä erilaiset painot, maastot ja aktiviteetit vaativat erilaisia esijännityksiä.

Jos esimerkiksi kiinnität Chilla-rattaisiin happipullon, painoa tulee pullon puolelle huomattavasti enemmän. Säädettävän jousituksen ansiosta kuorman voi tasata, jolloin rattailla on helpompi liikkua erilaisessa maastossa.



Valmiina ulkoiluun

Chilla on erinomainen valinta monenlaisiin perheen yhteisiin seikkailuihin.

Chilla-rattaisiin on saatavilla kahdenlaisia renkaita: kiinteitä ja ilmatäytteisiä. Kun teet valinnan kiinteiden ja ilmatäytteisten renkaiden välillä, on hyvä huomioida eri rengastyypin hyödyt niiden päivittäisessä käyttöympäristössä. Kiinteät renkaat eivät puhkea, mutta ilmatäytteiset renkaat voivat lisätä lapsen mukavuutta parantamalla iskunvaimennusta.

Chilla-rattaat on suunniteltu monenlaisiin sääolosuhteisiin. Lisävarusteena on saatavilla sadesuoja tuulta, sadetta ja lumituiskua vastaan. Voit myös valita joko vakiokuomun tai premium-kuomun, joka tarjoaa lisää monipuolisuutta ja suojaa. Kuomu suojaa auringolta ja tuulelta, mutta sitä voidaan tarvittaessa myös käyttää vähentämään ympäristöstä tulevia visuaalisia ärsykeitä. Premium-kuomussa on lisäksi tuuletusläppä, joka toimii myös ikkunana, jonka kautta huoltajat voivat tarkkailla lastaan tai josta lapsi voi katsella maailmaa.

Vakiokuomu



Premium-kuomu



Yläasento



Taitettuna puoliksi alas



Taitettuna puoliksi alas
tuuletusläppä auki

Ulkoilua ja aistien juhlaa

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu ja vuorovaikutus luonnon kanssa voivat parantaa elämänlaatua, lisätä keskittymiskykyä ja vähentää stressiä. Luonnossa liikkuminen stimuloi myönteisiä tunteita, antaa energiaa ja auttaa keskittymään.

Leikit, joissa lapset voivat koskettaa, haistaa, kuulla ja nähdä luontoympäristöä eri tavoin, auttavat stimuloimaan heidän kehittyviä aistejaan ja kognitiivisia kykyjään. Nämä kokemukset edistävät syvempää yhteyttä luontoon ja tukevat lasten kokonaisvaltaista kehitystä, joka kattaa fyysisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen.



Mitat

		1 Tavallinen	1 Jousitus	2 Tavallinen	2 Jousitus
	Istuimen leveys	330 mm	330 mm	380 mm	380 mm
	Istuimen syvyys	180-340 mm	180-340 mm	240-420 mm	240-420 mm
	Selkänöjan korkeus pääntuella varustettuna	505-665 mm	505-665 mm	620-810 mm	620-810 mm
	Selkänöjan korkeus ilman pääntukea	365-525 mm	365-525 mm	420-610 mm	420-610 mm
	Istuimen pinnan korkeus etureunan kohdalta	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
	Maksimikuorma	43 kg	43 kg	60 kg	60 kg
	Suurin käyttäjän paino kuljetuksessa	35 kg	35 kg	50 kg	50 kg
	Suurin käyttäjän paino kuljetuksessa	35 kg	35 kg	50 kg	50 kg
	Kokonaiskorkeus työntöaisaan	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm	1 200 mm
	Pituus	730 mm	760 mm	730 mm	760 mm
	Kokonaisleveys	600 mm	620 mm	660 mm	680 mm
	Pituus taitettuna	1 035 mm	1 035 mm	1 035 mm	1 035 mm
	Korkeus taitettuna	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
	Alustan paino	9,2 kg	9,7 kg	9,5 kg	10 kg
	Istuimen paino	5,3 kg	5,3 kg	6,3 kg	6,3 kg

*Muita mittatietoja on saatavilla verkosta

Väri vaihtoehdot



Harmaat istuinpehmusteet

Koot 1 ja 2 - Saatavilla myös verkkomateriaalina.



Punaiset istuinpehmusteet

Koot 1 ja 2 - Saatavilla myös verkkomateriaalina.



Siniset istuinpehmusteet

Koot 1 ja 2 - Saatavilla myös verkkomateriaalina.



Vaaleanpunaiset istuinpehmusteet

Vain koko 1.

Tärkeimmät ominaisuudet

Chilla on erinomainen valinta monenlaisiin perheretkiin. Näihin rattaisiin on kehitetty runsaasti erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja, joiden ansiosta lapselle voidaan tarjota juuri hänelle räätälöityä tukea.

Mukavuutta ja turvallisuutta

Chilla-rattaat on suunniteltu mukaviksi ja turvallisiksi. Rattaat on törmäystestattu ja ne täyttävät ISO 7176-19 -standardin vaatimukset, jotka koskevat turvallista kuljetusta moottoriajoneuvoissa. Voitte siis lähteä koko perheen seikkailulle turvallisesti mielin.

Helppo kuljettaa

Chilla-rattaat on helppo taittaa kokoon istuin ja lisävarusteet asennettuina, mikä helpottaa esimerkiksi kiireessä. Jos tilaa on vähän, runko ja istuin voidaan taittaa myös erikseen. Tämä mahdollistaa käytön erilaisissa tilanteissa.

Valmiina ulkoiluun

Chilla-rattaat on suunniteltu monenlaisiin sääolosuhteisiin. Lisävarusteena on saatavilla sadesuoja tuulta, sadetta ja lumituiskua vastaan. Voit myös valita joko vakiokuomun tai premium-kuomun, joka tarjoaa lisää monipuolisuutta ja suojaa.

Vauhdikasta menoa vai päiväunet?

Chilla-rattaissa on "tilt-in-space"-kallistustoiminto, jota voi käyttää yhdellä kädellä ja jopa lapsen istuessa rattaissa. Rattaat on suunniteltu siten, että kallistus akseli on huolellisesti keskitetty. Näin kallistus toimii pehmeästi eikä sen käyttäminen edellytä juurikaan voimaa.

Säädettävä jousitus

Chilla-rattaiden runkoon on lisävarusteena saatavissa säädettävä jousitus. Chillan jousitus toimii "True damping"-vaimennuksella. Se tarkoittaa, että rattaiden jousitus palaa kuormituksen jälkeen alkuperäiseen asentoonsa tasaisesti ja pomppimatta.

Mukautuvuutta ja tukea

Chilla mukautuu helposti erilaisiin tarpeisiin säädettävän istuinsyvyyden ja selkänojan korkeuden ansiosta. Jos istuinosan tai selkänojan leveyttä on säädettävä, voit lisätä lantio- ja sivutukia, jotta istuin tukee mahdollisimman hyvin. Tämä joustavuus takaa, että lapsesi istuma-asento on vakaa, mikä helpottaa vuorovaikutusta muun perheen kanssa ja osallistumista yhteisiin seikkailuihin.

Sopii pienemmillekin

Koon 1 rattaisiin sopivat pikkulasten istuinpehmiikkeit on suunniteltu tukemaan pieniä lapsia, jotta heillä olisi jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus tutustua ympäristöönsä sekä osallistua yhteiseen tekemiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen huoltajiensa ja hoitajiensa kanssa.

Pehmusteet ja päälliset

Chilla-rattaiden istuinpehmiikkeitä on saatavilla neljää eri väriä: harmaita, punaisia, sinisiä ja vaaleanpunaisia. Vaaleanpunaiset pehmiikkeit ovat saatavilla vain koon 1 Chilla-rattaisiin. Harmaat, siniset ja punaiset istuinpehmiikkeit ovat saatavilla myös verkkomateriaalista valmistettuna versiona. Ne tarjoavat lapselle vielä pehmeämmän istuma-alustan.



Katso Chillan
videosoittolista



Lisävarusteet



Chilla-istuin
8810xx



**Ulkoisen polvituki
sis. päällisen, sarja**
881043-x



**Haarakiila pikakiinnityksellä,
sis. päällisen**
881044-x



Alusta hengitys- tai imulaitteelle
881095
Runkoon asennettava



Happipullon pidike
881096



Tippateline
881097




Reppu
87043183 - 2



Ostoskori
881092
Runkoon asennettava



Pikkulapsen pehmikkeet
881001-xx
Vaaleanpunainen, vaaleansininen
ja musta



Sivutuet
881030-x



Viestintäapuvälineen kiinnike
881099



Kiinnipitotanko, sis. päällisen
881070-x
Edellyttää ulkoista polvitukea tai kiinnikettä
kiinnipitotangolle ja pöydälle



Kiinnike kiinnipitotangolle ja pöydälle

881060

Käytössä, kun istuimeen ei ole asennettu ulkoisia polvitukia



Muotoiltu päntuki

874084-x




Anatominen päntuki, sis. pidikkeen (Chillarattaisiin)

874085-x



Päätä tukeva tyyny

874082-x



Sovitin istuimen asennukseen

881091

Seuraavien istuinten asennukseen: x:panda shape (koko 1), x:panda (koko 1, koko 2S ja koko 2M)



Kuomu, vakio

881080-xx



Kuomu, premium

881080-xx




Chillan pöytämalli

881071




Kiila istuimen syvennykseen

8720405



Lantiotuet, kiinteä

881023-x



Liivit ja vyöt

Katso tietoja lisävarusteista verkkosivuiltamme

Lisää lisävarusteita löydät verkkosivuiltamme



Tapaa Mathilde ja hänen perheensä

Kauniina toukokuuisena päivänä tapasimme Mathilden, hänen äitinsä Chelinan sekä 6-vuotiaan veljensä Oliverin Hindsgavlins luonnonsuojelualueen luontokeskuksessa Middelfartissa Tanskassa.

Mathilde on nelivuotias ja hänellä on dyskineettinen CP-vamma. Hän sai CP-diagnoosin kahden kuukauden ikäisenä. Mathilden liikuntavamman vaikeusaste on GMFCS-luokituksen tasoa viisi, mikä tarkoittaa, että hänellä on vaikeuksia syömisen, viestinnän, lihastensa hallinnan ja koordinaation kanssa. Hän kommunikoi äänien ja ilmeiden avulla, ja aina kun hänen veljensä Oliver lähestyy häntä, hän hymyilee leveästi.

Mathilde saa kotiopetusta äidiltään 37 tuntia viikossa. Mathilden äiti saa puolestaan ohjeistusta fysioterapeutilta kahdesti kuukaudessa, ja yhdessä he asettavat tavoitteita tehokasta ja tavoitteellista harjoittelua varten.

Perhe käy mielellään yhdessä esimerkiksi eläintarhoissa. Chelina on oppinut löytämään esteettömät kohteet, joiden tilat soveltuvat myös vammaisille lapsille, jotta molemmilla lapsilla olisi mahdollisimman mukavaa. Jännittävät eläimet, erilaiset tuoksut sekä rattaille tai pyörätuolille soveltuvilla keinuilla varustetut leikkikentät tekevät päiväretkestä onnistuneen koko perheelle.



Lisäksi Mathilde, Oliver ja Chelina ovat keksineet uuden tavan seikkailla lomillaan: he retkeilevät eri paikoissa ympäri Tanskaa. He kaikki nauttivat retkeilyn yksinkertaisista iloista. Asuntovaunun ympärillä olevat leikkikentät ja luonto tarjoavat virikkeitä ja tutkittavaa eri aisteille ja yhteistä laatu-aikaa koko perheelle.

Mathildelle räätälöity ratkaisu

Mathilden R82 Chilla -rattaat on varustettu anatomisella pääntuella ja säädöt on tehty siten, että hänen on mahdollisimman helppo kontrolloida päänsä asentoa. Sivutuet, liivit, säädettävät lantiotuet ja lantiovyö tukevat häntä erinomaisesti ja mahdollistavat yläkehön optimaalisen asennon. Mathilden sääret ja jalkaterät voivat ulkoisten polvitukien, haarakiilan ja jalkatuen ansiosta olla parhaassa mahdollisessa asennossa.

Mathilde saa kaiken ravintonsa PEG-letkun kautta. Näin varmistetaan turvallinen ja riittävä ravinnon saanti. Hänellä on oma laukku, jossa kaikkia ravintoletkutarvikkeita säilytetään. R82 Chilla takana olevan koukun ja korin ansiosta Mathilden äiti saa otettua kaiken tarvittavan mukaan, kun perhe on liikkeellä.

Premium-kuomu suojaa Mathildea auringolta ja sateelta. Kuomussa olevan ikkunan kautta Chelina voi puolestaan pitää Mathildea silmällä kuomun ollessa ala-asennossa.

Koska R82 Chilla -rattaat tarjoavat erinomaiset säädöt ja runsaat lisävarusteet, Mathildella on parhaat mahdolliset olosuhteet tuntea tuuli kasvoillaan, auringon lämpö ihollaan, ja hän voi nauttia ympäristön erilaisista väreistä ja valoista sekä veljensä hauskoista tempuista istuen hyvin tuettuna ja mahdollisimman mukavassa asennossa. Pöytä tarjoaa Mathildelle tarvittaessa lisätukea, sillä hän voi tasapainottaa yläkehoaan sen avulla. Näin istuma-asento on mahdollisimman tukeva, jolloin hänen on helpompi kommunikoida ja olla yhteydessä ympäristöönsä.

Mathilde käytti aikaisemmin ulkoiluun R82 Stingray -rattaita, mutta sai vähän aikaa sitten R82 Kudu -pyörätuolin jatkaakseen ulkomaailman tutkimista. Kotona Mathilde seisoo myös mielellään R82 Caribou -seisomatelineessään ja kylpee R82 Flamingo -tuolissaan, joka on imukuppiensa ansiosta helppo asentaa kylpyammeeseen turvallisesti ja vakaasti.



Founded in 1973, Etac is a world-leading developer and provider of ergonomic assistive devices and patient handling equipment. Our ambition is to provide solutions that optimise quality of life for the individual, family members and caregivers.

For the latest news and continuously updated product information – visit: www.etac.com



Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

