



R82[®]

R82 Crocodile

Motivoi liikkumaan kaikissa maastoissa

Motivoi liikkumaan kaikissa maastoissa

R82 Crocodile on lasten kävelytuki, joka on suunniteltu tukemaan ja edistämään liikuntarajoitteisten lasten liikkuvuutta.

Crocodilen säädettävyys ja helppokäyttöisyys tekevät siitä luotettavan kävelynharjoitteluvälineen. Sen huolellisesti suunniteltu muotoilu, turvallisuusnäkökohdat ja mukautettavuus tekevät siitä ratkaisevan apuvälineen laajalle käyttäjäkunnalle.

Crocodileen voi asentaa erilaisia lisävarusteita, jotta se tukee lapsen yksilöllistä asentoa paremmin. Se on saatavilla kahtena eri versiona; Crocodile ja Crocodile All-Terrain (AT), joita on yhteensä seitsemänä eri kokovaihtoehtona. Crocodile on siis kelpo valinta tukemaan lapsen ensimmäisiä askeleita tai myöhempiä elämäntaiheita. Se on loistava kumppani arjen seikkailuihin.



Käveleminen muuttaa kaiken

Kävelemään oppiminen on muutakin kuin vain kasvun välitavoite. Se avaa portin itsenäistymiseen, tutkiskeluun ja kanssakäymiseen. Lapselle se on erityisen tärkeä välitavoite, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia fyysiseen, tunneperäiseen ja kognitiiviseen kasvuun.

Miksi kävelemme?

Suurin osa lapsista oppii kävelemään 8–18 kuukauden ikäisenä, mikä on yksi heidän kehityksensä nopeimmista vaiheista. Ennen kävelemään oppimista lapsen konttaaminen sekä muut liikkumisen muodot rajoittavat usein hänen näkökenttäänsä lattiatasolle. Kävelemään oppiminen muuttaa tämän täysin. Sinä hetkenä, kun lapsi nousee jaloilleen, maailma saa uuden ulottuvuuden ja täyttyy mahdollisuuksista.

Käveleminen muovaa lapsen tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa sekä syventää hänen ymmärrystään tiloista, esineistä ja ihmisistä. Se antaa hänelle mahdollisuuden liikkua pidemmälle ja tutkia ympäristöään vapaasti. Jokainen askel kasvattaa hänen itsenäisyyden tunnetta, syventää ymmärrystä maailmasta ja saa hänen itseluottamuksensa kukoistamaan. Itsenäisyyden tunteen kasvu kannustaa lasta tutkimaan ja olemaan utelias, mikä avaa uusia tapoja oppia ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Kävelemisestä on muutakin ruumiillista hyötyä. Kun lapsi oppii kävelemään, hän voivat käyttää käsiään esineiden kanssa leikkimiseen sekä niiden kantamiseen ja osoitteluun. Tämä tuo uusia ja avartavia kokemuksia, jotka kannustavat ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja tilanhahmotusta.

Lue lisää
kävelemisestä



Kävelemisen hyödyt

Käveleminen on yksi tärkeimmistä motorisista taidoista, joka edistää lapsen kehitystä monilla eri alueilla. Käveleminen kohottaa kuntoa sekä tukee henkistä hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja kognitiivista kehitystä.




Kognitiivinen kehitys

Käveleminen muovaa lapsen tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Jokainen askel kasvattaa hänen itsenäisyyden tunnetta, syventää ymmärrystä maailmasta ja saa hänen itseluottamuksensa kukoistamaan.



Kestävyyskunto

Kävelyn apulaitteet edistävät liikkuvuutta ja auttavat liikuntarajoitteisia lapsia päihittämään esteitä, jotka rajoittavat heidän osallistumista liikuntaharrastuksiin. Näin myös vähennetään heidän istumista ja tuetaan kestävyyskunnan kehitystä.




Fyysinen kehitys

Käveleminen on välttämätöntä lihasvoiman ja koordinaatiokyvyn kehittämiseksi. Se edistää luuntiheyttä ja vahvistaa lihaksistoa. Liikunta painovoimaa vastaan parantaa myös ryhtiä ja tilanhahmotuskykyä.



Tunneperäinen ja sosiaalinen kehitys

Käveleminen avaa lapselle tunneperäisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien maailman. Liikkuvuus tuo mukanaan kyvyn tehdä itsenäisiä päätöksiä – mihin mennään ja mitä tutkitaan seuraavaksi. Tämänlainen itsenäisyys kasvattaa lapsen itseluottamusta ja herättää hänen tietoisuutta itsestään.






Liikkuminen on joka lapsen oikeus

Kyky liikkua ei ole vain kasvun välitavoite, vaan yksi ihmisen perusoikeuksista. Se on hyvin tärkeää lapsen kasvun, onnellisuuden ja yhteenkuulumisen kannalta, oli se sitten kikattelua kolttosia tehdessä, karkuun pinkomista nukkumaanmenoaikaan tai juoksemista vanhemman syyliin. Liikuntakyvyn tukeminen auttaa lasta saavuttamaan ruumiillisia välitavoitteita ja kasvattamaan itsenäisyudentunnetta ja itsevarmuutta, jotka kuljettavat häntä elämän läpi.

Varhaisen puuttumisen tukeminen

Osalle lapsista kävelemään oppiminen ei tule luonnostaan tai odotetun ajan kuluessa joko kehitysviiveen tai -häiriön vuoksi. Tämä saattaa rajoittaa lapsen mahdollisuuksia tutkia ja oppia asioita liikkumalla. Lisäksi hänelle tyypillinen uteliaisuus ja seikkailunhalu voivat hiipua, jos hän ei pääse tutkimaan ympäristöään vapaasti.

Tässä tilanteessa varhainen puuttuminen on tärkeää. Elämän ensimmäiset vuodet ovat ratkaisevia, sillä lapsen keho ja aivot ovat hyvin sopeutumiskykyisiä. Oikeanlaisen tuen tarjoaminen liikuntarajoitteiselle lapselle varhain, esimerkiksi liikkumisen apuvälineiden, terapeuttisten menetelmien ja asentoa tukevien laitteiden avulla, voi avata mielekkäitä mahdollisuuksia tutkia ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.



Crocodile koko 1 aloituspaketilla varustettuna.

Crocodile pikkulapsille

Jos huomaat viivästystä lapsen kehityksessä, varhainen puuttuminen (esim. apulaitteen hankinnalla) tukee lapsen liikkuvuutta. Ajan myötä tällä voi olla merkittävä vaikutus heidän kehitykseen.

Olemme suunnitelleet Crocodile-mallin kokoa 0 pienimmille käyttäjille, minkä lisäksi kokoon 1 voi asentaa erilaisia lisävarusteita, jotka tekevät siitä kooltaan pienemmän noin Crocodile koon 0 ja 1 välimaastoon.

Lue lisää
varhaisesta puuttumisesta



Vertailuja pienille käyttäjille

Mitat		Koko 0	Koko 1 aloituspaketilla varustettuna	Koko 1
	Korkeus lattiasta kahvoihin	300–610 mm	380–700 mm	420–715 mm
	Kahvojen välinen leveys	100–280 mm	90–350 mm	190–350 mm
	Pituus	640 mm	660 mm	720 mm
	Käyttäjän enimmäispituus	105 cm	115 cm	115 cm

Ulkoilun muutosvoima



Katso, kun Andreas ja hänen perheensä nauttivat ulkoilusta.

Tutkimusten mukaan luonnossa oleminen ja liikkuminen voivat parantaa elämänlaatua, lisätä keskittymiskykyä, vähentää stressiä nostattamalla myönteisiä tunnetiloja, antaa energiaa ja auttaa keskittymään.

Luonnolla on ainutlaatuinen vaikutus mieleen ja kehoon. Se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia oppia, tutkia ja tavata ihmisiä. Lapsen varhaisimpina vuosina luonnossa oleminen on paljon muutakin kun vain ajanvietettä – se luo perustan terveelle mielelle, keholle ja tuleville ihmissuhteille. Liikuntarajoitteisille lapsille ulkoilu- ja leikkimykset voivat olla erityisen voimaannuttavia, sillä ne tarjoavat esteettömiä tapoja vuorovaikuttaa maailman kanssa ja löytää oma potentiaali. Lasten päästäminen luontoon varhain muovaa heidän kehitystään merkityksellisellä tavalla ja auttaa heitä menestymään omalla ainutlaatuisella polullaan.

Miten luonnossa oleminen vaikuttaa lapsen hyvinvointiin

Luonnossa olemisella on merkittäviä vaikutuksia lapsen henkiseen hyvinvointiin. Pelkkä ulkoilu voi jo itsessään vähentää stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja vahvistaa henkistä kestävyttä. Tutkimusten mukaan lapset, jotka viettävät säännöllisesti aikaa luonnossa, keskittyvät paremmin ja usein selviytyvät paremmin haasteista.

Lapsille ulkotilat ovat varsin aisteihin vetoava ympäristö, jossa uteliaisuudella ei ole rajoja. Lehtien näppituntuma, ötököiden työskentelyn seuraaminen ja lintujen laulu aamunkoitteessa piristävät kehittyvää mieltä ja auttavat rakentamaan ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Hyvin suunnitellut aistipohjaiset harrastukset, kuten ulkoilubingo tai aistipuutarha, voivat tarjota liikuntarajoitteisille lapsille heidän tarpeidensa mukaisia turvallisia tiloja, mikä edistää heidän kognitiivista ja tunneperäistä kasvua. Oivalluksen hetket vahvistavat itseluottamusta ja luovat pohjan hauskalle tutkimiselle.

Luonto ja sen vaikutus kehoon ja liikkuvuuteen

Ulkoleikkien fyysiset hyödyt ovat aivan yhtä merkittäviä. Oli kyse sitten pelloilla juoksemisesta, lätäköissä hyppimisestä tai maan kaivamisesta, ulkoleikit kehittävät lapsen voimaa, koordinaatiokykyä ja liikkuvuutta. Tämänlaiset puuhut edistävät terveen mielen kehitystä ja tekevät liikunnasta pikemminkin hauskaa ja vaistomaista kuin pakkopullaa.



Luonto tarjoaa liikuntarajoitteisille lapsille myös mahdollisuuksia voimaantua. Esteettömät polut, apuvälineet ja osallistavat leikkipaikat antavat useammalle lapselle mahdollisuuden kokea ulkoilun ilot. Puuhut kuten osallistava puutarhanhoito, esteetön patikointi tai kävelylenkki kaverien ja perheen kanssa vahvistavat kehoa ja mieltä, edistävät kestävyttä ja tarjoavat ainutlaatuisia aistikokemuksia raittiissa ulkoilmassa ja auringonpaisteessa luonnon äänien ympäröimänä. Tämänlaiset kokemukset muistuttavat lasta siitä, että hänkin voi osallistua täysillä ulkoilun ihmeisiin rajoitteestaan huolimatta.

Lue lisää ulkoilun
hyödyistä



Oikea koko

Crocodile auttaa lasta seisomaan suuremmin. Se asetetaan lapsen taakse, ja sen käyttö ja ohjaaminen ovat helppoa sen kevytrakenteisen muotoilun ansiosta, mikä takaa vakaan kävelytuen lapselle.

Crocodilella on korkeussäädettävä ylärunko ja kahvat, joiden korkeutta ja leveyttä voidaan asettaa ja säätää.

Monisäästöisten kahvojen asettaminen kehon lähelle antaa parempaa tukea ja vakautta. Laajan lisävarustevalikoiman lisäksi Crocodilea voi säätää helposti lapsen tarpeiden ja kasvun mukaisesti.



Turvallinen joka tilanteessa

Maailmaa tutkiessa turvallisuus on ehdoton ykkönen. Siksi Crocodilella on kääntymisen esto pyörille, ja siihen on saatavilla myös käsijarrut sekä kiinteät tai käännettävät kaatumisenesteet, mikä takaa turvallisen ja vakaan apuvälineen lapsellesi.

Lisävarusteiden asentaminen Crocodileen tuo lisätukea, jotta lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi itsenäisen tutkiskelun aikana.

Kaikissa maastoissa – kaiken aikaa

Crocodilea on kahtena eri versiona; Crocodile on saatavilla neljässä eri koossa ja Crocodile AT on saatavilla kolmessa eri koossa.

Kahden version pääero on pyörissä, jotka mahdollistavat lapsen leikit ja osallistumisen kaikenlaisiin puuhiin vaikka parkettilattialla tai hiekkapoluilla.

Crocodilen koot 0, 1, 2 ja 3 on varustettu pienemmillä ja kapeammilla pyörillä, joiden jännitystä voi säätää, mikä tekee niistä sopivia sisäkäyttöön tai tasaisilla pinnoilla kulkemiseen.

Crocodile AT:n koot 1, 2 ja 3 on varustettu suuremmilla pyörillä, jotka helpottavat liikkumista monenlaisilla pinnoilla.



Valmiina seikkailuun

Crocodile kannustaa itsenäiseen liikkumiseen, tutkiskeluun ja löytöihin. Se antaa lapselle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti ja olla vuorovaikutuksessa ympäristöön ikätovereidensa ja perheensä kanssa, sillä se kulkee hyvin kaikenlaisissa maastoissa. Se sopii mainiosti sekä sisä- että ulkokäyttöön erilaisissa maastoissa ja tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää lapsen asennonhallintaa ja tasapainoa.

Crocodilen ergonomiset kahvat ja kevytrakenteinen runko tekevät siitä lapselle helpon ohjata ja kuljettaa mukana, sillä sen runko on helposti taitettava.

Crocodile kapeampine pyörineen sopii loistavasti pikkulapsille ja lapsille, joiden tasapaino ja asennonhallinta ovat heikentyneet ja jotka liikkuvat pääasiassa sisätiloissa tai ulkona tasaisilla pinnoilla, sillä se takaa pienemmän vierintävastuksen ja vakaamman liikkumisen.

Crocodile All-Terrain -version koot sopivat paremmin lapsille, jotka tykkäävät tutkia vaativimmissa maastoissa, sillä sen suuremmat pyörät pärjäävät hyvin sora- ja hiekkateillä sekä muussa epätasaisessa maastossa. Suuremmat pyörät syvemmillä kulutuspinnoilla takaavat paremman pidon sekä sujuvamman liikkumisen, mikä parantaa kävelemisen mukavuutta ja vakautta. Tämä tarjoaa lisämahdollisuuksia pitää hauskaa leikkiäpaikalla.

Lue lisää Crocodile All-Terrain -versiosta



Lapset, jotka vain haluavat liikkua...

Aktiivinen ulkoilija

Andreaksella diagnosoitiin 18 kuukauden iässä spastinen tetraplegia, GMFCS-taso III. Käveleminen on hänelle haastavaa ja hän on varvaskävelijä, minkä vuoksi hän käyttää jalkatukia päivittäin.

Andreaksen maailma on laajentunut huomattavasti Crocodile All-Terrainin ansiosta. Hän pitää kovasti sen antamasta vapaudesta – hän voi ylittää reunakiviä ja töyssyjä, pelata jalkapalloa kentällä, juosta rapatiellä ja kävellä metsässä vailla huolta maastotyyppistä.

Lue Andreaksen
tarina



Tuettu siirtymä

Tobiaksella diagnosoitiin 9 kuukauden iässä tyypin 1 spinaalinen lihasatrofia. Lääkityksen saatuaan hän vähitellen vahvistui ja hänen karkeamotoriset taidot kehittyivät, mutta hän silti vaati tukea kävelyn. Jotta hänen kävelystä tuli entistä itsenäisempää, hän korvasi käyttämänsä Mustang-apulaitteen uudella koon O Crocodilella.

Lue Tobiaksen
tarina



Kävelyn vapaus

16 kuukautta vanhalla Oscarilla diagnosoitiin periventrikulaarisen leukomalasian aiheuttama oikeanpuoleinen spastinen CP-vamma.

Hänet on luokiteltu GMFCS-tasolle I tai II, ja hänen odotetaan oppivan kävelemään itsenäisesti 18 kuukauden ja 2 vuoden iän välillä ilman apuvälineitä. Sillä välin häntä tukee aloituspaketilla varustettu Crocodile.

Lue Oscarin
tarina



... ja pitää hauskaa

Itsenäistä liikkumista

Konrad syntyi ennenaikaisesti ja hänellä diagnosoitiin myöhemmin Angelmanin oireyhtymä, joka on harvinainen geneettinen häiriö, jolle on ominaista vakava kehityksen viivästyminen ja oppimisvaikeudet.

Hän pystyy kävelemään itsenäisesti Crocodilen avulla, johon on asennettu selkä- ja sivutuki sekä sivuhihna tuen takaamiseksi. Hänen motoriset taitonsa ovat kehittyneet vähitellen, mikä on vaatinut jatkuvia muutoksia hänen apulaitteensa tukiosiin.

Lue Konradin tarina



Crocodilen tuoma etu

Kun Alfie, jolla on globaalinen kehityksen viivästyminen (GDD) ja alhainen lihasjänteys, osallistui Humberton Parkin erityiskouluun kolmen vuoden ikäisenä, hän ei kävellyt itsenäisesti eikä tutkinut ympäristöään.

Kotona ja koulussa toteutetun yhdistelmäohjelman avulla hän vähitellen kuitenkin oppi hallitsemaan itsenäisen kävelyn taidon Crocodilen avulla.



Lue Alfien tarina

Soveltavan jalkapallon iloa

Soveltava jalkapallo on osallistavaa urheilua, jonka tarkoituksena on auttaa liikuntarajoitteisia lapsia nauttimaan pelistä ja mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä muiden liikuntarajoitteisten lasten kanssa.

Kun Fin alkoi pelata soveltavaa jalkapalloa Crocodilen avulla, hän edistyi lyhyessä ajassa hyvin ja tykkäsi siitä, miten helppoa apulaitetta oli ohjata sekä sen tarjoamasta mahdollisuudesta levähtää puoliajalla.

Lue Finin tarina



Tärkeimmät ominaisuudet

Crocodile on loistava kumppani arjen seikkailuihin. Laitteeseen on tarjolla laaja lisävarustevalikoima, joita voidaan asentaa lapsesi tarpeiden mukaisesti, jotta hän pääsee tutkimaan ympäröivää maailmaansa.

Mukautuvuutta ja tukea

Crocodilea on helppo mukauttaa sen korkeussäädettävyyden ja kahden kulmasäädettävän kahvan ansiosta. Kahvojen asettaminen lähelle kehoa antaa lapselle paremman tuen ja kävelyasennon. Lisävarusteita voi asentaa takaamaan lapselle vielä vakaampi kävelyasento, mikä tulee edistämään hänen vuorovaikutusta ja osallistumista sekä ikätovereidensa että perheensä kanssa.

Toimi varhain

Crocodilen koko 0 tai 1 aloituspaketilla varustettuna tukee seisomista ja kävelyä, ja sen avulla voi puuttua varhain lapsen kehitykseen ja helpottaa hänen sosiaalista kanssakäymistä vanhempien, hoitajien sekä ympäristön kanssa.



Turvallinen

Crocodile on suunniteltu mukaviksi ja turvallisiksi, minkä vuoksi siinä on kääntymisen esto pyörille estämään taaksepäin liikkuminen. Lisäksi siihen voidaan asentaa käsijarrut lisäturvallisuuden vuoksi, jotta lapsesi voi osallistua perheen seikkailuihin turvallisesti kaikenlaisissa maastoissa.

Kovaa menoa vai lepoa?

Crocodilen käännettävää istuinta voi tarvittaessa käyttää levähtämiseen.

Helppo kuljettaa

Crocodilen voi helposti taittaa kokoon vaikka siihen olisi asennettu istuin ja muita lisävarusteita, mikä tekee siitä kätevän kuljettaa mukana.

Valmiina ulkoiluun

Crocodilella on suuntavakaimilla varustetut etupyörät, jotka tukevat lapsesi kävelyä kaikenlaisissa maastoissa. Vaihtoehtoina ovat Crocodile, jossa on jännityssäädettävät etupyörät, ja Crocodile All-Terrain, jossa on suuremmat pyörät ja syvämpi kulutus-pinta. Valinta näiden versioiden välillä takaa sen, että löydät lapsellesi parhaiten sopivan apulaitteen.

Crocodile-tuoteperhe

Crocodile-tuoteperhe koostuu kahdesta eri versiosta yhteensä seitsemällä koolla: Crocodile ja Crocodile All-Terrain. Edellä olemme listanneet versioiden tärkeimmät ominaisuudet, jotta voit tehdä tietoon perustuvan valinnan siitä, kumpi apuväline on juuri oikea lapsellesi.



Crocodile:

Crocodile on saatavilla kokoina 0, 1, 2 ja 3

- Korkeussäädettävä runko
- Kulmasäädettävät kahvat
- Kääntymisen esto pyörille
- Kapeat pyörät, joista takapyörien jännitystä voi säätää
- Taitettava runko
- Useita lisävarusteita saatavilla lisäapua varten
- Sopii lapsille, joiden pituus on 105–180 cm.
- Aloituspaketin asennus mahdollista kokoon 1

Crocodile All-Terrain:










Crocodilen AT-versio on saatavilla kokoina 1, 2 ja 3

- Korkeussäädettävä runko
- Kulmasäädettävät kahvat
- Kääntymisen esto pyörille
- Suuremmat pyörät, joissa on syvämpi kulutuspinna ja paremmat seosaineet
- Takapyörien irrottaminen mahdollista kuljetusta varten
- Taitettava runko
- Useita lisävarusteita saatavilla lisäapua varten
- Sopii lapsille, joiden pituus on 119–184 cm.

Lue lisää
Crocodilesta



Mitat

		Koko 0	Koko 1	Koko 1 AT	Koko 2	Koko 2 AT	Koko 3	Koko 3 AT
	Kahvojen välinen leveys	100–250 mm	190–350 mm	190–350 mm	240–420 mm	240–420 mm	330–480 mm	330–480 mm
	Korkeus lattiasta kahvoihin	300–610 mm	420–710 mm 380–700 mm*	460–750 mm	560–850 mm	600–890 mm	740–1025 mm	780–1065 mm
	Käyttäjän enimmäispituus	105 cm	115 cm	119 cm	150 cm	154 cm	180 cm	184 cm
	Käyttäjän enimmäispaino	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg**	45 kg**	80 kg**	80 kg**
	Pituus	640 mm	720 mm	780 mm	840 mm	900 mm	870 mm	930 mm
	Kokonaisleveys	580 mm	630 mm	660 mm	690 mm	700 mm	690 mm	720 mm
	Pituus taitettuna	650 mm	720 mm	750 mm	860 mm	890 mm	1 000 mm	1030 mm
	Leveys taitettuna	580 mm	620 mm	660 mm	690 mm	700 mm	690 mm	720 mm
	Korkeus taitettuna	300 mm	300 mm	345 mm	270 mm	310 mm	290 mm	330 mm

*Aloituspaketti asennettuna. Muita mittatietoja on saatavilla verkkosivuillemme.
**Tuotteessa on oltava jarrut. Löydät lisätietoa käyttöohjeista.

Muita mittatietoja on saatavilla verkossa

Värit



*Koko 2 ei ole saatavilla mustana Australiassa.


Lisävarusteet



Ympäröivä tuki
868610



Selkä- ja sivutuki
86808, 86809
Sivuhihna
SN4016



Lantion tuet
86819



Käsinojat kädensijoilla
86858-1, 86859-1, 86860-1

Lisävarusteet



Aloituspaketti
86801-0



Käännettävä istuin
86820-01, 86820, 86822,
86863



Hoitajan kahva
86866 - 1



Tartuntatanko
86879-0, 86879-1, 86879-2



Kulmasäädettävä kahva
86878-0, 86878-1, 86878-2



Turvaistuin
86824, 86825



**Kevytrakenteinen
turvaistuin**
86824-1, 86825-1



Laukku
86839, 86843



Kiinteät kaatumisesteet
86815-F, 86815-3F
**Käännettävät
kaatumisesteet**
86815, 86815-3S,
868151, 868153



Hidastava käsijarrusarja
86834-DEC, 86873-DEC,
868341, 868342, 868343
Käsijarrusarja
86834, 86873



Säädettävä selkätuki
86886



Poikkitanke
86880

Lisää lisävarusteita löydät Etacin verkkosivuilta.



Crossdille -procture_01_Fl_Algol_Trehab | Pildetään oikeuden paino onnet sijn tai tuotemerkkisiin.

Katso tuotteiden käyttötarkoitus ja viimeisimmät tiedot
osoitteesta www.etac.com



Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

 **ALGOL**
TREHAB