



R82[®]

R82 Flamingo Curo

Moderni ja mukautettava wc- ja kylpytuoli

Tukee lasten kuivaksi opettelua

Flamingo Curo on monikäyttöinen hygienia-tuoli, joka on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Se soveltuu wc:ssä, suihkussa ja kylvyssä käymiseen.

Tuolissa on viisi eri kokoonpanovaihtoehtoa: istuinosan voi asentaa johonkin kolmesta saatavilla olevasta alustavaihtoehdosta, wc-istuimeen tai kylpyammeeseen. Tuoli mukautuu saumattomasti erilaisiin hygienia-toimintoihin, joten sen käyttö on joustavaa sekä lasten että hoitajien kannalta.



Kuivaksi opettelu ja lapsen kehitys

Kuivaksi opetteluun aloittaminen on merkittävä askel lapsen kehityksessä. Lapsen liikuntakykyyn ja kykyyn istua itsenäisesti on kiinnitettävä tällöin erityistä huomiota. Tavanomaisesti kehittyville lapsille kuivaksi opetteluun aloittamisessa on keskeistä se, että he pystyvät menemään potalle tai wc-istuimelle ja istumaan ilman tukea.

Lapset aloittavat kuivaksi opetteluun ja oppivat kuivaksi hyvin eri-ikäisinä. Siihen vaikuttaa muun muassa se, milloin lapsella on valmius kuivaksi opetteluun ja milloin vanhemmat aloittavat sen opettamisen. Myös lapsen sukupuolella ja kulttuurisilla normeilla on merkitystä. Kuivaksi opettelu aloitetaan joissakin maissa jo puolivuotiaana, joissakin muissa maissa taas 18–36 kuukauden ikäisenä.

Liikuntarajoitteiset lapset tarvitsevat usein apuvälineitä ja asennon tukemista aloittaessaan kuivaksi opetteluun.

Kuivaksi opettelu vaatii yhteistyötä, sillä lapset, vanhemmat ja hoitajat tarvitsevat ammattilaisten tukea, jotta voidaan luoda päivittäisiä rutiineja, joiden avulla lapsi oppii sekä päivä- että yökuivaksi.

Jos lapsi tarvitsee tukea istuma-asennossa pysymiseen wc-käynnin aikana, hän tarvitsee usein lisätukea myös muissa tilanteissa. Kykyasennosta voi olla hyötyä, jos lapsella on ummetusta tai ulostamisvaikeuksia.

Flamingo Curon räätälöidyt ratkaisut helpottavat ulostamista ja asennon pitämistä vakaana. Wc- ja kylpyistuimen selkänojan –20 asteen kallistus tukee eteenpäin nojaavaa asentoa. Korkeussäädettävä jalkatuki takaa polvien parhaan mahdollisen asennon ja mukava PU-pöytä tukee ylävartaloa. Avoimen takaosan ansiosta hoitajan on helpompi auttaa lasta huolehtimaan hygieniastaan wc-käynnin jälkeen.

Lisätietoja
kuivaksi opettelusta



Istuma-asennon tukeminen wc-rutiinien aikana

Kuivaksi opettelu voi olla merkittävä askel lapsen kehityksessä, ja lapsen liikuntakykyyn on kiinnitettävä tällöin erityistä huomiota. Liikuntarajoitteiset lapset tarvitsevat usein apuvälineitä ja asennon tukemista aloittaessaan kuivaksi opetteluun.



Itsenäisyyden tukeminen ja elämänlaadun parantaminen

Osallistuminen päivittäisiin wc-rutiineihin ja henkilökohtaisten hygieniataitojen kehittäminen parantavat huomattavasti lapsen kykyä huolehtia itsestään sekä hänen omanarvontuntoaan ja elämänlaatuaan. On tärkeää tukea lapsen itsenäisyyttä ja tehdä hänen olonsa mukavaksi sekä varmistaa lapsen arvokkuuden kunnioittaminen ja mahdollisimman vaivaton hoitaminen.



Valmiudet kuivaksi opetteluun

Wc- ja kylpytuolit voivat vaikuttaa myönteisesti lapsen huolehtimiseen itsestään ja mahdollistaa lapsen aktiivisen osallistumisen päivittäisiin rutiineihin. Ne voivat myös tukea lapsen itsenäisyyttä ja parantaa hänen itsetuntoaan ja yleistä hyvinvointiaan.



Ulostamisasento


Kykyasento voi auttaa, jos lapsella on ummetusta tai ulostamisvaikeuksia. Eteenpäin nojaava asento, polvien kohottaminen ja ylävartalon tuki ovat olennaisia keinoja wc:ssä käymisen mukavuuden ja tehokkuuden parantamiseen.

Potta-alusta

Flamingo Curo -potta-alusta on tukea antava ja mukautettava alustavaihtoehto, joka on suunniteltu erityisesti koon 1 Flamingo Curo -istuinosaa varten. Se auttaa liikuntarajoitteisia lapsia opettelemaan itsenäistä wc:ssä käymistä.

Kuivaksi opettelu on merkittävä askel lapsen kehityksessä. Lapsen liikuntakykyyn, asentoon ja valmiuksiin on kiinnitettävä tällöin erityistä huomiota. Tavanomaisesti kehittyvät lapset voivat aloittaa kuivaksi opetteluun jo puolivuotiaana tai kolmeen ikävuoteen mennessä. Aloitusikä riippuu kulttuurisista käytännöistä, kasvatusmenetelmistä ja yksilöllisistä valmiuksista. Sen sijaan lapset, joilla on fyysisiä tai kehityksellisiä haasteita, tarvitsevat kuivaksi opetteluun usein apuvälineitä.

Flamingo Curo -potta-alusta on vakaa, säädettävä ja turvallinen istuin. Se tekee lasten päivittäisistä wc-rutiineista mukavampia, ja lapset voivat osallistua niihin itsenäisemmin. Potta-alusta on tarkoitettu käytettäväksi Flamingo Curo -istuimen kanssa. Siinä on tukea antava päällinen ja laaja valikoima lisävarusteita, joiden avulla lapsen asento voidaan mukauttaa hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Näin varmistetaan, että lapsi on parhaassa mahdollisessa asennossa. Tämä on erittäin tärkeää kuivaksi opetteluun turvallisuuden ja onnistumisen kannalta.



Katso lisää
innostavia aiheita
lastensivustoltamme



Mitat

Flamingo Curo		Koko 1
	Selkänojan korkeus	375–445 mm
	Istuimen syvyys	235–295 mm
	Istuimen leveys (reisitukien kanssa)	185–265 mm
	Käyttäjän enimmäispaino	35 kg
Flamingo Curo -potta-alusta		Koko 1
	Jalkatuen ja istuimen välinen etäisyys	220–285 mm
	Istuinkorkeus etureunasta lattiaan	290/310/330 mm



Katso video Alman ja hänen äitinsä iloisesta kylpyhetkestä



Kylpeminen

Erityistarpeisten lasten kylpyhetket voivat olla sekä rauhoittavia että haastavia. Lasten yksilöllisiin aistitarpeisiin ja fyysisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää suunnittelua ja joustavuutta. Osa lapsista voi olla herkkiä veden lämpötilalle, materiaalien tunnulle tai äänille, joten on tärkeää luoda heille turvallinen ja miellyttävä ympäristö. Kylpemisestä voidaan tehdä kiinnostavampaa ja vähemmän kuormittavaa yksinkertaisilla tarvikkeilla, kuten kädessä pidettävällä suihkupäällä tai lempileluilla.

Liikuntarajoitteisten lasten turvallisuutta ja esteettömyyttä voidaan parantaa mukautettavilla välineillä, kuten kylpytuolilla tai siirtonostimella. Ennen kaikkea tarvitaan kärsivällisyyttä ja empatiaa. Pysymällä ymmärtäväisenä ja käyttämällä lapselle sopivia räätälöityjä ratkaisuja kylpemisestä voidaan tehdä rentoutumishetki, jolloin lapsi saa nauttia huolenpidosta ja vuorovaikutuksesta.

Apuvälineet, kuten kylpytuolit, ovat tärkeitä liikuntarajoitteisten lasten turvallisuuden ja mukavuuden varmistamisessa kylvyn aikana. Kylpytuolit, kuten Flamingo Curo, on suunniteltu tukemaan lasta vakaasti, vähentämään hoitajien fyysistä kuormitusta ja edistämään lapsen itsenäisyyttä.

Flamingo Curossa on säädettäviä ominaisuuksia, kuten kallistettava selkänoja, säädettävä tuki ja ”tilt-in-space”-kallistustoiminto, joten se mukautuu erilaisiin tarpeisiin ja takaa asennon vakauden. Tällaisen apuvälineen käyttö lapsen päivittäisissä hygieniarutiineissa mahdollistaa sen, että hoitajat voivat keskittyä enemmän turvallisuuden tunteen ja rennon ilmapiirin luomiseen. Näin kylpyhetki on kaikkien kannalta miellyttävämpi. Mukautettavien apuvälineiden käyttö parantaa myös lapsen omanarvontuntoa ja kannustaa häntä osallistumaan aktiivisemmin päivittäisiin hygieniarutiineihinsa.

Erinomainen valinta päivittäisiin hygieniarutiineihin

Flamingo Curo on monikäyttöinen hygieniatuoli, joka on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Se soveltuu wc:ssä, suihkussa ja kylvyssä käymiseen. Viiden eri kokoonpanovaihtoehdon ansiosta tuoli mukautuu saumattomasti erilaisiin hygieniatoimintoihin, joten sen käyttö on joustavaa sekä lasten että hoitajien kannalta.



Kaikkiin arjen tarpeisiin

Flamingo Curo on monipuolinen hygieniatuoli wc:ssä, suihkussa ja kylvyssä käymiseen. Viiden eri kokoonpanovaihtoehdon ansiosta se vastaa lapsesi tarpeisiin kaikissa hygieniatilanteissa.



Kasvaa lapsen mukana

Flamingo Curon takaosan korkeus sekä istuimen syvyys ja leveys ovat säädettävissä. Laajan lisävarustevalikoiman ansiosta tuoli on mukautettavissa lapsen kasvaessa ja hänen tarpeidensa muuttuessa.



Mukavalta tuntuvaa tukea

Wc- ja kylpytuolin huolellisesti muotoillut, hieman kaarevat PU-päälliset tuntuvat mukavilta ja tukevat lasta vakaasti hygieniarutiinien aikana.



Hoitajan kannalta helppokäyttöinen

Helppokäyttöiseksi suunniteltua Flamingo Curoa voidaan käyttää yhdellä kädellä, joten voit hoitaa kaikki tarvittavat hygieniatoiminnot mahdollisimman helposti ja olla samalla vuorovaikutuksessa lapsesi kanssa.



Katso video
Flamingo Curosta eri
käyttötarkoituksissa





Lue lisää Almasta
ja hänen mukavista
kylpyhetkistään.



Yksi tuoli, useita vaihtoehtoja

Flamingo Compact -alusta



Flamingo High-low -alusta



Potta-alusta



Käyttö kylpyammeessa



Wc:ssä



Vapaasti seisovana,
alusastialla varustettuna



Andreas
opettelee
kuivaksi



Andreas on iloinen, energinen ja utelias poika, jolla on diagnosoitu CP-vamma ja lissenkefalia. Lissenkefalia on harvinainen sairaus, jolle on ominaista normaali aivo-
poimujen puuttuminen ja aivojen pinnan sileys. Sairaus aiheuttaa usein kehityksen viivästymistä ja motoriikan vaikeuksia. Toiminnallisesta näkökulmasta Andreas pystyy istumaan itsenäisesti ja hallitsemaan asentonsa hyvin. Hänellä on hyvin voimaa oikeassa yläraajassaan, ja hän pystyy hallitsemaan sen liikkeitä. Kehon vasemman puolen tahdonalainen hallinta onnistuu häneltä kuitenkin vain rajallisesti. Hän käyttää aktiivisesti oikeaa käsivartta ja kättään, erityisesti leikkiessään autoillaan. Hän ei pysty seisomaan tai kävelemään ilman tukea, mutta tutkii ympäristöään liikkumalla takapuolensa varassa. Andreas osaa myös kommunikoida yksitavuisilla sanoilla.

Yksi Andreaxen lempipuhista on isoveljen kanssa kylpeminen. Riemulla ei ole rajoja, kun pojat roiskuttavat vettä ympäriinsä. Andreas on tähän saakka käyttänyt kylpyammeeseen asennettua kylpytuolia. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan enää tue riittävästi Andreaxen ja hänen perheensä muuttuvia tarpeita. Andreaxen äiti Ditte haluaa, että Andreas voi edelleen nauttia kylpyhetkistä isoveljensä kanssa, mutta toisaalta hän haluaa Andreaxen harjoittelevan itsenäisempää peseytymistä ja wc:ssä käymistä.

Andreas käy erityistarpeisten lasten koulua, jossa hän käyttää tuettuun seisomiseen tarkoitettua R82 Meerkat -seisomatelinettä. Vapaa-ajalla Andreas nauttii musiikin kuuntelusta, autoilla leikkimisestä ja perheen tavarapyörän kyydissä istumisesta.



Itsenäisyyttä, vakautta ja osallistumista tukeva ratkaisu

Ditten kanssa keskustellessa tulee selväksi, että perheelle on aina tärkeintä panostaa Andreaxen elämänlaatuun ja tukea hänen kehitystään, itsenäisyyttään ja osallistumistaan mahdollisimman paljon. Apuvälineet ovat keskeinen osa heidän arkeaan, ja seuraavaksi on tarkoitus tukea Andreaxen kuivaksi opettelua ja suihkussa käynnin harjoittelua. Flamingo Curo sopii siihen tarkoitukseen erinomaisesti.

Aluksi Andreas oli hieman epävarma uudesta tilanteesta. Ditte kertoi Andreaxelle kommunikaatiokorttien avulla Flamingo Curosta ja toiminnoista, joita tämä alkaisi harjoitella. Kun tuoliin oli kiinnitetty Andreaxen ympärille tuleva tukipöytä ja hän pystyi katsomaan lempiohjelmansa iPadilta, hän vaikutti jo rennommalta. Ditte sai Andreaxen rauhoittumaan ja tuntemaan olonsa turvalliseksi myös liikuttamalla tuolia ympäriinsä ja säätämällä tuolin ja selkänöjan kallistusta. Kuivaksi opettelu aloitettiin, kun Andreas oli siihen valmis.

Andreaxen hyvän asennonhallinnan ja käännettävien sivutukien tarjoaman joustavuuden ansiosta Andreas pystyy istumaan sekä asentotuen kanssa että ilman sitä. Uusien asioiden harjoittelu voi olla väsyttävää, joten kuivaksi opetteluun aikana Andreaxen vartalon vasemman puolen vakaus heikkenee yleensä hieman. Tällöin käännettävät sivutuet antavat tarvittavaa tukea, jolloin hän voi asennon ylläpitämisen sijaan keskittyä kuivaksi opetteluun.

Katso video Andreaxen
kuivaksi opettelusta
äitinsä kanssa



Tärkeimmät ominaisuudet

Flamingo Curo on wc- ja kylpytuoli, joka on suunniteltu vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin. Erilaisten alustojen ja muiden kokoonpanovaihtoehtojen käyttömahdollisuuden sekä laajan lisävarustevalikoiman ansiosta tuoli on täydellinen valinta lapsellesi.

Päätukki

Saatavilla on laaja valikoima päätukkia, joissa on mukava kaareva pehmuste ja erilaisen tankojärjestelmien käyttömahdollisuus. Ne tarjoavat tukea erilaisiin tilanteisiin.

Kiinteät tai käännettävät sivutuet

Sivutuet tukevat lapsen asentoa, jos tämän vartalon hallinta on rajallista. Ne pitävät lapsen oikeassa asennossa ja tekevät hänen olonsa mukavammaksi. Käännettävä versio helpottaa lapsen siirtämistä.

Käsituet

Antavat lapselle lisätukea asennon ylläpitämiseen. Kun lasta on siirrettävä sivusuunnassa, käsituet on helppo irrottaa napsautusjärjestelmän avulla.

Reisituet

Reisituet tukevat lapsen asentoa ylläpitämällä lantion ja reisien asentoa.

Kokoonpanovaihtoehdot

Useiden eri kokoonpanovaihtoehtojen ansiosta Flamingo Curo on helppo mukauttaa erilaisiin hygieniatoimintoihin.

Roiskesuoja/haarakiila

Roiskesuoja toimii lisätukena, helpottaa jalkojen asettamista oikeaan kohtaan ja tekee wc:ssä käymisestä hygieenisempää.

Pohjetuki

Pohjetuki tukee sääriä ja estää jalkoja liukumasta taaksepäin, kun tuoli on kallistettuna.

Jalkatuki

Jalkatuen säädettävän korkeuden sekä jalkojen ja polvien kulman säädettävyyden ansiosta lapsi voi käydä Wc:ssä kyykkyasennossa. Jalkatuki on myös helppo irrottaa pikairrotustoiminnoilla tai kääntää se ylös, jolloin lapsen siirtäminen seisaaltaan helpottuu.



Lue lisää Flamingo Curosta





Mitat

Flamingo Curo		Koko 1	Koko 2	Koko 3
	Selkänojan kallistuskulma	-(20°) - (30°)	-(20°) - (30°)	-(20°) - (30°)
	Selkänojan korkeus	375-445 mm	405-485 mm	450-550 mm
	Selkänojan leveys (sivutukien kanssa)	140-240 mm	175-275 mm	220-320 mm
	Selkänojan leveys (ilman sivutukia)	300 mm	335 mm	390 mm
	Istuimen syvyys	235-295 mm	295-355 mm	335-415 mm
	Istuimen leveys (ilman reisitukia)	265 mm	300 mm	355 mm
	Istuimen leveys (reisitukien kanssa)	185-265 mm	220-300 mm	275-355 mm
	Jalkatuen ja istuimen välinen etäisyys	250-285 mm	260-345 mm	300-400 mm
	Käyttäjän enimmäispaino	35 kg	55 kg	70 kg

Flamingo Curo Compact -alusta		Koko 1	Koko 2	Koko 3
	Istuinkorkeus etureunasta lattiaan	480-580 mm	480-580 mm	480-580 mm
	Istuintason kulma (kallistus)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)

Flamingo Curo High-low -alusta		Koko 1	Koko 2	Koko 3
	Istuinkorkeus etureunasta lattiaan	530-740 mm	530-740 mm	530-740 mm
	Istuintason kulma (kallistus)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)

Lisävarusteet



Flamingo Compact -alusta

882011, 882012, 882013
882021, 882022, 882023




Flamingo High-low -alusta

882031, 882032, 882033
882041, 882042, 882043



Potta-alusta

882050



Päätuki

Katso tietoja lisävarusteista verkkosivuiltamme



**Istuimen selkänöjan
päällinen**
882075, 882076, 882077



Hartiatuki, PU-materiaalia
882081, 882082, 882083



Istuinalustan päällinen
882071, 882072, 882073



Kiinteät sivutuet
882090, 882091, 882092



Käännettävät sivutuet
882095, 882096, 882097




Käsituet
882113, 882114



Reisituki
882111, 882112



Istuinkansi
882121, 882122, 882123



Roiskesuoja/haarakila
882145, 882147



Pohjetuki
882135, 882136, 882137



Jalkatuki
882151, 882152, 882153



Pöytä
882141, 882142

Lisää lisävarusteita löydät Etac:n verkkosivuilta.



Katso tuotteiden käyttötarkoitus ja viimeisimmät tiedot
osoitteesta www.etac.com



Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

 **ALGOL**
TREHAB