



strong base™

PERUSVARUSTEET – vaihtoehdot

Strong Base

Strong Base on yksinkertainen, vakaa ja vahva sisäalusta isoille istuimille, kuten Panda Futura 5 ja X- Panda 4. Istuimen voi asentaa joko suoraan alustaan tai adapterin avulla, jolloin se on helppo vaihtaa tarvittaessa eri alustojen välillä.

Strong Base on saatavissa kahdella eri versiolla joko manuaalisella tai kaasujousi korkeudensäätöllä. Max. käyttäjäpaino on 120 kg.



Manuaali



Kaasujousi

Korkeussäätö

Strong Base on saatavissa joko manuaalisella tai veivisäädöllä. Manuaalinen alusta säätyy 30 - 55 cm ja kaasujousellinen alusta säätyy 30 - 51 cm.

Kallistus / tiltti

Kallistuksen avulla saat helposti vaihdettua istuinkulmaa. Helppokäyttöinen kallistuksen säätö -10 ... + 25 °.



Kiinteä asennus tai adapterin avulla

Erilaisia istuimia voidaan kiinnittää suoraan Strong Base alustaan. Vaihtoehtoisesti istuimet voidaan kiinnittää adapterin avulla.



Helppo liikuttaa

Sileät pyörät helpottavat alustan siirtämistä ympäriinsä. Kaikki neljä pyörää on varustettu suuntalukituksella ja jarruilla.



Mitat

	Manuaali	Kaasujousi
Kokonaisleveys (G)	600 mm	600 mm
Pituus (H)	700 mm	700 mm
Korkeus (I)	300-550 mm	300-510 mm
Istuimen etureunasta lattiaan, x:panda 4 istuimella	420-670 mm	420-630 mm
Istuimen etureunasta lattiaan, Panda 5 istuimella	450-700 mm	450-660 mm
Alusta kulmansäätö	-10° - +25°	-10° - +25°
Alustan paino	14 kg 120	15,5 kg
Max käyttäjän paino	kg	120 kg



Jalkatuen kiinnitysrauta

891082x-x

Koko	Mitat
1	P: 15 cm
2	P: 29 cm
3	P: 35 cm



Jalkatuen kiinnitysrauta, tupla

891084x-x

Koko	Mitat
1	P: 19 cm
2	P: 29 cm
3	P: 35 cm



Yksittäiset jalkatuet

89143-x

Koko	Mitat
1	L:10 x S:16 cm
2	L:12½ x S:18½ cm
3	L:13 x S:21 cm



Wombat jalkatuki

95145-x

Koko	Mitat
1	L:31 x S:19 cm
2	L:36 x S:23 cm



Erilliset jalkatuet

89146-x

Koko	Mitat
1	L:17 x S:7½ cm
2	L:21 x S:9½ cm
3	L:23½ x S:11 cm



Yksittäiset, säädettävät jalkatuet

891085x-x

Koko	Mitat
1	L:12 x S:20 cm



Työntökahva

8910545

One size



Maahantuonti ja markkinointi:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puhelin: (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
www.algoltrehab.fi