



R82®

Swan Curo

Mukavuus ja helppokäyttöisyys!

R82 Swan Curo

Swan Curo on liikuteltava wc- ja suihkutuoli, jonka monipuolisuus tuo mukavuutta sekä käyttäjän että avustajan arkeen. Se mahdollistaa erityistarpeita omaaville lapsille ja nuorille mukavan, rennon ja hygieenisen wc-kokemuksen.

Itsestä huolehtiminen ja omanarvontunto

Swan Curo wc- ja suihkutuoli on selkeän muotoilun ja pienen kokonsa ansiosta sopiva erilaisiin kylpyhuoneisiin ja koteihin. Istuinosa on huolellisesti muotoiltu erittäin mukavaksi ja se on helppo pitää puhtaana sileiden pintojensa ansiosta. Tuolin monipuolinen käytettävyys voi myös vähentää siirtotarpeita, johon usein kuuluu nostimen ja nostoliinojen käyttö.

Päivittäiseen wc-toimintaan osallistuminen ja henkilökohtaisen hygienian perustaitojen oppiminen voivat vaikuttaa positiivisesti kykyyn huolehtia itsestä ja edistävät omanarvontuntoa – ja samalla myös lapsen elämänlaatua.



Ominaisuudet

Swan Curo on saatavilla neljässä koossa. Koon 1 voi valita pyörillä tai ilman ja koot 2–4 sisältävät pyörät. Wc- ja suihkutuoli soveltuu käyttöön lapsille noin kahdesta vuodesta alkaen. Lisävarusteita voidaan lisätä erilaisten tarpeiden mukaan.



Monipuoliset toiminnot

Swan Curo on monipuolinen wc- ja suihkutuoli, joka on ihanteellinen erilaisiin päivittäisiin hoito- ja hyvinvointitoimintoihin. Näin lapsi voi olla mahdollisimman aktiivinen ja osallistuva, mikä edistää elämänlaatua, vähentää siirtotarvetta ja hoitajan fyysistä työtaakkaa.

Helppokäyttöisyys

Pienen runkokoon ansiosta wc- ja suihkutuoli sopii hyvin erilaisiin koteihin ja kylpyhuoneisiin. Yksinkertainen muotoilu tekee tuolista erittäin käyttäjäystävällisen ja kevyen. Hoitajan on helppo käsitellä tuolia ja sen sileät pinnat on helppo puhdistaa.



Säädettävyys

Käyttäjän asentoa on helppo tukea istuimen kaasujousiavusteisella kallistustoiminnolla sekä korkeus- ja kulmasäädettävällä jalkatuella. Runko on korkeussäädettävä taaten parhaan mahdollisen siirtokorkeuden hoitajille tai wc-istuinta varten.

Mukavuus ja tuki

Istuin on huolellisesti suunniteltu tukemaan käyttäjää, mikä yhdessä pehmeän PU-pehmusteen kanssa varmistaa istumamukavuuden. PU-pehmuste on helppo kiinnittää ja se on erittäin kestävä. Päätuoli, liivit ja vyöt tuovat lisätukea käyttäjälle.

Avustettu wc-käynti

Vammaiset lapset ja nuoret, jotka eivät pysty istumaan itsenäisesti ilman apuvälineitä tai jotka eivät pysty pysymään pystyasennossa suihkun aikana, tarvitsevat tukea päivittäiseen wc-käyntiin.

Swan Curo on apuväline, joka on suunniteltu tukemaan lasta wc- ja kylpytoimintojen aikana. Sen soveltuvuus arvioidaan käyttäjän toimintakyvyn eikä tietyn terveyden-tilan perusteella.



Lisää osallistumista

Vammaisille lapsille ja nuorille kotiympäristö voi olla suuri este päivittäisiin toimintoihin osallistumiselle. Etenkin esteettömän wc- ja suihkutilan puute voi olla este osallistumisen lisääntymiselle. WC- ja suihkutuoleilla on osoitettu olevan myönteinen vaikutus itsestä huolehtimiseen käyttäjän aktiivisuuden sekä vanhempien käsityksen perusteella.

Swan Curo on liikuteltava wc- ja suihkutuoli, joka on tarkoitettu kompensoimaan toiminnallisten kykyjen puutetta, jolloin lapsi voi osallistua päivittäiseen wc-toimintaan ja olla mahdollisimman aktiivisesti siinä mukana. Suurempi osallistuminen arjen perustoimintoihin wc- ja suihkutuolia käyttämällä tukee itsestä huolehtimista ja edistää vammaisten lasten ihmisarvoa ja elämänlaatua.

Pääsy wc:hen on oikeus!

Yhdistyneet Kansakunnat korosti saniteettitilojen ja fyysisten wc- ja käsienpesumahdollisuuksien merkitystä tehdessään sanitaation saatavuudesta ihmisoikeuden vuonna 2010. Maailman terveysjärjestö WHO toteaa, että ilmeisten terveysriskien, kuten ripulin, lisäksi saniteettitilojen käyttömahdollisuus voi edistää ihmisarvoa.

R82 tukee wc-harjoittelua!

Vammaisten lasten wc-harjoittelua koskevan viestinnän tueksi R82 on kehittänyt Swan Curo –kommunikaatiokortteja ja kirjan, jossa esitellään lapsille potalle menoa Swan Curon avulla, sekä seurantalomakkeet harjoitteluun.

Tyypillisesti kehittyvillä lapsilla pääsyä potalle tai wc-istuimelle ja itsenäistä istumista voidaan pitää olennaisen tärkeinä WC-harjoittelun aloittamisen kannalta. Vammaisilla lapsilla on oltava apuvälineitä tai fyysistä apua harjoittelun aloittamiseksi. Usein tarvitaan moniammatillista lähestymistapaa, jolla tuetaan lasta ja perhettä sellaisten päivittäisten rutiinien kehittämisessä, jotka voivat johtaa päivä- ja yökuivaksi oppimisen virstan-pylvään saavuttamiseen.

WC-harjoittelu

Yksi tapa valmistella pikkulapsia potalle menoon on puhua heille vessassa käymisestä ja wc-tuolin käytöstä. R82 Potty -kirja esittelee lapsille potalle menoa R82 Swan Curon avulla, ja hoitajat voivat lukea tarinan Mariasta ennen pottaharjoittelun aloittamista. Kun lapset näkevät kirjassa hahmon, johon he voivat samaistua, se auttaa heitä ymmärtämään wc-tuolin käytön perusteet. Tämä tekee prosessista tutumman ja vähemmän pelottavan ja totuttaa lapset ajatukseen, että vaippoja ei tarvitse käyttää.



Kommunikaatiokortit

Vammaiset lapset voivat parantaa kommunikatiivista suoriutumistaan käyttämällä täydentävää ja vaihtoehtoista viestintää, kuten manuaalisia viittomia, kuvia, kommunikaatiotauluja ja kommunikaatiokirjoja, sekä ääntä tuottavia laitteita. R82 on kehittänyt kommunikointikortteja, joissa on symbolit ”Vedä housut alas”, ”Istu wc:ssä”, ”Pyyhi puhtaaksi”, ”Vedä housut ylös”, ”Vedä wc:n huuhtelu” ja ”Pese kädet”, jotka auttavat hoitajaa kommunikoimaan wc-käynneistä kuvien avulla.



Seurantalomakkeet

Seurantalomakkeet on kehitetty tukemaan perheitä ja terveydenhuollon ammattilaisia wc-harjoittelun edistymisen systemaattisessa seuraamisessa käytettäessä R82 -tuotetta WC-harjoittelussa.



Lue lisää
WC-harjoittelusta
(englanniksi)



Tuotekuvaus

Swan Curoon voidaan lisätä yksilöllisiin tarpeisiin sopivia lisävarusteita. Mukavuuden ja toiminnallisuuden lisäämiseksi, saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita.

Kun tuoli tarjoaa tarvittavan tuen ylävartalolle, päälle ja käsivarsille, käyttäjä voi istua tuolissa erityisen mukavasti. Katso koko lisävarusteivalikoima verkkosivuiltamme.

Kaasujousi

Kaasujousi takaa tasaisen kallistuksen, mikä vähentää hoitajan työtaakkaa tuolin asentoa vaihdettaessa.

Päätuki

Valitse käyttäjän tarpeita vastaava päätuki. Kuvan päätuki sopii hyvin käyttäjälle, joka tarvitsee paljon tukea.

Selkeä muotoilu

Tuoli on erittäin käyttäjäystävällinen ja kevyt - sitä on helppo käyttää, se on helppo puhdistaa ja sitä on helppo käsitellä hoitajan kannalta.

Vyöt ja liivit

Kiinnitä liivit ja vyöt tukemaan vartalon asentoa ja pitämään lantio istuimen perällä.

Pöytä

Pöytäsoikeus sopii erinomaisesti erilaisiin kylpyhuonetoimintoihin. Se antaa tukea käsivarsille ja auttaa lasta säilyttämään pystyasennon.

PU pehmuste

PU-pehmuste lisää istuimukavuutta. Pehmuste on helppo kiinnittää ja irrottaa ja helppo puhdistaa.

Roiskesuoja

Swan Curoon on lisävarusteena saatavilla kaksi roiskesuojavaihtoehtoa.

Lukittavat pyörät

Turvallisuussyistä (esim. tuoliin siirtymisen aikana) tuoli on varustettu lukittavilla pyörillä. Suuremmat pyörät ovat saatavana lisävarusteena.

Korkeussäätö

Runko on korkeussäädettävissä, jotta se sopii monenlaisiin WC-tiloihin.

Jalkatuki

Kulmasäädettävä jalkatuen kiinnitysosa helpottaa jalkatuen säätämistä.



Katso ohjevideot
(englanniksi)



PU pehmuste, sininen, täydellinen
8706x-61



PU pehmuste, sininen, selkäosa
8706x-61



PU pehmuste, sininen, istuinosa
870xx-61



Istuimen täyteosa, sininen
8707x-61




Jalkalevy
87145-x



Jalkatuen kiinnitysosa
8702x



Alusastia
87080x




Roiskesuoja wc-istuimeen
87080x



Pyörät, lukittavat, 4 kpl setti
75 mm - 87100-20, 100 mm - 87100-S,
125 mm - 880100-125



Pöytä, ABS
870xx



Swing-away käsituki/pöytä
87013x-61



Työntökahva
one size - 880110



Roiskesuoja, 13 cm, sininen
one size - 880508-0561



Roiskesuoja, matala, sininen
one size - 880508-0861

Mitat

Kokoa valittaessa on tärkeää ottaa mitat lapsesta sekä wc:stä ja kylpyhuoneesta. Vertaa saamiasi mittoja Swan Curo -mittoihin, varmistaaksesi oikean koon sekä lasta että käyttöympäristöä varten.



Mittaopas
(englanniksi)



		1 ilman pyöriä	1 pyörillä	2 pyörillä	3 pyörillä	4 pyörillä
	Istuinleveys	220 mm	220 mm	260 mm	320 mm	410 mm
	Istuinsyvyys	265 mm	265 mm	310 mm	400 mm	450 mm
	Selkäosan korkeus	380 mm	380 mm	470 mm	525 mm	600 mm
	Max. käyttäjän paino	35 kg	35 kg	60 kg	85 kg	110 kg
	Istuimen kallistus (tilt)	0°–20°	0°–20°	0°–20°	0°–20°	0°–19°
	Pituus	400 mm	495 mm	625 mm	680 mm	680 mm
	Kokonaisleveys	460 mm	500 mm	530 mm	580 mm	655 mm
	Kokonaiskorkeus	670–830 mm	760–920 mm	960–1120 mm	990–1150 mm	1060–1220 mm
	Paino	7,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	11,8 kg	12,8 kg

Lisää mittoja www.etac.com. Koot 2, 3 ja 4 aina pyörillä.