

Etac Socky -sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille

etac®

Tämä sukanvetolaite on suunniteltu eripituisille ja -tyyppisille tuki- ja kompressiosukille. Se koostuu kahdesta pitkästä nailonkangasosasta, jotka kiinnitetään toisiinsa tarranauhalla. Kummassakin osassa on suuri kahva, josta vetämällä sukka vedetään jalkaterän ja säären päälle.

PITKÄN SOCKYN KÄYTTÖ

Aseta tukisukka Sockyn päälle. Kangasosat irtoavat toisistaan, kun vedät sukan ylös. Se auttaa myös hoitajaa hoidettavan avustamisessa.



TUOTE	TUOTENUMERO
Socky-sukanvetolaite tuki- ja kompressiosukille	80601003

TEKNISET TIEDOT	
Pituus	100 cm
Paino	90 g
Materiaali	Kangas: polyamidi

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.