



Käyttäjän
painosuositus
max. 180 kg

FYSICON Premium 180

Luotettava keskiriskin painehaavapatja pelastuslakanalla

Fysicon Premiumia käytetään osana painehaavojen ehkäisyhoitoa matalan ja keskiriskin potilaille. Sen pehmuste ja päällinen mukautuvat käyttäjälle sopivaksi.

Päällinen on helppo pitää puhtaana.

Patjaan integroitu pelastuslakana lisää turvallisuutta.

 CARPENTER

02/2026

TUOTETIEDOT

Mitat	78×200×13 cm 88×200×13 cm 98×200×13 cm 108×200×13 cm 88×220×13 cm 98×220×13 cm 108×220×13 cm Muita kokoja tilauksesta.
Käyttäjän paino:	max. 180 kg
Paloluokitus:	Patja on paloturvallinen. Syttövyysluokka SL1, savuke- ja liekkitesti SFS EN-597-1/2.
Kotimaisuus:	Patjalla on Suomalaisen työn liiton avainlippu-tunnus.
Takuuaika:	3 vuotta



TUOTTEEN RAKENNE

- Patjan pinnassa on 5 cm viskoelastinen kerros, joka muotoutuu käyttäjän lämmön ja painon vaikutuksesta. Se tasaa pintapaineita ehkäisten puutumista ja paine-
haavojen muodostumista.
- Pohjakerros on kimmovaahtomuovia, joka antaa tukeaa asennon vaihtamiseen.
- Päällisen pinta on joustavaa hygieniakangasta, joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä.
- Vetoketju on kahdella sivulla.
- Mustaan pohjakankaaseen on integroitu tarrakiinnitteiset evakuointihihnat: 2 sidontavyötä sivuilla ja vetoremmit päädyissä.
- Patjan sivuissa on nostokahvat patjan liikuttamista varten.



Laadunvalvonta on huolellista. Patjan pehmuste ja päällinen merkitään valmistuserän ja -ajan mukaisesti



PUHDISTUS JA HUOLTO

- Desinfiointi pyyhkimällä laimennetulla kloori-amiini- tai alkoholipohjaisella aineella tai etanolilla (kloori max 1000 ppm), huuhtelee hyvin ja kuivaa huolellisesti.
- Tarvittaessa päällisen pesu koneessa 70 °C nurinpäin
- Vaihda rikkoutunut päällinen uuteen.
- Sängyssä tulisi patjan tuulettumista varten olla säle- tai reikäpohja.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.
Valmistaja: Carpenter Engineered Foams Oy, Suomi