

LikoGuard™-nostojärjestelmä

Parempaa potilasturvallisuutta



Uusi LikoGuard-nostojärjestelmä on varustettu monipuolisilla toiminnoilla:

Uudistuneen nostokaaren muotoilu tarjoaa entistä parempaa potilasturvallisuutta.

Kevyt ja ympäristöystävällinen litiumioniakku on tehokkaan purkaussuojansa ja hitaan itsepurkauksensa ansiosta luotettava ja kestävä.

LED- tai LCD-näytöllä varustetun kaukosäätimen mittarit seuraavat järjestelmän huoltotarvetta, kuormitusta ja varaustilaa. LCD-näytön käyttöliittymä tarjoaa lisäksi käyttäjäkohtaista tietoa esimerkiksi nostojen kokonaismäärästä tietyllä ajanjaksolla.

Patentoituun manuaaliseen hätäpysäytys- ja laskumekanismiin on helppo yltää, eikä sen käyttö edellytä työkaluja tai voimaa.

Tutkitusti kestävä ja luotettava:

- 14 000 testinostoa maksimikuormituksella
- yhteensopiva Liko-nostoliinoiden ja -kiskojen sekä muiden lisävarusteiden kanssa
- jatkuva toimintakyky myös voimakkaasti vaihtelevissa lämpötiloissa
- kantaville ja järjestelmän toiminnan kannalta kriittisille osille on suoritettu laajat turvallisuustestit.

LikoGuard-nostojärjestelmä



SlingGuard™ 450 -nostokaari



Kaukosäätimet



Hätäpysäytys



Seinälaturi

Tekniset tiedot

Turvallinen kuormitus

LikoGuard L 272 kg

LikoGuard XL 363 kg

Moottorin paino 14 kg

Nostokaaren mitat

SlingGuard 450 45 x 18,5 cm

Nostokaaren liitännät kiinteä tai pikalukitus

Moottorin suojausluokka IPX4

Kaukosäätimen suojausluokka IPX7

Nostonopeus 4–6 cm/s

Nostoväli 230 cm

Hätälasku manuaalinen ja sähkökäyttöinen

Hätänosto sähkökäyttöinen

Akku

litiumioniakku
25,2 V/3,8 Ah

Akkulaturi

sisäänrakennettu
akkuyksikkö

Virtalähde

seinä- tai
kiskolaturi

Kaukosäätimet

LED-näyttö tai
taustavalaistu LCD-näyttö

Tuotenumero

LikoGuard L 3301030

LikoGuard XL 3301040

Hill-Rom on maailman johtava lääketieteelliseen tekniikkaan erikoistunut yritys, joka työllistää yli 7 000 henkilöä yli 100 maassa. Hill-Rom tekee yhteistyötä terveydenhuoltopalveluiden tarjoajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on hoitoratkaisujen parantaminen viidellä ydinalueella, joita ovat **liikuntakyvyn edistäminen, haavanhoito ja haavojen ennaltaehkäisy, työnkulk, kirurgisten toimenpiteiden turvallisuus ja tehokkuus sekä hengityselinten terveys**. Hill-Romin työntekijöiden, tuotteiden ja brändien päämääränä on **hoitotyön edistäminen kaikkialla maailmassa**.

Kaikki tuotteet/mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Kysy lisätietoja paikalliselta Hill-Rom-edustajalta tai tutustu sivustoomme osoitteessa

www.hill-rom.com.

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Esitteessä kuvatut lääketieteelliset laitteet on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuoltolaitoksissa.



Laitteilla on CE-merkintä, ja ne ovat kaikkien sovellettavien määräysten mukaisia. Hill-Rom kehottaa käyttäjää lukemaan huolellisesti laitteiden mukana toimitetut ohjeet. Terveydenhuoltolaitosten henkilöstö on vastuussa laitteiden oikeasta käytöstä ja ylläpidosta.

Potilassäilyjen ja -patjojen valmistaja:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner – Ranska (myös Euroopan edustaja)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 – Ranska
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten – Saksa
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 – Yhdysvallat
Nostolaitteen valmistaja: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luulaja – Ruotsi

Hill-Rom pidättää oikeuden muotoilua, teknisiä tietoja ja malleja koskeviin muutoksiin. Hill-Romin antama kirjallinen takuu kattaa myös tuotteiden myynnin tai vuokraamisen.
©2015 Hill-Rom Services, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Asiakirjan nro: SEN183301-01, 24 elokuuta 2015

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom