

ASX6CC

novacare

Nykyaikainen vaihtuvapaineinen painehaavapatja

ASX6 CC sopii
käytettäväksi paine-
haavariskiluokkaan
4 asti (erittäin suuri
painehaavariski)

Käyttäjän
paino:
20–200 kg



ASX6CC on vuosien käyttökokemuksen tuloksena kehitetty, toimintavarma patja. Käytössä esiin nousseet haasteet on ratkaistu ja parhaat kehitysideoita toteutettu.

Patja on suunniteltu suomalaisten tarpeita ajatellen, ja sen mitoitukset sopii lähes kaikkiin Suomessa käytettäviin sänkyihin. Patjan pohjaan integroitu pelastuslakana lisää turvallisuutta, ja selkeät kuvalliset näppäimet mahdollistavat helpon käytön koko henkilökunnalle äidinkielestä riippumatta.

Valmistajan ilmoittama käyttöikä on vähintään viisi vuotta. ASX6CC saa kiitosta huoltohenkilöstöltä, sillä se on kestävä eikä vaadi juuri lainkaan korjauksia.

Irrotettava päällinen on helppo pitää puhtaana, ja koko patjan ympäri kiertävä vetoketju tekee sen poistamisesta vaivatonta. Mukana toimitettava kahvallinen kantolaukku helpottaa patjan kuljetusta ja säilytystä.



TUOTETIEDOT

Mitat ja paino:	80 cm malli: 78×200×15 cm, 7,8 kg 90 cm malli: 88×200×15 cm, 8,6 kg Pumppu: 18×30×12 cm, 2,7 kg
Käyttäjän paino:	20–200 kg
Takuuaika:	2 vuotta

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite. Täyttää standardin SFS-EN 60601-1-11 vaatimukset.
Valmistaja: NovaCare GmbH

OMINAISUUDET:

PUMPPUYKSIKKÖ:

- vaihtuvapaineinen tai staattinen minipainetila
- kovetus
- selkeät kuvalliset näppäimet
- matalapainehälytys
- virtakatkoshälytys
- hälytysäänen mykistys
- automaattinen näppäinlukko
- digitaalinen ohjaus paineanturilla

PATJA:

- Cell-on-cell -kaksikerrosilmapatja, yhteensä 36 ilmakennoa. Kennot on helppo vaihtaa.
- Kennon materiaali: Nylon PU.
- Päälysmateriaali: PES-polyuretaani.
- CPR-hätäventtiili.
- Pikairrotettavat kennot jalkopäässä kantapäihin kohdistuvan paineen minimoimiseksi.
- Säilyttää ilmanpaineen kuljetustilanteissa ja sähkökatkosissa useiden tuntien ajan.

PÄÄLLINEN:

- Antibakteerinen inkontinenssipäällinen.
- Pelastuslakana integroituna pohjaan.
- HF-hitsatut saumat ja vetoketun päällä tippasuojaus.
- Päällinen on helppo poistaa, sillä koko patjan ympäri kiertää vetoketju.
- Vaivaton konepesu.
- Bi-elastinen, hengittävä.
- Päällinen on saatavana myös varaosana.



PESU- JA PUHDISTUSOHJEET

- Pyyhi päällinen säännöllisesti pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Voit käyttää tavallisia puhdistus- tai desinfiointiaineita.
- Tarvittaessa irrota päällinen ja pese pesukoneessa enintään 70 °C:ssa.
- Kennot desinfioidaan pyyhkimällä.
- Kemoterminen käsittely tehdään vain tarvittaessa.