



VELA Meywalk 4



VELA Meywalk 4 Large



VELA Meywalk 4 Medium



VELA Meywalk 4 Small



VELA Meywalk 4 Micro

VELA Meywalk 4 kävelytelineet on suunniteltu kävelyn apuvälineeksi lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä liikkumisessa. Kävelyteline antaa tarvittavan tuen pystyasentoon sekä itsenäiseen kävelyyn. Kyky liikkua itsenäisesti ja olla kontaktissa muihin pystyasennossa edistää liikkuvuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistämällä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

VELA Meywalk 4 mahdollistaa itsenäisen liikkumisen stimuloiden ja tukien samalla liikkujan luonnollisia liikemalleja. Dynaamisen istuimen ja jousituksen avulla kävelyteline myötäilee liikkujan liikemalleja mahdollistaen optimaalisen painonkannatuksen. Rintatuki tukee ylävartaloa pystyasennossa kävelyn aikana.

VELA Meywalk 4 turvallinen ja helppokäyttöinen. Muista käyttää jarruja ja laskea rungon säätöosa ala-asentoon istuimen laskemiseksi, jolloin käyttäjän on helppo askeltaa telineeseen vähäisellä avustuksella. Istuimen korkeutta on helppo hienosäätää myös erillisellä säätöruuvilla rintatuen tapaan.

Kävelijän ei tarvitse tukeutua yläraajoihinsa asentonsa ylläpitämiseksi, jolloin sosiaalinen osallistuminen ja yläraajojen käyttö erilaisiin askareisiin kävelytelinettä käytettäessä on mahdollista. Integroitu otetanko on helposti säädettävissä käyttäjälle sopivaksi, jos lisätukea tarvitaan.

Päivittäinen pystyasennossa olo vaikuttaa nivelten hyvinvointiin, luuston tiheyteen ja lihasvoimaan. Liikkuvuus säilyy ja kestävyys sekä tasapaino kehittyvät. Mahdollisuus seistä ja kävellä VELA Meywalk 4 kävelytelineen avulla parantaa verenkiertoa, ruuansulatusta ja hengitystä, edistämällä luonnollista ruokahalua, parempaa unta ja yleistä hyvinvointia, mikä on

elintärkeää ja usein edellytys muiden päivittäistointojen hallitsemiselle.

HYÖDYT

- :: VELA Meywalk 4 aktivoi ja tukee kehon luonnollisia liikemalleja
- :: Käyttäjä voi seistä/kävellä tuettuna itsenäisen seisoma-asennon ollessa heikko tai puutteellinen
- :: Kasvaa käyttäjän mukana säädettävän rungon sekä istuimen ja rintatuen erillisten korkeussäätöjen ansiosta
- :: Säädettävissä ilman työkaluja.
- :: Helppo laittaa kasaan kuljetusta varten

	VELA Meywalk 4 Micro	VELA Meywalk 4 Small	VELA Meywalk 4 Medium	VELA Meywalk 4 Large
Pituus	77 cm	85 cm	86 cm	100 cm
Leveys, ulkomitta	51 cm	62 cm	62 cm	68 cm
Leveys, sisämitta	42 cm	49 cm	50 cm	57 cm
Istumien leveys::				
Edestä	7 cm	9 cm	10 cm	10 cm
Keskeltä	5,2 cm	7,5 cm	7,2 cm	7,2 cm
Takaa	11,5 cm	13,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
Istuimen syvyys	24 cm	27 cm	32,5 cm	32,5 cm
Istuimen korkeus*	25-45 cm	44-67 cm	60-84 cm	80-104 cm
Rintatuen korkeus*	52-65 cm	74-99 cm	101-133 cm	120-152 cm
Rintatuen koko (valitse koko käyttäjän rinnanympäryksen mukaan)	70 or 90 cm	70, 90 , 105 or 120 cm	70, 90, 105 , 120 or 130 cm	70, 90, 105, 120 or 130 cm
Paino (ilman lisävarusteita)	13 kg	25 kg	32 kg	34 kg
Max.käyttäjän paino	60 kg	100 kg	130 kg	130 kg
Jouset valitaan käyttäjän painon mukaan	10-15 kg (orange) 15-20 kg (purple) 20-50 kg (white) 45-65 kg (yellow)	20-50 kg (white) 45-65 kg (yellow) 65-80 kg (blue) 80-100 kg (red)	45-65 kg (yellow) 65-80 kg (blue) 80-100 kg (red) 100-130 kg (silver)	45-65 kg (yellow) 65-80 kg (blue) 80-100 kg (red) 100-130 kg (silver)
Rungon väri	Musta	Vihreä	Punainen	Musta
Runko	Alumiini	Teräs	Teräs	Teräs
Tuotenumero	014000	013000	011200	011250

MITAT JA PAINO

* Korkeus mitattu puoliksi jousia kuormittaen.

Vakio vahvistettu

VELA Meywalk 4 kävelytelineet ovat CE merkittyjä ja tämän hetkisten standardien mukaisia. Kävelytelineet ovat hyväksytyt sisäkäyttöön.

Kävelytelineen polyuretanipehmusteet on päällystetty keinoahalla tehden niistä kestäviä, helposti puhdistettavia ja desinfiointavia.

LISÄVARUSTEET

VELA Meywalk 4 kävelytelineisiin on saatavilla runsas valikoima lisävarusteita takaamaan kullekin kävelijälle tarvittavan tuen esim. lantioon ja vartaloon lisäämään pystyasennon tuentaa

Lisätietoa lisävarusteita tuotenumeroineen ja kuvineen löytyy osoitteesta www.algoltrehab.fi

KÄYTTÖ

VELA Meywalk 4 kävelytelineen helpot säädöt ilman työkaluja tekevät siitä monikäyttöisen myös tilanteissa, joissa sitä käytetään useammalle asiakaalle esimerkiksi sairaalan osastokäytössä

Eturungon telineeseen siirtymistä helpottavan laskumekanisminn lisäksi kävelytelineeseen voidaan siirtyä myös nostinta käyttäen.

Distributor Details:

Algol Trehab Oy

Karapellontie 6 | 02610 Espoo

Puh. (09) 5099 331

algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi