

Light Turner -siirtolakana

mastercare
HUMAN HANDLING SYSTEM

Light Turner on satiininen potilaan vuodesiirtoihin suunniteltu siirtolakana, jota käytetään yhdessä Light Cover -liukulakanan kanssa. Poistaa tehokkaasti kitkaa potilaan alta vuodesiiroissa. Erityisesti painevaurioisille potilaille ja potilaille, jotka tarvitsevat vain pientä avustusta asennon muuttamiseen vuoteessa, sekä tehohoitopotilaille.

Light Turner -siirtolakanassa on otekahvat molemmilla sivuilla, joten sitä voidaan käyttää myös potilasnostimella.



SAATAVILLA ERI KOKOJA

MC002-2700 koko L 200 x 140 cm, 7 otekahvaa molemmilla sivuilla.
MC002-2701 koko M 145 x 140 cm, 5 otekahvaa molemmilla sivuilla.

Maksimikantavuus 200 kg.



Pesu max. 85 astetta, hellävarainen rumpukuivaus max. 40 astetta. EI SAA silittää eikä pestä kemiallisesti.

Light Cover -liukulakana

Satiininen liukulakana, joka kiinnitetään patjaan kulmissa olevilla kuminauhoilla ja keskellä olevat siivekkeet käännetään patjan alle. Pysyy näin hyvin paikoillaan.

Lakanan molemmilla sivuilla on puuvillakangasta, joka estää liukumista esim. istuttaessa vuoteen reunalla - potilas ei liu'u lattialle.

Liukulakana poistaa tehokkaasti kitkaa potilaan alta, voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdessä Light Turner -siirtolakanan kanssa, jolloin toimii kitkan poistajana vuodesiiroissa erityisesti painevaurioisilla potilaille.

SAATAVILLA KAHTA KOKOA

MC001-2656

Large koko 85 x 200 cm, liuku keskellä 65 x 200 cm

MC001-2655

Medium koko 85 x 200 cm, liuku keskellä 65 x 140 cm

Maksimikantavuus 200 kg.



Pesu max. 85 astetta, hellävarainen rumpukuivaus max. 40 astetta. EI SAA silittää eikä pestä kemiallisesti.