

Molift Quick Raiser 2

Seisomanojanostin

Molift Quick Raiser 2 on pieni, helppokäyttöinen nostin siirtymiseen ja seisomisen harjoittamiseen.

Nostin on suunniteltu avustamaan juuri sellaisia käyttäjiä, joille seisominen on vaikeata, mutta jotka pystyvät itse osallistumaan siirtymistapahtumaan. Nostin on helppo liikuttaa ja se mahtuu pieneen tilaan. Molift Quick Raiser 2 sopii niin koti- kuin laitospöytäkäyttöönkin ja siinä on sähkö- säätöiset jalat.

molift
a part of Etac



TEKNISET TIEDOT	
Valmistusmateriaali	tukivarsi alumiinia runko ja nostovarsi terästä
Moottori	12 V DC
Akku	14,4 NiMH - 2,6 Ah, Molift Power pac -järjestelmä
Nostokapasiteetti	160 kg
Nostokerrat	25 kertaa
Pyörät	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kpl (takapyörät) 115 mm, kumia, lukittavat • 2 kpl (keskellä) 100 mm, kumia • 2 kpl (edessä) 65 mm, kumia
Jalkojen korkeus	100 mm
Leveys	610-1200 mm
Pituus	1265 mm
Korkeus	1280 mm
Paino	37 kg

TUOTE

ETACM 04200 Molift Quick Raiser 2

TUOTENUMERO

EM04200

MOLIFT POWER PAC

Molift Power pac -järjestelmä sisältää akun, joka asennetaan nostovarressa olevaan akkukonsoliin. Akkujen lataus tapahtuu asettamalla latauslaitteen johto seinäpistokkeeseen.



MOLIFT QUICK RAISER 2 OMINAISUUKSIA

- Ainutlaatuinen järjestelmä nostaa potilaan eteen ja ylös noudattaen näin kehon normaalia liikerataa.
- Soveltuu erinomaisesti nopeisiin siirtymisiin.
- Helppo purkaa ja koota.
- Sähköisesti säädettävät jalat.
- Leveät liukuesteillä varustetut alustat antavat hyvän tuen käyttäjälle.
- Säädettävät polvityynyt pitävät jalat paikoillaan.
- Laitte on useiden tukipyörien ansiosta käytössä erittäin tukeva ja vakaa.
- Häätä-lasku ja hätä-seis -toiminnot.
- Varoitusvalo ilmoittaa akun loppumisesta.



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.