

Kompakti McWet-suihkutuoli



McWet on kompakti pyörällinen suihkutuuoli, joka soveltuu kokonsa puolesta ahtaampiinkin tiloihin. McWet-suihkutuoleja on saatavana kolme eri mallia: työnnettävä pienillä 5” pyörillä sekä kelattava suihkutuuoli varustettuna joko kiinteillä 24” tai irrotettavilla ja pikalukittavilla 24” pyörillä.

Muotoiltu istuin ja selkätuki lisäävät istumismukavuutta. Istuimen hygieni-aukon kansi on helposti irrotettavissa ja tuolin käyttötarkoitus vaihdettavissa wc-tuoliksi. Istuimessa tarvittaessa irrotettavat alusastian pidikkeet. Suihkutuolia on kevyt liikuttaa työntäen tai kelaten. Ylös käännettävät käsivetimet ja istuimen alle käännettävä jalkatuki helpottavat siirtymistilanteita tehden niistä myös turvallisempia. Jalkalaudan korkeutta voi säätää 5 cm.



	24" malli 8013039 pyörät kiinteät 24" ja 2 x 5" 8013041 pyörät pikalukittavat 24" ja 4 x 5"	5" malli 8013040
Kokonaisleveys	63 cm	54 cm
Kokonaispituus jalkatuki istuimen alle työnnettynä / käytössä	82 / 102 cm	69 / 89 cm
Kokonaiskorkeus	95 cm	92,5 cm
Istuinkorkeus	53 cm*	53 cm*
Istuimen leveys	43 cm	43 cm
Istuinsyvyys	42 cm	42 cm
Vapaa tila istuimen alla	45 cm*	43,5 cm*
Kokonaispaino	17,5 kg	13 kg
Maksimi käyttäjäpaino	130 kg	130 kg
Materiaalit	Runko alumiinia, pehmusteet PU, umpikumipyörät	
Väri	Runko valkoinen, pehmusteosat mustat	

*korkeudensäätöpala lisää 5 cm korkeutta



Istuimen alle taitettava ja korkeussäädettävä jalkatuki.



Istuimen kansipalan voi helposti nostaa pois.

- + Kompakti koko
- + Muotoiltu istuin ja tukeva selkäpehmuste
- + Irrotettava selkätuki pienentää kuljetuskokoa

LISÄVARUSTEET

- 206700200 Alusastia kannellinen, kantokahvalla
 8013059 Korkeudensäätöpalat 5 cm 24" malleihin
 8013061 Korkeudensäätöpalat 5 cm 5" malliin



YLEISIMMÄT VARAOSAT

- 291020003 Istuin sis. hygienia-aukon kansi ja alusastian pidikkeet
 3010212 Hygienia-aukon kansi

Tuote on CE-merkitty lääkkinnällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
 Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi

