

MOLIFT MOVER 205

Pyörällinen henkilönostolaite



Mover 205 on turvallinen henkilönostolaite erilaisiin nostotarpeisiin makuu- ja istuma-asennosta.

molift

Mover 205 mahdollistaa helposti noston myös lattia-tasosta. Mover 205:ssä on hätäpysäytin ja -laskutoiminto, jolla nostin voidaan laskea alas vaikka akut eivät toimisi. Ergonomisesti suunniteltu käsiohjain on helppo ja mukava käyttää. Alhainen paino ja pyörien optimaalinen sijoittelu tekevät Mover 205 -nostimesta helposti ja kevyesti liikuteltavan. Jalasten sähköinen säätö helpottaa ja nopeuttaa toimintoja. Matalat jalakset mahtuvat hyvin mm. vuoteen alle.

TEKNISET TIEDOT

- Materiaali: runko terästä/alumiinia
- Akku NiMH 26,4V – 2,6 Ah
- Käyttäjän enimmäispaino 205 kg
- Laitteen kokonaispaino 39,3 kg
- Nostokorkeus min 355 – max 1805 mm
- Kokonaispituus 1285 mm
- Kokonaisleveys 690 mm
- Laitteen sisäleveys jalakset kiinni 550 mm
- Laitteen sisäleveys jalakset auki 1065 mm
- Jalasten korkeus 115 mm

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo
Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi



Etac A/S

etac